

Cavex Bite&White

ExSense

T O O T H C O N D I T I O N E R

- Vermindert tand gevoeligheid
- Helpt gevoelige tanden voorkomen
- Versnelt en versterkt het re-mineralisatie proces
- Maakt het tandoppervlak glad en glanzend, 'luster-effect'
- Versterkt en verlengt het whitening-effect na de bleekbehandeling
- Vertraagt het proces van plakvorming

Nieuw



CAVEX Bite&White ExSense T O O T H C O N D I T I O N E R

Gevoelige tanden

Gevoelige tanden zijn een veel voorkomend probleem. Dagelijks worden grote groepen mensen geplaagd door gevoelige elementen ten gevolge van **blootliggend dentine** of na het ondergaan van **een bleekbehandeling**. Bestaande behandelingen met speciale tandpasta's, fluoride, calciumfosfaat enz. bieden veelal slechts tijdelijk en matige verlichting. Oplossingen die wel langdurige verlichting bieden zijn daarentegen weer heel ingrijpend of ongewenst vanwege de agressieve natuur van de oplossing, zoals bijvoorbeeld met glutaraaldehyde. Maar wat dan wel?

De perfecte oplossing

Cavex Bite&White ExSense biedt dankzij een innovatieve cocktail van hydroxyapatiet en 'hydro-dispersing clay' **snel en langdurig verlichting** van gevoelige tanden. De unieke eigenschappen van de 'hydro-dispersing clay' zorgen voor een versnelde verspreiding en boost in de penetratie van het hydroxyapatiet. Dankzij deze **synergetische samenstelling** van Cavex Bite&White ExSense dringt de hydroxyapatiet extra diep door in de tubuli en 'microcracks' in het glazuur. Hierdoor worden deze niet alleen volledig afgesloten maar vindt er tevens kristallisatie plaats die de micro-hardheid helpt herstellen en het re-mineralisatie proces versnelt.

Applicatie

Van origine ontwikkeld om gevoeligheid na bleekbehandelingen te elimineren, blijkt Cavex Bite&White ExSense **zeer effectief** in de verzachting van tandgevoeligheid in het algemeen. De applicatie kan op verschillende manieren worden gedaan afhankelijk van de aard van de gevoeligheid. Zeer effectief is het gebruiken van een **'op-maat-gemaakte' lepel** gevuld met Cavex Bite&White ExSense en de elementen gedurende 10 minuten te laten baden in de heilzame conditioner. Bij meer lokale klachten kan Cavex Bite&White ExSense ook uiterst doeltreffend **met de vingertop worden in-gemasseerd** op de gevoelige plek. Welke methode men ook hanteert, het resultaat is altijd hetzelfde; snelle verlichting van de gevoeligheid.

Voor iedereen

Cavex Bite&White ExSense is uitsluitend verkrijgbaar via de tandarts en mondhygiënist. Dankzij de **natuurlijke samenstelling** is Cavex Bite&White ExSense door de patiënt onbepaald (thuis) te gebruiken en worden gevoelige tanden gereduceerd tot een vage herinnering. Cavex Bite&White ExSense, een absolute weldaad voor het gevoelige gebit.

