


OMNI DENT®

We care. You smile.



► OmniCeram évolution 2.0
Seite 50



Der Gesamtkatalog für Ihre Praxis und Ihr Labor

Omnident 2020



► OmniCeram évolution flow 2.0
Seite 50

24 Stunden Lieferservice
exklusiv über Ihr Dental-Union Depot alle Depots auf Seite 115

Inhaltsverzeichnis

► Abformmaterialien	
Omnisil A	4
Silikon Knetmasse	5
Löffeladhäsiv	5
Omnibite	6
Omnibite Apple	6
Omnibite Vanilla	6
Omnibite Granit	7
Omnibite plus	7
Omni Dispenser	7
Alginat blau	8
Alginat rosa	8
Omnicolor	9
Anmischspatel	9
Abdrucklöffel nach Ehrcke	10
Abdrucklöffel	11
► Desinfektion, Reinigung, Sterilisation	
Desinfektionsplan	12
OmniTouch Haut- und Nagelbalsam	12
OmniTouch tendency	12
Omnihand / Omnihand Gel	13
Kanisterzubehör	14
Omnicare	14
Saliva Nanosept	14
Salivasept	14
Ultra Orange	14
OmniStar touchless	15
OmniStar Armhebelspender	15
Omniwipes / Omniwipes Lemon	16
Profcleaner Sanitary/Surface	16
Omnisuc / Omnisuc W	17
Omnisuc Cleaner	17
Omnisuc Filter	17
Omniwipes wet & easy Plus	18
Omniwipes wet & easy	18
Omnisept	19
Omnisept Plus	19
OmniBiozid Plus	20
OmniBiozid	20
Omnizid	21
Omnizid 35	21
Omnidrill	22
Omnisept IMP	22
Omnipur	22
Omnizid fleur	23
Omniwipes Dry Velours	23
Omniwipes wet	24
Omniwipes Dry	25
Omniwipes Dry SuperSoft	25
Wash Test	26
Omni Ink Test	26
Bowie & Dick Test	26
Omni Seal Test	26
Omni Helix Test	26
Omni Helix Test Pro	26
Omnibag Sterilisationsbeutel	27
Omnifol Sterilisationsfolie	27
Omni Seal plus	27
Omni Steri Rollenhalter	27
P2 Etikettierer / Zubehör	27
Ölsprays	28
Adapter für Ölsprays	28
Desinfektionswanne	28
Omni Tip Cover	28
► Einwegartikel	
Sensorspender	29
Omni-Z Einmalhandtücher	30, 31
Omni-Z Wandspender	31
Schwebetischauflagen	32
Normtrayeinlagen	32
Zelltuchservietten	32
Omniprotect	33
Omni Bib Holder	33
OmniFresh Ultrasoft	33
Omni Einmal PE Schürze	34
Omniflow Protect	34
Einweg-Patientenumhänge	34
Tischspender / Wandspender	34
Kopfschutztaschen	34
Zellstofftupfer	35
Wattekügelchen	35
Mulltupfer	35
Mulltupfer steril	35
Schaumstoffpellets	35
Schaumstoffpellets plus	35
Ultragrip Untersuchungshandschuh Latex	36
Latexhandschuh leicht gepudert/puderfrei	36
Untersuchungshandschuh Soft Vinyl	36
Untersuchungshandschuh Select	37
Omni Safetec Untersuchungshandschuh	37
Sensitive Latexhandschuh	37
Chemikalienschutzhandschuh	38
High protect Nitrilhandschuh	38
Rosa Pearl Untersuchungshandschuh	39
Violet Pearl Untersuchungshandschuh	39
Untersuchungshandschuh Soft Nitril	39
Omnimask Comfort	40
Omnimask Premium Antifog	40
Omnimask Antifog	41
Einmal-Speichelsauger	neue Farbe! 42
Omnibrush	42
Omnicups PP	neue Farben! 43
Omnibrush Eco	44
Zahnwatterrollen	44
Zahnwatterrollen Compact	44
Anmischblöcke	44
Absaugkanülen	neue Farben! 45
Absaugkanülen kids	neue Farben! 45
Omnident Mischkanülen	46
Intraoraltips	46
► Temporäre Versorgung	
Omnitemp C	47
Omnifill C	47
Kapsel Aktivator	47
Kapsel Applikator	47
Omnitemp KB	47
► Permanente Versorgung / Füllungen und Hilfsmittel	
OmniCEM SE	48
Einwegpinsel / Einwegpinsel Set	48
Omnitips	48
OmniCeram Bulk Fill	49
OmniCeram Bulk Fill SDC	49
Omni Compomer	49
OmniCeram evolution 2.0	50
OmniCeram evolution flow 2.0	50
OmniCite 2.0	51
OmniCite All'N'One	51
Metal Primer	51
Okklusionsspray	51
OmniCeram evolution flow tips	52
OmniEtch tips	52
Omni PL Tips	52
Omni-Etch	53
Matrizenband	53
Matrzenspanner	53
Omni Dappengläser	54
Einweg Dappenbehälter	neue Farbe! 54
► Medikamente	
Wattekügelchen	55
Coolpack mini Kältekompresse	55
Coolpack sports	55
Kältespray	55
Omnident Injektionskanülen	56
Zylinder-Ampullen-Spritze	56
Schaumstoffpellets	56
Schaumstoffpellets plus	56
► Prophylaxe	
Omni clean and polish /repair Polierpasten	57
Profi Cups Polierkelche	neue Variante! 57
Omni Minibrush	neue Variante! 57
Tubfix	57
OmniTip ZEG-Spitzen	58
Omni Oshibori	58
Omniflow Handy 2+	58
Omniflow	59
Interdentalbürsten für Halter	60
Halter für Interdentalbürsten	60
Interdentalbürsten	61
Interdentalbürsten mit Griff	61
omniDYNÉ	62
Zahnspangenboxen	62
Schiendosen	63
OraCare Mundspülösung	64
Zahnseide	65
Omni White smile	65
OMNI Ice Brush	66
OMNI Prothesenbürste	66
Zahnputzsets Kids	67
OMNI Indicator Aufsteckzahnbursten	67
OMNI flatcut soft	68
Kinderzahnbursten	68
Multituft Zahnbürsten	68

Hinweis

Alle Preise in diesem Katalog sind unverbindliche Preisempfehlungen der OMNIDENT Dental-Handelsgesellschaft mbH.
Zu den Preisen kommt die jeweils gültige gesetzliche Mehrwertsteuer.

► Geräte

Omniseal plus	27
Omni Steri Rollenhalter	27
P2 Etikettierer / Zubehör	27
Sensorspender / touchless Spender	15, 29
Omniflow Handy 2+	58
OmniSonic 3D / OmniSonic 4D	69
OmniSonic basic / OmniSonic 3D	112

► Instrumente

WHO-Sonde	70
Heidemann-Spatel	70
Planstopfer	70
Zementspatel	70
Spatel	70
Kugelstopfer	71
Pinzetten	71
Zahnsonden	71
Serviettenkettchen	72
Mundspiegel	72
Mundspiegelgriffe	72
Zahnzangen	73
Nadelhalter	74
Zahnfleischscheren	74
Arterienklemmen	74, 77
Pinzetten	75
Wurzelheber	75
Sonstige chirurgische Instrumente	75
Anmischspatel	76
Gips- und Wachsmesser	76
Le Cron Modellierinstrumente	76
Tasterzirkel	76
Lötspatze	77
Gipszange	77
Teleskopzange, Kramponzange	77
Kronen- und Brückenthalteklemmen	77

► Rotierende Instrumente

OmniGloss	78
OmniRound	78
Omnicut	79
Omni Multicut	79
Omni Powercut	79
Composite Polierer	<i>neue Varianten!</i> 93

► Endodontie

Hedströmfeilen	<i>neu:</i> 80
K-Feilen	<i>neu:</i> 80
K-Bohrer	<i>neu:</i> 81
Guttaperchaspitzen	82
Paperspitzen	83
Schaumstoffeinsätze	83

► CAD / CAM

Omni Ronden Z-CAD / Liquids	<i>neu:</i> 84 – 88
Omni Ronden One4All	<i>neu:</i> 87 – 88
Omni Ronden PEEK	<i>neu:</i> 89

► Ausarbeiten/Polieren

Alustral	90
Cera Blast	90
Pinselbürsten	90
Radbürsten	90
Woll- und Nesselschwabbeln	91
Polierbürsten	91
Bohrerreinigungsbürste Messing	91
Bohrerreinigungsbürste Nylon	91
Heatless Steine	92
Spezial Schleifsteine	92
Abrichtstein	92
Schleifkörperprogramm	93 – 99
Omnipol	<i>neue Varianten!</i> 93 – 95
Mandrelle	93

► Prothetik/Kunststofftechnik

Löffelmaterial	100
----------------------	-----

► Gusstechnik/Legierungen

Dental Vlies	101
--------------------	-----

► Modellherstellung / Artikulation

Gipse / Gipsschaufel	102, 103
Omni Tray Cleaner Konzentrat	104
Omniprint P / Omniprint P soft	105
Anmischbecher	106
Anmischblöcke	106
Sekundenkleber	106
Omnidouble	107
Omnidouble Küvetten	107
Platzhalterfolie	107
Käppchenfolie	107
Dowel Pins	108
Sockelformer	108
Magnet-System	108
Silikon Knetmasse Labor	109
Prothesenfinish	109
Okklusionsspray	109

► Modellieren

Bisswälle	110
Bissnehmewachs	110
Wachsdräht	111
Modellierwachse	111

► Geräte

OmniSonic basic / OmniSonic 3D	112
Filterbeutel für Absauganlagen	113
Langzeitfilter	113

sitemap

beachten Sie auch das Stichwortverzeichnis auf der hinteren Umschlagklappe

Omnisil A Dynamik-Putty

Echtes Knetsilikon für automatische 5:1 Mischgeräte. Kein Dosieren und manuelles Anmischen mehr erforderlich. Keine Beeinträchtigung durch Handschuhmaterialien. Der Löffel wird direkt befüllt, d.h. Sie mischen nur so viel Material an wie Sie benötigen. Das macht Dynamik-Putty nicht nur sicher in der Anwendung, sondern auch effizient. Abformungen lassen sich einfach entnehmen und beschneiden. Die Dynamik-Putty Kartusche ist sofort einsatzbereit. Es sind keine zusätzlichen Kartuschen nötig. Abbindezeit 2:30 min. Shore A 65. Farbe gelb/grau.

38979

Intropackung, bestehend aus:
1 Dynamik Putty 380 ml,
2 Bajonettringe,
10 Dynamik Mischer,
1 Omnisil A Kontur 50 ml,
6 x Mixingtips

66,90

39046

Pckg. 2 x 380 ml Kartuschen,
Bajonettring, 2 Dynamik-
Mischer

105,90

39263

Dynamischer Mischer
Pckg. 50 Stück

44,90



Omnisil A Putty

Klassisches Knetmaterial für Korrektur- und Sandwichabformungen. Geschmeidige Konsistenz für einfaches und schnelles Mischen. Gute Elastizität zur einfachen Entformung am Patienten und im Labor. Abbindezeit 3:30 min. Shore A 60. Farbe gelb/grau.

39043

Pckg. 900 ml (1.469 g)

58,90



Omnisil A Kontur

Mittelviskoses Material mit optimalen Fließeigenschaften. Präzise, reißfest und dimensionsstabil. Ideale Ergänzung zu Dynamik-Putty und Putty. Abbindezeit 3:30 min. Shore A 55. Farbe hellblau/grau.

38974

Pckg. 2 x 50 ml,
12 Mischkanülen

26,90

**Omnident
Mischkanülen**
finden Sie auf
Seite 46



Silikon Knetmasse

Knetbare, kondensationsvernetzende Silikonmasse mit hoher Abformgenauigkeit für Erst-/Vorabdruck bei der Doppelmischnachtechnik, Situationsabdruck und Quetschbiss. Optische Anmischkontrolle durch farbigen Tubenhärter. Leicht zu adaptieren. Verbindet sich nicht mit Gips, Wachs, künstlichen Zähnen oder Metall. Abbindezeit ca. 4-5 Min. Durch die hohe Endhärte ist eine sichere Fixierung und gute Stabilität der künstlichen Zähne gewährleistet.

88461
Dose 900 ml
ab 4 Dosen

normal,
Shore 60, weiß
hart,
Shore 70, gelb

21,90
19,90

88463
Eimer 5.800 ml
ab 3 Eimer

normal
Shore 60, weiß
hart
Shore 70, gelb

95,90
91,90

63697
Messlöffel 12 ml

1,20

Knetmassen Härter

Härter für OMNIDENT Silikon Knetmassen. Als Härterflüssigkeit oder Härterpaste erhältlich.

79137
Flasche mit 20 ml

Härterflüssigkeit
ab 10 Flaschen

5,90
4,90

79138
Tube mit 35 g Härterpaste

ab 10 Tuben

6,90
5,90

116533
Omni Tubfix Tubenentleerer

4,95

beim Kauf
von 10 Tuben Härter-
paste erhalten Sie
1 Omni Tubfix
Tubenentleerer
gratis.



Dose 900 ml ab

19,90

Flasche 20 ml ab
4,90

Tube 35 g ab
5,90



Tube 35 g ab
5,90

smile 
price

Löffeladhäsiv

Adhäsiv-Spray und Adhäsiv-Liquid erzeugen eine starke, sehr dünne und permanente Klebeschicht und dienen als Löffeladhäsiv für die entsprechenden Abformmaterialien. Unterschieden wird in Adhäsiv für alle Silikonmaterialien (Universal Adhäsiv) für Alginat (Alginat Adhäsiv) und für Polyethermaterialien (Polyether Adhäsiv).

Flasche 200 ml
5,95

Flasche 30 ml
5,69

Flasche 10 ml
6,90

51293

Löffeladhäsiv Silikon, blau
10 ml Pinselflasche

6,90

56834

Löffeladhäsiv Polyether, rot
30 ml Pinselflasche

5,69

86431

Löffeladhäsiv Alginat, rot
30 ml Pinselflasche

5,69

56898

Löffeladhäsiv Löser-Spray
200 ml Sprayflasche

5,95



Omnibite ▶

Mittelviskoses, transparentes, elasto-meres Bissregistriermittel auf Silikonbasis. Erhebliche Zeiter sparsen durch Misch-Dosierkartuschen und direkte Bisskontrolle durch die Transparenz des Materials. Shore-A-Härte 50. Nicht röntgensichtbar.

17181



Pckg., 2 x 50 ml plus
12 Mischkanülen

28,90



Pckg. 2 x 50 ml

28,90

◀ Omnibite Apple

Additionsvernetzende Bissregistrierung im Kartuschensystem, standfest, hohe Thixotropie und ausgezeichnete Dimensionsstabilität. Dank hoher Endhärte sehr gut fräsbare und beschneidbar. 95 Shore-A, Farbe: hellgrün, Apfel-Aroma. Verarbeitungszeit inkl. Mischzeit: 30 Sek., Mundverweildauer: 45 Sek., Gesamtabbindezeit: 1 Min. 30 Sek. Indikation: Dauerhafte, mehrfach verwendbare Bissregisterate, Fixierung von Stützstift- und Gesichtsbogenregistrierten.

71789

Barcode for product 71789
Pckg. 2 x 50 ml plus
12 Mischkanülen

29,90

29,90

Omnibite vanilla ▶

Additionsvernetzende Bissregistrierung im Kartuschensystem, standfest, hohe Thixotropie und ausgezeichnete Dimensionsstabilität. Dank hoher Endhärte sehr gut fräsbare und beschneidbar. 95 Shore-A, Farbe: beige, Vanille-Aroma. Verarbeitungszeit inkl. Mischzeit: 30 Sek., Mundverweildauer: 45 Sek., Gesamtabbindezeit: 1 Min. 30 Sek. Indikation: Dauerhafte, mehrfach verwendbare Bissregisterate, Fixierung von Stützstift- und Gesichtsbogenregistrierten.

122347



Pckg. 2 x 50 ml plus
12 Mischkanülen

29,90



Pckg. 2 x 50 ml

29,90

Omnibite Granit ▶

Omnibite Granit ist ein Bissregistriermaterial der Spitzensklasse. Extra hart mit einer Endhärte von Shore D 45 und einer Verarbeitungszeit von 30 Sek. Bei einer Mundverweildauer von ebenfalls 30 Sek. ist Omnibite Granit besonders schnell zu verarbeiten. Hohe Thixotropie, hohe Dimensionsstabilität, einfachste Bearbeitung durch Fräsen oder Brechen. Auch geeignet für Indikationen im Bereich dauerhaft, mehrfach verwendbare Bissregisterate und Fixierung von Stützstiftregistaten. Farbe: türkis, Geschmack: mint. Nicht röntgensichtbar.

66628

Pckg. 2 x 50 ml plus
12 Mischkanülen

31,90



Omnibite plus ▲

Additionsvernetzendes, elastomeres Präzisionsmaterial auf Silikonbasis in Kartuschen für alle Arten von Bissregistrierung. Aufgrund der hohen Endhärte zeichnet sich das Material durch seine gute Fräsbartigkeit aus. Shore-A-Härte 85 (mind.). Nicht röntgensichtbar.

17182

Pckg. 2 x 50 ml plus
12 Mischkanülen

29,90

Omnident
Mischkanülen
finden Sie auf
Seite 46



▼ Omni Dispenser

Der Omni Dispenser ist geeignet für 1:1 / 2:1 und 4:1 / 10:1 Kartuschen.

14163

1:1 / 2:1

14185

4:1 / 10:1

Stück

39,50





Alginat

Schnellabbindend, staub- und bleifreies Alginat. Abbindezeit insges.: 2.35 Min. Cremige Konsistenz, Pfefferminzgeschmack. Farbe blau.

73454

Beutel 500 g staubfrei
ab 20 Beutel (1 Karton)
ab 40 Beutel (2 Kartons)

8,90
6,98
6,48

10217

Messbesteck Set 1,50

40602

Aufbewahrungsbox, leer 3,90



Beutel 500 g ab

6,48

Beutel 500 g ab

5,75

Alginat rosa

Hochwertiges, bleifreies und staubfreies Alginatabdruckmaterial sowohl für die normale Zahnarztpraxis oder die orthodontische Praxis. Es besitzt eine härtere Konsistenz und gewährleistet Abdrücke mit glatter Oberfläche und guten Elastizitätseigenschaften. Pfefferminzgeschmack. Abbindezeit insges.: normalabbindend 3.00 Min., schnellabbindend 2.35 Min.

88087

normalabbindend

88094

schnellabbindend

Beutel 500 g

ab 20 Beutel (1 Karton)
ab 40 Beutel (2 Kartons)

6,90

6,25

5,75

10217

Messbesteck Set

1,50

40602

Aufbewahrungsbox, leer

3,90



Omnicolor

Abformmasse mit Farbindikator, schnellabbindend. Totale und partielle Abformung im Mund, zur Herstellung von KFO-Apparaten. Pfefferminzgeschmack. Der Farbindikator: violett; Dauer des Spatelns (45 sek.); rosa: Löffel beschicken und in den Mund geben. weiß: Abdrucklöffel aus dem Mund nehmen. Abbindezeit insges.: 2.30 Min.

26571
Beutel 500 g

ab 20 Beutel (1 Karton)
ab 40 Beutel (2 Kartons)

6,90
6,25
5,75

10217

Messbesteck Set

1,50

40602

Aufbewahrungsbox, leer

3,90



Aufbewahrungsbox
3,90



Omnident
Abdrucklöffel
finden Sie auf
Seite 10 und 11

▼ Anmischspatel

Anmischspatel aus flexilem Kunststoff. Länge 185 mm.

98470 weiß

98464 blau

Stück **1,20**

Stück
1,20



OK

Oberkiefer



UK

Unterkiefer



Abdrucklöffel nach Ehricke

Je 5 Formen für Ober- (BO 0-4) und Unterkiefer (BU 0-4). Stabiles und verwindungssteifes Edelstahlmaterial. Gelocht – für perfekten Halt des Abdruckmaterials. Gerundete Kanten sorgen für eine atraumatische Abformung. Elektropoliert – garantiert höchstmögliche Korrosionsbeständigkeit. Geeignet für Autoklav, Thermo-desinfektion und Ultraschallreinigung (die Richtlinien des Herstellers sind genau zu beachten).

53438 B0/0

53439 B0/1

53440 B0/2

53441 B0/3

53442 B0/4

Stück
ab 10 Stück

53443

53444

53445

53446

53448

Stück
ab 10 Stück

BU/0

BU/1

BU/2

BU/3

BU/4

8,79
7,89

Stück ab
7,89



OK

Oberkiefer

OK
XS/5OK
S/4OK
M/3OK
L/2OK
XL/1

UK

Unterkiefer

UK
XS/5UK
S/4UK
M/3UK
L/2UK
XL/1

Abdrucklöffel

OMNIDENT Abdrucklöffel bieten eine hervorragende Retention des Abdruckmaterials durch einen durchgehend anliegenden Randschlussbügel. 18/8 Edelstahl. Retentionsbördelung. Kein Haftspray erforderlich.

Stück ab
7,69

15784	OK XS/5	15788	UK XS/5
15786	OK S/4	15791	UK S/4
15785	OK M/3	15790	UK M/3
15783	OK L/2	15789	UK L/2
15787	OK XL/1	15792	UK XL/1

Stück
ab 10 Stück

8,49
7,69

Stück
ab 10 Stück

8,49
7,69

Desinfektion, Reinigung, Sterilisation



OmniTouch tendency

OmniTouch tendency ist eine sehr hochwertige und reichhaltige Hautpflegecreme für alle Hauttypen. Auch als Gesichtscreme zu verwenden. Sie wirkt hautberuhigend, rückfettend und feuchtigkeitsspendend. Die Hautlotion zieht schnell ein und hält die Haut lange feucht und geschmeidig. Sie kann extrem sparsam verwendet werden: max. 1 Hub aus dem Airless Spender verwenden und sanft einreiben.

93102



50 ml Dosierspender

9,90



Reinigungs- und Desinfektionsplan

Der praktische Reinigungs- und Desinfektionsplan für die Zahnarztpraxis. Aktualisiert, übersichtlich und vor allem: kostenlos! Format 320 x 748 mm, geschützt in einer Versandtasche.

81081



gratis

Hand drauf



OmniTouch Haut- und Nagelbalsam

Viele Desinfektionsmittel greifen nicht nur die Haut, sondern auch die Fingernägel massiv an. Dadurch entstehen kleine Haarrisse, in denen sich Krankheitserreger einnisten und trotz Desinfektion überleben können. Das OmniTouch Haut- und Nagelbalsam enthält deshalb hochwertige Komponenten, die das Horn der Fingernägel dauerhaft stärken. Ausgesuchte Öle pflegen nachhaltig die Haut und machen sie fit für die Strapazen des Praxisalltags. Das zügig einziehende OmniTouch Haut- und Nagelbalsam applizieren Sie mindestens einmal morgens und abends aus dem praktischen Vakuum Dosierspender.

61312



100 ml Dosierspender
ab 6 Spender

5,95
5,49

**smile.
price**

Omnihand Gel

Gebrauchsfertiges alkoholisches Händedesinfektionsgel zur hygienischen Händedesinfektion mit remanenter Wirkung (zum Unschädlichmachen von Schadorganismen). Zur hygienischen Händedesinfektion werden die Hände mit dem Gel eingerieben und 30 Sekunden lang feucht gehalten.

101953	
Spenderflasche 250 ml	4,10
101954	
Eurospenderflasche 0,5 l	6,19
101955	
Eurospenderflasche 1 l	8,50
101956	
Kanister 5 l	39,90



Biozidprodukte vorsichtig verwenden.
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



Omnihand

Chirurgische- und hygienische Händedesinfektion. Bakterizide Wirkung unter hoher Belastung (incl. Tbb). Innerhalb von 15 Sek. viruzid gegen HBV und HIV. 30 Sek. viruzid gegen Noro-Viren gem. EN 14476. Bei der chirurg. Desinfektion beträgt die Einwirkzeit 5 Min. nach VAH/ DGHM und EN 12791. Frei von Duftstoffen und Allergieauslösern. Sehr hautverträglich, auch bei häufiger Anwendung. Omnihand ist als Arzneimittel zugelassen.

40381	
Kanister 5 l	34,90
40379	
Eurospenderflasche 1 l	7,95
40376	
Eurospenderflasche 500 ml	5,85



Flasche 250 ml ab
5,19

Flasche 500 ml
9,90



Salivasept ▶

Spezialpräparat zur Desinfektion und Pflege von Mundspülbecken in zahnärztlichen Behandlungseinheiten. Es kann ebenfalls zur Reinigung von Waschbecken, WC, Fliesen etc. verwendet werden. Mundspülbeckenreiniger Salivasept entfernt zuverlässig Ablagerungen von Kalk, Blut und Farbstoffreste von Plaque-Tabletten.

17801

Flasche 750 ml

9,90



Saliva Nanosept

Nachhaltige und hochwirksame Mundspülbecken-Desinfektion und -Reinigung. In der Foamer-Flasche für wirkoptimierten Desinfektions- und Reinigungsschaum.

89527

Foamer-Flasche 400 ml

11,90

Ultra Orange

Reiniger für Praxis und Labor. Mischung aus natürlichen, schalengepressten Orangenölen. Hohe Reinigungskraft und angenehm duftend. Spezialreiniger zur Entfernung von Zement, Alginat- und Gipsresten auf Abdrucklöffeln, Anmischbesteck, Glasplatten, Keramik und Kronen/Brücken.

23621

250 ml Flasche
ab 3 Flaschen



6,19
5,19

Kanisterzubehör

Dosier- und Entnahmzubehör für die 5- und 10-Liter Kanister der Omnident Reinigungs- und Desinfektionsserie.

14228

Kanisterschlüssel

4,00

14227

Dosierpumpe

8,90

14226

Kanisterhahn

8,90



Omnicare ▾

Spendet Haut und Händen die ideale Dosis an Feuchtigkeit und essentiellen Vitaminen (C, E, B5). Die Wirksubstanzen halten die Haut bei hoher Beanspruchung im Gleichgewicht und führen extra Feuchtigkeit zu. Die Haut spannt nicht und wirkt strahlend frisch. Angenehm duftend. Dermatologisch getestet.

19353

500 ml Flasche
mit Pumpspender

84502

500 ml Eurospenderflasche

13659

1 l Eurospenderflasche

8,90

4,49

19354

10 l Kanister

35,90

4,49



Kanister 10 l
35,90



Flasche 500 ml
4,49

don't touch!



Stück

139,90

Omnihand Gel nicht im Lieferumfang enthalten

◀ OmniStar touchless

Automatischer Sensorspender OmniStar Touchless. Sprühstöße individuell einstellbar (grünes LED Licht: ein Sprühstoß, rotes LED Licht: zwei Sprühstöße). Die Maße ohne Tropfschale: B 104 x H 312 x T 190mm. Maße mit Tropfschale: B 121 x H 320 x T 247 mm

Für Seife und Flüssigkeiten in 500- oder 1.000 ml – Eurospenderflaschen.

Im Lieferumfang enthalten: Gelpumpe für Seife und Gels, Sprühpumpe für Flüssigkeiten (bereits montiert), Tropfschale, Sichtblende, Montageplatte, Platzhalter für 500 ml Flaschen, Pumpenrörchen für 500 ml Flaschen, Schlüssel, 4 x D Zelle Alkali Batterien.

Material: Kunststoff mit transparenter Frontklappe.

130112

OmniStar touchless, Stück

139,90

Zubehör

202057

für 500 ml

130113

für 1.000 ml

Sprühpumpe

7,90**202059**

für 500 ml

130114

für 1.000 ml

Gelpumpe

7,90**202099**

Schlüssel

1,90**130115**

Tropfschale

11,90

OmniStar ▶

Formschöner Design-Armhebelspender für die anspruchsvolle Praxis in klassischem Weiß oder eleganter Chromoptik.

- wahlweise für 500 ml oder 1.000 ml Eurospenderflaschen
- geeignet für alle herkömmlichen Flaschenmodelle
- flexible Dosiermengen, einfach einstellbar
- für Flüssigkeiten und Gels
- inklusive abnehmbarer, leicht zu reinigender Tropfschale

Material: Kunststoff lackiert mit transparenter Frontklappe, Armhebel Metall. Maße: B 105 x H 320 mm. Lieferung inklusive Tropfschale, Sichtblende (montiert), Wandhalterung und Platzhalter-Einsatz für 500 ml Eurospenderflaschen.

94427

Weiß

54,90**94428**

Chromoptik

74,90

Omnicare nicht im Lieferumfang enthalten

geeignet für Seifen, Gels und Flüssigkeiten

Desinfektion, Reinigung, Sterilisation



Leerdose

2,60



Refill 100 Stück ab

3,00

ProfiCleaner Sanitary

Der Bad und Armaturenreiniger aus dem Profibereich. ProfiCleaner Sanitary löst schonend und zuverlässig stärkste Verschmutzungen. Entfernt Urinstein, Kalk- und Rostablagerungen, ohne das Material anzugreifen. Geeignet für die Reinigung von Waschbecken, Armaturen, Duschen, Speivecken, Fliesen, etc. Nicht auf säureempfindlichen Materialien (z. B. Marmor) einsetzen.

34317

Sprühflasche 750 ml

5,89

ab 2 Sprühflaschen

5,49

ab 6 Sprühflaschen

5,19

ab 12 Sprühflaschen

4,99

Flasche 750 ml ab

4,99



Omniwipes

Zur schnellen Desinfektion von kleinen Flächen, insbesondere Hand- und Winkelstücken, Behandlungseinheiten und Arbeitstischen in Zahnarztpraxen. Aldehydfrei. Tränklösigkeit ist VAH-gelistet. Wirkungsspektrum (Tränklösigkeit): Bakterizid (inklusive MRSA), levurozid (candida albicans), tuberkulozid (M.terreae), wirksam gegenüber behüllten Viren (z. B. HBV/HIV/HCV) und H1N1 (Schweinegrippe). Einwirkezeiten nach Standardmethoden der VAH: Konz.: 1 Minute*; Adeno-, Rota-, Noro-Viren nach EN14476 (hohe Belastung) 1 Minute*, begrenzt viruzid Plus.

* kürzeste Einwirkezeit für Flächendesinfektionsmittel in VAH/DGHM-Liste: 5 Min.

25452

85421

25462

85323

Neutral

Lemon

Neutral

Lemon

2,60

Biozidprodukte vorsichtig verwenden.
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



Flasche 750 ml ab
4,99



ProfiCleaner Surface

Der Oberflächenreiniger aus dem Profibereich. ProfiCleaner Surface ist ein extrem schmutz- und fettlösender Reiniger für den gesamten Dentalbereich. Im Sprüh-Wischverfahren werden die Verunreinigungen mühelos gelöst und in einem sauberen Wischtuch schlierenfrei gebunden. Ohne Nachwischen oder Neutralisieren. Auf allen abwaschbaren Oberflächen wie Edelstahl, Glas, Plexiglas, Kunststoff, Fliesen einsetzbar.

13531

Sprühflasche 750 ml

5,89

ab 2 Sprühflaschen

5,49

ab 6 Sprühflaschen

5,19

ab 12 Sprühflaschen

4,99





Flasche 2,5 l ab
22,90



Flasche 2,5 l ab
15,90

Omnisuc ▲

Mit Omnisuc steht Ihnen ein hochwirkiges Konzentrat zur Verfügung, mit dem gleichzeitig eine Aldehyd- und schaumfreie Desinfektion, Reinigung und Pflege für alle zahnärztlichen Sauganlagen und Amalgamabscheider gewährleistet ist. Selbst hartnäckige Ablagerungen werden gelöst. Das desinfizierende Wirkungsspektrum nach Standardmethoden der DGHM umfasst: bakterizid, levurozid (Candida albicans), begrenzt viruzid (behüllte Viren, HBV, HCV und HIV). Dosierung 2% = 5 Min., 3% = 2 Min. Mit integrierter Ausgießhilfe und Dosierbecher. Von DentsplySirona freigegeben.

84393

Flasche 2,5 l
ab 4 Flaschen

25,90
22,90



Flasche 2,5 l ab
15,90

Omnisuc W ▲

Notwendig für die Reinigung der Absauganlagen, da auch Ablagerungen gelöst werden müssen, die sich ausschließlich über einen sauren Reiniger entfernen lassen. Ergänzungspräparat mit speziellem Eiweißlöser. D.h., neben der täglichen Verwendung von Omnisuc, einem Produkt, das speziell auf alkalischer Basis arbeitet, verwenden Sie ein- bis zweimal die Woche auch Omnisuc W, um eine vollumfängliche Reinigung des Absaugsystems zu gewährleisten. Löst Kalk (saurer pH-Wert), neutralisiert Biofilmrückstände und Natriumbicarbonat (aus Omni-flow). Hierbei wird der Reiniger mit einer 5%igen Lösung mit Wasser angesetzt. 30 Min. einwirken lassen und danach die Anlage mit Wasser gut nachspülen.

120092

Flasche 2,5 l
ab 4 Flaschen

17,90
15,90



Omnisuc Filter ▲

Einwegfilter gelb für Separierautomatik und Selektivablagen.

99466

Pckg. 12 Stück
ab 2 Pckg.

19,90
17,90

Omnisuc Cleaner ▲

Schaumarmes Reinigungskonzentrat zur Reinigung von zahnärztlichen Absauganlagen inkl. deren Abflussleitungen. Bei regelmäßiger Anwendung werden Belagsbildung und Verstopfungen vermieden, bzw. bereits vorhandene Ablagerungen aufgelöst. Omnisuc Cleaner ist 5- oder 10%ig anwendbar.

55153

Flasche 2,5 l
ab 4 Flaschen

17,90
15,90

**smile
price**

voll
viruzid

2 X
15 Tücher

Omniwipes wet & easy Plus

Omniwipes wet & easy feuchte Desinfektions-/Reinigungstücher. Mit VAH-gelisteter Tränkflüssigkeit Omnidiz Fleur. Unter anderem geeignet für alle gängigen Tuch-Wisch-Systeme. Extrem stabiles und reißfestes 80g-Vliesmaterial. Tuchformat: 290 x 220 mm, gefaltet auf 114,5 x 220 mm. Auch sehr gut für den Privathaushalt einsetzbar. Absolut schlierenfreies Ergebnis auf der gereinigten und desinfizierten Oberfläche. Passt in nahezu jede Schublade der Praxisunterschränke. Aldehyd- und phenolfrei, biologisch abbaubar. Einwirkzeit der Tränkflüssigkeit: Bakterizid inklusive MRSA, levurozid (C.albicans), tuberkulozid (M.terrae): 1 Minute*. Begrenzt viruzid Plus inkl. HBV/HCV/HIV: 1 Minute* Rota-Viren: 1 Minute* Adeno-, Rota-, Noro-Viren.

* kürzeste Einwirkzeit für Flächendesinfektionsmittel in VAH/DGFM-Liste: 5 Min.

125307

Pckg. 2 x 15 Tücher,
Format 22 x 29 cm
ab 9 Pckg.

7,90
6,90

Biozidprodukte vorsichtig verwenden.
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

smile
price

wet & easy!

Omniwipes wet & easy

Getränkte Desinfektionstücher ideal für die Lagerung in der Schublade. Zur Reinigung und Schnelldesinfektion von alkoholbeständigen Flächen und Medizinprodukten. Praktische Handhabung durch wiederverschließbaren Flachbeutel. Wirkungsspektrum: Bakterizid inkl. MRSA, levurozid nach Standardmethoden des VAH zur Flächendesinfektion (hohe organische Belastung) 2 Min. Begrenzt viruzid inkl. HBV/HCV/HIV gem. RKI Empfehlung 1 Min*. VAH gelistet.

* kürzeste Einwirkzeit für Flächendesinfektionsmittel in VAH/DGFM-Liste: 5 Min.

85439

Pckg. 2 x 15 Tücher,
Format 22 x 29 cm
ab 9 Pckg.

6,90
5,90

Biozidprodukte vorsichtig verwenden.
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

2 X
15 Tücher

VAH
gelistet

Pckg. 2 x 15 Tücher ab

5,90

Kanister 10 l

109,50

Kanister 5 l

59,90

**schn
ab 1%-iger
Lösung
verwendbar**

Desinfektion, Reinigung, Sterilisation

Omnisept

Zur Desinfektion und Reinigung zahnärztlicher Instrumente. Aldehyd- und phenolfrei, geringstmögliche Anwendungskonzentration: Schon ab 1%iger Verdünnung verwendbar. VAH-gelistet. Ultraschallbad geeignet. Wirkungsspektrum: Bakterizid (inkl. MRSA), levurozid (*Candida albicans*), tuberkulozid (*M. terrae*), wirksam gegenüber behüllten Viren (z.B. HBV/HIV/HCV), Einwirkzeiten nach Standardmethoden der VAH: 1%: 60 Minuten; 1,5%: 15 Minuten. Die Lösung ist bei Verwendung täglich zu wechseln.

10336

Dosierflasche 1 l

16,90**10335**

Kanister 10 l

109,50**128019**

Kanister 5 l

59,90**Omnisept Plus ▶**

Omnisept Plus – die neue Generation im Bereich Reinigungs- und Desinfektionsmittel für das gesamte (chirurgische) Instrumentarium in der Zahnarztpraxis. Die Lösung ist bei Verwendung täglich zu wechseln.

Besondere Eigenschaften:

- Ausgezeichnete und umfassende mikrobizide Wirksamkeit gegen Bakterien und Hefen (1%: 30 Min.; 2%: 15 Min.)
- erweitertes Wirkungsspektrum gg. *M. terrae* (1%: 60 Min.)
- inaktiviert behüllte Viren (HBV/HIV/ BVDV/HCV, Vaccinia, Noro) und unbehüllte Viren (Adeno- und Polio) 3%: 15 Min.
- nicht proteinfixierend
- erfüllt somit die Anforderungen an die vollständige Viruzidie
- schnelle Wirksamkeit in bereits geringer Konzentration
- verbesserte Materialverträglichkeit, gutes Korrosionsverhalten durch das Fehlen von Chloriden und niedrigere alkalische Einstellung (pH 11)
- aldehyd- und phenolfrei
- verbesserte Zusammensetzung und sparsamer Einsatz chemischer Stoffe, biologisch verträglicher (Fertiglösung)
- schon ab 1%iger Verdünnung anwendbar
- geeignet für die Verwendung im Ultraschallbad
- VAH gelistet

55585

Dosierflasche 1 l

16,90**55543**

Kanister 10 l

109,50

Kanister 10 l
57,90



Flasche 1 l
8,49

OmniBiozid

Alkoholfreie gebrauchsfertige Lösung zur Desinfektion von Oberflächen auf der Basis von quartären Ammoniumsalzen mit angenehmem Geruch, der auch eine Schnelldesinfektion von Flächen und Praxisinventar, bestehend aus alkoholempfindlichen Materialien wie Acrylglas, Kunstleder und anderen Kunststoffen, ermöglicht. Die Sprühflasche ist mit einem Duo-Schaum-sprühkopf ausgestattet, mit der die Flächendesinfektion als Schaum oder als Sprühnebel verwendet werden kann. Die zu desinfizierenden Flächen müssen vollständig benetzt sein. Danach 1 Minute* bzw. gemäß nebenstehenden Zeitangaben einwirken lassen. Bakterizide Wirkung: nach Standardmethoden der VAH: 1 Minute* als alkoholfreie Schnelldesinfektion. Begrenzt viruzide Wirkung: Inaktivierung von behüllten Viren z.B. HBV, HCV, HDV, HIV, Influenzavirus A,B,C (Vogelgrippe), H1N1 (Schweinegrippe), Pockenvirus, Herpes simplex, Varizella Zoster Virus, Humanes Herpes Virus,

Respiratory Syncytial Virus, Humanes T-Zell-Leukemievirus, FSME-Virus 1 Minute* als alkoholfreie Schnelldesinfektion. Inaktivierung von z.B. Rota-, Noro- und Adeno-Viren: 1 Minute* als alkoholfreie Schnelldesinfektion. Levurozid (*Candida albicans*): nach Standardmethoden der VAH: 1 Minute als alkoholfreie Schnelldesinfektion.*

* kürzeste Einwirkzeit für Flächendesinfektionsmittel in VAH/DGHM-Liste: 5 Min.

45407

Dosierflasche 1 l

9,90

45441

Kanister 10 l

54,90

91956

Ersatz Sprühkopf

1,90

*Biozidprodukte vorsichtig verwenden.
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.*

OmniBiozid Plus

Gebrauchsfertige Lösung zur schnellen Desinfektion und Reinigung von medizinischem Inventar sowie von patientennahen und hygienisch kritischen Bereichen. Besonders geeignet ist die Lösung für die terminale Desinfektion von alkoholempfindlichen Medizinprodukten wie Endoskopien und sonden oder Intraoralkameras. Tuberkulozid und viruzid. Bakterien nach EN13727 und EN13697 (hohe Belastung) und levurozid Konz. 1 Min.* Sehr gut materialverträglich (nicht empfohlen zur Anwendung auf Acrylglas/Polykarbonat). Aldehydfrei. VAH gelistet.

* kürzeste Einwirkzeit für Flächendesinfektionsmittel in VAH/DGHM-Liste: 5 Min.

121172

Sprühflasche 500 ml

8,49

121173

Kanister 10 l

57,90

*Biozidprodukte vorsichtig verwenden.
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.*



Kanister 10 l

54,90

Flasche 1 l
9,90

Omnizid

Gebrauchsfertige, aldehydfreie Sprüh- und Wischdesinfektion auf Basis von Alkoholen und Quats zur wirksamen und schnellen Flächendesinfektion. Eignet sich hervorragend zur Schneldesinfektion von Hand- und Winkelstücken, sowie von Alginat- und Silikon-Abdrücken. Materialschonend bei der Desinfektion von Mundprothesen. Omnizid hat einen angenehmen, frischen Duft und extrem kurze Einwirkzeiten. VAH-gelistet. Wirkungsspektrum: Bakterizid (inklusive MRSA), levurozid (candida albicans), tuberkulozid, wirksam gegenüber behüllten Viren (z. B. HBV/HIV/ HCV/Vaccinia) und H1N1 (Schweinegrippe). Einwirkzeit nach den Standardmethoden der VAH: Konz.: 1 Minute*; HBV/HCV/ HIV/Vaccinia und H1N1-Inaktivierung: Konz.: 1 Minute*.

* kürzeste Einwirkzeit für Flächendesinfektionsmittel in VAH/DGHM-Liste: 5 Min.

19630	Neutral
89373	Lemon
11458	Orange
Sprühflasche 0,5 l	7,90
10333	Neutral
85322	Lemon
88390	Orange
Kanister 10 l	49,90
128020	Neutral
128021	Lemon
128022	Orange
Kanister 5 l	27,90

Biozidprodukte vorsichtig verwenden.
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



Omnizid 35

Schnelldesinfektion mit reduziertem Alkoholanteil und deutlich besserer Verträglichkeit für Flächen und Anwender (keine Atemwegsreizung). Die meisten Einheitenhersteller empfehlen eine Schnelldesinfektion mit einem reduzierten Alkoholgehalt damit der Kunststoff nicht vorzeitig spröde wird. Ideal für die tägliche bzw. mehrfach tägliche Benutzung auf kleinen Flächen und (nichtinvasiven) Medizinprodukten. Nicht für Acryl- bzw. Plexiglasflächen geeignet. Omnizid 35 besitzt ein umfassendes Wirkungsspektrum innerhalb 1 Minute* und eine sehr große Wirkungsbreite (gegen Bakterien, Hefen, behüllte Viren, Tuberkulose gemäß Etikettenangaben nach VAH) begrenzt viruzid Plus. Sehr angenehme dezenten Düfte erleichtern das tägliche Arbeiten zusätzlich. Gleichbleibend gewohnte hohe antimikrobielle Sicherheit durch ein umfassendes Wirkungsspektrum: Bakterien und Candida albicans nach den Standardmethoden der VAH und EN 13697 (hohe Belastung), TbB (Tuberkulose)-Inaktivierung nach EN 14348, behüllte Viren (z.B. HBV, HIV, HCV) nach RKI/DVV

und Rota-, Noro- und Adeno-Viren nach EN 14476: 1 Minute.* Niedrige Belastung.

* kürzeste Einwirkzeit für Flächendesinfektionsmittel in VAH/DGHM-Liste: 5 Min.

107158	tropic
107156	ocean
107154	lemon
107152	neutral
Sprühflasche 0,5 l	7,90
107159	tropic
107157	ocean
107155	lemon
107153	neutral
Kanister 10 l	49,90

Biozidprodukte vorsichtig verwenden.
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



Omnidrill ▶

Gebrauchsfertige Lösung zur Tauchdesinfektion von Abformungen. Omnisepht IMP beeinflusst die Oberflächenqualität und das Dimensionsverhalten der Materialien nicht und verhält sich farbneutral. Omnisepht IMP ist aldehyd- und phenolfrei und eignet sich zur Desinfektion von zahntechnischen Werkstücken und Prothetikmaterial aus Polyether, A/C-Silikonen, Alginaten und Hydrokolloiden. Ultraschallbad geeignet. Wirkungsspektrum: Bakterizid (inklusive MRSA), levurozid (candida albicans), wirksam gegenüber behüllten Viren (z.B. HBV/HIV/HCV), H1N1 (Schweinegrippe) und Rota-Viren. Einwirktzeiten nach den Standardmethoden der VAH: Konz.: 1 Minute*. Die Lösung ist bei Verwendung täglich zu wechseln!

10338

Flasche 2 l

10,90

10337

Kanister 10 l

47,90

128023

Kanister 5 l

27,50

Flasche 2 l
10,90

Kanister 10 l
47,90

VAH
gelistet

Kanister 5 l
27,50



VAH
gelistet

Kanister-
Zubehör
finden Sie auf
Seite 14



Omni Einmal
PE Schürze
finden Sie auf
Seite 34



Omnisept IMP

Gebrauchsfertige Lösung zur Tauchdesinfektion und Reinigung von Abformungen. Omnisepht IMP beeinflusst die Oberflächenqualität und das Dimensionsverhalten der Materialien nicht und verhält sich farbneutral. Omnisepht IMP ist aldehyd- und phenolfrei und eignet sich zur Desinfektion von zahntechnischen Werkstücken und Prothetikmaterial aus Polyether, A/C-Silikonen, Alginaten und Hydrokolloiden. Ultraschallbad geeignet. Wirkungsspektrum: Bakterizid (inkl. MRSA), levurozid (candida albicans), wirksam gegenüber behüllten Viren (z.B. HBV/HIV/HCV), H1N1 (Schweinegrippe) und Rota-Viren. Einwirktzeiten nach VAH/DGHM: Konz.: 2 Min*. Die Lösung ist bei Verwendung täglich zu wechseln.

* kürzeste Einwirktzeit für flächendesinfektionsmittel in VAH/DGHM-Liste: 5 Min.

79231

Kanister 10 l

79,90

Biozidprodukte vorsichtig verwenden.
Vor Gebrauch stets Etikett und Produkt-
informationen lesen.

Omnipur ▼

Aldehyd- und phenolfreie Flächen-desinfektion. Konzentrat zur Desinfektion und Reinigung von medizinischem Inventar gemäß Medizinproduktegesetz von Flächen wie Fußböden. Besonders geeignet für Bereiche, in denen eine Geruchsbelästigung vermieden werden muss. Biologisch abbaubar, mit guter Reinigungskraft, mit angenehmem Duft. VAH-gelistet. Wirkungsspektrum: Bakterizid (inklusive MRSA), levurozid (candida albicans), tuberkulozid (niedrige Belastung) wirksam gegenüber behüllten Viren (z. B. HBV/HIV/HCV), H1N1 (Schweine-

grippe). Nach VAH: 2% = 5 Minuten, behüllte Viren nach RKI/DVV: 3% = 15 Minuten, Bakterien und candida albicans nach VAH.

85460

Dosierflasche 1 l

12,90

87450

Kanister 10 l

69,50

Biozidprodukte vorsichtig verwenden.
Vor Gebrauch stets Etikett und Produkt-
informationen lesen.



VAH
gelistet



◀ Omnidid fleur

Gebrauchsfertige alkoholische Lösung zur schnellen Desinfektion und Reinigung von Inventar in hygienisch kritischen Bereichen. Bakterizid nach EN 13727 und EN 13697 (hohe Belastung), levurozid, tuberkulozid und begrenzt viruzid PLUS: Konz. 1 Min.* Mit angenehmem Frische-Duft und sehr breiter Wirksamkeit zu Ihrem Schutz.

* kürzeste Einwirkzeit für Flächendesinfektionsmittel in VAH/DGHM-Liste: 5 Min.

98467
Sprühflasche 0,5 l

7,90

98468
Kanister 10 l

49,90

Biozidprodukte vorsichtig verwenden.
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Omniwipes Dry Velours ▶

Premium Desinfektionstücher mit hochwertigen Microfaser-Eigenschaften. Fusselfrei, streifenfrei, sehr weiche und dicke Struktur sowie extrem reißfeste Tuchqualität. Für eine mindestens doppelt so große Wischfläche geeignet wie vergleichbare Tuchgrößen (Maxi-Format 28 x 28 cm). Hervorragendes Saug- und Wiederabgabevermögen für flüssige Desinfektionslösungen wie Omnidid. Die spezielle Spenderbox hält durch eine Depotdeckelöffnung die Tücher sehr lange feucht und lässt sich nach Tuchentnahme luftdicht verschließen.

Gutachten über den Vier-Felder-Test ist abrufbar über: www.omnident.de > Downloadbereich > Vier-Felder-Test

89385
Refill-Pckg.

mit 2 Rollen Vlies
à 75 Tücher 28 x 28 cm

25,90

76415
Spenderbox

6,49



**total
disinfection**

wet and

Omniwipes wet

Fertig getränkte Premiumtücher zur Wischdesinfektion. Omniwipes wet macht umständliche Dosier- und Befüllungsarbeiten überflüssig. Damit ist neben dem Vorteil der Zeitsparnis eine hohe Desinfektionssicherheit (keine Unter- oder Überdosierung) gegeben. Die hochwertigen Omniwipes SuperSoft Tücher im Format 28 x 30 cm sind fusselfrei, sehr weich und reißfest. Qualität 50g/qm, 100% PES. Die Tücherpackung à 90 Blatt ist mit Omnidid fertig getränkt. Einfach den Standbeutel aufschneiden und in den passenden Spendereimer stellen. Den Eimerdeckel, Reservoir und Tücherabrisperforation mit einem Desinfektionstuch vor dem Verschließen desinfizieren. Die Kompatibilität von Tuchmaterial und der Tränklösigkeit Omnidid ist gutachterlich bestätigt. VAH-gelistet.

*Biozidprodukte vorsichtig verwenden.
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.*

14201

fleur

120375

lemon

120374

neutral

Pckg. mit 1 Rolle Vlies
à 90 Tücher 28 x 30 cm
ab 3 Pckg.

20,90
19,90

Leereimer

6,49

121171

6,49

Leereimer

smile
price



Pckg. 90 Tücher ab
19,90



dry

Omniwipes Dry ▶

Wischdesinfektions-System zur Benutzung mit Tränkflüssigkeit (Flächendesinfektion z.B. Omnidizid). Die Tücher bestehen aus einem hochqualitativen, fusselfreien Vlies 50 g/qm im Format 150 x 230 mm. Der Vliestoff ist besonders reißfest. Die praktische Tuch-Spenderbox ermöglicht eine Einzelentnahme der getränkten Tücher und lässt sich nach Gebrauch luftdicht verschließen.

Gutachten über den Vier-Felder-Test ist abrufbar über: www.omnident.de > Downloadbereich > Vier-Felder-Test

76414



Refill-Pckg. mit 2 Rollen Vlies
à 240 Tücher 15 x 23 cm

28,90

76415



Spenderbox

6,49



Refill-Pckg.

28,90



Refill-Pckg.

19,90



**superweiche
Qualität**

◀ Omniwipes Dry SuperSoft

Premium Desinfektionstücher. Fussel-frei, streifenfrei, sehr weiche und reiß-feste Qualität 90% PES. Tuchformat 28 x 30 cm, 50 g/m. Die Tuchstruktur hält hervorragend die Tränkflüssigkeit. Die spezielle Spenderbox hält durch eine Depotdeckelöffnung die Tücher sehr lange feucht und lässt sich nach jeder Tuchentnahme wieder bequem luftdicht verschließen. Als Desinfektionsflüssigkeit empfehlen wir Omnidizid.

Gutachten über den Vier-Felder-Test ist abrufbar über: www.omnident.de > Downloadbereich > Vier-Felder-Test

95533



Refill-Pckg. mit 2 Rollen Vlies
à 90 Tücher 28 x 30 cm

19,90

76415



Spenderbox

6,49

Desinfektion, Reinigung, Sterilisation



Omni Ink Test

Einmal Testpipetten zur routinemäßigen Überprüfung von Siegelnähten (Tintentest) nach EN ISO 11607-1 / ASTM F1929.

124095

Pckg. 30 Pipetten

38,90

128590

Musterpckg. 2 Pipetten

gratis

Pckg. 30 Pipetten
38,90

Pckg. 300 Stück
129,-

Omni Helix Test ▶

Omni Helix Test ist ein Sterilisations-Kontrollsysteem für alle Typ B Autoclaven. Typ 6.

93255

Pckg. 300 Stück

129,00



Omni Helix Test Pro

Der Helix Test Pro Langzeitprüfkörper wurde nach der EN 867-5 für Klasse B Autoklaven gefertigt. Dank der hochwertigen Materialien ist der Prüfkörper dauerhaft wieder verwendbar. Die Teststreifen samt Dichtring können als Refill Set nachbestellt werden. Dieses Testset erfüllt die höchsten Ansprüche an Chargenkontrollsystemen.

203326

Set: 1 Prüfkörper,
50 Indikatorstreifen

119,00

203327

Refill-Pckg.
250 Indikatorstreifen

119,00



Omni Seal Test

Der Omni Seal Test dient zur Überprüfung einer durchgehenden und schadenfreien Siegelnäht mit einer Mindestbreite von 8 mm. Darüber hinaus können auf dem Seal Test die zur Dokumentation erforderlichen Prozessdaten erfasst werden.

93254

Pckg. 100 Stück

37,90

Stück
4,79



Omni Bowie & Dick Test

Das Einmaltestpaket eignet sich besonders für den täglichen Bowie & Dick Test im Dampfautoklaven nach DIN EN 13060 (Klasse B). Typ 2.

122341

Stück

4,79



▼ Omni Wash Test

Zur Überprüfung der Reinigungs- und Desinfektionsleistung (Funktionstest) des RDG (Thermodesinfektor). Dieses Testsystem überprüft die maschinelle Reinigung und Desinfektion Ihres RDG. Testanhaftungen überprüfen sowohl die Leistung der Sprüharme, als auch eine ggf. entstandene Über/Unterdosierung. Die separat erhältliche Omni Wash Test Prüfleiste dient zur Aufnahme des Omni Wash Tests und der Platzierung im Thermodesinfektor. Edelstahl, schwere Ausführung, unverwüstlich.

118888

Pckg. 100 Teststreifen

195,00

118889

Prüfleiste, Stück

59,90



Omnipol ▲

Einmal-Sterilisationsfolie. Getönte Klarsichtverbundfolie aus einer Papier-Folien-Kombination. Für die Dampf- und Gassterilisation mit Indikator, Spezialpapier, einreißfester Folie, vollkommen peelbar, nahezu faserfreie Ablösung.

26420

OmniPoli 50

50 mm, Rolle mit 200 m

19,90

26421

OmniPoli 75

75 mm, Rolle mit 200 m

22,90

26422

OmniPoli 100

100 mm, Rolle mit 200 m

29,90

79567

OmniPoli 200

200 mm x 50 mm (für Trays),
Rolle mit 100 m

59,90

Pckg. 200 Stück ab
6,90



Omnibag ▲

Sterilisationsbeutel der Extraklasse für alle gängigen Versiegelungsgeräte, Farbindikator nach Dampfsterilisation, perfekter Verschluss bei gleichzeitigen sicheren Öffnen durch perfektionierte Peel Öffnung. Entspricht der EN 868-5, ISO 11140-1 sowie ISO 11607-1.

124739

57 x 102 mm, Pckg. 200 Stück

6,90

124740

70 x 229 mm, Pckg. 200 Stück

8,90

124741

89 x 229 mm, Pckg. 200 Stück

9,90

124742

254 x 356 mm, Pckg. 200 Stück

45,90

Stück

1.449,-



OmniSeal Plus ▲

Das intelligente Durchlaufsiegelgerät für die moderne Zahnarztpraxis! Sicher, kompakt und einfach zu bedienen! Jeder Siegelvorgang wird elektronisch auf Temperatur, Anpressdruck und Geschwindigkeit überwacht. Das schnellste Gerät seiner Klasse (10m/min.) zeichnet sich besonders durch die einfache Bedienung und extrem kurze Aufheizphase (unter 1 Minute) aus. Auch schwere Kassetten, wie sie beispielsweise in Krankenhäusern Verwendung finden sind auch ohne Vorlagetisch kein Problem.

- 24 Monate Garantie
- Validierfähig nach EN 11607
- inklusive Zugtest Omnipol
- RS 232 Schnittstelle
- Kein Vorlagetisch erforderlich
- Aufheizphase unter 1 Minute
- Stufenlose Temperatur-einstellung (0–200°C)
- Intuitive Bedienung
- Metallgehäuse
- Anbindung an jede gängige Hygienesoftware möglich
- Datenlogger und Rollenhalter (Vollmetall) optional erhältlich
- Maße: 38 x 23 x 10 cm (L x B x H)

118890

Stück

1.449,00

Zubehör

Omni Steri Rollenhalter aus Edelstahl. Kann an der Wand montiert oder mit den mitgelieferten Standfüßen verwendet werden. Inklusive Messer. Maße 51 x 27,5 x 13 cm (L x B x H). Standfüße 16 cm.

122340

Rollenhalter, Stück

390,00

Omni Etikettierer. Zum schnellen und einfachen Etikettieren des Sterilguts. Inkl. 1 Rolle Etiketten und Farbwalze.

122003

Etikettierer, Stück

198,00

122004

P2 Etiketten

Pckg. 4 x 500 Stück

27,90

124096

Farbwalze, Stück

15,00

Siegel-sicher

Stück

390,-



Stück

198,-





Stück ab
5,95

Adapter für Ölsprays

① 49969

Universaladapter INTRAMatic. Schnittstelle für Hand- und Winkelstücke. Hochwertige Metallausführung mit Dichtringen.

Stück
ab 5 Stück

6,49
5,95

③ 50002

Adapter Multiflex. Schnittstelle für Turbinen. Hochwertige Metallausführung mit Dichtringen.

Stück
ab 5 Stück

6,49
5,95

② 50001

Adapter Roto Quick. Schnittstelle für Turbinen. Hochwertige Metallausführung mit Dichtringen.

Stück
ab 5 Stück

6,49
5,95

④ 50003

Adapter, ISO-Schnittstelle für Winkelstückköpfe. Kunststoffadapter mit Gewinde.

Stück
ab 5 Stück

2,19
1,95



Desinfektionswanne

Omnident Desinfektionswanne mit Siebeinsatz und Deckel. 3 Liter Fassungsvermögen. Max. Reinigungstemperatur 60° C. Maße: außen 32 x 21 x 12,5 cm; innen 24,5 x 15,5 x 10 cm.

49501

Stück

29,90



Stück
29,90

Dose ab
13,90



Omnident Ölsprays

Zur Pflege von Hand- und Winkelstücken, Köpfen und Turbinen sowie Luftmotoren.

49941

Omnident Universal Ölspray
Dose, 500 ml
ab 6 Dosen

14,90
13,90

49965

Omnident T-Ölspray
Zur Pflege von Sirona Hand- und Winkelstücken sowie Turbinen.
Dose, 250 ml
ab 6 Dosen

16,90
15,90

Dose ab
15,90



Pckg. 10 Stück
5,99

Omni Tip Cover

Universelle Instrumenten-Schutzkappen aus flexilem Kunststoff zur Vermeidung von Verletzungsrisiken und Schutz vor Beschädigung. Einfache Anwendung – zuverlässiger Schutz. Die beiden verfügbaren Größen decken alle gängigen Instrumentengrößen und -formen ab. Sterilisierbar.
Größe 1 (klein): 2,5 x 28 mm.
Größe 2 (groß): 4,0 x 28 mm.

121700

Größe 1

121701

Größe 2

Pckg. 10 Stück

5,99



Omni Sensorspender

Sensorspendersystem für Papierrollen inklusive Wandhalterung. Netzunabhängige Stromversorgung durch Batterien (im Lieferumfang enthalten). Maße ca. 390 x 320 x 210 mm (H x B x T). Die für das Sensorspendersystem erhältlichen Nachfüllrollen sind aus 100 % Zellstoff. 2-lagig mit TAD Papierqualität. Rollenbreite 20 cm.

117477

■■■■■ Sensorspendersystem
(unbefüllt)

129,90

117478

■■■■■ 6 x 100 m Nachfüllrollen
(Papierqualität TAD)

48,90

Stück

129,90



Freude-Spender



Omni-Z Green

Omni-Z Green Einmal-Falthandtücher.
Grün, zweilagig, Zickzack-Falzung.
Format 24 x 23 cm.

66629

Karton mit 3.750 Stück
ab 2 Kartons

36,90
33,90

Karton 3.750 Stück ab

33,90

Omni-Z Premium Interfold

Das ultimative, zweilagige, superflauschige, extrem saugfähige Einmalhandtuch im Zick-Zack Interfoldformat 22 cm x 32 cm.

23693

Karton mit 3.000 Stück

42,90



Karton 2.680 Stück

42,90

Omni-Z Eco

Omni-Z Eco Einmal-Falthandtücher.
Naturweiß, einlagig, Zickzack-Falzung.
Format 25 x 23 cm.

10990

Karton mit 5.000 Stück

25,90

Karton 5.000 Stück

25,90





Omni-Z TAD

Einmal-Falthandtücher. Weiß, 2-lagig. Besonders weich, bindungs-fähig und damit reissfest. Zick-zack-Faltung. Format 20 x 23 cm.

13532
Karton mit 2.600 Stück **35,90**

Karton 2.600 Stück
35,90

Omni-Z Interfold Plus

Als Plus jetzt mit einer Lage mehr: das ultimative, dreilagige, superflauschige, extrem saugfähige Einmal-handtuch im Zick-Zack Interfoldformat 22 cm x 32 cm.

93307
Karton mit 2.300 Stück **44,90**

Karton 2.300 Stück
44,90



3-lagig!



Omni-Z Premium

Omni-Z Premium Einmal-Falthandtücher. Weiß, zweilagig. Zickzack-Faltung. Format 24 x 21 cm.

11044
Karton mit 3.750 Stück ab 2 Kartons **44,90**
39,90

Karton 3.750 Stück ab
39,90

smile price

Omni-Z Wandspender

Euro-Handtuchspender für Omni-Z Einmal-Falthandtücher. Gehäuse aus Kunststoff, Farbe weiß. Maße 28 x 37 x 13 cm (B x H x T). Lieferung inkl. Befestigungsmaterial.

69740
Stück **29,90**

95957
Adapter für Nicht-eurospender, Stück **gratis**

Stück
29,90



Einwegartikel



Pckg. 250 Stück ab
3,89

Normtrayeinlagen ▲

Filterpapier für Normtrays. Hochnasser Krepp 55 g/m². Karton mit Entnahmemausschnitt. Größe 28 x 18 cm.

79166	weiß
23286	grün
14271	blau
88103	gelb
91952	rosa
91953	lila
91954	orange
Pckg. mit 250 Stck. ab 10 Pckg. ab 30 Pckg.	
	4,49
	4,19
	3,89

Pckg. 250 Stück ab
8,30



smile price



Pckg. 200 Stück ab
12,73

Schwebetischauflagen

Format 28 x 36 cm.

23287	weiß
23288	grün
14272	blau
88104	gelb
106040	rosa
106041	lila
106042	orange
Pckg. mit 250 Stck. ab 5 Pckg. ab 10 Pckg.	
	8,90
	8,60
	8,30

◀ Zelltuchservietten

Weich und saugfähig, 40 x 40 cm.

48357	2-lagig
weiß, Pckg. à 250 Stck. ab 6 Pckg. (1 Karton)	11,50
	8,03
48361	4-lagig
weiß, Pckg. à 200 Stck. ab 4 Pckg. (1 Karton)	15,50
	12,73



**smile
price**

Omni Bib Holder ▶

Einweg Serviettenhalter mit Klebeverschluss. Größenflexibel, Farbe weiß.

123296

Pckg. 250 Stück
ab 5 Pckg.

9,80
8,95



Omniprotect ▾

Patientenschutzhandschuhe aus drei Lagen Papiervlies mit einer Polyäthylen-Beschichtung. Das Papiervlies ist sehr saugfähig. Die Polyäthylen Beschichtung schützt den Patienten vor Verunreinigungen und Feuchtigkeit.
48 x 33 cm.

19554	weiß
19553	grün
19552	blau
11646	gelb
11618	lila
11667	orange
117479	rosa

Karton mit 500 Stck. 19,90

**smile
price**

OmniFresh Ultrasoft ▶

Einmal-Zahnbürste mit bereits staubfreier Zahnpastaimprägnierung. Hygienisch einzeln eingeschweißt. Ideal für die Zahnpflege vor der Behandlung! Gehört in jede Praxis als Service des Zahnarztes für den Patienten. Im praktischen Dispenserkarton.

① 88106

mint

② 51292

blau

Pckg. mit 100 Stck.
ab 10 Pckg.

11,90
9,99

③ 30197

Pckg. mit 100 Stck. sortiert
hellblau, orange, pink, gelb
ab 10 Pckg.

11,90
9,99

Pckg. 100 Stück ab
9,99





Kopfschutztaschen

Kopfschutztaschen mit jeweils einer Lage Zellstoff und PE-Folie mit praktischer Abreißperforation, zum Schutz vor Verunreinigung, Schweiß etc.

Passend für alle gängigen Praxiseinheiten. Größe 28 x 27 cm.

103037

hellblau

103038

weiß

120210

grün

120211

dunkelblau

Rolle mit 100 Stück
ab 5 Rollen

9,95
 8,49



Rolle 40 Stück ab
17,90

Omniflow Protect

Abdecktuch für die Prophylaxebehandlung. Die Größe des Tuchs bietet optimalen Schutz für den Patienten vor Verschmutzungen durch Salzpartikel. Omnidflow Protect ist aufgrund der Materialkombination PE-Folie und Zellstoff besonders saugfähig, wasserundurchlässig und reißfest. Vorperforierte Bänder an den Seiten ermöglichen eine für den Patienten angenehme Fixierung des Schutztuchs.

83605

hellblau

22845

weiß

Rolle mit 40 Stück 60 x 54 cm
ab 4 Rollen

19,90
 17,90



Einweg-Patientenumhang

Großer Patientenumhang aus PE-Folie, mit Halsausschnitt und Bändern. Größe 54 x 80 cm.

65381

blau

23435

grün

Wandspender, weiß, mit verstärkter Rückwand

19,90

65383

weiß

65384

blau

Tischspender, weiß

17,90

Rolle mit 200 Stck.
ab 5 Rollen
ab 10 Rollen

14,65
 13,80
 12,95



Spender ab
17,90



Pkg. 50 Stück
15,90



Einmal-Patientenumhang

Aus dünner PE-Folie, mit saugfähiger Zellstoff-Auflage. Mit Halsausschnitt und Bändern. Größe 54 x 60 cm.

67314

weiß

51241

dunkelblau

67315

hellblau

51203

orange

23433

grün

51229

rosa

51198

gelb

103228

lila

Rolle mit 80 Stck.
ab 5 Rollen
ab 10 Rollen

12,75
 12,25
 11,70

Rolle 80 Stück ab
11,70

Omni Einmal PE Schürze

Einweg Laborschürze aus Polyethylen mit glatter Oberfläche. Feuchtigkeitsundurchlässig und strapazierfähig. Die einzelnen Schürzen sind bequem aus dem Spenderkarton entnehmbar. Einfaches An- und Ausziehen durch angenehme Rückenbindung und Verschlussbänder an der Taille. Größe 75 x 125 cm. 49µ heavy quality. Farbe blau.

121275

Pkg. 50 Stück


15,90

Dose ab
6,90



Wattekügelchen

Ideal zum Trocknen von Kavitäten und zum Applizieren von Medikamenten. Sehr weich und formbeständig. Chlorfrei gebleicht. Kunststoffdose mit Schraubdeckel.



55482	Gr. 00, ø 4 mm	9,90
Dose 4 g		
55483	Gr. 0, ø 4,8 mm	8,90
Dose 4 g		
55484	Gr. 1, ø 6,3 mm	8,49
Dose 10 g		
55485	Gr. 2, ø 7,6 mm	
Dose 10 g		6,90

Zellstofftupfer

Perforierte Einmal-Zellstofftupfer von der Rolle, an den Rändern verfestigt. Fusselfrei und weich. Größe 4 x 5 cm. Unsteril.

61900		
Beutel mit 2 Rollen zu 500 Stck. ab 5 Beutel		3,95



Schaumstoffpellets

Schaumstoffpellets zur drucklosen und sparsamen Applikation flüssiger oder pastöser Medikamente. Zur Touchierung infizierter Alveolen und als Endodrain verwendbar.

72702		
6 x 8 mm, 500 Stck.		10,60
72655		
8 mm, 500 Stck.		10,60
72490		
5 mm, 1.000 Stck.		10,60
72482		
4 mm, 3.000 Stck.		11,40

Mulltupfer (unsteril)

Saugstarke, fadenfreie Mulltupfer zum Trocknen von Kavitäten.

16627	Erbse	82260	Walnuss
Pckg. mit 500 Stck.		12,50	Pckg. mit 500 Stck.
16628	Haselnuss	82261	Pflaume
Pckg. mit 500 Stck.		14,20	Pckg. mit 400 Stck.

Packung ab
12,50



Schaumstoffpellets plus

Ideal zur Applikation von flüssigen und pastösen Medikamenten. Hocheffizienter Schaumstoff ermöglicht die Verwendung als Endodrain. Hochsaugfähiger Schaumstoff.

56695		12,50
6 x 8 mm, 500 Stck.		
56683		12,50
8 mm, 500 Stck.		
56689		12,50
5 mm, 1.000 Stck.		
56678		13,50
4 mm, 3.000 Stck.		



neu



Mulltupfer steril

Saugstarke, fadenfreie Mulltupfer aus Verbandmull (100% Baumwolle), STERIL eingesiegelt in einer Verpackung mit 2+3 Stück.

203198	Erbse
Pckg. 30 x 2+3 Stück	13,90
203199	Haselnuss
Pckg. 30 x 2+3 Stück	14,90
203201	Walnuss
Pckg. 30 x 2+3 Stück	15,90
203202	Pflaume
Pckg. 30 x 2+3 Stück	16,90



Soft-Vinyl puderfrei

Neuartiger Softvinyl Untersuchungshandschuh, extraweich und dehnfähig, optimale Passform, mit verbessertem Tragekomfort, 100% latexfrei. EN 455. AQL 1,5.

89802	klein
89812	mittel
89815	groß
Pckg. 100 Stück ab 10 Pckg.	6,19 5,59

Ultragrip ▶

Puderfreier Einmal-Handschuh. Hergestellt aus Naturkautschuk mit speziell rutschfester Oberfläche. Proteinarm. EN 455, AQL 1,5. Für Praxis und Labor. Nicht steril. Beidhändig verwendbar.

11622	x-klein
11623	klein
11624	mittel
11625	groß
11626	x-groß
Pckg. 100 Stück ab 10 Pckg.	10,95 9,95



smile price



◀ Latexhandschuhe

Mit besonders ausgeprägter Sensibilität. Sehr guter Tragekomfort, AQL 1,5, proteinarmer Latex. Hypoallergen. EN 455.

puderfrei	leicht gepudert	
58397	58170	x-klein
58398	89335	klein
58399	89336	mittel
58400	89337	groß
51332	7,99	x-groß
Pckg. 100 Stück ab 10 Pckg. ab 20 Pckg.	Pckg. 100 Stück ab 10 Pckg. ab 20 Pckg.	7,59 6,99 6,59
	7,49	
	6,99	



◀ Omni Safetec

Latexuntersuchungshandschuh, unsteril, puderfrei, mit Rollrand, gute Griff-sicherheit durch mikrogerauhte Hand-fläche. Hergestellt nach EN 455, T. 1-4, AQL 1,5.

109232 x-klein

109233 klein

109234 mittel

109235 groß

Pckg. 100 Stück
ab 10 Pckg.
ab 20 Pckg. **6,59**
5,99
5,49



Select ▶

Puderfreier, fast weißer Latexhand-schuh. Unsteril, mit Rollrand. Herge-stellt nach EN 455 T1-3, EN 374. AQL 1,5. Die hochwertige Polybeschichtung innen reduziert das Allergierisiko und erleichtert den Einstieg. Hohe Taktilität bei gleichzeitiger Griffigkeit durch mikrogerauhte Handfläche.

23742 x-klein

23743 klein

23744 mittel

23745 groß

23746 x-groß

Pckg. 100 Stück
ab 10 Pckg. **6,99**
ab 20 Pckg. **6,49**
5,99



◀ Sensitive Latex

Latex Untersuchungshandschuh der Premiumqualität. Sehr stabil und reiß-fest, gleichzeitig enorm elastisch mit hohem Tragekomfort. Die angerauten Oberflächen sorgen für einen hervorra-genden Grip. Der Omni Sensitive über-erfüllt alle erforderlichen Normen. EN 455. EN 374. AQL 1,5. Gewicht je Handschuh: Größe M ca. 6,5 g.

110209 x-klein

110212 klein

110213 mittel

110214 groß

Pckg. 100 Stück
ab 10 Pckg. **7,99**
ab 20 Pckg. **7,59**
6,99



Einwegartikel

Praktisch: mit
umschlagbarem
Sicherheits-Rand

Pckg. 1 Paar

8,90



Chemikalien Schutzhandschuhe

Omni Chemikalienschutzhandschuhe aus Nitril gegen hohe Risiken mit Baumwollflockenfutter für den Schutz des Personals im sterilen Bereich und während des Desinfektionsprozesses. Die Chemikalienschutzhandschuhe sind latexfrei, ideal für den Umgang mit Chemikalien (nach den Richtlinien der PSA), schützt bedingt gegen Durchbohren, Durchstoßen & vor Schnittverletzungen, der Handschuhsschaft besitzt die erforderliche Länge. Farbe: grün.

203194

203195

203196

203197

Größe 7

Größe 8

Größe 9

Größe 10

Pckg. 1 Paar

8,90

**smile
price**

high protect



Pckg. 100 Stück ab
8,99

neu

Schutz-
klasse (PSA)
Kategorie
III

gegen
hohe
Risiken!

Extralang:
30 cm
Gesamtlänge



OMNI high protect Nitrilhandschuh

Einmal Untersuchungshandschuh mit langem Schaft. Der OMNI high protect Nitrilhandschuh gilt als persönliche Schutzausrüstung (PSA) der Risikoklasse III und bietet Schutz gegen hohe Risiken wie Chemikalien und Mikroorganismen. Bei einer komfortablen Gesamtlänge von 300 mm zeichnet er sich auch durch sein exzellentes Tragegefühl und eine hervorragende Passform aus. Die mikrotexturierten Fingerspitzen gewährleisten ein extra feines Tastempfinden und einen sicheren Halt. Hergestellt nach EN 455. EN 374. AQL 1,5.

132081

132080

132079

132078

x-klein

klein

mittel

groß

Pckg. 100 Stück
ab 10 Pckg.

9,99
8,99

Pckg. 100 Stück ab

7,99

◀ Soft Nitril

Unsteril, puderfrei, latexfrei. Reinweiß, mit Rollrand. Hergestellt nach EN 455. AQL 1,5. Mikrogeraute Handfläche. Eine spezielle Material-Zusammensetzung, gewährleistet einen Tragekomfort ähnlich eines Latexhandschuhs.

98785	x-klein
49503	klein
49504	mittel
49506	groß
49507	x-groß

Pckg. 100 Stück ab 10 Pckg. **8,99**
ab 10 Pckg. **7,99**

Violet Pearl Soft Nitril ▶

Nitrilhandschuhe Violet Pearl. Unsteril, puderfrei, latexfrei. Farbe: violett, mit Rollrand. Hergestellt nach EN 455. AQL 1,5. Mikrogeraute Fingerkuppen. Eine spezielle Material-Zusammensetzung, gewährleistet einen Tragekomfort ähnlich eines Latexhandschuhs.

49607	x-klein
49608	klein
49609	mittel
49610	groß
Pckg. 100 Stück ab 10 Pckg.	8,99 7,99



smile
price



Rosa Pearl Soft Nitril ▶

Nitrilhandschuhe Rosa Pearl. Unsteril, puderfrei, latexfrei. Farbe: rosa, mit Rollrand. Hergestellt nach EN 455. AQL 1,5. Mikrogeraute Fingerkuppen. Eine spezielle Material-Zusammensetzung, gewährleistet einen Tragekomfort ähnlich eines Latexhandschuhs.

106038	x-klein
106037	klein
106039	mittel

Pckg. 100 Stück ab 10 Pckg. **8,99**
ab 10 Pckg. **7,99**



◀ Omnimask Comfort

Der neue Omnident Mundschutz, ideal für den täglichen Gebrauch von Profis. Ausgestattet mit weichem, leichtem zellulärem Gewebe, speziell für empfindliche Haut zur Vermeidung von Hautirritationen. Der gesamte Mundschutz ist latex- und glasfaserfrei. Die bakterielle Filtration ist > 98%, die Atmungsresistenz ist <5. Produziert nach 39/42/EC, Class I, CE, EN14683 type IIR. Made in France.

mit Bändern

118866	blau
118867	grün
118871	weiß
118868	lila
118869	orange
118870	rosa

Pckg. 50 Stück
ab 10 Pckg. **6,99**
 **5,99**

mit Gummizug

118860	blau
118861	grün
118865	weiß
118862	lila
118863	orange
118864	rosa

Pckg. 50 Stück
ab 10 Pckg. **6,99**
 **5,99**

MundArt

Omnimask Premium antifog ▶



Der neue Omnident Mundschutz, ideal für Brillenträger. Ausgestattet mit einer einzigartigen innen liegenden non-woven Vlies-Sperre, verhindert die Kondensation des Atems auf den Brillengläsern. Ferner mit einer schwarzen Antireflektionszone versehen, die das auf den Mundschutz fallende OP-Lampenlicht neutralisiert. Gefertigt aus weichem, leichtem zellulärem Gewebe, speziell für empfindliche Haut zur Vermeidung von Hautirritationen. Der gesamte Mundschutz ist latex- und glasfaserfrei. Die bakterielle Filtration ist > 98%, die Atmungsresistenz ist <5. Produziert nach 39/42/EC, Class I, CE, EN14683 type IIR. Made in France.

mit Bändern

118878	blau	118872	blau
118879	grün	118873	grün
118883	weiß	118877	weiß
118880	lila	118874	lila
118881	orange	118875	orange
118882	rosa	118876	rosa

Pckg. 50 Stück
ab 10 Pckg. **8,49**
 **7,49**

120641
Musterpckg. 2 Stück

gratis



**smile
price**

Pckg. 50 Stück ab
7,49



◀ Omnimask antifog

Der neue Omnident Mundschutz, ideal für Brillenträger. Ausgestattet mit einer einzigartigen innen liegenden non-woven Vlies-Sperre, verhindert die Kondensation des Atems auf den Brillengläsern. Gefertigt aus weichem, leichtem zellulärem Gewebe, speziell für empfindliche Haut zur Vermeidung von Hautirritationen. Der gesamte Mundschutz ist latex- und glasfaserfrei. Die bakterielle Filtration ist > 98%, die Atmungsresistenz ist <5. Produziert nach 39/42/EC, Class I, CE, EN14683 type IIR. Made in France.

mit Bändern

116526	blau
116527	grün
116531	weiß
116528	lila
116529	orange
116530	rosa
Pckg. 50 Stück ab 10 Pckg.	7,29 6,29

mit Gummizug

116520	blau
116521	grün
116525	weiß
116522	lila
116523	orange
116524	rosa
Pckg. 50 Stück ab 10 Pckg.	7,29 6,29

Besonders
augenschonend
durch die Premium
Antireflektionszone!

neu
jetzt auch in
grau

Pckg. 100 Stück ab
2,38

Einmal Speichelsauger

Flexible, formstabile Einmal-Speichel-sauger, passend für alle Geräte. Erhältlich mit fester oder abnehmbarer Kappe. Länge 12,5 cm.



Feste Kappe		Abnehmbare Kappe	
63668	weiß	86533	weiß
78523	transparent	87421	transparent
16634	blau	16635	blau
19562	grün	19566	grün
19560	gelb	19564	gelb
16636	rot	16637	rot
		11803	lila
		11808	orange
		203472	grau
Pckg. mit 100 Stück		2,85	
ab 10 Pckg. (1 Karton)		2,54	
ab 30 Pckg. (3 Kartons)		2,46	
ab 60 Pckg. (6 Kartons)		2,38	

smile
price

Pckg. 100 Stück ab
5,90



Omnibrush

Micropinsel aus kleinen, nicht fusselnden und nicht absorbierenden Fasern. Die aufzutragenden Lösungen bleiben zwischen den Fasern. Es entsteht eine nicht tropfende Kugel, die den aufzu-tragenden Stoff festhält, bis die Appli-kation erfolgt ist. Der Mikropinsel ist sehr geschmeidig und gestattet das exakte Aufbringen von Lösungsme-nigen, die nicht größer sind als 1/8 des Tropfens. Länge ca. 8,5 cm.

88957	silber
88958	violett
88963	blau
88965	grün
Pckg. mit 100 Stck.	6,45
ab 3 Pckg.	6,20
ab 5 Pckg.	5,90

Omnicups PP

Inhalt 180 ml. Passend für alle standardisierten Becherspender. Aus lebensmittelechtem, sortenreinem Polypropylen. Extra stabile Qualität. 100% recyclingfähig, rückstandsfrei verbrennbar.

cup of colours

1.500 Stück
26,90

neu

neu

Pckg. 1.500 Stück **26,90**

19557	gelb	79340	gelb
19556	dunkelblau	79326	dunkelblau
203466	rosa	203469	rosa
203468	silbergrau	203471	silbergrau
94558	orange	79354	orange
19558	grün	79329	grün
19555	weiß	79319	weiß
94559	lila	79350	lila
203467	rot	203470	rot
38406	bunt sortiert	79367	bunt sortiert
	Pckg. 3.000 Stück	49,90	
		Pckg. 1.500 Stück	26,90



Omnibrush Eco

Micropinsel mit Fasern befeldet. Nicht absorbierend. Zum auftragen von dentalmedizinischen Lösungen (applizieren). Länge ca. 10 cm.

103034



blau

103035



gelb

103036



grün

Pckg. mit 100 Stck.

4,95



Pckg. 100 Stück

4,95



Anmischblöcke

Universal Anmischblock aus beschichtetem, abriebfestem Papier für Abformmassen, Zemente und Composites. Die Blöcke sind zweiseitig geleimt. Mit Anti-Rutsch-Streifen an der Unterseite.

20516



20523



60 x 75 mm, 40 Blatt

2,60

Packung ab
2,60

20521



20520



70 x 80 mm, 50 Blatt

3,25



ab 10 Blocks (Großpckg.)

2,95



33 x 35 mm, 40 Blatt

Pckg. mit 10 Stck.

14,20

Packung ab
2,60

Pckg. 300 g ab
4,19



Zahnwatterrollen

Einmal-Zahnwatterrollen aus reiner Baumwollwatte und hochgebleichtem Verband-Zellstoff. In dünnen Lagen eingerollt, hochsaugfähig und fusselfrei.

79034



Gr. 1, Ø 8 mm

79035



Gr. 2, Ø 10 mm

79036



Gr. 3, Ø 12 mm

Pckg. mit 300 g

ab 10 Pckg.

5,29



4,79

Zahnwatterrollen Compact

Wie Einmal-Zahnwatterrollen, jedoch mit längerer Saugkraft durch festere Struktur.

85248



Gr. 1, Ø 8 mm

85266



Gr. 2, Ø 10 mm

85268



Gr. 3, Ø 12 mm

Pckg. mit 300 g

ab 10 Pckg.

4,69



4,19



Einwegartikel



Pckg. 10 Stück ab
9,25

Absaugkanülen kids

Farbenfrohe Absaugkanülen für kleine Patienten aus hochwertigem, durchgefärbtem Kunststoff. Die geräuscharmen Omni Absaugkanülen kids haben eine griffsichere, matte Oberfläche zur Vermeidung störender Lichtreflexe. Sterilisierbar bei 134° C. Erhältlich in den Farben blau, gelb, grau, grün, lila, orange, rosa, rot und weiß. Maße (ca.): 109 x 16 mm. Entspricht der Richtlinie 93/42 EWG über Medizinprodukte der Klasse IIa, CE 0482.

203443	gelb
203444	orange
203448	rot
203446	rosa
203447	lila
203445	grün

203441	blau
203442	weiß
203508	grau
Pckg. mit 10 Stck. ab 5 Pckg. ab 10 Pckg.	9,95 9,60 9,25



**smile.
price**



Pckg. 10 Stück ab
9,25



jetzt auch in
**lila, grün, rosa,
rot und grau**

Absaugkanüle ▶



◀ Absaugkanüle kids

Absaugkanülen

Absaugkanülen, sterilisierbar im Autoklav. Nicht in Verbindung mit Edelstahl. Maße (ca.): 123 x 22 mm.



37296	blau
61238	weiß
98466	orange
98465	gelb
203463	lila
203462	grün
203464	rosa
203465	rot
203507	grau
Pckg. mit 10 Stck. ab 5 Pckg. ab 10 Pckg.	9,95 9,60 9,25

Hier finden Sie die passende

OMNIDENT Mischkanüle

für Ihr bevorzugtes Abformmaterial

Coltène Whaledent

Affinis light body / regular body	①
Affinis heavy body	⑤
Cool Temp	④

Dentsply

Aquasil LV/ULV	①
----------------	---

Detax

Detaseal Quick und Light	⑥
Detaseal bite	⑥
Greenbite Apple	⑤
Onetime perfect	⑥
Silasoft Direct/Express	⑦
Tempofit	② ④

DMG

Honigum Automix Light / Light Fast	①
Honigum Automix Mono	⑤
Imprint SBR	⑤
Luxa Core	①
Luxatemp	⑧
PermaCem	②
TempoCem	②

Dreve

Stone Bite	②
------------	---

3M Espe

Dimension Garant L / L Quick	①
Impregum Garant L Duosoft	③
Imprint Bite	⑤
Imprint II Garant Monophase	⑤
Imprint II Garant Light Body	①
Imprint II Garant Regular Body	①
Imprint II Quick Step Light Body	①
Imprint II Quick Step Regular Body	①
Imprint II Quick Step Heavy	⑤
Permadyne Garant 2:1	③
Protemp 4	⑧

GC

Examix NDS	⑥
Exafast NDS	⑥

Henry Schein

Maxi Temp	⑧
VPS Hydro Bite	⑤
VPS Hydro Light Body	①
VPS Hydro Regular Body	⑥

Kulzer

Flexitime Correct Flow	①
Flexitime Dynamics	⑩
Flexitime Monophase	⑤
Flexitime Heavy Tray	⑤
Memosil 2	⑤
Memoreg 2	⑤
Prevision CB	⑧
Provil Novo	① ⑤
Xantopren Comfort	⑦
Ufi Gel hard C / SC	⑥

Kaniedenta

Conturprint Duo Light / Quick Light	①
Conturprint Duo Extra Light	①
Conturprint Duo Medium	①
Kanicite	⑤
Kanicem	②
Kanigum Monophase	⑥

Kettenbach

Futar D occlusion	⑤
Futar System 50 / D System 50	⑤
Monoprep transfer	⑤
Mucoprep soft	② ⑤
Mucoprep transfer	⑤
Panasil Contact Plus	①
Panasil contact two in one	⑥

KERR

Tempphase	④
-----------	---

Müller-Omicron

Aqium 3D LIGHT / MEDIUM	①
betasil VARIO LIGHT/ fast set	①
gingiva MASK 3D	①
Aqium 3D HEAVY / BITE	⑤
betasil VARIO HEAVY / IMPLANT	⑤
kristall PERFECT A50/A70/LAB	⑤
topas PERFECT A85	⑤
granit PERFECT D45	⑤
betasil VARIO MEDIUM	⑥
gingiva MASK	⑥

OMNIDENT

Omnibite	⑤
Omnibite Apple / Vanilla	⑤
Omnibite Plus	⑤
Omnibite Granit	⑤
Omnisil A Dynamik 380	⑩
Omnisil A Kontur	①
Omnitemp KB	⑧
Omnitemp C	⑨

R-dental

KwickModel base	⑥
KwickModel fluid	⑥
PROVI K+B CEMENT	②
P.U.M.A. soft	⑥
R-CO-LINE	②
R-CO-LINE PROVI KB	⑧
R-SI-LINE MONO S / FS	⑥
R-SI-LINE HARD-BITE	⑤
R-SI-LINE EXTRA-BITE	⑤
R-SI-LINE METAL-BITE	⑤
R-SI-LINE HEAVY KINGSIZE	⑤
R-SI-LINE MEDIUM / FS / SH	①
R-SI-LINE LIGHT / FS / FH	①
R-SI-LINE UltraLIGHT / FS / FH	①

Sultan Chemist

Genie	① ⑤
-------	-----

Tokuyama

Softreliner S/MS	⑥
------------------	---

Vivadent

Systemp. c & b	⑧
----------------	---

Voco

Rebilda SC	①
Registrado X-tra	⑤
Structur 2 SC	②
Ufi Gel hard C / SC	⑥



Mischkanülen

100 % kompatibel durch OMNIDENT Qualität.

① 58809 gelb 1:1

② 58277 blau kurz 1:1

③ 59054 weiß 1:1

④ 58323 blau lang 1:1

⑤ 59003 grün 1:1

⑥ 58959 rosa 1:1

⑨ 85280 braun 1:1

Beutel mit 50 Stück

31,50

ab 5 Beutel 22,90

⑦ 59136 gelb 4:1 / 10:1

⑧ 59071 blau 4:1 / 10:1

Beutel mit 50 Stück

33,90

ab 5 Beutel 24,90

⑩ 39263 dynamischer Mischer

Pckg. 50 Stück

44,90



Intraoral-Aufsätze für Omnident Mischkanülen.

50038 gelb ① · ⑦

85315 transparent ③ · ⑤ · ⑥

Packung 100 Stück ab 2 Pckg. 18,90

17,90



Pckg. 100 Stück ab
17,90



Pulver/Flüssigkeit
45,90

Omnifill C

Omnifill C ist ein leistungsstarker und langlebiger Glas Ionomer Zement für die semipermanente Füllungstherapie. Durch die Verwendung spezieller Dentalgläser wirkt Omnident C dabei nicht nur besonders ästhetisch, sondern kann auch stetig Fluoride abgeben. Die Kapselvariante ist in der Konsistenz auf Seitenzahnbereich optimiert und sofort applizierbar. Die Hand-Mix Version erlaubt alternativ eine mittelviskose Einstellung, die für keilförmige Defekte, Klasse III und Milchzahnrestorationen ein optimales Material bereitstellt.

85182	Farbe A2	
85184	Farbe A3	
Pckg. mit 15 g Pulver, 10 ml Flüssigkeit	45,90	
85334	Farbe A2	
85335	Farbe A3	
Pckg. mit 48 Kapseln	85,90	



▼ Omnident C Zubehör

95522	① Kapsel Aktivator	59,80
95521	② Kapsel Applikator	63,80



Omnitemp C ▲

Klinisch bewährter, eugenolfreier Befestigungszement. Omnitemp C hat eine sehr gute Haftung, lässt sich leicht wieder entfernen und eignet sich hervorragend für jede temporäre Befestigung. Die Zugabe von Supra Calciumhydroxid fördert die Bildung von Sekundärzement. Die praktische Automixspritze ermöglicht eine schnelle und ökonomische Anwendung.

85272		
Minimix 5 ml Kartusche, 10 Mischkanülen 1:1	27,90	
85280		
Mischkanülen 1:1, Beutel 50 Stück ab 5 Beutel	28,50	20,90

Omnitemp KB ▶

Omnitemp KB ist das hochästhetische provisorische Kronen- und Brückenmaterial für die direkte Applikation in die Abformung. Fluoreszenz und eine gute Polierbarkeit sorgen für ein natürliches und hygienisches Aussehen, eine hohe Bruchsicherheit und Frakturresistenz für eine überdurchschnittliche Stabilität und eine schnelle Verarbeitung sowie einfache Beschleif- und Polierbarkeit für optimale Anwendungseigenschaften. Omnitemp KB hat eine extrem niedrige Temperaturerhöhung bei der Polymerisation und ist daher sehr patientenfreundlich.

85313	Farbe A2	
85424	Farbe A3	
50 ml Kartusche 4:1 Automix inkl. 10 Mischkanülen, Pckg. ab 2 Pckg.	61,90	
ab 5 Pckg.	59,90	
	57,90	

Pckg. 50 ml ab
57,90



neu

Pckg. 5 g Automix ab
45,90




◀ OmniCEM SE

OmniCEM SE ist ein universelles, dual-härtendes, selbstadhäsives Befestigungscomposite. Es wird für die Befestigung von indirekten Restaurationen aus Keramik, Zirkoniumdioxid, Compositen, Metall eingesetzt. Bei der Verwendung von OmniCEM SE müssen keine zusätzlichen Haftvermittler oder Konditionierungsmittel eingesetzt werden. OmniCEM SE lässt sich mit handelsüblichen Haftsilanen anwenden.

Box
21,90

Omnitips ▶

Beflockte Miniatur-Applikatoren zur punktgenauen Applikation von Flüssigkeiten und Gels.



25656
Pckg. mit 100 Stck.
ab 4 Pckg.
ab 10 Pckg.

25661
rot
blau
gelb
grün
4,39
4,19
3,99

Box mit 2 Applikationshaltern (nicht sterilisierbar) und je 100 Einmal-Applikatoren in den Farben rot, blau, gelb und grün **21,90**

25660
Pckg. mit 2 Applikationshaltern (nicht sterilisierbar) **1,95**



◀ Einwegpinsel mit Griff

Der Omni Einwegpinsel mit Griff verfügt über ein gespitztes Borstenbündel. Die Applikationsspitze ist biegsam. Ideal für die Applikation von Ätzgelen, Linern, Fissurenversiegeln, Lacken und Bondingmaterialien.



119555 blau, mittel
119556 rot, mittel
Spenderdose mit 100 Stck.
ab 5 Dosen **6,99**
6,49

smile
price

200775
Pckg. 5 g Automix,
10 Mischkanülen **48,50**
ab 2 Pckg. **45,90**

Beutel ab
4,35



◀ Einwegpinsel

Nylonhaarpinsel zum bequemen Applizieren von Flüssigkeiten und Gels. Verschiedene Ausführungen. Im wiederverschließbaren Klarsichtbeutel.

25448
Schaft transparent, Haar schwarz und lang, mittel, Beutel mit 100 Stck. **8,70**

25449
Schaft transparent, Haar schwarz und kurz, fein, Beutel mit 100 Stck. **8,70**

25451
Schaft rot, Haar schwarz und lang, mittel, Beutel mit 100 Stck. **8,70**

25450
Schaft transparent, Haar weiß, weich Beutel mit 50 Stck. **4,35**

101121
Pinselhalter, weiß, (nicht sterilisierbar), Stck. **1,20**

203209
Einwegpinsel Sortiment, 4 x 100 Stück Einwegpinsel, 2 x Halter, Set **32,90**

neu

15 x 0,25 g Caps ab

52,90



klinische Bewertung auf
omnident.de/downloads



OmniCeram Bulk Fill ▶

OmniCeram Bulk Fill ist ein lichthärtendes, hochröhrentgenopakes Hybridcomposite, das spezifisch für die Anwendung im Seitenzahnbereich konzipiert wurde. Die Kombination einer neuen Multi-Hybrid-Füllstofftechnologie mit einem innovativen Initiatorsystem bildet die Grundlage für ein Füllungsmaterial mit sehr geringer Polymerisationssschrumpfung und exzellenten Durchhärtungseigenschaften. OmniCeram Bulk Fill bietet somit die Möglichkeit, Inkrementdicken bis 4 mm mit sehr kurzen Belichtungszeiten sicher auszuhärten. Die reduzierten Schrumpfungsspannungen bei OmniCeram Bulk Fill liefern die Basis für randdichte Restaurationen. Sowohl in praktischen Dosierspritzen als auch in Caps zur direkten Applikation erhältlich. Farbe: transparent.

102980

Pckg. Drehspitze 5 g

ab 2 Pckg.

41,90

39,90

99842

Pckg. Caps 15 x 0,25 g

ab 2 Pckg.

41,90

39,90

◀ OmniCeram Bulk Fill SDC

Omniceram Bulk Fill SDC ist das neue, fließfähige Composite für die Bulkfüllungstechnik mit dem Sie Zeit und Kosten sparen. Ohne zeitraubendes Schichten und in nur einem Arbeitsschritt können Inkremeante von bis zu 4 mm gelegt werden. Eine perfekte Adaption und eine selbst glättende Oberfläche sind speziell für diese Technik entwickelt. Für das Lichthärteten werden gerade einmal 10 sek. (Farbe universal) benötigt. Anschließend wird diese Füllungsbasis mit einer 2 mm

dünnen Deckschicht ihres gewohnten Universal- oder Seitenzahnkompositen vollendet. Die praktischen Flow-Compulen erlauben auch bei schwer zugänglichen Fällen eine genaue Applikation. Ein für diese Materialklasse außergewöhnlich hoher Füllstoffanteil und eine spezielle Harzmatrix sind Garantien für einen zuverlässigen und langlebigen Adhäsivverbund und minimieren so deutlich das Risiko von Randpaltenbildung und eventuellem Sekundärkaries.

111630

Pckg. Caps 15 x 0,25 g
ab 2 Pckg.

57,90
52,90

◀ Omni Compomer

Universelles, lichthärtendes, röntgensichtbares Compomer Füllungsmaterial für Kavitäten im Front- und Seitenzahnbereich. Es ermöglicht eine vereinfachte und schnelle Füllungstechnik und kombiniert die Fluoridfreisetzung der Glasionomere mit der physikalischen Beständigkeit und hohen Ästhetik der Komposite. Omni Compomer wird in Kombination mit einem selbstätzenden Bonding verwendet.

84883

Farbe A2

84898

Farbe A3

Pckg. 20 Kapseln 0,25 g
ab 2 Pckg.

34,90
30,90



auch als
caps



15 x 0,25 g Caps ab
39,90



Drehspitze 5 g ab
39,90

Pckg. 20 x 0,25 g ab **32,90**

OMNI DENT®
We care. You smile.

OmniCeram évolution 2.0
Nanohybrid Komposit
Aushärtung: 400-500 nm (Blaulicht)
20x 0,3 g Single Dose

neu

Röntgenopazität: 200% AL
Durchhärtetiefe: > 2 mm
Barcol Härte: 82

*VITA ist ein eingetragenes Markenzeichen der VITA Zahnfabrik

neue Farben erhältlich

Pckg. 3 g Spritze ab **13,90**

OMNI DENT®
OmniCeram évolution 2.0

neu

OmniCeram évolution 2.0

Das lichthärtende Nano Komposite OmniCeram évolution 2.0 ist in den meistbenutzten 7 VITA* Farben erhältlich und damit sehr gut als Universalkomposite für Anterior und Posterior Restaurierungen einsetzbar. Hohe Druckfestigkeit, sehr gute Abrasionswerte. Klebt nicht an den Instrumenten.

Röntgenopazität: 200% AL
Durchhärtetiefe: > 2 mm
Barcol Härte: 82

*VITA ist ein eingetragenes Markenzeichen der VITA Zahnfabrik

203995	A1
203996	A2
203997	A3
203999	A3,5
204000	B1
204001	B2
204002	C3
204004	Bleach
204005	grau
Drehspritze 3 g ab 5 Spritzen	14,90 13,90
204007	A1
204008	A2
204010	A3
204011	A3,5
204012	B1
204013	B2
204014	C3
204016	Bleach
204018	grau
Single Dose 20 x 0,25 g ab 5 Pckg.	35,90 32,90

OmniCeram évolution flow 2.0

Hochmodernes, lichthärtendes fließfähiges Nano Komposite mit sehr speziellem Fließverhalten, das ideal auf die Verarbeitung in kleinen und flachen Kavitäten abgestimmt wurde. Ideal für minimalinvasive Restaurierungen. Hervorragend geeignet für Minikavitäten und Mikropräparationen, erweiterte Fissurenversiegelungen, Reparatur und Verkleben von Komposite- und Keramikverbündungen sowie zur Verblockung gelockerter Zähne.

203988	A1
203989	A2
203990	A3
203991	A3,5
203993	B1
203994	Bleach

Pckg. 2 Drehspritzen à 2 g ab 5 Pckg. **25,90**
 19,90



OMNI DENT®
We care. You smile.

OmniCeram évolution flow 2.0
Nanohybrid Komposit
Aushärtung: 400-500 nm (Blaulicht)
2 g Spritze

neu

Pckg. 2 x 2 g ab **19,90**

OMNI DENT®
OmniCeram évolution flow 2.0

neu

neue Farben erhältlich



Metal Primer ▲

Ideales Bonding von Kunststoffen an/auf Metalloberflächen und Zirkonoxid. Speziell auch für Kunststoff-Reparaturen bei herausnehmbaren Metallgerüsten, sowie bei intraoralen Kunststoffverbundreparaturen an Metall- und Zirkongerüsten.

200942
Dispenserflasche 5 ml **99,50**

smile price



All Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlungen der OMNIDENT Dental-Handelsgesellschaft mbH zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer

51

OmniCite 2.0

Bonding der 5. Generation: OmniCite 2.0 ist ein lichthärtender, gefüllter Einkomponenten-Haftvermittler für Schmelz und Dentin in Kombination mit der Total Etch Technik. Adhäsiv für direkte, lichthärtende Composite-, und Compomer-Restorationen. Auf leicht feuchtem („Wet-Bonding“) Technik oder auf trockenem Dentin anwendbar, dadurch erhöhte Anwendersicherheit.

204019
2 Flaschen je 5 g **39,90**



Omnicite All'N'One

Bonding der 7. Generation: lichthärtendes, selbstätzendes Einkomponenten-Adhäsiv für die adhäsive Füllungstherapie in Kombination mit lichthärtenden Composites und Compomeren. Zuverlässig Primen und Bonden in einem Schritt: einfach ca. 15 Sek. auf die gesamte Fläche einmassieren und danach 5-10 Sek. mit Luft verblasen. Im Anschluss 10 Sek. polymerisieren – fertig!

95488
Flasche 5 ml **49,90**



Okklusionsspray

Zum Markieren der Kontaktpunkte während des Aufpassens oder Eingliederns prothetischer Arbeiten im Dentallabor oder in der Zahnarztpraxis. Die verwendeten Markierungsrohstoffe sind lebensmittelecht.

70270
Dose mit 75 ml, grün
ab 6 Dosen **9,70**
ab 12 Dosen **9,15**
ab 24 Dosen **8,65**



100 Stück
11,90



OmniCeram évolution flow Tips

Applikationskanüle mit biegsamer, stumpfer Edelstahlspitze. Außendurchmesser 0,9 mm, Länge: 13 mm/Gauge 20. Zur Feinapplikation von OmniCeram évolution flow und anderen lichthärtenden sowie nichtlichthärtenden Materialien.

33750

Pckg. mit 100 Stück

11,90

100 Stück
11,90



▼ **OmniEtch Tips**

Applikationskanüle mit biegsamer, stumpfer Edelstahlspitze. Außendurchmesser: 0,5 mm, Länge: 13 mm/Gauge 25. Für die sehr feine, auch punktförmige Applikation von OmniEtch und vergleichbarer Materialien.

33521

Pckg. mit 100 Stück

11,90

Top Tips

Beutel mit 100 Stück
11,90



▼ **Omni PL Tips**

Luer-Lock Design. Zum Applizieren von Fissurenversiegeln. Mit biegsamer, stumpfer Edelstahlspitze 30°, unsteril.

① **117761** 27G, 0,4 x 13 mm

② **117763** 22G, 0,7 x 13 mm

Beutel mit 100 Stück **11,90**

Luer-Lock Design. Zum Applizieren von Fissurenversiegeln. Mit biegsamer, stumpfer Edelstahlspitze 45°, unsteril.

③ **117762** 23G, 0,6 x 13 mm

Beutel mit 100 Stück **11,90**

Luer-Lock Design. Zum Applizieren von Omni Etch und anderen handelsüblichen Ätzgelen. Mit biegsamer, stumpfer Edelstahlspitze 45°, unsteril.

④ **117764** 20G, 0,9 x 10 mm

Beutel mit 100 Stück **11,90**

Luer-Lock Design. Zum Applizieren von OmniCeram évolution flow und anderen handelsüblichen flowable Composites. Mit biegsamer, stumpfer Edelstahlspitze 30°, unsteril.

⑤ **117765** 19G, 1,1 x 13 mm

Beutel mit 100 Stück **11,90**



Rolle 10 m
13,30

Matrizenband ▲

Stahlmatrizenbänder auf Rollen. 0,05 mm stark, 10 m lang.

88440	5 mm breit
88441	6 mm breit
88442	7 mm breit

Rolle 10 m **13,30**



Stück
13,30

▼ Matrizenspanner

Für 5–7 mm Breite.

88437	RS 5 mm
88438	RS 6 mm
88439	RS 7 mm
16209	Tofflemire

Stück **13,30**

Omni-Etch ▶

37%iges Phosphorsäure-Gel zum Konditionieren des Zahnschmelzes und Dentin. Omni-Etch ist mit leuchtenden Farbstoffen (aber dunkel) gefärbt, um einen starken Kontrast zur hellen Zahnoberfläche zu erzeugen.

19541	2 x 1,9 g inkl. 4 Applikationskanülen	10,49
19540	70 g Jumbo Refill inkl. 10 Applikationsspritzen, 1 Umfülladapter, 50 Applikationskanülen	49,00

40648	70 g Single Refill	29,95
28639	Applikationsspritzen Pckg. mit 10 Stck.	6,95



Jumbo Refill
49,-

2 x 1,9 g Spritze
10,49



◀ Omni Dappengläser

Aus farbigem Glas. Zehnkantig, griffsicher, auf beiden Seiten unterschiedlich ausgeformt. Geeignet zum Anrühren von Zementen und Kunststoffen. Größe 32 mm im Durchmesser, 30 mm hoch, ca. 2-3 ml Fassungsvermögen. Nicht autoklavierbar.

93283		blau
93280		gelb
93282		grün
93279		klar
93281		rosalin

Stück
ab 5 Stück

2,59
2,39



Dapp Store



Einweg Dappenbehälter

Einmal Dappenbehälter zum Portionieren und Anmischen von Dentalmaterialien. Material: Polypropylen, nicht sterilisierbar.

123281		blau
124463		grün
126917		weiß
123207		schwarz
Pckg. 50 Stück		1,69
ab 5 Pckg.		1,59
ab 10 Pckg.		1,39
ab 20 Pckg.		1,29



Wattekügelchen

Ideal zum Trocknen von Kavitäten und zum Applizieren von Medikamenten. Sehr weich und formbeständig. Chlorfrei gebleicht. Kunststoffdose mit Schraubdeckel.



55482	Gr. 00, ø 4 mm	
Dose 4 g	9,90	
55483	Gr. 0, ø 4,8 mm	
Dose 4 g	8,90	
55484	Gr. 1, ø 6,3 mm	
Dose 10 g	8,49	
55485	Gr. 2, ø 7,6 mm	
Dose 10 g	6,90	



coolPack sports

Einweg-Kältekompresse. Jederzeit einsetzbar durch schnelle und einfache Selbstaktivierung. Ideal für Sport und unterwegs. Größe 130 x 170 mm.

18872	
Stück	
ab 10 Stück	0,85
ab 20 Stück	0,79
	0,69



keep cool

▲ Coolpack mini

Kältekompresse zur Anwendung z.B. bei Schwellungen oder Zahnschmerzen, 130 x 110 mm.

61420	
Stück	
ab 100 Stück	0,85
	0,75

Kältespray ▼

Zum Vereisen (-45°C) von Schaumstoffpellets und zum Abkühlen von Abdruckmaterialien.

75816		77120	
Orangengeschmack		Pfefferminzgeschmack	
Dose mit 200 ml		Dose mit 200 ml	
ab 6 Dosen		ab 6 Dosen	
ab 12 Dosen	5,20	ab 12 Dosen	5,20
	5,00		5,00
	4,75		4,75





Pckg. 100 Stück ab
9,49

Injektionskanülen

Einmal-Injektionskanülen mit farbigem Kunststoffgewinde für Zylinderampullen-Spritzen. Auf allen gängigen Spritzenmodellen leicht und sicher zu fixieren. Besonders feiner Schliff für leichten Einstich, silikonüberzogen. Versiegelt und steril verpackt.

70543	Ø 0,3 mm, Länge 10 mm, grün
70542	Ø 0,3 mm, Länge 23 mm, grün
70538	Ø 0,4 mm, Länge 23 mm, gelb
70539	Ø 0,4 mm, Länge 42 mm, gelb
70534	Ø 0,5 mm, Länge 23 mm, rot
70535	Ø 0,5 mm, Länge 42 mm, rot
Pckg. mit 100 Stck. ab 10 Pckg.	9,90  9,49

Schaumstoffpellets ►

Schaumstoffpellets zur drucklosen und sparsamen Applikation flüssiger oder pastöser Medikamente. Zur Touchierung infizierter Alveolen und als Endodrain verwendbar.

72702	6 x 8 mm, 500 Stck.	10,60
72655	8 mm, 500 Stck.	10,60
72490	5 mm, 1.000 Stck.	10,60
72482	4 mm, 3.000 Stck.	11,40



Zylinder-Ampullenspritze

Zylinder-Ampullenspritze mit 3 Aspirationshaken und Arretierung, 1,8 ml, metrisch.

84397

Stück
ab 2 Stück

 **39,80**
36,90



**smile
price**



Dose ab
12,50

Schaumstoffpellets plus

Ideal zur Applikation von flüssigen und pastösen Medikamenten. Hocheffizienter Schaumstoff ermöglicht die Verwendung als Endodrain. Hochsaugfähiger Schaumstoff.

56695	6 x 8 mm, 500 Stck.	12,50
56683	8 mm, 500 Stck.	12,50
56689	5 mm, 1.000 Stck.	12,50
56678	4 mm, 3.000 Stck.	13,50



Omni clean and polish

Prophylaxepaste, ideal zur Verwendung bei der PZR. Für die Endpolitur, wirkt reinigend und fluoridiert die Zähne. Mit Pfefferminzgeschmack. Anwendung in Verbindung mit Omni Minibrush. Körnung fein, RDA 40. Farbe gelb. Glutenfrei. Der Fluoridanteil beträgt 0,1% gerechnet auf die jeweilige Füllmenge.

54577

Tube 95 g
ab 2 Tuben

9,90
7,90

Beim Kauf
von 5 Tuben Omni
clean and polish repair
erhalten Sie
1 Omni Tubfix
Tubenentleerer
gratis.



Omni Minibrush soft / ▶ Omni Minibrush medium

Omni Minibrush medium mit mittelfesten Nylonborsten. Omni Minibrush soft mit weichen Nylonborsten, ideal für Patienten mit empfindlichen Zahnhälsen. Für die Reinigung und Politur von Zahnoberflächen. Maximale Umdrehung 5.000 Upm. Mit Winkelstückschaft.

99527

pink, soft

122941

blau, medium

52,90
48,90



Omni Minibrush ▶

Omni Minibrush mit Naturborsten oder Omni Minibrush mit Nylonborsten. Mit Winkelstück-Schaft, ideal für die Reinigung und Politur von Zahnoberflächen. Max. Umdrehung 5.000 Upm.

22460

Naturborsten,
Beutel mit 100 Stück
ab 2 Beutel

52,90
48,90

22459

Nylonborsten,
Beutel mit 100 Stück
ab 2 Beutel

52,90
48,90

Prophylaxe

ProfiCups Polierkelche ▾

Gummi Polierer/Polierkelche mit Lamellen auf Winkelstückmandrell. Premium Qualität! Hervorragende Polierleistung durch Lamellen im Kelch. Der Kragen am Mandrell verhindert wirksam das unerwünschte Eindringen von Poliermitteln in die empfindlichen Lagerteile der verwendeten Hand- oder Winkelstücke. Max. Umdrehung 10.000 Upm.

109677

blau, soft

109676

gelb, hart

123226

lila, medium

Pckg. 24 Stück

11,90



Pckg. 24 Stück
11,90



Beutel 100 Stück ab
48,90



◀ OmniTip

Scaling- und Perio Arbeitsspitzen, mit deren Hilfe Sie mit kontrollierten Instrumentenbewegungen Zahnstein und Konkremeante schonend und schmerzarm entfernen können. Jede Arbeitsspitze inklusive Tork. Swiss made. Nur für EMS-Geräte geeignet. Nicht kompatibel mit KaVo Piezon Light Handstücken.

OmniTip 1: Zum Entfernen von supra-gingivalem Zahnstein in allen Quadranten.

OmniTip 2: Zum Entfernen von supra- und subgingivalen Konkrementen in allen Quadranten.

OmniTip 3: Zum Entfernen von Konkrementen auch aus tiefen Parodontaltaschen in allen Quadranten.

35679

Stück
ab 2 Stück
ab 3 Stück

Tip 1

entspricht Typ A

56,90

 **53,90**

 **49,90**

35857

Stück
ab 2 Stück
ab 3 Stück

Tip 2

entspricht Typ P

65,90

 **62,90**

 **59,90**

35938

Stück
ab 2 Stück
ab 3 Stück

Tip 3

entspricht Typ PS

76,90

 **73,90**

 **69,90**



Omni Oshibori ▲

Oshibori – das traditionelle Frotteetuch mit Aloe Vera zur Erfrischung, Pflege und Entspannung. 18,5 x 20 cm. Alkoholfrei. Vitalisiert und ist ideal für einen Minutenurlaub vom Alltagsstress. Ihr PZR-Patient wird es Ihnen nach erfolgreicher Sitzung danken. Omni Oshibori ist kalt oder heiß anwendbar (Mikrowellen geeignet) und ist auch auf Reisen ein idealer Begleiter. Lassen Sie sich verwöhnen!

99526

Stück
ab 10 Stück
ab 200 Stück

1,19
 **0,99**
 **0,89**

smile price



Omniaflow Handy 2+ ▲

Pulverstrahlgerät für die professionelle Zahnreinigung

- Leichte und ergonomische Konstruktion
- Einfach zu reinigen
- Erhältlich für Turbinenkupplungen von KaVo und Sirona

111629

Stück

KaVo

90152

Stück

Sirona

799,00

Omniflow ▶

Omniflow ist das bewährte Prophy-Pulver für den Einsatz in den meisten herkömmlichen Pulverstrahlgeräten. Ob klassisch mit angenehmem Zitronen-Geschmack oder mit frischem Minz-, fruchtigem Cherry- bzw. raffiniertem Cassis-Aroma. Kommen Sie jetzt auf den Geschmack – und probieren Sie die ganze Vielfalt des Strahls! Das Pulver aus Natriumbicarbonat hat eine Korngröße 50–60 µ.

15647

39145

39264

39143

300 g Flasche
ab 4 Flaschen

lemon

mint

cherry

cassis

22,50
19,90

**ideal zusammen mit
Omniflow Protect**
siehe Seite 34

100 g Flasche ab
16,50**Omniflow soft ▶**

Prophylaxe-Pulver für den Einsatz in den meisten herkömmlichen Pulverstrahlgeräten. Zur sicheren Behandlung von Patienten mit empfindlichem Zahnfleisch. Das Pulver auf Glycin-Basis hat eine Korngröße von 60–70 µ.

39139

200 g Flasche
ab 4 Flaschen26,50
22,90**◀ Omnidflow Perio pro**

Omniflow Perio pro – das Air-Polishing Pulver aus der bewährten Omnidflow-Familie jetzt auch zur subgingivalen Anwendung. Für eine gezielte Reduzierung von Bakterien auch in den tiefsten Parodontaltaschen! Zusätzlich kann die Behandlung zur Verringerung der parodontalen Taschentiefe führen. Das Pulver auf Glycin-Basis hat eine Korngröße von ca. 25 µ.

94030

100 g Flasche
ab 4 Flaschen18,90
16,50

**smile.
price**

▼ Interdentalbürsten für Halter

Die Allround Interdentalbürsten in 10 verschiedenen Ausführungen zur Verwendung im Halter. Endstück farbig codierter Kunststoff (durchgefärbt). Bürsten auf plastifiziertem Draht. Die verschiedenen Größen erlauben die Auswahl der optimalen Bürste für jeden Zahnzwischenraum. Der Borstenbesatz der Interdentalbürsten mit dem jeweils idealen Verhältnis von Borstlänge zu Borstdicke ermöglicht es, Zähne und Zahnfleisch hygienisch und gesund zu erhalten.

Die plastifizierten Drahtkerne verringern die Verletzungsgefahr und schützen vor einer Irritation von überempfindlichen Zahnhälsen.

40240	türkis, xxxxxxx-fein > 0.55 mm Ø 2.00 mm	
40241	pink, xxxxx-fein > 0.70 mm Ø 5.00 mm	
40242	grau, xxxx-fein > 0.80 mm Ø 1.70 mm	
40244	orange, xxxx-fein > 0.90 mm Ø 1.80 mm	
40247	weiß, xxx-fein > 1.00 mm Ø 2.00 mm	
40248	gelb, xx-fein > 1.10 mm Ø 2.50 mm	
40255	blau, x-fein > 1.20 mm Ø 3.00 mm	
40249	grün-konisch, fein > 1.40 mm Ø 2.30–4.30 mm	
40256	rot-konisch > 1.50 mm Ø 3.00–6.50 mm	
40258	schwarz > 2.50 mm Ø 6.00 mm	

Beutel mit 6 Stück

ab 5 Beutel

ab 10 Beutel

2,99

2,79

2,69

› Gängigkeit Ø Beborstungs-Durchmesser

Beutel 6 Stück ab

2,69



Stück
1,50

▲ Halter für Interdentalbürsten

Halter für Interdentalbürsten. Einfaches Steck-Dreh-System! 1/4 Drehung beim Einstecken. Frontal sowie im Winkel verwendbar.

40275

Farbe blau, Stück

1,50



Interdentalbürsten ▶

Interdentalbürsten in 8 verschiedenen Ausführungen zur Verwendung ohne Halter. Farbig codierter, extra langer plastifizierter Drahtkern. Die verschiedenen Größen erlauben die Auswahl der optimalen Bürste für jeden Zahnzwischenraum. Der Borstenbesatz der Interdentalbürsten mit dem jeweils idealen Verhältnis von Borstenlänge zu Borstendicke ermöglicht es, Zähne und Zahnfleisch hygienisch und gesund zu erhalten.

Die plastifizierten Drahtkerne verringern die Verletzungsgefahr und schützen vor einer Irritation von überempfindlichen Zahnhälsen.

40276	weiß, xx-fein Ø 2.8 mm
40277	grün, x-fein Ø 3.0 mm
40282	grün konisch, x-fein Ø 3.0-6.5 mm
40292	blau, fein Ø 5.0 mm
40294	violett, medium Ø 8.0 mm
40298	violett konisch Ø 4.0-7.5 mm
40303	gelb, groß Ø 10.0 mm
40306	rot, x-groß Ø 14.5 mm

Beutel mit 10 Stück **3,99**



Raum Pflege

Interdentalbürsten mit Griff

Die Interdentalbürsten mit Griff (Drähte plastifiziert) sind sehr praktisch und anwenderfreundlich und für Patienten mit Zahnpfangen oder Implantaten bestens geeignet. Interdentalbürsten mit Griff sind in Beuteln à 6 Stück erhältlich.




12345	weiß, x-fein > 0.40 mm Ø 1,80 mm
12339	orange, fein > 0.50 mm Ø 1.90 mm
12338	rot, medium > 0.55 mm Ø 2.00 mm
12342	blau, konisch > 0.60 mm Ø 1.80-3.80 mm
12344	gelb, groß > 0.70 mm Ø 3.00 mm
12336	grün, x-groß > 0.90 mm Ø 5,00 mm

12343 sortiert
Pckg. mit 6 Stück **3,29**
ab 5 Pckg. **3,09**
ab 10 Pckg. **2,89**

› Gängigkeit Ø Beborstungs-Durchmesser

smile price

Box 6 Stück ab
2,89



Prophylaxe



◀ Zahnsplangenboxen

Zahnsplangenboxen groß. Langlebig und robust. Aus durchgefärbtem, leicht zu reinigendem Kunststoff (PP). Ober- und Unterschale gelocht. Easy-twist Verschluss. In sieben trendigen Farben. Maße: ca. 75 x 65 x 45 mm (H x B x T).

127097	dunkelblau
127101	pink
127103	weiß
127102	schwarz
127099	grün
127100	orange
127098	gelb
Stück ab 20 Stück	1,29 1,09

111955	Band für Zahnsplangenboxen Länge ca. 48 cm, blau ab 100 Stück
	0,50 0,40

**smile
price**



omniDYNE

Fluoridhaltige, mintfrische Zahnpasta. Schützt vor Schmerzempfindlichkeit, Zahnhalskaries, Plaque, Parodontitis. Für die tägliche Pflege schmerzempfindlicher Zähne. RDA 60.

92764	1,99
Tube 75 ml ab 10 Tuben	1,79



◀ Schienendosen
für Erwachsene

Schienendosen flach. Langlebig und robust. Aus durchgefärbtem, leicht zu reinigender Kunststoff (PP). Ober- und Unterschale gelocht. Easy-twist Verschluss. In sieben trendigen Farben. Maße (H x B x T): ca. 25 x 77 x 77 mm.

203191	pink
203193	weiß
203192	schwarz
203189	grün
203190	orange
203187	dunkelblau
203188	gelb
Stück ab 20 Stück	1,00 0,80



möchtest Du
diese
Dose
haben?

extra flach –
einfach zu
verstauen!

smile price

Prophylaxe



Morgenstund'
hat
Gold
im Mund

Full mouth disinfection –
der neue Goldstandard!



Prophylaxe

Omni White smile

System zur professionellen Aufhellung vitaler und devitaler Zähne mit individuellen Zahnschienen (Home-Bleaching). Das hochviskose Gel enthält Carbamid-Peroxid in 2 Konzentrationen und hat einen angenehmen Minzgeschmack. Geringe Sensitivitäten. Empfohlen werden 5-10 Anwendungen.

10% – der Klassiker. Ideal für die Anwendung über Nacht.

16% – Tag und Nacht. Wahlweise über Nacht oder 3 Std. am Tage.

26447 Kit 10 %

26448 Kit 16 %

Bleaching Kit,
3 x Tiefziehfolie, 5 x 3 ml Gel,
Aufbewahrungsbox, je **49,90**

Spritze 10 %

26451 Spritze 16 %

Fingalcanitza 2 ml Gel 12,00

26483


**in zwei Konzentrationen
erhältlich: 10% und 16%**

Box Nylon ab
1,79



Zahnseide

Karies und Zahnfleischverirzungen werden durch Plaque verursacht. Die einzige Methode um Plaque effizient zu eliminieren ist die tägliche Benutzung von Zahnseide – insbesondere bei Zahnpfüllungen sowie engen Zahnzwischenräumen.

40387

Gewachste Zahnseide Nylon.
Für empfindliches Zahnfleisch.
Mit Mintgeschmack.

Box 50 Meter 1,99
ab 10 Boxen 1,89
ab 20 Boxen 1,79

40385

Teflonbeschichtete Zahnseide.
Gleitet sehr gut in den Zahnzwischen-
räumen. Mit Mintgeschmack.

Box 20 Meter 2,39
ab 10 Boxen 2,19
ab 20 Boxen 1,99

Prophylaxe

Stück ab
1,19



OMNI Prothesenbürste ▶

Die neue Omnident Prothesenzahn-
bürste. Durch den speziellen Hoch-
Tiefschnitt besitzt die Prothesenbürste
ein unterschiedlich hartes, dichtes
Bürstenfeld zur effektiven Prothesen-
reinigung. Der Zahnpinsel dient der
Reinigung der Zahnzwischenräume
und prostetischen Vertiefungen.

120447
■■■■■
Stück
ab 10 Stück

1,39
1,29

◀ OMNI Ice Brush super sensitive

Die neue Omnident 2-Komponenten-
zahnbürste mit Super-Sensitiv-Putzfeld
mit haarfeinen getapered Borsten
und seitlich angebrachten „Massage-
Wings“ für eine sanfte Zahnfleischmas-
sage. Ideal für das effektive tägliche
Zähneputzen, speziell für empfindli-
ches Zahnfleisch. Eleganter, ergono-
misch geformter Griff, dessen Daumen-
auflage eine kippfreie Führung ge-
währleistet. Das gepolsterte Griffende
sorgt für angenehmen Putzkomfort.

120445
■■■■■

Farbe white, blue oder berry.
(Farben sind nicht wählbar)

Stück
ab 60 Stück

1,39
1,19



Putz

Stück ab
1,29



Zahnputzsets Kids ➤

Omni Kinderset ist das ideale Praxis-präsent, bestehend aus einem selbst-klebenden Wandhalter für die Zahnbürste, einer Sanduhr für die Über-prüfung der Zahnpflegezeit und einer hochwertigen Kinderzahnbürste für die Altersklasse 3-7 Jahre. Erhältlich in zwei Versionen: Pharaon (Jungen) und Königin (Mädchen).

120212

Pharao

120216

Königin

Stück
ab 10 Stück

2,89
2,49



munter

OMNI Indicator
Aufsteckzahnbürsten ►

Ersatzbürsten für elektrische Zahnbürsten mit Farbindikator. Die blauen Spezial-Indikatorborsten zeigen durch Verblassen, wann ein Austausch gegen einen neuen Bürstenkopf zu empfehlen ist. Omni Indikator Aufsteckzahnbürsten passen für folgende elektrische Oral-B® Zahnbürsten:

- ProfessionalCare® SmartSeries,
- ProfessionalCare®, Vitality®,
- Pro Health®, AdvancePower®,
- Triumph®

120446

120440

Pckg. mit 3 S
ab 10 Stück

6,99
6,49



*mit
Spezial-
Indikator-
borsten*

Oral-B®, ProfessionalCare®, Vitality®, ProHealth®, Triumph®, ProfessionalCare® SmartSeries und Advanced Power sind geschützte Marken von Procter&Gamble Business Services Canada Company

Prophylaxe



OMNI flatcut soft

Die OMNI flatcut soft Zahnbürste besitzt Borsten zur gründlichen und schonenden Zahnbelagsentfernung. Das flatcut Putzfeld passt sich den Konturen der Zähne und des Zahnfleisches besonders gut an. Mit ergonomisch geformtem Griff und elastischer Halsfederung.

24829

Stück

ab 60 Stück

1,39
 1,19

Alle Zahnbürsten in den abgebildeten Farben erhältlich. Farben sind nicht wählbar.
Lieferung größerer Mengen farbsortiert.



Multituft Zahnbürste ▶

Konischer Kopf, vorne 3-, hinten 4-reihig, PE Borsten mit 40 Bündeln, weiß, mittel, gerade Borstenstellung, einzeln verpackt.

35042

Stück
ab 50 Stück
ab 100 Stück

0,70
 0,60
 0,50



◀ Kinderzahnbürsten

3-reihiger konischer Kopf, PE Borsten mit 26 Bündeln, weich, kinderhandgerechter Griff, Leuchtfarbe, einzeln verpackt.

35038

Stück
ab 50 Stück
ab 100 Stück

0,60
 0,50
 0,40



einfach
zu reinigende
Oberfläche

Stück
489,-



OmniSonic 4D ▶

Für eine effektive Reinigung stehen beim OmniSonic 4D sechs Automatikprogramme zur Auswahl. Jedes durchläuft vier verschiedene Phasen in Abhängigkeit des gewählten Programms. Für individuelle Anwendungen können alternativ Reinigungszeiten von 10 bis 40 Minuten und Temperaturen von 30 bis 60 °C eingestellt werden.

- 3,5 Liter Edelstahlwanne
- Eingebauter Abfluss mit stabilem Absperrhahn
- E-Light Lichtsystem
- Ergonomisches und kompaktes Design (320 x 240 x 170 mm)
- Leistungsaufnahme: 300 Watt

120758
Stück (ohne Zubehör) 689,00



Stück
689,-

einfach
zu reinigende
Oberfläche

Zubehör für OmniSonic 3D / 4D

① 120753 Kunststoffdeckel für OmniSonic 3D, Stück	⑤ 121243 Kunststoffdeckel für OmniSonic 4D, Stück
24,50	29,00
② 120754 Einhängekorb Edelstahl für OmniSonic 3D, Stück	⑥ 120760 Einhängekorb Edelstahl für OmniSonic 4D, Stück
42,90	50,60
③ 120755 Halter für 2 Becher (Kunststoff) für OmniSonic 3D, Stück	⑦ 120761 Halter für 3 Becher (Edelstahl) für OmniSonic 4D, Stück
26,50	27,90
④ 130427 OmniSonic Folientestrahmen, 195 x 195 mm, Stück	⑧ 120762 Halter für 1 Becher (Edelstahl) für OmniSonic 4D, Stück
14,90	15,90
⑨ 120757 Glasbecher 600 ml, Stück	⑩ 120757 Glasbecher 600 ml, Stück
	11,90



Stück ab
6,80



◀ Zementspatel

① 79823

schmal Nr. 1 (5 mm)

② 79824

mittel Nr. 2 (6,5 mm)

③ 80282

breit Nr. 3 (7 mm)

pro Stück
ab 10 Stück

7,50
6,80

**smile
price**

▼ Parodontalsonde WHO

Top Qualität „Made in Germany“.

72265

Stück

ab 6 Stück

ab 12 Stück

13,70
12,80
11,90



Stück ab
11,90

Heidemann-Spatel ▲

① 86547

Fig. 0 (2 mm)

② 86548

Fig. 1 (2,5 mm)

③ 86549

Fig. 2 (3 mm)

pro Stück

ab 6 Stück

9,05
8,20

Stück ab
8,20

Stück ab
7,98

Stück ab
6,59

Spatel ▲

① 15793

Spatel 1,5 mm

② 15794

Spatel 2,0 mm

③ 15795

Spatel 2,5 mm

pro Stück

Planstopfer RS ▲

① 60004

Birne 1,4/1,6 mm, Fig. 63

② 60001

Planstopfer 1,5/1,75 mm, Fig. 81

pro Stück

ab 10 Stück

ab 20 Stück

ab 30 Stück

7,80

7,45

6,99

6,59

7,98



Instrumente

Stück ab
6,59



Kugelstopfer ▲

① 86550

Fig. 46 0,8 mm/1,0 mm

② 86551

Fig. 47 1,2 mm/1,6 mm

③ 86552

Fig. 48 2,0 mm/2,5 mm

④ 51923

Fig. 49 2,7 mm/3,2 mm

pro Stück
ab 10 Stück
ab 20 Stück
ab 30 Stück

7,80
7,45
6,99
6,59

alle Instrumente
made in Germany

Stück ab
6,20



Pinzetten ▶

① 16206

Pinzette Artikulation

9,60

② 15777

Pinzette College lang
gerieft (15 cm)

6,20

③ 15778

Pinzette College kurz
gerieft (15 cm)

6,20

④ 15779

Pinzette Meriam
gerieft (15 cm)

6,20

smile price

Stück ab
2,99



Zahnsonden ▲

① 76101

Sonde Nr. 8

② 76102

Sonde Nr. 9

③ 76103

Sonde Nr. 17

④ 76104

Sonde Nr. 23

pro Stück
ab 12 Stück
ab 36 Stück

3,85
3,29
2,99

Instrumente



Serviettenkettchen

Zum Befestigen von Patienten-Servietten. Verchromt. Maße: Klemme 5 cm, Kette 30 cm.

76105

Stck.
ab 5 Stck.

5,90
 5,50

Pckg. 12 Stück ab
10,90



Mundspiegel Standard ▲

Spezielle Silber-Titan-Beschichtung für extrem lange Haltbarkeit. Hohe Reflektion für beste Spiegelqualität. Aus rostfreiem Edelstahl, sterilisierbar und desinfizierbar. Packung mit 12 Stück.

47655

Nr. 3 plan 20 mm

10,90

70880

Nr. 4 plan 22 mm

10,90

70881

Nr. 5 plan 24 mm

10,90

70878

Nr. 4 vergr. 22 mm, hohl

10,90

70879

Nr. 5 vergr. 24 mm, hohl

10,90

Stück ab
2,19



Mundspiegelgriffe ▲

① 79148

Mundspiegelgriff, Messing,
kantig, hohl, verchromt, leicht,
Stück
ab 12 Stück

2,49
 2,19

② 79147

Mundspiegelgriff, Edelstahl, poliert,
kantig, superleicht, hohl,
Stück
ab 12 Stück
ab 36 Stück

4,59
 4,05
 3,45

③ 84377

Mundspiegelgriff, Edelstahl, poliert,
Fingerform, hohl, superleicht,
Stück
ab 12 Stück
ab 36 Stück


11,25
 9,79
 8,99

④ 98471

Omni Mundspiegelgriff GRIP, Edelstahl,
besonders guter Grip durch spezielle
Riffelung, langlebig, leicht,
Stück
ab 12 Stück
ab 36 Stück

4,00
 3,80
 3,19

smile price



Stück
62,90

Zahnzangen

Top Qualität „Made in Germany“

- präzise Verarbeitung
- besonders langlebig
- hervorragendes Haftprofil
- anatomische Passform
- korrosionsbeständiger, hochwertiger, rostfreier Stahl
- leichtgängig
- extrem gute Handhabung durch Karogriffe

44430	OK FZ Fig. 1
44434	OK W Fig. 67A
44435	OK Wurzel Fig. 51
44431	OK PR Fig. 7
44432	OK MO R Fig. 17

44433	OK MO L Fig. 18
44438	UK W Fig. 79
44436	UK FZ Fig. 13
44437	UK MO Fig. 22
44439	UK Wu Fig. 33

47241	Sortiment	619,00
Stück	62,90	

Instrumente



Stück
72,90

Nadelhalter ▲

Aufwändig gearbeiteter Nadelhalter nach Mathieu mit Hartmetalleinlagen. Zuverlässige Fixation der Nadel. Hohe Lebensdauer durch geringen Verschleiss.


15771

Barcode

Nadelhalter Mathieu

TC 17 cm

72,90



alle Instrumente
made in Germany

①



Stück
22,60



Stück
19,50



Arterienklemmen ▲

① **15773**

Barcode

gerade 12,5 cm


22,60

② **15772**

Barcode

gebogen 12,5 cm

22,60



Zahnfleischscheren ▲

① **16208**

Barcode

gebogen 12 cm

19,50

② **16207**

Barcode

gerade 12 cm

19,50

stück
26,25



◀ Wurzelheber

① 15768

Wurzelheber Bein
4 mm, Fig. 2

② 15769

Wurzelheber Bein
3 mm, Fig. 3

③ 15770

Wurzelheber Bein
2,5 mm, Fig. 6

26,25

26,25

26,25

alle Instrumente
**made in
Germany**



Pinzetten ▶

① 15774

Anatomische Pinzette 14,5 cm

7,95

② 15775

Chirurgische Pinzette 14,5 cm

10,20

stück
7,95

stück
10,20

stück
5,40

stück
7,00

15,75
5,40
7,00



Sonstige chirurgische
Instrumente ▶

① 60029

Raspatorium Williger

15,75

② 15776


Skalpellgriff

5,40

③ 86376

Tamponadenstopfer

7,00



Instrumente



Stück ab
6,70



Anmischspatel

① **19286**

Alginatspatel 22 cm **9,05**

② **19285**

Gipsspatel 20 cm **6,70**



Tasterzirkel ▾

Tasterzirkel nach Iwanson. Die präzise gravierte, doppelseitige Skalierung 1/10 mm erlaubt die komfortable und zuverlässige Messung von Objekten bis 10 mm Stärke. Aufwändig gearbeitet. Feinfühliger Federdruck.

60919

Barcode

Stück

21,55



Stück
21,55



Stück
7,90

Le Cron Modellierinstrumente

① **15804**


Le Cron Modellierinstrument,
gerade, 170 mm **7,90**

② **15805**

Le Cron Modellierinstrument,
gebogen, 170 mm **7,90**

③ **15806**

Le Cron Hylin
Fig. 1, 130 mm **7,90**



Stück ab
3,90

▲ Gips- und Wachsmesser

① **15803**

Wachsmesser
„Fahnenstock“ 17 cm **4,45**

② **15802**

Wachsmesser
„Fahnenstock“ 13 cm **3,90**

③ **15807**

Gipsmesser Gritmann **10,20**

Instrumente



Stück
10,20



Kronen- und Brückenhalteklemmen ▲

① 88966

gerade


10,20

② 88967


gebogen

10,20

alle Instrumente
made in Germany



Stück ab
79,25



Gipszange ▼

89110

Stück

20,49



Stück
20,49



Stück
39,90



Stück
6,40

Kramponzange ▲

15780

Kramponzange 15 cm

39,90

Teleskopzangen ▲

① 15781

Teleskopzange
diamantiert 12,5 cm

97,50

② 15782

Teleskopzange 12 cm

79,25

③ 28723

Ersatzspitzen für
Art.-Nr. 15782, 2 Stück

12,29

Lötpinzette ▲

88901

Stück

6,40

Rotierende Instrumente



Pckg. 6 Stück

33,90

◀ OmniGloss

Höchstglanz auf allen Komposit-Materialien: Polierer mit Naturdiamantkorn für optimalste Oberflächenpolitur in nur einem Arbeitsgang. Die speziell entwickelte Polierertechnologie für alle Komposit- und Kompomer-Füllungen. Wiederverwendbar, autoklavierbar.

51289

050 Kegel

51290

060 Kelch

51291

100 Rad

Pckg. 6 Stück

33,90

51469

Trial Kit 3-er Set
Kegel, Kelch, Rad

15,90



Trial Kit

15,90

Swiss made

OmniRound ▶

Hartmetallbohrer für optimales Exkavieren: Vibrationsarmes Exkavieren, schnelle, atraumatische Präparation, schonender Substanzabtrag. Die spezielle Hybridverzahnung vereinigt zwei Verzahnungen zu einer optimierten Verzahnung, die wiederum zu einer optimalen Schneidleistung führt. Winkelstück-Schaft.

51278

C1SX 010

51279

C1SX 012

51280

C1SX 014

51281

C1SX 016

51282

C1SX 018

51283

C1SX 021

51284

C1SX 023

Pckg. mit 5 Stück

19,90

Pckg. 5 Stück

19,90



Omni Multicut ► Kronentrenner

Omni Multicut C4AK und C4AKL: Kronentrenner aus Hartmetall, trennt Kronen und Brücken in einem Arbeitsgang, einfach und schnell. Durch die neue Multicut Verzahnung ergeben sich optimale axiale Bohreigenschaften, eine konstante Abtrageleistung sowie eine hohe Stabilität und Bruchfestigkeit. Omni Multicut Kronentrenner dürfen nicht zum Trennen von Vollkeramikrestorationen aus extrem harter Keramik verwendet werden. FG-Schaft.

41658



Multicut C4AK

Kopflänge 1,5 mm

41659



Multicut C4AKL

Kopflänge 2,0 mm

Pckg. mit 5 Stück

Pckg. 5 Stück

22,90



Omni Powercut ► Kronentrenner


Der schnittfreudige Omnident PowerCut Bohrer mit spezieller Schneidenspitze gewährleistet die Entfernung alter Amalgamfüllungen innerhalb kürzester Zeit bei geringer Wärmeentwicklung. Die Schneidengeometrie mit pyramidenförmiger Übergangsschneide an der Spitze, ermöglicht ein leichtes axiales Eindringen in die Amalgamfüllung, wobei die großen Spanräume ein rasches Zerspanen des Amalgams bei geringer Wärmeentwicklung gewährleisten. Länge des Kopfes: 4,2 mm Schaft: FG nach ISO 314.

99530



ISO 010

99531



ISO 012

Pckg. 5 Stück

Pckg. 5 Stück

17,90

Omnicut Kronentrenner ►

Omnicut C34 und C34L: Kronentrenner aus Hartmetall, zum Auf trennen der Metallgerüste bei verblendeten Kronen und Brücken. Der Omnicut Kronentrenner besitzt eine optimale Schneidengeometrie, hohe Abtrageleistung, eine hohe Standzeit und ist vibrationsarm. Nicht zum Trennen von Vollkeramikrestorationen aus extrem harter Keramik. FG-Schaft.

41657



Omnicut C34L

Kopflänge 2,0 mm

44770



Omnicut C34







Kopflänge 1,5 mm

Pckg. mit 5 Stück

22,90

Pckg. 5 Stück

22,90





Endo gut

Endodontie-Instrumente

K-Feilen, Hedströmfeilen und K-Bohrer von OMNIDENT sind hochwertige und ISO-konform exakt hergestellte Endo-Instrumente. Sie haben eine sehr gute Schneidleistung und eine hohe Bruchsicherheit. Die Instrumente sind farbcodiert nach ISO-Größen und einmalig sterilisierbar bis 200 °C. Der Griff ist durch die ergonomische

Gripfläche rutschfest und das Instrument damit sicher zu verwenden. In einer Blisterpackung, die eine hygienische Einzelentnahme gewährleistet, befinden sich 6 Instrumente, die mit einem Silikonstopper ausgestattet sind. Es handelt sich um ein single use Produkt, dass vor dem Einsatz der Sterilisation bedarf.

Hedströmfeilen

92645	Gr. 008	21 mm	14638	Gr. 035	21 mm	92651	Gr. 008	21 mm	14089	Gr. 035	21 mm
92646	Gr. 008	25 mm	84127	Gr. 035	25 mm	92652	Gr. 008	25 mm	83997	Gr. 035	25 mm
92647	Gr. 008	31 mm	15656	Gr. 035	31 mm	92653	Gr. 008	31 mm	14715	Gr. 035	31 mm
14327	Gr. 010	21 mm	14652	Gr. 040	21 mm	16260	Gr. 010	21 mm	14091	Gr. 040	21 mm
84081	Gr. 010	25 mm	84147	Gr. 040	25 mm	83966	Gr. 010	25 mm	84008	Gr. 040	25 mm
15140	Gr. 010	31 mm	15702	Gr. 040	31 mm	14665	Gr. 010	31 mm	14716	Gr. 040	31 mm
14364	Gr. 015	21 mm	14661	Gr. 045	21 mm	13838	Gr. 015	21 mm	14092	Gr. 045	21 mm
84083	Gr. 015	25 mm	84178	Gr. 045	25 mm	83982	Gr. 015	25 mm	84011	Gr. 045	25 mm
15235	Gr. 015	31 mm	15960	Gr. 045	31 mm	14674	Gr. 015	31 mm	14756	Gr. 045	31 mm
14387	Gr. 020	21 mm	14662	Gr. 050	21 mm	14012	Gr. 020	21 mm	14093	Gr. 050	21 mm
84089	Gr. 020	25 mm	84187	Gr. 050	25 mm	83993	Gr. 020	25 mm	84024	Gr. 050	25 mm
15485	Gr. 020	31 mm	15976	Gr. 050	31 mm	14712	Gr. 020	31 mm	14798	Gr. 050	31 mm
14417	Gr. 025	21 mm	93103	Gr. 15-40	21 mm	14049	Gr. 025	21 mm	93109	Gr. 15-40	21 mm
84097	Gr. 025	25 mm	93105	Gr. 15-40	25 mm	83994	Gr. 025	25 mm	93111	Gr. 15-40	25 mm
15618	Gr. 025	31 mm	93107	Gr. 15-40	31 mm	14713	Gr. 025	31 mm	93113	Gr. 15-40	31 mm
14527	Gr. 030	21 mm	93104	Gr. 45-80	21 mm				93110	Gr. 45-80	21 mm
84124	Gr. 030	25 mm	93106	Gr. 45-80	25 mm				93112	Gr. 45-80	25 mm
15636	Gr. 030	31 mm	93108	Gr. 45-80	31 mm				93114	Gr. 45-80	31 mm

Pckg. 6 Stück
ab 5 Pckg.

6,39
5,79

Pckg. 6 Stück
ab 5 Pckg.

6,39
5,79

K-Bohrer △

92654	Gr. 006	21 mm	14207	Gr. 030	21 mm
92655	Gr. 006	25 mm	84048	Gr. 030	25 mm
92656	Gr. 006	31 mm	14958	Gr. 030	31 mm
92657	Gr. 008	21 mm	14209	Gr. 035	21 mm
92658	Gr. 008	25 mm	84049	Gr. 035	25 mm
92659	Gr. 008	31 mm	15027	Gr. 035	31 mm
14094	Gr. 010	21 mm	14210	Gr. 040	21 mm
84038	Gr. 010	25 mm	84050	Gr. 040	25 mm
14826	Gr. 010	31 mm	15033	Gr. 040	31 mm
14115	Gr. 015	21 mm	14211	Gr. 045	21 mm
84039	Gr. 015	25 mm	84067	Gr. 045	25 mm
14831	Gr. 015	31 mm	15084	Gr. 045	31 mm
14205	Gr. 020	21 mm	14218	Gr. 050	21 mm
84040	Gr. 020	25 mm	84068	Gr. 050	25 mm
14949	Gr. 020	31 mm	15138	Gr. 050	31 mm
14206	Gr. 025	21 mm	93115	Gr. 15-40	21 mm
84041	Gr. 025	25 mm	93117	Gr. 15-40	25 mm
14950	Gr. 025	31 mm	93119	Gr. 15-40	31 mm
			93116	Gr. 45-80	21 mm
			93118	Gr. 45-80	25 mm
			93121	Gr. 45-80	31 mm

Pckg. 6 Stück
ab 5 Pckg.6,39
5,79

Pckg. 6 Stück ab
5,79

alles gut!

neue
Qualität

Spitzen Sor



Gutta-perchaspitzen

ISO-farbcodiert für eine sichere Anwendung. Sichere Aufbewahrung und einfache Entnahme durch praktische Schiebeschachtel. Röntgenpakt. Länge 30 mm, Konizität 0,2.

55217	Sortiment 15 - 40
55218	Figur 15
55219	Figur 20
55221	Figur 25
55222	Figur 30
55223	Figur 35
55224	Figur 40

Pckg. mit 100 Stück

6,49 Pckg. mit 100 Stück

6,49

Packung

6,49



timent

Packung
4,79

Papierspitzen

Sterile Papierspitzen mit Farbcodierung am Kopfende. Sichere Aufbewahrung und einfache Entnahme durch praktische Schiebeschachtel. Länge 30 mm, Konizität 0,2.

55203	Sortiment 15 - 40	55210	Sortiment 45 - 80
55204	Figur 15	55211	Figur 45
55205	Figur 20	55212	Figur 50
55206	Figur 25	55213	Figur 55
55207	Figur 30	55214	Figur 60
55208	Figur 35	55215	Figur 70
55209	Figur 40	55216	Figur 80

Pckg. mit 200 Stück **4,79** Pckg. mit 120 Stück **4,79**

Packung
5,90



Schaumstoffeinsätze

Einsatzscheiben aus feinporigem weißem Schaumstoff zur hygienischen Bereithaltung und schnellen Zwischenablage von Wurzelkanalinstrumenten. 3 verschiedene Standardgrößen zur Verwendung in den gängigsten Endodontie-Aufbewahrungsständern/-Cleanern/-Organizern.

74829	Ø 65 mm, H 10 mm passend für Twin-Bloc, Pckg. 25 Stück	5,90
74828	Ø 50 mm, H 10 mm passend für Clean Stand, Pckg. 25 Stück	5,90
74826	Ø 50 mm, H 5 mm passend für Clean Grip, Interim Stand, Pckg. 50 Stück	5,90

OMNI Ronden

Neu: unsere CAD/CAM Rohlinge aus Zirkonoxid zur Herstellung von Kronen- und Brücken-gerüsten vollkeramischer dentaler Prothesen für höchste Qualitätsanprüche!



Omni Ronden Z-CAD HD

Art.-Nr.

133400	Z-CAD HD weiß 98,5x10 St
133401	Z-CAD HD weiß 98,5x12 St
133402	Z-CAD HD weiß 98,5x14 St
133403	Z-CAD HD weiß 98,5x16 St
133404	Z-CAD HD weiß 98,5x18 St
133405	Z-CAD HD weiß 98,5x20 St
133406	Z-CAD HD weiß 98,5x25 St
206337	Z-CAD Deep Liquid A1 Flasche 100ml
206338	Z-CAD Deep Liquid A2 Flasche 100ml
206339	Z-CAD Deep Liquid A3 Flasche 100ml
206340	Z-CAD Deep Liquid A3.5 Flasche 100ml
206341	Z-CAD Deep Liquid A4 Flasche 100ml
206342	Z-CAD Deep Liquid B1 Flasche 100ml
206343	Z-CAD Deep Liquid B2 Flasche 100ml
206344	Z-CAD Deep Liquid B3 Flasche 100ml
206345	Z-CAD Deep Liquid B4 Flasche 100ml
206346	Z-CAD Deep Liquid C1 Flasche 100ml
206347	Z-CAD Deep Liquid C2 Flasche 100ml
206348	Z-CAD Deep Liquid C3 Flasche 100ml
206349	Z-CAD Deep Liquid C4 Flasche 100ml
206350	Z-CAD Deep Liquid D2 Flasche 100ml
206351	Z-CAD Deep Liquid D3 Flasche 100ml
206352	Z-CAD Deep Liquid D4 Flasche 100ml

Hinweis

Z-CAD Deep Liquids für
Z-CAD HD und -HTL Ronden!
Z-CAD Surface Liquids für
Z-CAD smile Ronden!

Stück ab
99,-

optimale
Bearbeitung
mit Omnipol
siehe Seite 94
und 95



Omni Ronden Z-CAD HTL

Art.-Nr.

133423	Z-CAD HTL weiß 98,5x10 St
133424	Z-CAD HTL weiß 98,5x12 St
133425	Z-CAD HTL weiß 98,5x14 St
133426	Z-CAD HTL weiß 98,5x16 St
133427	Z-CAD HTL weiß 98,5x18 St
133428	Z-CAD HTL weiß 98,5x20 St
133429	Z-CAD HTL weiß 98,5x25 St
206337	Z-CAD Deep Liquid A1 Flasche 100ml
206338	Z-CAD Deep Liquid A2 Flasche 100ml
206339	Z-CAD Deep Liquid A3 Flasche 100ml
206340	Z-CAD Deep Liquid A3.5 Flasche 100ml
206341	Z-CAD Deep Liquid A4 Flasche 100ml
206342	Z-CAD Deep Liquid B1 Flasche 100ml
206343	Z-CAD Deep Liquid B2 Flasche 100ml
206344	Z-CAD Deep Liquid B3 Flasche 100ml
206345	Z-CAD Deep Liquid B4 Flasche 100ml
206346	Z-CAD Deep Liquid C1 Flasche 100ml
206347	Z-CAD Deep Liquid C2 Flasche 100ml
206348	Z-CAD Deep Liquid C3 Flasche 100ml
206349	Z-CAD Deep Liquid C4 Flasche 100ml
206350	Z-CAD Deep Liquid D2 Flasche 100ml
206351	Z-CAD Deep Liquid D3 Flasche 100ml
206352	Z-CAD Deep Liquid D4 Flasche 100ml
133446	Z-CAD HTL Vita 98,5x10 A1 St
133447	Z-CAD HTL Vita 98,5x14 A1 St
133448	Z-CAD HTL Vita 98,5x18 A1 St
133449	Z-CAD HTL Vita 98,5x25 A1 St
133450	Z-CAD HTL Vita 98,5x10 A2 St
133451	Z-CAD HTL Vita 98,5x14 A2 St
133452	Z-CAD HTL Vita 98,5x18 A2 St
133453	Z-CAD HTL Vita 98,5x25 A2 St
133454	Z-CAD HTL Vita 98,5x10 A3 St
133455	Z-CAD HTL Vita 98,5x14 A3 St
133456	Z-CAD HTL Vita 98,5x18 A3 St
133457	Z-CAD HTL Vita 98,5x25 A3 St
133458	Z-CAD HTL Vita 98,5x10 A3,5 St
133459	Z-CAD HTL Vita 98,5x14 A3,5 St
133460	Z-CAD HTL Vita 98,5x18 A3,5 St
133461	Z-CAD HTL Vita 98,5x25 A3,5 St
133462	Z-CAD HTL Vita 98,5x10 A4 St
133463	Z-CAD HTL Vita 98,5x14 A4 St
133464	Z-CAD HTL Vita 98,5x18 A4 St
133465	Z-CAD HTL Vita 98,5x25 A4 St
133466	Z-CAD HTL Vita 98,5x10 B1 St
133467	Z-CAD HTL Vita 98,5x14 B1 St
133468	Z-CAD HTL Vita 98,5x18 B1 St
133469	Z-CAD HTL Vita 98,5x25 B1 St
133470	Z-CAD HTL Vita 98,5x10 B2 St
133471	Z-CAD HTL Vita 98,5x14 B2 St
133472	Z-CAD HTL Vita 98,5x18 B2 St
133473	Z-CAD HTL Vita 98,5x25 B2 St
133474	Z-CAD HTL Vita 98,5x10 B3 St
133475	Z-CAD HTL Vita 98,5x14 B3 St

Art.-Nr.


133476	Z-CAD HTL Vita 98,5x18 B3 St
133477	Z-CAD HTL Vita 98,5x25 B3 St
133478	Z-CAD HTL Vita 98,5x10 B4 St
133479	Z-CAD HTL Vita 98,5x14 B4 St
133480	Z-CAD HTL Vita 98,5x18 B4 St
133481	Z-CAD HTL Vita 98,5x25 B4 St
133482	Z-CAD HTL Vita 98,5x10 C1 St
133483	Z-CAD HTL Vita 98,5x14 C1 St
133484	Z-CAD HTL Vita 98,5x18 C1 St
133485	Z-CAD HTL Vita 98,5x25 C1 St
133486	Z-CAD HTL Vita 98,5x10 C2 St
133487	Z-CAD HTL Vita 98,5x14 C2 St
133488	Z-CAD HTL Vita 98,5x18 C2 St
133489	Z-CAD HTL Vita 98,5x25 C2 St
133490	Z-CAD HTL Vita 98,5x10 C3 St
133491	Z-CAD HTL Vita 98,5x14 C3 St
133492	Z-CAD HTL Vita 98,5x18 C3 St
133493	Z-CAD HTL Vita 98,5x25 C3 St
133494	Z-CAD HTL Vita 98,5x10 C4 St
133495	Z-CAD HTL Vita 98,5x14 C4 St
133496	Z-CAD HTL Vita 98,5x18 C4 St
133497	Z-CAD HTL Vita 98,5x25 C4 St
133498	Z-CAD HTL Vita 98,5x10 D2 St
133499	Z-CAD HTL Vita 98,5x14 D2 St
133500	Z-CAD HTL Vita 98,5x18 D2 St
133501	Z-CAD HTL Vita 98,5x25 D2 St
133502	Z-CAD HTL Vita 98,5x10 D3 St
133503	Z-CAD HTL Vita 98,5x14 D3 St
133504	Z-CAD HTL Vita 98,5x18 D3 St
133505	Z-CAD HTL Vita 98,5x25 D3 St
133506	Z-CAD HTL Vita 98,5x10 D4 St
133507	Z-CAD HTL Vita 98,5x14 D4 St
133508	Z-CAD HTL Vita 98,5x18 D4 St
133509	Z-CAD HTL Vita 98,5x25 D4 St

Omni Ronden Z-CAD smile

Art.-Nr.

133510	Z-CAD smile weiß 98,5x10 St
133511	Z-CAD smile weiß 98,5x12 St
133512	Z-CAD smile weiß 98,5x14 St
133513	Z-CAD smile weiß 98,5x16 St
133514	Z-CAD smile weiß 98,5x18 St
133515	Z-CAD smile weiß 98,5x20 St
133516	Z-CAD smile weiß 98,5x25 St
206353	Z-CAD Surface Liquid A1 Flasche 100ml
206354	Z-CAD Surface Liquid A2 Flasche 100ml
206355	Z-CAD Surface Liquid A3 Flasche 100ml
206356	Z-CAD Surface Liquid A3.5 Flasche 100ml
206357	Z-CAD Surface Liquid A4 Flasche 100ml
206358	Z-CAD Surface Liquid B1 Flasche 100ml
206359	Z-CAD Surface Liquid B2 Flasche 100ml
206360	Z-CAD Surface Liquid B3 Flasche 100ml
206361	Z-CAD Surface Liquid B4 Flasche 100ml
206362	Z-CAD Surface Liquid C1 Flasche 100ml
206363	Z-CAD Surface Liquid C2 Flasche 100ml
206364	Z-CAD Surface Liquid C3 Flasche 100ml
206365	Z-CAD Surface Liquid C4 Flasche 100ml
206366	Z-CAD Surface Liquid D2 Flasche 100ml
206367	Z-CAD Surface Liquid D3 Flasche 100ml
206368	Z-CAD Surface Liquid D4 Flasche 100ml
133533	Z-CAD smile Vita 98,5x10 A1 St
133534	Z-CAD smile Vita 98,5x14 A1 St
133535	Z-CAD smile Vita 98,5x18 A1 St
133536	Z-CAD smile Vita 98,5x25 A1 St
133537	Z-CAD smile Vita 98,5x10 A2 St

weitere Artikel
auf der Folgeseite ►



	Einheit	HD	HTL	One4All	smile
Zusammensetzung (chem.)					
ZrO ₂ + HfO ₂ + Y2O ₃	wt%	> 99.5	> 99.5	> 99.5	> 99.5
Y ₂ O ₃	wt%	5.2	5.2	6.9	9.3
Al ₂ O ₃	wt%	0.25	0.05	0.05	0.05
Summe aller anderen Oxide	wt%	≥ 0.5	≥ 0.5	≥ 0.5	≥ 0.5
Eigenschaften					
Dichte	g/cm ³	6.08	6.08	6.06	6.04
Biegefestigkeit (biaxial)	MPa	> 1100	> 1100	> 1000	> 610
Korngrösse (mli)	μm	< 0.4	< 0.4	> 0.5	< 0.6
Bruchzähligkeit K _{IC}	MPa √m	5	5	5	3.5
Härte HV ₁₀	-	1250	1250	1250	1250
Transluzenz (1mm, D65)	%	35	41	45	49
Wärmeausdehnungskoeffizient (WAK)	10 ⁻⁶ /K	11.2	11.2	10.8	10.6
Wärmeleitfähigkeit	W/mK	2.5	2.5	2.5	2.5
Beständigkeit (Essigsäure)	μg/cm ²	≥ 100	≥ 100	≥ 100	≥ 100
Radioaktivität	Bq/kg	≥ 200	≥ 200	≥ 200	≥ 200
Indikationen					
	Inlay, Onlay, Veneer, Kronen, Brücken...	Inlay, Onlay, Veneer, Kronen, Brücken...	Inlay, Onlay, Veneer, Kronen, Brücken...	Inlay, Onlay, Veneer, Kronen, 3 gl. Brücken...	
Normative Vorgabe					
	Zahnersatz nach ISO 6872:2019 Klasse 5	Zahnersatz nach ISO 6872:2019 Klasse 5	Zahnersatz nach ISO 6872:2019 Klasse 5	Zahnersatz nach ISO 6872:2019 Klasse 4	



Alle Produktinformationen, technische
Daten und Preise finden Sie auf
omnident.de/ronden

Alle Produktinformationen, technische
Daten und Preise finden Sie auf
[omnident.de / ronden](http://omnident.de/ronden)



Omni Ronden Z-CAD smile

Art.-Nr.

133538	Z-CAD smile Vita 98,5x14 A2 St
133539	Z-CAD smile Vita 98,5x18 A2 St
133540	Z-CAD smile Vita 98,5x25 A2 St
133541	Z-CAD smile Vita 98,5x10 A3 St
133542	Z-CAD smile Vita 98,5x14 A3 St
133543	Z-CAD smile Vita 98,5x18 A3 St
133544	Z-CAD smile Vita 98,5x25 A3 St
133545	Z-CAD smile Vita 98,5x10 A3,5 St
133546	Z-CAD smile Vita 98,5x14 A3,5 St
133547	Z-CAD smile Vita 98,5x18 A3,5 St
133548	Z-CAD smile Vita 98,5x25 A3,5 St
133549	Z-CAD smile Vita 98,5x10 A4 St
133550	Z-CAD smile Vita 98,5x14 A4 St
133551	Z-CAD smile Vita 98,5x18 A4 St
133552	Z-CAD smile Vita 98,5x25 A4 St
133553	Z-CAD smile Vita 98,5x10 B1 St
133554	Z-CAD smile Vita 98,5x14 B1 St
133555	Z-CAD smile Vita 98,5x18 B1 St
133556	Z-CAD smile Vita 98,5x25 B1 St
133557	Z-CAD smile Vita 98,5x10 B2 St
133558	Z-CAD smile Vita 98,5x14 B2 St
133559	Z-CAD smile Vita 98,5x18 B2 St
133560	Z-CAD smile Vita 98,5x25 B2 St
133561	Z-CAD smile Vita 98,5x10 B3 St
133562	Z-CAD smile Vita 98,5x14 B3 St
133563	Z-CAD smile Vita 98,5x18 B3 St
133564	Z-CAD smile Vita 98,5x25 B3 St
133565	Z-CAD smile Vita 98,5x10 B4 St
133566	Z-CAD smile Vita 98,5x14 B4 St
133567	Z-CAD smile Vita 98,5x18 B4 St
133568	Z-CAD smile Vita 98,5x25 B4 St
133569	Z-CAD smile Vita 98,5x10 C1 St
133570	Z-CAD smile Vita 98,5x14 C1 St
133571	Z-CAD smile Vita 98,5x18 C1 St
133572	Z-CAD smile Vita 98,5x25 C1 St
133573	Z-CAD smile Vita 98,5x10 C2 St
133574	Z-CAD smile Vita 98,5x14 C2 St
133575	Z-CAD smile Vita 98,5x18 C2 St
133576	Z-CAD smile Vita 98,5x25 C2 St
133577	Z-CAD smile Vita 98,5x10 C3 St
133578	Z-CAD smile Vita 98,5x14 C3 St
133579	Z-CAD smile Vita 98,5x18 C3 St
133580	Z-CAD smile Vita 98,5x25 C3 St
133581	Z-CAD smile Vita 98,5x10 C4 St
133582	Z-CAD smile Vita 98,5x14 C4 St
133583	Z-CAD smile Vita 98,5x18 C4 St
133584	Z-CAD smile Vita 98,5x25 C4 St
133585	Z-CAD smile Vita 98,5x10 D2 St
133586	Z-CAD smile Vita 98,5x14 D2 St
133587	Z-CAD smile Vita 98,5x18 D2 St
133588	Z-CAD smile Vita 98,5x25 D2 St
133589	Z-CAD smile Vita 98,5x10 D3 St
133590	Z-CAD smile Vita 98,5x14 D3 St
133591	Z-CAD smile Vita 98,5x18 D3 St
133592	Z-CAD smile Vita 98,5x25 D3 St
133593	Z-CAD smile Vita 98,5x10 D4 St
133594	Z-CAD smile Vita 98,5x14 D4 St
133595	Z-CAD smile Vita 98,5x18 D4 St
133596	Z-CAD smile Vita 98,5x25 D4 St

Omni Ronden Z-CAD HTL Multi

Art.-Nr.

133597	Z-CAD HTL Multi 98,5x14 A LIGHT St
133598	Z-CAD HTL Multi 98,5x18 A LIGHT St
133599	Z-CAD HTL Multi 98,5x22 A LIGHT St
133600	Z-CAD HTL Multi 98,5x14 A DARK St
133601	Z-CAD HTL Multi 98,5x18 A DARK St
133602	Z-CAD HTL Multi 98,5x22 A DARK St
133603	Z-CAD HTL Multi 98,5x14 B LIGHT St
133604	Z-CAD HTL Multi 98,5x18 B LIGHT St
133605	Z-CAD HTL Multi 98,5x22 B LIGHT St
133606	Z-CAD HTL Multi 98,5x14 B DARK St
133607	Z-CAD HTL Multi 98,5x18 B DARK St
133608	Z-CAD HTL Multi 98,5x22 B DARK St
133609	Z-CAD HTL Multi 98,5x14 C LIGHT St
133610	Z-CAD HTL Multi 98,5x18 C LIGHT St
133611	Z-CAD HTL Multi 98,5x22 C LIGHT St
133612	Z-CAD HTL Multi 98,5x14 C DARK St
133613	Z-CAD HTL Multi 98,5x18 C DARK St
133614	Z-CAD HTL Multi 98,5x22 C DARK St
133615	Z-CAD HTL Multi 98,5x14 D LIGHT St
133616	Z-CAD HTL Multi 98,5x18 D LIGHT St
133617	Z-CAD HTL Multi 98,5x22 D LIGHT St
133618	Z-CAD HTL Multi 98,5x14 D DARK St
133619	Z-CAD HTL Multi 98,5x18 D DARK St
133620	Z-CAD HTL Multi 98,5x22 D DARK St



Flasche 100 ml ab
38,50



Omni Ronden Z-CAD smile Multi

Art.-Nr.

133621	Z-CAD smile Multi 98,5x14 ALIGHT St
133622	Z-CAD smile Multi 98,5x18 ALIGHT St
133623	Z-CAD smile Multi 98,5x22 ALIGHT St
133624	Z-CAD smile Multi 98,5x14 A DARK St
133625	Z-CAD smile Multi 98,5x18 A DARK St
133626	Z-CAD smile Multi 98,5x22 A DARK St
133627	Z-CAD smile Multi 98,5x14 BLIGHT St
133628	Z-CAD smile Multi 98,5x18 BLIGHT St
133629	Z-CAD smile Multi 98,5x22 BLIGHT St
133630	Z-CAD smile Multi 98,5x14 B DARK St
133631	Z-CAD smile Multi 98,5x18 B DARK St
133632	Z-CAD smile Multi 98,5x22 B DARK St
133633	Z-CAD smile Multi 98,5x14 CLIGHT St
133634	Z-CAD smile Multi 98,5x18 CLIGHT St
133635	Z-CAD smile Multi 98,5x22 CLIGHT St
133636	Z-CAD smile Multi 98,5x14 C DARK St
133637	Z-CAD smile Multi 98,5x18 C DARK St
133638	Z-CAD smile Multi 98,5x22 C DARK St
133639	Z-CAD smile Multi 98,5x14 DLIGHT St
133640	Z-CAD smile Multi 98,5x18 DLIGHT St
133641	Z-CAD smile Multi 98,5x22 DLIGHT St
133642	Z-CAD smile Multi 98,5x14 D DARK St
133643	Z-CAD smile Multi 98,5x18 D DARK St
133644	Z-CAD smile Multi 98,5x22 D DARK St



Omni Z-CAD One4All Ronden

Biokompatibles Hochleistungszirkon der Klasse 5 nach ISO 6872:2019. Für sämtliche Arbeiten im Front- und Seitenzahnbereich. Kronen, Teilkronen, Veneers, Inlays, Onlays und Brücken sind bei diesem Material indiziert. Für Stegkonstrukte, Suprastrukturen und Hybridprothesen. Kann auch mit Zirkon-Presskeramik überpresst werden. Technische Daten siehe Seite 85.

One4All

Omni Ronden Z-CAD One4All

Art.-Nr.

204102	Z-CAD One4All 98,5x10 A1 St
204103	Z-CAD One4All 98,5x14 A1 St
204104	Z-CAD One4All 98,5x18 A1 St
204105	Z-CAD One4All 98,5x25 A1 St
204106	Z-CAD One4All 98,5x10 A2 St
204107	Z-CAD One4All 98,5x14 A2 St
204108	Z-CAD One4All 98,5x18 A2 St
204109	Z-CAD One4All 98,5x25 A2 St
204110	Z-CAD One4All 98,5x10 A3 St
204111	Z-CAD One4All 98,5x14 A3 St
204112	Z-CAD One4All 98,5x18 A3 St
204113	Z-CAD One4All 98,5x25 A3 St
204114	Z-CAD One4All 98,5x10 A3,5 St
204115	Z-CAD One4All 98,5x14 A3,5 St
204120	Z-CAD One4All 98,5x18 A3,5 St
204122	Z-CAD One4All 98,5x25 A3,5 St
204124	Z-CAD One4All 98,5x10 A4 St
204125	Z-CAD One4All 98,5x14 A4 St
204126	Z-CAD One4All 98,5x18 A4 St
204127	Z-CAD One4All 98,5x25 A4 St
204128	Z-CAD One4All 98,5x10 B1 St
204129	Z-CAD One4All 98,5x14 B1 St
204130	Z-CAD One4All 98,5x18 B1 St
204131	Z-CAD One4All 98,5x25 B1 St
204133	Z-CAD One4All 98,5x10 B2 St
204134	Z-CAD One4All 98,5x14 B2 St
204135	Z-CAD One4All 98,5x18 B2 St
204136	Z-CAD One4All 98,5x25 B2 St
204137	Z-CAD One4All 98,5x10 B3 St
204138	Z-CAD One4All 98,5x14 B3 St
204139	Z-CAD One4All 98,5x18 B3 St
204141	Z-CAD One4All 98,5x25 B3 St
204144	Z-CAD One4All 98,5x10 B4 St
204145	Z-CAD One4All 98,5x14 B4 St
204146	Z-CAD One4All 98,5x18 B4 St
204148	Z-CAD One4All 98,5x25 B4 St

Art.-Nr.

204150	Z-CAD One4All 98,5x10 C1 St
204151	Z-CAD One4All 98,5x14 C1 St
204152	Z-CAD One4All 98,5x18 C1 St
204153	Z-CAD One4All 98,5x25 C1 St
204154	Z-CAD One4All 98,5x10 C2 St
204156	Z-CAD One4All 98,5x14 C2 St
204157	Z-CAD One4All 98,5x18 C2 St
204158	Z-CAD One4All 98,5x25 C2 St
204159	Z-CAD One4All 98,5x10 C3 St
204161	Z-CAD One4All 98,5x14 C3 St
204162	Z-CAD One4All 98,5x18 C3 St
204164	Z-CAD One4All 98,5x25 C3 St
204165	Z-CAD One4All 98,5x10 C4 St
204168	Z-CAD One4All 98,5x14 C4 St
204169	Z-CAD One4All 98,5x18 C4 St
204170	Z-CAD One4All 98,5x25 C4 St
204172	Z-CAD One4All 98,5x10 D2 St
204174	Z-CAD One4All 98,5x14 D2 St
204176	Z-CAD One4All 98,5x18 D2 St
204178	Z-CAD One4All 98,5x25 D2 St
204179	Z-CAD One4All 98,5x10 D3 St
204180	Z-CAD One4All 98,5x14 D3 St
204182	Z-CAD One4All 98,5x18 D3 St
204183	Z-CAD One4All 98,5x25 D3 St
204184	Z-CAD One4All 98,5x10 D4 St
204186	Z-CAD One4All 98,5x14 D4 St
204187	Z-CAD One4All 98,5x18 D4 St
204189	Z-CAD One4All 98,5x25 D4 St

neu

Stück ab
109,-

gleich
mitbestellen:

200775



OmnicEM SE, Pckg. 5 g Automix,
10 Mischkanülen (s. auch Seite 48)

ab 45,90

One4All-
Ronden ideal
bearbeiten mit
Omnipol
siehe Seite 95



Alle Produktinformationen, technische
Daten und Preise finden Sie auf
omnident.de/ronden



Alle Produktinformationen, technische
Daten und Preise finden Sie auf
[omnident.de / ronden](http://omnident.de/ronden)



Flasche 100 ml ab
38,50



neu

Omni Ronden Z-CAD One4All Multi

Art.-Nr.

206369	Z-CAD One4All Multi 98,5x14 A1 St
206372	Z-CAD One4All Multi 98,5x14 A2 St
206375	Z-CAD One4All Multi 98,5x14 A3 St
206378	Z-CAD One4All Multi 98,5x14 A3.5 St
206381	Z-CAD One4All Multi 98,5x14 A4 St
206384	Z-CAD One4All Multi 98,5x14 B1 St
206387	Z-CAD One4All Multi 98,5x14 B2 St
206390	Z-CAD One4All Multi 98,5x14 B3 St
206393	Z-CAD One4All Multi 98,5x14 B4 St
206396	Z-CAD One4All Multi 98,5x14 C1 St
206399	Z-CAD One4All Multi 98,5x14 C2 St
206402	Z-CAD One4All Multi 98,5x14 C3 St
206405	Z-CAD One4All Multi 98,5x14 C4 St
206408	Z-CAD One4All Multi 98,5x14 D2 St
206411	Z-CAD One4All Multi 98,5x14 D3 St
206414	Z-CAD One4All Multi 98,5x14 D4 St
206370	Z-CAD One4All Multi 98,5x18 A1 St
206373	Z-CAD One4All Multi 98,5x18 A2 St
206376	Z-CAD One4All Multi 98,5x18 A3 St
206379	Z-CAD One4All Multi 98,5x18 A3.5 St
206382	Z-CAD One4All Multi 98,5x18 A4 St
206385	Z-CAD One4All Multi 98,5x18 B1 St
206388	Z-CAD One4All Multi 98,5x18 B2 St
206391	Z-CAD One4All Multi 98,5x18 B3 St
206394	Z-CAD One4All Multi 98,5x18 B4 St
206397	Z-CAD One4All Multi 98,5x18 C1 St
206400	Z-CAD One4All Multi 98,5x18 C2 St
206403	Z-CAD One4All Multi 98,5x18 C3 St
206406	Z-CAD One4All Multi 98,5x18 C4 St
206409	Z-CAD One4All Multi 98,5x18 D2 St
206412	Z-CAD One4All Multi 98,5x18 D3 St
206415	Z-CAD One4All Multi 98,5x18 D4 St
206371	Z-CAD One4All Multi 98,5x22 A1 St
206374	Z-CAD One4All Multi 98,5x22 A2 St
206377	Z-CAD One4All Multi 98,5x22 A3 St
206380	Z-CAD One4All Multi 98,5x22 A3.5 St
206383	Z-CAD One4All Multi 98,5x22 A4 St
206386	Z-CAD One4All Multi 98,5x22 B1 St
206389	Z-CAD One4All Multi 98,5x22 B2 St
206392	Z-CAD One4All Multi 98,5x22 B3 St
206395	Z-CAD One4All Multi 98,5x22 B4 St
206398	Z-CAD One4All Multi 98,5x22 C1 St
206401	Z-CAD One4All Multi 98,5x22 C2 St
206404	Z-CAD One4All Multi 98,5x22 C3 St
206407	Z-CAD One4All Multi 98,5x22 C4 St
206410	Z-CAD One4All Multi 98,5x22 D2 St
206413	Z-CAD One4All Multi 98,5x22 D3 St
206416	Z-CAD One4All Multi 98,5x22 D4 St

Art.-Nr.

206337	Z-CAD Deep Liquid A1 Flasche 100ml
206338	Z-CAD Deep Liquid A2 Flasche 100ml
206339	Z-CAD Deep Liquid A3 Flasche 100ml
206340	Z-CAD Deep Liquid A3.5 Flasche 100ml
206341	Z-CAD Deep Liquid A4 Flasche 100ml
206342	Z-CAD Deep Liquid B1 Flasche 100ml
206343	Z-CAD Deep Liquid B2 Flasche 100ml
206344	Z-CAD Deep Liquid B3 Flasche 100ml
206345	Z-CAD Deep Liquid B4 Flasche 100ml
206346	Z-CAD Deep Liquid C1 Flasche 100ml
206347	Z-CAD Deep Liquid C2 Flasche 100ml
206348	Z-CAD Deep Liquid C3 Flasche 100ml
206349	Z-CAD Deep Liquid C4 Flasche 100ml
206350	Z-CAD Deep Liquid D2 Flasche 100ml
206351	Z-CAD Deep Liquid D3 Flasche 100ml
206352	Z-CAD Deep Liquid D4 Flasche 100ml

gleich
mitbestellen:

200942

Metal Primer,
Dispenserflasche 5 ml
(s. auch Seite 51)

99,50



neu

Omni PEEK Ronden

Omni Ronden PEEK sind Rohlinge zur frästechnischen Herstellung von permanentem Zahnersatz sowie Klemmprothetik im CAM-Verfahren. Die daraus hergestellten Prothesen können auf Restzahnstümpfen und/oder Implantatabutments befestigt werden und gewähren eine grundlegende ästhetische und funktionelle Versorgung. Opak Dentin beige, Durchmesser 98,5 mm, mit Stufe.

lieferbar ab 01.11.2019



Alle Produktinformationen, technische
Daten und Preise finden Sie auf
omnident.de/ronden

Omni Ronden PEEK

Art.-Nr.

202875	PEEK beige 12mm 98,5mm St
202876	PEEK beige 14mm 98,5mm St
202877	PEEK beige 16mm 98,5mm St
202878	PEEK beige 18mm 98,5mm St
202879	PEEK beige 20mm 98,5mm St
202880	PEEK beige 22mm 98,5mm St
202881	PEEK beige 24mm 98,5mm St
202883	PEEK beige 26mm 98,5mm St
202884	PEEK beige 28mm 98,5mm St
202885	PEEK beige 30mm 98,5mm St
202886	PEEK beige 32mm 98,5mm St



runde Sache

Ausarbeiten / Polieren



Kanister 5 kg
21,90

Alustral

Hochwertiges, synthetisches Strahlmittel aus Aluminiumoxyd. Keine Silikosegefahr.



88167	50 µ
32614	110 µ
88165	150 µ
88162	250 µ
Kanister 5 kg	21,90

78325	50 µ
78326	110 µ
78327	150 µ
78328	250 µ
Karton 25 kg ab 3 Kartons	89,50 86,90


Radbürsten

	Handstück	unmontiert	
78398	17 mm	78404	17 mm
78399	19 mm	78405	19 mm
78400	21 mm	78406	21 mm
Ziegenhaar, Pckg. 12 Stück	13,50	Ziegenhaar Pckg. 12 Stück	11,90
78390	19 mm	78395	17 mm
78391	21 mm	78396	19 mm
Borsten, schwarz Pckg. 12 Stück	13,90	78397	21 mm
Borsten, schwarz Pckg. 12 Stück	11,90	Borsten, schwarz Pckg. 12 Stück	11,90
78387			19 mm
Borsten, natur Pckg. 12 Stück			10,90

Pinselbürste Handstück

78421	Borsten, schwarz
78423	Ziegenhaar, weiß
Pckg. mit 12 Stück	10,95

Pckg. 12 Stück
10,95



Kanister 5 kg
15,30



Cera Blast

Feinstrahlperlen zum Glanzstrahlen von Kronen und Brücken sowie zum Mattieren und Ausstrahlen von Sekundärteilen. Optimale Oberflächenverdichtung. Große Härte und Verschleißfestigkeit. Für alle handelsüblichen Geräte geeignet. Korngröße 50 µ.

88171		
Kanister mit 5 kg		15,30
88172		
Karton 25 kg ab 3 Kartons		64,90 62,90



Stück ab
1,80

Bohrerreinigungsbürsten

Messingdraht-Bürste für die grobe Reinigung der Instrumente.

23377
Stück
ab 10 Stück **2,00**
1,80

Nylon-Bürste zur schonenden und gründlichen Bohrer-Reinigung.

110349
Stück
ab 10 Stück **2,00**
1,80

Polierbürsten

Polierbürsten für die Zahntechnik.
Schwarze Chunking-Borsten. Zum ausschließlichen Gebrauch in Labor oder Praxislabor bestimmt.

① 79913 Holzkern, Qualität „Standard“, 4-reihig, spitz, ø 40/80 mm Stück 3,99 ab 100 Stück 3,49	⑧ 78448 Metallkern und Kunststoffzentrum, schmal, hart, ø 23/49 mm, Stück 2,90 ab 100 Stück 2,20
② 78446 Holzkern, Chunking-Borsten, Qualität „Super“, 4-reihig, spitz, ø 40/80 mm, Stück 3,99 ab 100 Stück 3,49	⑨ 85541 Holzkern, Qualität „Standard“, 3-reihig, spitz, ø 26/55 mm, Stück 2,90 ab 100 Stück 2,20
③ 78444 Kunststoffkern, Qualität „Standard“, 4-reihig, spitz, ø 40/80 mm, Stück 3,50 ab 100 Stück 3,20	⑩ 78442 Kunststoffkern, Qualität „Standard“, 3-reihig, spitz, ø 26/55 mm, Stück 2,90 ab 100 Stück 2,20
④ 78445 Holzkern, Qualität „Super“, 4-reihig, breit, ø 40/80 mm, Stück 3,99 ab 100 Stück 3,49	⑪ 79911 Holzkern, Qualität „Standard“, 2-reihig, spitz, ø 26/55 mm, Stück 2,90 ab 100 Stück 2,20
⑤ 79917 Holzkern, Qualität „Standard“, 4-reihig, breit, ø 40/80 mm, Stück 3,99 ab 100 Stück 3,49	⑫ 78441 Kunststoffkern, Qualität „Standard“, 2-reihig, spitz, ø 26/55 mm, Stück 1,49 ab 100 Stück 1,38
⑥ 78443 Kunststoffkern, Qualität „Standard“, 4-reihig, breit, ø 40/80 mm, Stück 3,50 ab 100 Stück 3,20	⑬ 69852 Schmalpolierbürste mit Metallkern und Kunststoffzentrum. Ziegenhaar, weiß, weich, ø 23/49 mm, Stück 2,90 ab 100 Stück 2,20
⑦ 78447 Metallkern und Metallzentrum, schmal, hart, ø 23/49 mm, Stück 1,80 ab 100 Stück 1,60	

smile price

▼ Woll- und Nesselschwabbeln

① 78432 Wollschwabbel, ø 21 mm, Pckg. mit 12 Stück, montiert Handstück 15,90	② 78435 Nesselschwabbel, ø 21 mm, Pckg. mit 12 Stück, montiert Handstück 15,10
○ 78434 dito, unmontiert 13,90	○ 78437 dito, unmontiert 12,98



Pckg. 12 Stück ab
12,98

Stück ab

0,79

Heatless Steine

Zum Schleifen von künstlichen Zähnen, Acryl oder Metallen im Labor oder Praxislabor. Für grobe Vorarbeiten. Geeignet für alle Dental-Legierungen und Kunststoff.



Stück

3,85

79194	Gr. 1 / 5 mm	79200	Gr. 7 / 5 mm	79206	Gr. 13 / 5 mm
79195	Gr. 2 / 3 mm	79201	Gr. 8 / 3 mm	79207	Gr. 14 / 3 mm
79196	Gr. 3 / 2 mm	79202	Gr. 9 / 2 mm	79208	Gr. 15 / 2 mm
Heatless Steine Ø 25 mm Max. Geschw. 15.000 U/min.		Heatless Steine Ø 19 mm Max. Geschw. 25.000 U/min.			
79197	Gr. 4 / 5 mm	79203	Gr. 10 / 5 mm	Stück ab 50 Stück	0,99 0,79
79198	Gr. 5 / 3 mm	79204	Gr. 11 / 3 mm		
79199	Gr. 6 / 2 mm	79205	Gr. 12 / 2 mm		
Heatless Steine Ø 22 mm Max. Geschw. 20.000 U/min.		Heatless Steine Ø 16 mm Max. Geschw. 30.000 U/min.			

**smile.
price**

Rosa (hart)	31	32	33	34	35	36
Körnung	80	80	120/150	100	100	100
	78989	78990	78991	78992	78993	78994
Dkl.-braun (weich)	80/90	80/90	120/150			
Körnung						
	79001	79002	79003			
Hellbraun (mittel)	150	150	150			
Körnung						
	78995	78996	78997			

Spezial-Schleifsteine

Keramisch gebundene Schleifsteine zum Ausarbeiten von Metallen und Kunststoffen aller Art. Präzisionsmontiert, gleichmäßige Härte und Körnung. Hochfester rostfreier und maßgenauer Schaft, zentrischer Lauf. In rosa, hellbraun und dunkelbraun.

Pckg. mit 72 Stück
ab 5 Pckg.

41,20
39,90
35,90



Pckg. 72 Stück ab

35,90

Omnipol Amalgam Reducer

zum Grobabtragen und Finieren von Amalgamfüllungen ohne Verletzung des Zahnschmelzes. Optimale Drehzahl: 6.000 Upm., Pckg. 12 Stück

12 Stück
14,95



Art.-Nr.	83458	31167	83459
14,95			

Omnipol braun für Winkelstück

für Gold, Amalgam und Composite, braun = Vorpolitur. Optimale Drehzahl: 6.000 Upm., Pckg. 12 Stück

12 Stück
14,95



Art.-Nr.	83435	83437	83438	83439	83440
14,95					

Omnipol grün für Winkelstück

für Gold, Amalgam und Composite, grün = Hochglanzpolitur. Optimale Drehzahl: 6.000 Upm., Pckg. 12 Stück

12 Stück
14,95



Art.-Nr.	83442	83444	83445	83446	83447
14,95					

polishing for compliments

Omnipol Komposit

2-stufiges Poliersystem für hochgefüllte Composite. Die flexible Polierspirale passt sich jeder Oberflächenstruktur an und eignet sich für Front- und Seitenzahnrestaurierungen. Einmalprodukt. blau = medium, hellblau = fein. Drehzahlbereich: 6.000 – 15.000 Upm., Pckg. 6 Stück



6 Stück
14,95



Art.-Nr.	206471	206472
14,95		

Omnipol Mandrelle

Mandrelle aus Edelstahl. Schaft 104, max. Drehzahlbereich: 20.000 Upm. Pckg. 5 Stück

5 Stück
7,20



Art.-Nr.	110394	110395	110396
7,20			

Omnipol braun für Handstück

für Gold, EMR-Alloy und Composite, braun = Vorpolitur.
Optimale Drehzahl: 6.000 Upm., Pckg. 12 Stück



Omnipol grün für Handstück

für Gold, EMR-Alloy und Composite, grün = Hochglanzpolitur.
Optimale Drehzahl: 6.000 Upm., Pckg. 12 Stück




Omnipol für Chrom-Kobalt-Legierungen

Der Abrasiv-Polierer für Chrom-Kobalt-Legierungen mit langer Standzeit. Optimale Drehzahl: 6.000 Upm., Pckg. 100 Stück



Omnipol Universal

Universalpolierer aus Silicon für Edelmetalle, Chrom-Kobalt, Titan.
Optimale Drehzahl: 8.000 Upm., Pckg. 100 Stück




Omnipol für Kunststoffe und 3D Druckmaterialien

Standfeste Vliespolierer für die Bearbeitung von Kunststoffen aus additiven Verfahren und Tiefziehtechnik sowie für die Entfernung der Supports beim 3D Druck. rot = ultrafein, schwarz = extrafein, grau = mittel. Drehzahlbereich: 6.000 – 20.000 Upm., Pckg. 50 Stück



Omnipol PEEK

2-stufiges System zur Bearbeitung von PEEK. Endbearbeitung im Bereich der Frässtufen sowie Hochglanzbearbeitung von CAD/CAM-Oberflächen. grün = fein, weiß = extrafein. Drehzahlbereich: 8.000 – 20.000 Upm., Pckg. 12 Stück




Omnipol grün

für Gold, Composite,
EMR-Alloy. 22/6 mm, grün =
Hochglanzpolitur. Optimale
Drehzahl: 6.000 Upm.,
Pckg. 100 Stück,



100 Stück
41,75

Art.-Nr. 83451



Omnipol braun

für Gold, Composite,
EMR-Alloy. 22/6 mm, braun =
Vorpolitur. Optimale
Drehzahl: 6.000 Upm.,
Pckg. 100 Stück,



100 Stück
41,75


Art.-Nr. 31176

41,75



Omnipol Stahlpolierer grün

der flexible Chrom-Kobalt-Polierer,
grün = Feinpolitur. Optimale Drehzahl:
6.000 Upm., Pckg. 100 Stück



100 Stück
24,90

Art.-Nr. 31187

24,90

R 22/3

22/6

31190

24,90

Omnipol Stahlpolierer schwarz

der flexible Chrom-Kobalt-Polierer,
schwarz = Standardpolitur. Optimale
Drehzahl: 6.000 Upm., Pckg. 100 Stück



100 Stück
24,90

Art.-Nr. 31183

24,90


R 22/3

22/6

31186


Omnipol für die Technik

der Siliconpolierer für prothetische und kieferorthopädische Kunststoffe. Gelb: feine Körnung zum Polieren. Grau: mittlere Körnung zum Finieren. Grün: grobe Körnung zum Konturieren, ideal für weichbleibende Kunststoffe. Optimale Drehzahl: 6.000 Upm., Pckg. 6 Stück




6 Stück
12,90

Art.-Nr. 31203



31203

83466



83467



83468



31204



Omnipol für Handstück Zirkon

zur Bearbeitung von ungesintertem Zirkon. Speziell zur Ausarbeitung von Fräsurarbeiten. Drehzahlbereich: 8.000 - 20.000 Upm., Pckg. 6 Stück



6 Stück ab
14,95

Art.-Nr. 206461




32,90

206462



14,95


206463



14,95


Omnipol für Keramik

Keramikpolierer, hellgrau = abrasive Vorpolitur,
glättet Diamantschliff-Flächen. Optimale Drehzahl:
10.000 Upm., Pckg. 100 Stück




100 Stück
41,75

R 22/3



83473



31193


Omnipol für Keramik

Keramikpolierer, rosa = leicht abrasive Vorpolitur,
erhält die anatomische Struktur. Optimale Drehzahl:
10.000 Upm., Pckg. 100 Stück




100 Stück
41,75

R 22/3



83474


L 22/3



31194


Omnipol für Keramik

Keramikpolierer, grau = Hochglanzpolitur für
natürlichen Glanz ohne Polierpasten. Optimale
Drehzahl: 10.000 Upm., Pckg. 100 Stück




100 Stück
47,10

R 22/3



31195

L 22/3



31196

Das OMNIDENT Hartmetallfräser- Programm



Verdichtetes Sinterhartmetall garantiert optimale Standzeiten und wirtschaftliches Kosten-Nutzverhältnis. Alle Fräser bis ISO-Größe 023 werden aus einem Stück gefertigt, für höchste Rundlaufgenauigkeit und reduziertes Bruchrisiko. Die größeren Formen werden auf Sicherheitsstahl aufgeschweißt, der die beim Schleifen entstehenden Schwingungen reduziert. Die Formen- und Verzahnungsauswahl ermöglicht einsatzgerechtes Schleifen in jeder Technik.



Sparprogramm

Sie erhalten ab einem Bestellwert pro Auftrag in Höhe von

100,-	10% Rabatt
250,-	15% Rabatt
333,-	20% Rabatt
400,-	25% Rabatt
500,-	30% Rabatt

Farbringe für jede Verzahnung erleichtern den richtigen Griff:

- **schwarzer Ring = supergrobe Verzahnung**
zum großflächigen Abtrag auf allen Kunststoffen, als auch zum Bearbeiten von Gipsen geeignet.
- **grüner Ring = extragrobe Verzahnung**
für alle Kunststoffe zur Ausarbeitung, bei Gipsen zum Formschleifen geeignet.
- **blauer Ring = grobe Verzahnung**
für alle dentalen Materialien zum Grobabtrag.
- **roter Ring = feine Verzahnung**
für alle dentalen Materialien zur Feinausarbeitung.
- **gelber Ring = superfeine Verzahnung**
feinster Abtrag bei allen Legierungen und Compositen. Ideal zum glatten Schleifen der Keramik.
- **violetter Ring = superfeine Spiralverzahnung**
Zum Ausarbeiten und Konturieren von Titanmaterialien.



hart

Kreuzverzahnung supergrob Schliff 55/SGE

Für grossflächigen Abtrag bei Kunststoffen, Löffelmaterialien und Gips.



Fig. No.	251	351
L mm	13,9	14,2
Ø 1/10 mm	060	070
Art.-Nr.	31148	31149
Stück	17,90	17,90

Kreuzverzahnung mittelgroß Schliff 51/GE

Für alle Kunststoffe und Löffelmaterialien zum groben Abtragen und Ausarbeiten.



Fig. No.	351	251
L mm	12,0	14,0
Ø 1/10 mm	060	060
Art.-Nr.	27666	27667
Stück	19,90	19,90

Kreuzverzahnung extragrob Schliff 50/GE

Für alle Kunststoffe und Löffelmaterialien zum groben Abtragen und Ausarbeiten.



Fig. No.	251
L mm	13,9
Ø 1/10 mm	060
Art.-Nr.	31009
Stück	16,90

Einfachverzahnung mit Querbieb Schliff 75/GSQ

Ausarbeiten von weichbleibenden Unterfütterungen.




Fig. No.	261	351	351	251	77
L mm	14,0	12,2	14,2	14,2	9,0
Ø 1/10 mm	023	060	070	060	040
Art.-Nr.	27661	27662	27663	27664	27665
Stück	15,90	19,90	19,90	19,90	19,90

Einfachverzahnung grob Schliff 70

Auf allen Dental Materialien zum Grobabtragen mit glattem Schliffbild, besonders auf Kunststoff einsetzbar.




Fig. No.	138	351	79	79	251
L mm	4,2	12,2	15,0	12,9	14,2
Ø 1/10 mm	010	060	060	045	060
Art.-Nr.	31140	31143	31556	31142	31147
Stück	5,90	12,50	12,50	12,50	12,50

werk



Kreuzverzahnung Standard – Schliff 10/E

Auf allen Dental Materialien zum Grobabtragen einsetzbar. Bei NE-Legierungen für die Formgestaltung ideal geeignet.



Stück ab
6,50




Fig. No.	261	364R	295	257	138	139	138	138	73	73	351
L mm	14,0	16,0	16,0	17,0	8,0	8,0	8,0	4,2	3,1	3,9	12,2
Ø 1/10 mm	023	023	023	023	023	023	016	010	014	023	060
Art.-Nr.	31108	31109	31111	31112	31113	31114	31120	31121	31123	31116	311554
Stück											
Stück	9,90	9,90	9,90	9,90	8,90	8,90	8,90	6,50	8,90	8,90	13,90




Fig. No.	78	251	79	79	79	78	77	71	71	71	77	251
L mm	12,2	13,9	15,0	12,9	14,1	8,9	11,0	0,8	1,2	2,0	2,7	14,2
Ø 1/10 mm	060	060	060	045	040	040	060	010	014	023	029	060
Art.-Nr.	31129	31131	31128	31127	27489	31130	31133	31135	31136	31137	31125	31134
Stück												
Stück	13,90	8,90	8,90	8,90	13,90	14,50						

Kreuzverzahnung fein – Schliff 20/EF

Für alle Dental Materialien geeignet zur gezielten Glättung.



Stück ab
10,90




Fig. No.	261	364R	295	257	138	139	137	138	73	129	73
L mm	14,0	16,0	16,0	17,0	8,0	8,0	5,3	8,0	3,1	8,0	3,9
Ø 1/10 mm	023	023	023	023	023	023	023	016	014	023	023
Art.-Nr.	31090	31091	31093	27484	31095	31096	27482	31098	27478	31097	27479
Stück											
Stück	11,99	11,99	11,99	11,99	10,90						

Kreuzverzahnung fein – Schliff 20/EF

Für alle Dental Materialien geeignet zur gezielten Glättung.

Fig. No.	78	77	351	78	251	79	79	79	71	77	77
L mm	3,5	12,2	12,2	12,2	13,9	12,9	14,1	11,5	2,0	5,0	5,0
Ø 1/10 mm	012	060	060	060	060	045	040	031	023	023	029
Art.-Nr.	27481	31101	31102	31103	31105	31100	27485	31099	31094	27480	27483
Stück											
	10,90	17,80	17,80	17,80	17,80	17,80	17,80	17,80	10,90	10,90	11,99

Kreuzverzahnung superfein – Schliff 30/EUF

Feinstausarbeitung auf allen Legierungen und Compositen. Die spezielle Schneidengeometrie ermöglicht feines Schleifen auch auf Keramik.

Fig. No.	261	364R	139	137	78	77	136	73	79	79L
L mm	14,0	16,0	8,0	5,3	7,0	5,3	8,0	3,9	14,1	14,1
Ø 1/10 mm	023	023	023	023	023	023	016	023	040	045
Art.-Nr.	31070	31071	31074	31076	31077	31078	31079	31080	27490	31081
Stück										
	13,90	13,90	13,90	13,90	13,90	13,90	13,90	13,90	18,80	18,80

Spiralverzahnung superfein
Schliff 25/FST

Ausarbeiten, Konturieren von Titanmaterialien.

Fig. No.	79	251
L mm	13,7	14,2
Ø 1/10 mm	040	060
Art.-Nr.	27668	27669
Stück		
	16,90	16,90

Parallelfräser Kreuzverzahnung
Schaft 103 HP

Ø 2,35 mm, oben rund. Werkzeug für die Frästechnik.

Fig. No.	364 R	364 R	364 R
L mm	8,0	10,0	15,0
Ø 1/10 mm	010	015	023
Art.-Nr.	31041	31042	31043
Stück			
	14,90	14,90	14,90

Drehzahlen

Empfohlene Drehzahlbereiche für alle Hartmetallfräser:

bis

ISO 023 15-50.000 Upm

ISO 023-045 15-40.000 Upm

ISO 045-070 15-30.000 Upm



**Löffelmaterial,
lichthärtend**

Zur Herstellung individueller Abform- und Funktionslöffel in der Kronen- und Brückentechnik und Totalprothetik. Nicht klebend, rosa transparent. Mit Pfefferminzgeschmack. Nicht röntgensichtbar.

70755



Pckg. mit 25 Stück OK
und 25 Stück UK

70740



Pckg. mit 50 Stück OK

70745



Pckg. mit 50 Stück UK

je Pckg.

ab 3 Pckg.

ab 10 Pckg.

54,50
52,90
50,90

Packung ab

50,90



**smile
price**



aus ei

Dental Vlies

Muffelring-Einlagen, asbestfrei, aus keramischen Werkstoffen für die Edelmetalltechnik. Das Material erlaubt eine uneingeschränkte Expansion der Einbettmasse sowie problemloses Ausbetten. 50 x 1 mm, ca. 25 m.

87907



Pckg.
ab 3 Pckg.
ab 6 Pckg.

14,50
13,90
12,90

Packung ab
12,90



smile
price

nemGUSS

Gips her!

smile price



Alabastergips natur ▲

Aus reinem Alabaster des Harzes, volumenbeständig, mit 25% Hartgipsanteil, ein Material mit kontrollierter Expansion für den Praktiker. Lange Abbindezeit/Verarbeitungszeit.

73146

Barcode

Typ 2, weiß

Sack mit 25 kg
ab 5 Sack
ab 10 Sack

24,90
23,80
22,30



Stone Superhartgips ▲
synthetisch

Zur Herstellung aller Meister- und Arbeitsmodelle, die passgenau und mechanisch hoch beanspruchbar sein müssen. Besondere Eigenschaften: glatte, kratzfeste Oberflächen; harte, kantenstabile Modelle; stets gleichbleibende Qualität; minimale Expansion. Damit die Kristallisation nicht gestört wird, darf der ausgegossene Abdruck nicht mehr vibriert werden.

24510

Barcode

Typ 4, weiß

24511

Barcode

Typ 4, braun

Karton mit 20 kg
ab 3 Kartons
ab 5 Kartons

79,90

75,90

73,90



Artikulationsgips natur ▲

Für Bissverschlüsse, Übertragungssockel und Frästechnik, Fixieren von KFO-Sockeln, Bissregistrierung, Vorwälle und Frässockel, geringe Expansion und ausgezeichnetes Stellvermögen.

73149

Barcode

Typ 1, natur

Sack mit 25 kg
ab 5 Sack
ab 10 Sack

64,90
61,90
59,90

Stück
5,50



Gipsschaufel

Zinkblech, 20 x 7 cm.

95202

Barcode

Stück

5,50

Omni Einmal PE Schürze
finden Sie auf Seite 34



**Modellgips natur**

Bewährter Hartgips für breite, zahn-technische Anwendungsbereiche aus speziell ausgesuchtem Naturgestein mit dauerhafter Volumenstabilität. Hohe Druckfestigkeit, glatte Oberflächen und eine exakte Passgenauigkeit zeichnen dieses Arbeitsmaterial aus. Für die KFO-Arbeiten wird durch besonders weißes Naturgestein ein hoher Weißheitsgrad erreicht.

73142	Typ 3, blau
73143	Typ 3, gelb
73145	Typ 3, weiß
Sack mit 25 kg ab 5 Sack ab 10 Sack	39,90 37,90 35,90

**Modellgips synthetisch**

Synthetischer Hartgips nach DIN EN 26873. Besonders geeignet für den Bereich der Prothetik und Kieferorthopädie sowie zur Herstellung von Situations- und Gegenbissmodellen. Modelle mit sehr großer Härte. Gute Fließfähigkeit und geringe Expansion. Durch feinste Mahlung glatte Oberflächen.

24043	Typ 3, blau
24044	Typ 3, gelb
24045	Typ 3, weiß
Sack mit 25 kg ab 5 Sack ab 10 Sack	29,90 27,90 26,90

**Omnidanos**

Der Klassiker: Natur-Hartgips für vielseitige Anwendungen. Klasse 3. Omnidanos eignet sich universell für Modelle in der Total- und Teilprothetik, der Kieferorthopädie und weitere Modellarten. Seine cremige Konsistenz und schnelle Erhärtung ermöglichen zügiges Arbeiten und präzise Modelle. Farbe: blau. Indikation: Total- bzw. Teilprothetik und Kieferorthopädie.

40398	Typ 3, blau
Sack mit 25 kg ab 2 Sack	37,90 36,10

**Artikulationsgips
synthetisch**

Anwendungsgebiete: Einartikulieren von Arbeitsmodellen, Fixieren von Unterfütterungen und KFO-Modellen, Bissregistrierung, Vorwälle und Frässockel. Nach Ablauf der Verarbeitungszeit darf die Anmischung nicht mehr vibriert werden.

24509	Typ 1, weiß
Karton mit 20 kg ab 3 Kartons	59,90 56,90
ab 5 Kartons	54,90
ab 10 Kartons	51,90



technische Daten zu unseren Gipsen erhalten Sie unter
www.omnident.de/download.php



Omni Einmal
PE Schürze
finden Sie auf
Seite 34



Omni Tray Cleaner Konzentrat

Wirkstoffkonzentrat zur schonenden Reinigung von Abformlöffeln und Instrumenten. Löst sehr schnell Reste von Alginaten, Zinkoxyd-Eugenol-, Carboxylat-, Phosphat-, Glasionomer-Zemente, sowie thermoplastische Abformmassen und Wachse. Anwendung als 5 bis 10%ige Lösung, bei sehr starker Verschmutzung auch pur. Auch im Ultraschallbad verwendbar. Die Inhaltsstoffe sind biologisch abbaubar.

93023

Kanister 5 l
ab 2 Kanister

75,90
73,90

93022

Flasche 1 l

17,90

Kanister 5 l ab

73,90

Flasche 1 l

17,90



Omniprint P soft

Wie Omniprint P ein präzises Dentalabformmaterial auf A-Silikonbasis. Omniprint P Soft ist jedoch für eine geschmeidigere Verarbeitung etwas weicher eingestellt worden. Gegenüber Omniprint P mit einer Shore Härte A90, hat Omniprint P soft eine geringere Endhärte von A85. Omniprint P Soft ist ausschließlich für den zahntechnischen Gebrauch bestimmt. Farbe: blau.

111956
2 x 1,5 kg

69,90

111957
2 x 5 kg

209,50

91220
Messbesteck

gratis



2 x 5 kg Eimer

185,90



Omniprint P

Präzises Dentalabformmaterial auf A-Silikonbasis für höchste Ansprüche. Die Produkte werden aus ausgesuchten Rohstoffen mittels modernster Fertigungstechnologie in Deutschland hergestellt. Spezielle Füllkörper im Puttymaterial erleichtern das Amischen und perfektionieren die Homogenität des Mischergebnisses. Omniprint P ist ausschließlich für den zahntechnischen Gebrauch bestimmt. Shore Härte A90.

91218	2 x 420 ml Dosen	42,90
91219	2 x 5 kg Eimer	185,90
91220	Messbesteck	gratis



Flexibole Anmischbecher

Flexibole Anmischbecher für Gips und Einbettmassen, Stumpf- und Alginat-Abformmassen. Leicht zu säubern, lieferbar in 4 Größen. Farbe dunkelgrün.

72975	klein, Ø 8 cm / 150 mL	3,80
72976	mittel, Ø 10 cm / 350 ml	4,50
72977	groß, Ø 12 cm / 650 ml	6,70
72978	extra groß, Ø 14 cm / 850 ml	9,30



Silikon Anmischbecher

Silikon Anmischbecher für Autopolymerate. Für Silikone nicht geeignet. Ohne Ausgießtülle.

20610	klein, 8 ml	
Pckg. mit 3 Stück		8,60
20611	mittel, 18 ml	
Pckg. mit 2 Stück		9,90
20612	groß, 50 ml	
Pckg. mit 1 Stück		8,50

Sekundenkleber ▶

Cyan-Acrylat-Kleber mit hoher Klebefähigkeit. Klebt nasse und trockene Gipse spaltfrei.

82228

10 g Flasche
ab 5 Flaschen
ab 10 Flaschen

3,10
2,90
2,70

Flasche ab
2,70



smile price



Anmischblöcke ▶

Universal Anmischblock aus beschichtetem, abriebfestem Papier für Abformmassen, Zemente und Composites. Die Blöcke sind zweiseitig geleimt. Mit Anti-Rutsch-Streifen an der Unterseite.

20516	60 x 75 mm, 40 Blatt	2,60
20521	70 x 80 mm, 50 Blatt ab 10 Blocks (Großpckg.)	3,25 2,95
20523	125 x 180 mm, 25 Blatt	3,30
20520	150 x 240 mm, 35 Blatt	5,20
101536	33 x 35 mm, 40 Blatt Pckg. mit 10 Stck.	14,20



Käppchenfolie ▼

Weiches, elastisches Material. Rückstandslos verbrennbar. Verbindet sich nicht mit Acrylat. Für sämtliche Gussformteile, z.B. Kronen, Kappen usw.

81974

0,6 mm, ø 4,2 cm
Pckg. 100 Stck.
ab 10 Pckg.

9,90
9,60



Platzhalterfolie ▼

Dünne, gut tiefziehbare Folie. Verbindet sich nicht mit den Gussfolien OMNILEN und OMNIDUR. Schrumpfausgleichende Unterziehfolie bei der Herstellung von Gussformteilchen (Käppchen).

81975

0,1 mm, ø 4,2 cm
Pckg. 200 Stck.
ab 10 Pckg.

12,80
11,90



smile price



◀ Omnidouble

Additionsvernetzendes Dubliersilikon mit hoher Dimensionsstabilität, ohne Schrumpf bei Lagerung und mit her-vorragendem Rückstellvermögen. Dosierverhältnis 1:1. Lieferbar in normal, mittel und hart.

59252

Farbe blau, 15 Shore A-Härte
Pckg. 2 x 1 kg

61,90**59253**

Pckg. 2 x 6 kg

314,50**21962**

Farbe hellblau, 22 Shore A-Härte
Pckg. 2 x 1 kg

61,90**22034**

Pckg. 2 x 6 kg

314,50**59250**

Farbe gelb, 28 Shore A-Härte, hart
Pckg. 2 x 1 kg

61,90**59251**

Pckg. 2 x 6 kg

314,50

Stück
29,90

Omnidouble Küvette

Höhenverstellbare Küvette für die Silikon-Dublieretechnik aus Makrolon-Kunststoff. Verankerung durch konisches Manschettenteil. Inkl. Schaumstoffplatzhalter für Spardublierung.

19703

Stück

29,90

super models



Dowel Pins ▲

Modellstifte aus Messing, poliert.

79235 Größe 1

79236 Größe 2

Pckg. 100 Stck.
ab 5 Pckg.

3,60

3,30

79237 Größe 3

Pckg. 100 Stck.
ab 5 Pckg.

4,80

4,30

72475 Größe 2

Pckg. 1.000 Stck.
ab 3 Pckg.

30,00

28,50



Dowel Pins m. Steckstift ▲

Steckstift aus Speziallegierung. Diese Pins können durch Abwinkeln in jeder Steckrichtung leicht eingebracht werden.

79238 Größe 1

79239 Größe 2

Pckg. 100 Stck.
ab 5 Pckg.

6,05

5,85

79240 Größe 3

Pckg. 100 Stck.
ab 5 Pckg.

7,55


6,95

72400 Größe 2

Pckg. 1.000 Stck.
ab 3 Pckg.

46,85

44,00



Magnet System ▲

Das Magnet-System für die Split-Cast-Technik besteht aus leistungsstarken Dauermagneten, Magnettäpfen aus vernickeltem Metall, Haftscheiben mit seitlicher Rändelung oder mit Lappenretentionen. Passend für SAM, Heraeus CL-SCS oder Adesso Split.

57658

Rundmagnete aus Hartferrit,
Ø 20x6 mm, axial magnetisiert


Pckg. mit 10 Stck.
ab 5 Pckg.

4,85

4,65

ab 10 Pckg.

4,40



33278

Haftscheiben, gedreht, mit seitlicher Nut, galvanisch veredelt

Pckg. mit 50 Stck.
ab 5 Pckg.

35,90

30,90

ab 10 Pckg.

28,90

33287

Haftscheiben, gestanzt, mit 4 aufgekanteten Ohren, galvanisch veredelt

Pckg. mit 50 Stck.
ab 5 Pckg.

25,90

21,90

ab 10 Pckg.

20,90

Stück ab

4,-



Sockelformer ▲

Der Sockelformer aus elastischem Gummi gewährleistet ein leichtes Entformen der Modelle und sorgt für eine saubere und schnelle Modellerstellung. Das Material ist robust und pflegeleicht. Für OK und UK lieferbar.

23867

Form 1 klein

23868

Form 1 groß

Stück
ab 5 Stück
ab 10 Stück

4,59

4,25

4,00

Sockelformer Splitcast ▲

Sockelformer speziell für die Splitcast-Technik. Aus elastischem Gummi. Robust und pflegeleicht. Für OK und UK lieferbar.

23758

OK

23759

UK

Stück
ab 5 Stück
ab 10 Stück

5,19

4,80

4,55

smile price

Stück ab
4,55





◀ Prothesenfinish

Dient zum Entfernen von Monomerresten auf prothetischen Arbeiten. Es wertet alle fertig gestellten Arbeiten auf und verleiht dem Objekt einen angenehmen frischen Geschmack. Die Arbeiten werden zusätzlich durch einen zurückbleibenden Hochglanz veredelt. Zusätzlich wirkt OMNIDENT Prothesenfinish bakterizid und ist dermatologisch getestet.

19352

Flasche 75 ml

9,90



Eimer 10 kg ab

71,90



▼ Silikon Knetmasse Labor

In besonders geschmeidiger Qualität und damit einfacher zu verarbeiten! Kondensationsvernetzendes Silikon mit sehr hoher Endhärte zum zahntechnischen Einsatzzweck (z. B. für Vorbisswälle, Ausblockungen oder Fixationen), knetbar, optimales Preis-/Leistungsverhältnis, hervorragend zu verarbeiten, klebefrei, hitzebeständig. Extrem hohe Shorehärte: 90. Farbe: blau.

Dose 900 ml ab
14,90



76460

Dose 900 ml, 1,6 kg
1/4 P

16,90
14,90

36463

76461

Eimer 5.500 ml, 10 kg
ab 2 Eimer

74,90

76462

Härterpaste Labor, 6 Min.
Farbe: rot, Tube 35 ml
ab 10 Tuben

6-90

116533

Barcode

4,95



◀ Bisswälle

Erleichtern Sie Ihre Arbeit durch vorgeformte, den Kieferverhältnissen entsprechende Bisswälle.

54821 gelb, weich

54824 rot, hart

Pckg. 100 Stück **27,90**



◀ Bissnehmewachs

Erwärmt so zäh wie Bienenwachs, abgekühlt absolut formfest.

54819 gelb, weich

54822 rot, hart

Pckg. 490 g **14,90**

54820 gelb, weich

54823 rot, hart

Pckg. 1.850 g **44,90**

wachstum



Pckg. 500 g ab
6,90



Modellierwachs ▼

In Tafeln zu 185 x 83 mm. Rosa. Zähelastisch, nicht schmierend. Nach dem Erwärmen lang knetbar und nach dem Abkühlen hart und formbeständig. SO = Sommerqualität, WI = Winterqualität.

54805	mittel	1,25
54806	SO	1,25
54807	WI	1,25
54808	mittel	1,5
54809	SO	1,5
54810	WI	1,5
Pckg. 500 g		7,90
54811	mittel	1,25
54812	SO	1,25
54813	WI	1,25
54814	mittel	1,5
54815	SO	1,5
54816	WI	1,5
Pckg. 2.500 g		31,30

Modellierwachs spezial ▲

In Tafeln zu 185 x 83 x 1,25 mm. Besonders elastisch, kantenfest und rasch erstarrend. Gute Schnitt- und Modellierfähigkeit. Spezialqualität rosa. Sommerqualität.

88345

Pckg. 500 g	8,60
ab 10 Pckg.	7,60
ab 50 Pckg.	6,90

37955

Pckg. 2.500 g	32,90
ab 3 Pckg.	29,90
ab 5 Pckg.	28,90

Pckg. 250 g ab
11,50



Wachsdraht ▲

Geschmeidig und spannungsfrei. Leichtes Anwachsen an das Gussobjekt ohne unbeabsichtigtes Verformen.

Wachsdraht blau, hart

54895	2,0 mm
54896	2,5 mm
54897	3,0 mm
54898	3,5 mm
54899	4,0 mm
54900	5,0 mm

Pckg. 250 g

Wachsdraht grün, mittelhart

54849	2,0 mm
54850	2,5 mm
54851	3,0 mm
54852	3,5 mm
54853	4,0 mm
54854	5,0 mm

Pckg. 250 g
ab 5 Pckg.

12,50
11,50



Geräte

Stück
429,-



2
Jahre
Garantie

◀ OmniSonic basic

Das OmniSonic basic zeichnet sich durch sein gutes Preis-Leistungsverhältnis aus. Die 2 Ultraschallwellengeneratoren entwickeln eine erhöhte Reinigungsleistung.

- 3 Liter Ultraschallwanne aus rostfreiem Stahl
- Arbeitszeit mechanisch zwischen 1-30 Minuten einstellbar
- konstante Heizung bei 60° C
- kompakte Abmessungen (256 x 156 x 220 mm)
- Leistung: 250 Watt
- Farbe: weiß, RAL 9002

120752
Stück (ohne Zubehör)

429,00

OmniSonic 3D ▶

Mit der Sweep-Mode-Technologie werden permanente Frequenzwechsel generiert. Dadurch wird eine besonders gründliche und schnelle Reinigung erzielt. Es stehen Zykluszeiten bis 30 Minuten bei einer konstanten Temperatur von 60 °C zur Verfügung.

- 3 Liter Edelstahlwanne
- E-Light Lichtsystem
- kompakte Abmessungen (260 x 220 x 156 mm)
- Leistungsaufnahme: 280 Watt

120756

Stück (ohne Zubehör)

489,00



neues Design
einfach
zu reinigende
Oberfläche

2
Jahre
Garantie

Stück
489,-

Zubehör passend für OmniSonic basic / 3D

① **120753**
Kunststoffdeckel, Stück

③ **120755**
Halter für 2 Becher (Kunststoff),
Stück

⑤ **130427**
OmniSonic Folientestrahmen,
195 x 195 mm, Stück


② **120754**
Einhängekorb Edelstahl,
Stück

④ **120757**
Glasbecher 600 ml, Stück

14,90

26,50

11,90





Filterbeutel

Passend für Einzelplatzabsaugungen.
Geeignet für alle Staubklassen M DIN
60335269.

70835

für Freudig TA035
Pckg. 3 Stck.
ab 2 Pckg.

29,90
27,90

62533

für H&R 42015, Stück
ab 2 Stück

15,90
13,90

70834

für KaVo 0.6582160
Pckg. 5 Stck.
ab 2 Pckg.

41,90
39,90

Stück ab
13,90

smile price



Langzeitfilter KaVo

Omni Langzeitfilter für KaVo Extramatic und Absromatic. Das Langzeitfilter-system sorgt mit integriertem Duplex-Sicherheitsfilter für maximalen Gesundheitsschutz.

70981

für KaVo 0.6571142
Stück

149,00



Stück
149,-

**OMNI
DENT®**

We care. You smile.

Das komplette
OMNIDENT
Lieferprogramm



tagesaktuell



mit Depot-
Direkt-Links

Der
OMNIDENT
Online-
Katalog



**web
and
win**

www.omnident.de

Ihre Dental-Union Depots auf einen Blick

OMNIDENT Produkte erhalten Sie exklusiv über die Dental-Union. Europas größtes Zentrallager mit modernster Logistik sorgt für schnellste Bearbeitung Ihrer Aufträge. Bei annähernd 100 Dental-Union Depots in Deutschland und Europa ist auch ein Depot in Ihrer Nähe.

Aktuelle Adressen und die kompletten Kontaktdaten aller Dental-Union Depots finden Sie jederzeit im Netz unter www.dental-union.de oder Sie können einfach den untenstehenden QR-Code.

ALTSCHUL.
GRILL & GRILL



BCO
dental

C. KŁOŚ DENTAL
Einrichtung · Material · Planung · Service

CUTDENTAL
SCHNELL UND DIREKT

DENSION
Dental GmbH & Co. KG

dental 2000
Full-Service-Center



dental EGGERT

DENTALVERSENDER

denteris

funck
DENTAL-MEDIZIN GMBH HEIDELBERG

futura·dent
Fachhandel · Beratung · Service

GARLICH & PARTNER
Oldenburger Dental - Depot seit 1927
Tel.: 0441 - 955 95 0 · Fax: 0441 - 955 95 99

GERL.
DENTAL

NIHO
DENTAL

KERN
Mein Dental-Depot.

KLAPPER
ZÄHNCHEN

minilu.de
... macht mini Preise

Med-Dent24



SHOPPING.DENTAL

VAN DER VEN

WOLF+HANSEN
Dental-Depot

Copyright © 2018

OMNIDENT Dental-
Handelsgesellschaft mbH
Gutenbergring 5
D-63110 Rodgau



www.dental-union.de

Gültig vom 01.09.2019 bis 31.08.2020

Alle Preise in diesem Katalog sind unverbindliche Preisempfehlungen der OMNIDENT Dental-Handelsgesellschaft mbH.

Zu den Preisen kommt die jeweils gültige gesetzliche Mehrwertsteuer. Es gelten die Zahlungs- und Lieferbedingungen des jeweils die Bestellung annehmenden Dental-Union Fachhandelsdepots.

Mit Erscheinen dieses Katalogs verliert der bisherige OMNIDENT Katalog seine Gültigkeit. Produktänderungen, Abweichungen von Farben oder Designs sowie Irrtum bei Beschreibung und Preisen behalten wir uns vor.

Alphabetisches Stichwortverzeichnis

A bis N

A	
A-Silikon	4, 105
Abdrucklöffel	10, 11
Abdruckdesinfektion	22
Abformmaterial	4 – 9, 105
Abrichtstein	92
Absauganlagendesinfektion/-reiniger	17
Absaugkanülen / <i>Absaugkanülen kids</i>	45
Adapter für Ölspray	28
Alginate	8, 9
alkoholfreie Flächendesinfektion	20
Alustral	90
Anmischbecher	106
Anmischblöcke	44, 106
Anmischspatel	9, 76
Antifog Mundschutz	41
Applikationskanülen	52, 53
Applikatoren	42, 44
Arterienklemmen	74, 77
Artikulationspinzette	71
Ätzgel	53
Aufsteckzahnbursten	67
Aufwachsinstrumente	76, 77
B	
Befestigungszement	47, 48
Bib Holder	33
Bissnehmewachs	110
Bissregistrierung	6, 7
Bisswälle	110
Bleaching	65
Bodendesinfektion	22
Bohrerbad	22
Bohrerreinigungsbürsten	91
Bondingmaterial	51
Bowie & Dick Test	26
Brownies	93
Bulk Fill / Bulk Fill SDC	49
C	
C-Silikon	5, 109
CAD/CAM Rohlinge	84 – 89
Cera Blast	90
Chemikalien-Schutzhandschuhe	37, 38
Compomer	49
Composite	49, 50
Coolpack mini	55
Coolpack sports	55
D	
Dappengläser, Dappenbehälter Einweg	54
Deep Liquids	84, 85, 88
Dental Vlies	101
Desinfektionsmittelspender	15
Desinfektionsplan	12
Desinfektionstücher	18, 23 – 25
Desinfektionswanne	28
Dispenser	7
Dosierpumpe 5L/10L Kanister	14
Dowel Pins	108
Dubliersilikon	107
Durchlaufsiegelgerät	27
Dynamischer Mischer	4, 46
E	
Einmalhandtuch	29 – 31
Einmalhandtuchspender	29, 31
Einmal PE Schürze	34
Einmal-Speichelsauger	42
Einmalzahnbüsten	33
Einweg-Patientenumhänge / Spender	34
Einwegpinsel / mit Griff / Set	48
Ehrcke-Löffel	10
Endo-Instrumente	80, 81
Erfrischungstücher	58
Etikettierer / Etiketten P2	27
Extraktionszange	73
F	
Falthandtücher	30, 31
Feuchttücher	18, 24
Filterbeutel für Absauganlagen	17, 113
Flächendesinfektion	16, 18, 20 – 24
Flowables	49, 50
Flüssighärter	5
Folierschweißgerät / Rollenhalter	27
Füllungsmaterial	49, 50
G	
Geräte	27, 29, 58, 69, 112
Gips- und Wachsmesser	76
Gipse, Gipsschaufel	102, 103
Gipszange	77
Glass-Ionomer Zement	47
Glaswaren	54
Greenies	93
Guttaperchaspitzen	82
H	
Haftvermittler	51
Halter für IDBH	60
Handtuchspender	29, 31
Hartmetallfräser	96 – 99
Hautpflege	12 – 14
Haut- und Nagelbalsam	12
Handschuhe	36 – 39
Handtücher	29 – 31
Handy 2+	58
Händedesinfektion / Gel	13
Händewaschung	14
HD Ronden und Liquids	84, 85, 88
Heatless Steine	92
Hedströmfeilen	80
Heidemann-Spatel	70
Helix-Test / <i>Helix-Test pro</i>	26
High protect Nitrilhandschuhe	38
HTL Ronden und Liquids	84 – 86, 88
I	
Ice Brush	66
Indicator Zahnbürsten	67
Ink Test	26
Interdentalbüsten	60, 61
Injektionskanülen	56
Instrumentendesinfektion	19
Instrumentenschutzkappen	28
Interdentalbüstenhalter	60
Interfold Papierhandtücher	30, 31
Intraoraltips	46
K	
Kältekompresse	55
Kältespray	55
Kanisterzubehör	14
Käppchenfolie	107
Kapsel Aktivator / Kapsel Applikator	47
KaVo-Filterbeutel / Langzeitfilter	113
K-Bohrer, K-Feilen	80, 81
Kinderzahnbüsten	67, 68
Klemmen	74, 77
Knetmasse Praxis	5
Knetmasse Labor	109
Komposit	49, 50
Kompomer	49
Kopfschutztaschen	34
Korrekturmatrial	4
Kramponzange	77
Kronentrenner	79
Kugelstopfer	71
L	
Labor Einmal PE Schürze	34
Langzeitfilter	113
Latexhandschuhe	36, 37
Le Crom Modellierinstrumente	76
Liquids für Ronden	84 – 88
Löffeladhäsiv	5
Löffelmaterial	100
Lötpinzette	77
Luniatschek	75
M	
Magnet-System	108
Mandrelle	93
Matrizenband	53
Matrizenspanner	53
Metal Primer	51
Minibrush, Minibrush soft / medium	57
Mischkanülen / Mixing Tips	46
Modellierwachse	111
Muffelring-Einlagen	101
Multitupfer / <i>Multitupfer steril</i>	35
Multicut	79
Multi Ronden	86, 88
Mundschutz	40, 41
Mundspiegel, Mundspiegelgriffe	72
Mundspülbecher	43
Mundspülbeckenreiniger, -desinfektion	14, 17
N	
Nadelhalter	74
Nitril Handschuhe	38, 39
Normtrayeinlagen	32

Alphabetisches Stichwortverzeichnis

0 bis Z

O

Oberflächenreiniger	16
Oberflächendesinfektion	16, 18, 20 – 25
Ölsprays, Ölspray-Adapter	28
Okklusionsspray	51, 109
Omni clean and polish /-repair	57
Omnibag Sterilisationsbeutel	27
OmniBiozid / plus	20
Omnibite	6, 7
Omnibrush	42, 44
Omnicare	14
OmniCEM SE	48
OmniCeram Bulk Fill / Bulk Fill SDC	49
OmniCeram évolution /-évolution flow 2.0	50
OmniCite 2.0, OmniCite All'N'One	51
Omnicolor	9
Omni Compormer	49
Omnicups PP	43
Omnicut	79
Omnidouble, Omnidouble Küvetten	107
Omnidrill	22
omniDYNE	62
Omni-Etch	53
Omnifill C	47
Omniflow, Omnidflow Handy 2+	58, 59
Omnifol Sterilisationsfolie	27
Omnifresh Ultrasoft	33
OmniGloss	78
Omnihand / Omnihand Gel	13
Omni high protect Nitrilhandschuhe	38
Omnimask	40, 41
Omni Minibrush / Minibrush soft / medium	57
Omnipol	93 – 95
Omniprint P / Omniprint P soft	105
Omniprotect	33
Omnipur	22
OmniRound	78
OmniSeal Plus	27
Omnisept / Omnisep Plus	19
Omnisept IMP	22
Omnisil A	4
OmniStar / OmniStar touchless	15
Omnisonic	69, 112
Omnisuc-/Filter, Omnisuc Cleaner	17
Omnisuc W	17
Omnitemp C, Omnitemp C Mischkanülen	47
Omnitemp KB	47
Omni Tip Cover	28
OmniTip ZEG-Spitzen	58
Omnitips	48
OmniTouch	12
Omniwipes, Omniwipes Lemon	16, 18
Omniwipes Dry, Omniwipes Dry SuperSoft	25
Omniwipes Dry Velours	23
Omniwipes wet & easy / plus	18
Omniwipes wet	24
Omni-Z Einmalhandtücher	29 – 31
Omnizid / fleur	21, 23
Omnizid 35	21
One4All Ronden	87, 88
OraCare Mundspülösung	64
Orange Cleaner	14
Oshibori	58

P

P2 Etikettierer / Etiketten	27
Papierhandtücher	29 – 31
Papierspitzen	83
Parodontalsonde	70
Pastenhärter	5, 109
Pasterkanülen	52, 53
Patientenumhänge / Patientenservietten	33, 34
PE Einmal Schürze	34
PEEK Ronden	89
Perio Spitzen	58
Permanenter Befestigungszement	48
Personenschutzhandschuhe	37, 38
Pinselbürsten	90
Pinzetten	71, 75, 77
PL Tips	52
Planstopfer	70
Platzhalterfolie	107
Polierbürsten	57, 90, 91
Polierer f. Hand- u. Winkelstücke	93 – 95
Polierer – Komposit	78, 93
Polierkelche	57
Polierpasten	57
ProfiCups / medium	57
ProfiCleaner Surface/Sanitary	16
Prophylaxegerät	58
Prophylaxepaste	57
Prophylaxepulver	59
Prothesenbürste	66
Prothesenfinish	109
Provisorische Versorgung	47
Provisorischer Zement	47
Prov. Kronen- und Brückenmaterial	47
Putty Ommisil A	4

R

Radbürsten	90
Raspatorium	75
Rollenspender	29
Ronden	84 – 89
Rosa Pearl Nitrilhandschuhe	39
Rosenbohrer	78

S

Safetec Untersuchungshandschuhe	37
Salivasept / Saliva Nanosept	14
Sanitäreiniger	16
Schaumstofffeinsätze Endo	83
Schaumstoffpellets	35, 56
Scheren	74
Schiendenden	63
Schleifkörperprogramm	93 – 99
Schutzkappen für Instrumente	28
Schwebetischauflagen	32
Seal Test	26
Seifenspender	15
Sekundenkleber	106
Sensitiv Handschuh	37
Sensorspender	15, 29
Select Handschuh	37
Servietten / Serviettenhalter	32, 33
Serviettenkettchen	72
Siegelpföt	27
Silikon Knetmasse	5, 109
Skalpellhalter	75
smile Ronden und Liquids	85, 86
Sockelformer	108
Soft Vinyl- / Soft Nitril Handschuh	38, 39
Spatel	9, 70
Speibeckeneriniger	14, 17
Speichelsauger	42, 45
Spezial Schleifsteine	92
Sprühdesinfektion	20, 21, 23
Steri Rollenhalter	27
Sterile Mulltupfer	35
Sterilisationsfolie / -beutel	27
Strahlmittel	90
Surface Liquids	86

T

Tamponadenstopfer	77
Tasterzirkel	76
Teleskopzange	77
Tintentest	26
Tip Cover	28
Tray Cleaner	104
Tray Papier	32
Trockentücher	23, 25
T-Ölspray	28

U

Ultra Orange	14
Ultragrip Handschuh	36
Ultraschall Reinigungsgerät	69, 112
Universal Ölspray	28
Untersuchungshandschuhe	36 – 39

V

Vinyl Soft Untersuchungshandschuhe	36
Violet Pearl Nitrilhandschuh	39
Vollviruzide Desinfektion	18 – 20

W

Wachsdraht	111
Wandspender	15, 29, 31
Wash Test	26
Wattekügelchen	35, 55
Watterollen	44
White smile	65
WHO-Sonde	70
Wischdesinfektion	16, 18, 20 – 25
Woll- und Nesselschwäbeln	91
Wurzelheber	75
Wurzelkanalinstrumente	80, 81

Z

Z-CAD CAM Rohlinge	84 – 88
Zahnbursten	33, 66–68
Zahnfleischscheren	74
Zahnpasta	62
Zahnputzsets Kids	67
Zahnseide	65
Zahnspangenboxen	62
Zahnreinigung	58, 60 – 68
Zahnsonden	71
Zahnwatterollen	44
Zahnzangen	73
Zangen	73, 77
ZEG-Spitzen	58
Zellstofftupfer	35
Zelltuchservietten	32
Zementspatel	70
Zirkon Ronden	84 – 88
Zylinder-Ampullen-Spritze	56



High Five!

Extra lang:
30 cm
Gesamtlänge

Pckg. 100 Stück ab
7,99

Schutz-
klasse (PSA)
Kategorie
III

gegen
hohe
Risiken!

Höchstmöglicher Schutz war uns ja schon immer ein Anliegen. Aber unser neuer OMNI high protect Nitrilhandschuh setzt jetzt in Sachen Schutz durch seinen extralangen Schaft noch mal einen drauf: Echte 30 Zentimeter – ist das nicht die Höhe?



Omni
high protect
Nitrilhandschuhe
finden Sie auf
Seite 38

24 Stunden Lieferservice
exklusiv über Ihr Dental-Union Depot alle Depots auf Seite 115