



CediTEC® DB Denture Base

High-impact PMMA zur Herstellung von Prothesenbasen für herausnehmbaren Zahnersatz

- PMMA mit hoher Schlagzähigkeit und Festigkeit für eine lange Tragedauer
- Hochqualitative Prothesenbasen, jederzeit reproduzierbar
- Drei Farben für ein ästhetisches Ergebnis
- Sehr gute Polierbarkeit – Individualisierungen jederzeit möglich

NEU



Disc 1 x 30 mm, ø 98 mm

pink	REF 6195
dark-pink	REF 6196
orange-pink	REF 6197

71,90 €

Beim Kauf von zwei Disc CediTEC DB und einer Disc CediTEC DT erhalten Sie 1 Packung CediTEC Adhesive gratis*

CediTEC® DT Denture Teeth

CAD / CAM Composite für Prothesenzähne

- Individuell, hochwertig & ästhetisch – für das perfekte Ergebnis
- Kompatibel mit allen handelsüblichen Composites – für weitere Individualisierungen
- Zeit- und kosteneffizient – jederzeit und schnell reproduzierbar



Disc 1 x 20 mm ø 98 mm

A1 REF 6085	A3 REF 6087
A2 REF 6086	BL REF 6088

143,80 €

CediTEC® Adhesive

Befestigungssystem für Prothesenzähne in Prothesenbasen

- Punktgenaue & sparsame Applikation – direkt aus der Mischkanüle
- Saubere & wirtschaftliche Dosierung – dank praktischer Kartusche



REF 6082 Set Kartusche 80 g CediTEC Adhesive, Flasche 4 ml CediTEC Primer, Zubehör

133,50 €

VOCO TRUSTED PARTNER

Unsere Trusted Partner finden Sie auf der Rückseite.



Bifix® Hybrid Abutment

Dualhärtendes, universelles Befestigungs-composite zur intra- und extraoralen Anwendung

- All-in-one – permanente Befestigung aller gängigen Dentalmaterialien wie z.B. Metall, Keramik, Zirkoniumdioxid und Polymer
- Höchste Flexibilität – Einsatz intraoral in der Praxis und extraoral im Labor
- Ideal auch zur Weitergabe an Praxen
- Hochästhetisch – die perfekte Maskierung dunkler Untergründe durch hochopake Farben
- Mit Try-In Pasten – präzise Farbsimulation



REF 2995 Implant Set mixed – entspricht REF 2410 + 2412 + 2413 (3 × QuickMix Spritze 10 g, 3 × Try-In Spritze 2,5 g, Zubehör)

409,00 €

588,60 € UVP***

**30%
gespart****

REF 2411 QuickMix Spritze 10 g (universal HO)

REF 2412 QuickMix Spritze 10 g (weiß HO)

REF 2413 QuickMix Spritze 10 g (transluzent)

+ jeweils inkl. Try-In Spritze 2,5 g, Zubehör

165,40 €

REF 2410 Implant Set QuickMix Spritze 10 g (universal HO), Try-In Spritze 2,5 g, Ceramic Bond Flasche 5 ml, Futurabond U SD 5 Stk., Zubehör

207,00 €

257,80 € UVP***

**20%
gespart****

SolFlex 3D-Drucker

Digitale, additive Zahnheilkunde

- Großes Baufeld – bei kleiner Druckergrundfläche
- Schnell – druckt bis zu 120 mm/h¹
- WIFI – für drahtlose Übertragung der Druckdaten


PowerVat

- PowerVat – verschleißfrei und langlebig
- Materiallagerung in der Wanne möglich
- Kostengünstige Austauschfolie



REF 9310 SolFlex 170 HD 3D-Drucker

13.700,00 €



Generativ hergestellte Prothesenbasen

SolFlex 170 HD	
Abmessungen	318 × 296 × 468/680 mm / ca. 15 kg
Baufeldgröße	68 × 121 × 180 mm (B × T × H)
Belichtungs-technologie	385 nm UV-LED DLP®
Pixelgröße	63 µm²
Schichtstärke	25 - 200 µm
Druckgeschwindigkeit	bis zu 120 mm/h ¹
Verbindung	Ethernet, USB, WIFI

Max. Druckkapazität	
Modelle	3 / 6 ³
Bohrschablonen	3 / 6 ³
Schienen	6 / 12 ³
Prothesenbasen	3

¹ Abhängig von der Schichtdicke, Material etc. ² Pixelgröße und Druckvolumen können variieren.

³ Ganzkieferschiene, -Modell oder -Bohrschablone. In einem bzw. zwei Stockwerken mit individuellen Supportstrukturen gedruckt.

V-Print®

Material für 3D-Druck

- Sofort ohne aufschütteln einsetzbar – V-Print's sind sedimentationsstabil
- Sichere Entnahme von der Bauplattform – Hohe Grünfestigkeit
- Schnell und kosteneffizient – Nachbelichtung ohne Schutzgas
- Sicher für Anwender und Patienten – Dank biokompatibler Medizinprodukte

Hohe
Prozesssicherheit,
da kein Aufschütteln
notwendig



V-Print splint

Therapeutische Schienen, Hilfs- und Funktionsteile die Diagnose betreffend, Bleaching-Schienen (Home-Bleaching)



Flasche 1000 g clear
REF 6044 MP IIa

432,00 €



NEU


V-Print splint comfort

Therapeutische Schienen, Hilfs- und Funktionsteile die Diagnose betreffend, Bleaching-Schienen (Home-Bleaching), Gaumenplatten



Flasche 1000 g clear
REF 6126 MP IIa

432,00 €



V-Print model fast

Schnelldruckbare Modelle, speziell für die dentale Tiefziehtechnik



Flasche 1000 g blue
REF 6125

225,00 €



V-Print model

Gesamtes Modellspektrum der Zahntechnik



Flasche 1000 g beige
REF 6042

359,00 €

VOCO



TRUSTED
PARTNER



Alle Druckpartner finden Sie
unter www.voco.dental/3dprintingpartners



ACKURETTA

ASIGA



dental wings

MI

4+1*

Beim Kauf von
4 Flaschen erhalten Sie
eine weitere gratis dazu



V-Print Try-In
Einprobekörper für die
Prothetik



Flasche 1000 g beige
REF 6049 MP I

359,00 €



V-Print SG
Dentale Bohrschablonen



Flasche 1000 g clear
REF 6043 MP IIa

432,00 €




Passt zum
CediTEC-System

V-Print dentbase
Prothesenbasen für die
abnehmbare Prothetik



Flasche 1000 g pink
REF 6048 MP IIa

359,00 €



V-Print tray
Individuelle Löffel,
Basisplatten und
Bissregistrare



Flasche 1000 g blue
REF 6047 MP I

259,00 €



V-Print cast
Rückstandslos verbrenn-
bare Objekte für Gieß-
prozesse und Presskeramik



Flasche 1000 g blue
REF 6045

299,00 €

Grandio® blocs / Grandio® disc

Nanokeramisches Hybrid CAD / CAM-Material

- Zur Herstellung von definitiven Kronen, Inlays, Onlays, Veneers und implantatgetragenen Kronen
- Höchster Füllstoffgehalt (86 Gew.-%)
- Kein Brennen erforderlich
- Beste Polierbarkeit und Reparaturfähigkeit
- Ideal fräs-/schleifbar auch bei dünnen Rändern



REF 6000 **Set Blocks** 2 x Gr. 12 (A2 LT, A3 HT), 3 x Gr. 14L (A3 LT, A3 HT, A3.5 LT), Bifix QM QuickMix Spritze 10 g universal, Futurabond U *SingleDose* 5 Stk., Ceramic Bond Flasche 5 ml, Dimanto Set, Zubehör

281,40 €
371,80 UVP***

24%
gespart**

Grandio disc
1 x 15 mm (Ø 98 mm)
(REF siehe Tabelle unten)

408,00 €


Grandio blocs
5 x Gr. 12 LT / HT
(REF siehe Tabelle unten)

109,10 €

Grandio blocs
5 x Gr. 14L LT / HT
(REF siehe Tabelle unten)

117,10 €

**Auch für PlanMill®
erhältlich**



Farbe	A1 LT	A2 LT	A3 LT	A3.5 LT	B1 LT	C2 LT	BL LT	A1 HT	A2 HT	A3 HT	A3.5 HT
Blocks 12	6003	6004	6005	6006	6007	6008	6009	6012	6013	6014	6015
Blocks 14L	6018	6019	6020	6021	6022	6023	6024	6027	6028	6029	6030
Disc 15 mm	6050	6051	6052	6053	6054	6055	6056	6057	6058	6059	6060

VOCO



TRUSTED
PARTNER



Alle Fräspartner finden Sie unter
www.voco.dental/systempartner

vhf
imes-icore®

Zirkonzahn®
PLANMECA

DGSHAPE
exocad

Structur CAD

CAD / CAM Composite für temporäre Versorgung

- Schnelle und effiziente CAD / CAM Herstellung von passgenauen temporären Restaurationen
- Höchste Qualität und Ästhetik für eine lange, sichere Tragedauer – besonders geeignet für Langzeit-Provisorien und semi-permanente Restaurationen
- Exzellente Kantenstabilität
- Müheloses Polieren und Individualisieren – intra- und extraoral



Blocks 5 × Gr. 40L

A1	A2	A3
REF 6076	REF 6077	REF 6078

83,60 €

Disc 1 × 20 mm (ø 98 mm)

A1	A2	A3
REF 6071	REF 6072	REF 6073


126,00 €



Ausgangssituation – Close-up




Structur CAD nach dem Einsetzen



VOCO TRUSTED PARTNER

Alle Fräspartner finden Sie unter www.voco.dental/systempartner



*Nach Bestellung und Lieferung der geforderten Menge durch das von Ihnen gewählte Depot erhalten Sie eine weitere Packung direkt von VOCO als Rabatt geliefert. Gilt nur für gewerbliche Labore. **gegenüber Einzelkauf ***Summe der Einzelpreise

Ihre Bestellung

Zur Bestellung der gezeigten VOCO Highlights sprechen Sie bitte Ihr Dentaldepot oder Ihren VOCO-Außendienstmitarbeiter an. Angebote sind nur gültig bei teilnehmenden Handelspartnern. Sonderpreise Ihres Depots werden in jedem Fall berücksichtigt.

VOCO-Kundenservice

Freecall: 00 800 44 444 555

Fax: +49 (0) 4721-719-2931 · E-Mail: service@voco.de

Dieser Prospekt wurde überreicht durch: