

hf Surg®



Fibromentfernung mit Schlingenaufsatz



Gingivektomie zur Freilegung der Präparationsgrenze vor Abdrucknahme



Frenektomie



CUT/CUTCOAG

Kompaktes HF-Chirurgiegerät

- Für skalpellfeine, drucklose Schnitte
- Die Frequenzform ermöglicht „Schneiden“ und „Schneiden mit Koagulation“
- Schnelle und schmerzarme Wundheilung

Frequenz + Leistung: 2,2 MHz, max. 50 W
Netzanschluss: 230 V / 50 Hz
Maße + Gewicht: H 8,5 x B 18,5 x T 17,5 cm, ca. 1,6 kg

Gerät inkl. Fußschalter, autoklavierbarem Handstück, Elektrodenatz (4 St.: Nr. 1, 2, 13, 15), Neutralelektrode, Netzkabel und Medizinproduktebuch

___ St. 1.238,99€ **1.099,00€** 120034

hf1 Surg bipolar



Sanfter Wiederverschluss nach Frenektomie mittels Bipolarpinzette (keine Naht erforderlich)



Vestibulumplastik



CUT COAG BIPOL

HF-Chirurgiegerät

- Die drei Frequenzformen ermöglichen alle Behandlungsarten: Schneiden, Schneiden mit Koagulation zur Blutstillung, Koagulation, Koagulation impulsweise zum schonenden Verschweißen kleiner Gewebeteile
- Anschlussmöglichkeit für eine Bipolar-Pinzette*

Frequenz + Leistung: 2,2 MHz, max. 50 W, Netzanschluss: 230 V/50 Hz
Maße + Gewicht: H 13 x B 22 x T 25, ca. 2,7 kg

Gerät inkl. Fußschalter, 2 autoklavierbaren Handstücken, Elektrodenatz (6 Stück: Nr. 1, 2, 15, 13, 31, 33), Neutralelektrode, Netzkabel und Medizinproduktebuch. Bipolar-Pinzette optional.

___ St. 2.834,99€ **2.599,00€** 47039

hf bipolar-Pinzette, 160 mm gekröpft
___ St. 235,73€ **219,00€** 99574

hf bipolar-Kabel, 1,5 m (für Pinzette)
___ St. 98,69€ **89,90€** 125219

*Nicht beim Gerätekauf enthalten

CUT COAG BIPOL PDT LASER

Kombinationsgerät aus Laser und HF-Technologie

- Voreingestellte Programme für alle Anwendungsmöglichkeiten
- Individuelle Programmierung möglich

Netzanschluss: 230 V/50 Hz, Maße + Gewicht: H 13 x B 30 x T 25 cm, 3,5 kg

Gerät inkl. Fußschalter, 2 Laser-Handstücken, 2 Bare-Faser, 2 HF-Handstücken, 6 HF-Instrumenten, Neutralelektrode, 4 Laserschutzbrillen, Türkontakt/Interlock, Netzkabel und Medizinproduktebuch. Bipolar-Pinzette optional.

___ St. 9.448,95€ **8.290,00€** 56715

LaserHF®



Koagulieren: Darstellung der Präparationsgrenze



LLLT: Laserlicht-Therapie einer Aphthe



Schneiden: Entfernung eines Fibroms



Implantatfreilegung



aPDT: Desinfektion der Wurzelkanäle



>> BESTELLUNG

Bestellen Sie jetzt bei Ihrem Dental-Union Depot. Kontaktadressen für Ihre Bestellung finden Sie unter www.dental-union.de im Bereich „Depots“. Angebot solange der Vorrat reicht, gültig bis 30.11.2022. Druckfehler und Irrtum vorbehalten. Die Abbildungen können hinsichtlich der Farbgebung etc. Abweichungen vom Original-Produkt aufweisen. Die Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung der Dental-Union GmbH zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.



Dental-Union GmbH
Gutenbergring 7-9
63110 Rodgau
www.dental-union.de

Geräteeinweisung im Wert von 250 € inkl.

Laserschutzkurs in Ihrer Praxis im Wert von 1.000 € inkl.



Wählen Sie das passende Gerät für Ihren Praxis-Workflow.

CUT/CUTCOAG



Gingivektomie

CUT COAG BIPOL



Vestibulumplastik

CUT COAG BIPOL PDT LASER



Implantatfreilegung



hf Surg®

1.238,99€ **1.099,00€**



hf1 Surg bipolar

2.834,99€ **2.599,00€**



LaserHF®

9.448,95€ **8.290,00€**

Schmerzfrei - Angstfrei - Begeistert



Intralingamentäre Anästhesie (ILA)

The Wand STA NEU

Computergesteuerte Lokalanästhesie

The Wand STA Gerät komplett
___ St. 2.999,00€ **2.899,00€** 215703



Cavitron® 300

Magnetostriktiver Ultraschall-Scaler für die sub- und supragingivale Prophylaxebehandlung

Gerät inkl. 360° Steri-Mate Handstück
___ St. 4.494,00€ **3.990,00€** 210329



Integra®
Cart Smart

Preiswertes Einsteigermodell

Integra Cart Smart
___ St. 451,49€ **399,00€** 130025



Algimix

Alginat-Anmischgerät

Gerät inkl. Becher und Spatel
___ St. 629,99€ **569,00€** 211144



Bravo
Portable II

Kräftiger, tragbarer Mikromotor

Gerät mit Tasche und Ladegerät
___ St. 587,99€ **529,00€** 12093

Muster beiliegend!

Happy Morning® Bamboo
Einmalzahnbürsten aus nachwachsenden Rohstoffen

- ✓ Klimaneutraler Bambusgriff (zu 100 % biologisch abbaubar)
- ✓ Bambus wirkt antibakteriell und keimreduzierend
- ✓ Borsten mit xylitolhaltiger Zahnpasta imprägniert

Happy Morning Bamboo, 40 St.
___ St. 367,4€ **32,90€** 210640

>> BESTELLUNG

Bestellen Sie jetzt bei Ihrem Dental-Union Depot. Kontaktadressen für Ihre Bestellung finden Sie unter www.dental-union.de im Bereich „Depots“. Angebot solange der Vorrat reicht, gültig bis 30.11.2022. Druckfehler und Irrtum vorbehalten. Die Abbildungen können hinsichtlich der Farbgebung etc. Abweichungen vom Original-Produkt aufweisen. Die Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung der Dental-Union GmbH zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

>> BESTELLUNG

Dental-Union GmbH
Gutenbergring 7-9
63110 Rodgau
www.dental-union.de



Intraligamentäre Anästhesie (ILA)

the Wand | STA SYSTEM



Neu & Exklusiv The Wand STA - Computergesteuerte Lokalanästhesie

- ✓ Akustische und visuelle Navigation
- ✓ Für sämtliche Anästhesiearten
- ✓ Auto-Aspiration
- ✓ Für alle Anästhetika
- ✓ Klinisch erprobt ergänzen

The Wand STA Gerät komplett (inkl. Fußschalter, Netzkabel, 3 x Einmal-HST grün, braun, blau zu je 3 Stück)

___St. ~~2.999,00€~~ **2.899,00 €** 215703

The Wand STA HST, 30G, 1/2" mit Kanülen, grün, 50er

___St. ~~169,90€~~ **163,90 €** 215705

The Wand STA HST, 30G, 1" mit Kanülen, braun, 50er

___St. ~~169,90€~~ **163,90 €** 215706

The Wand STA HST, 27G, 1 1/4" mit Kanülen, blau, 50er

___St. ~~169,90€~~ **163,90 €** 215707

The Wand STA Handstück ohne Kanülen (für Luer)

___St. ~~169,90€~~ **163,90 €** 215704



Ausführung 30G (1/2"), **grün**: Kurze Länge. Universell einsetzbar; ideal für ILA, OK-Block-Anästhesie, AMSA, PASA, Crestal, auch zur Infiltration geeignet

Ausführung 30G (1"), **braun**: Mittlere Länge z. B. für die vestibuläre Infiltrations-Anästhesie

Ausführung 27G (1 1/4"), **blau**: Lange Länge, z. B. zur Leitungsanästhesie im Unterkiefer

Kostenlose Demo



Fachinformation



Studien



App



Federleichtes Kabel



Platzsparend



Angenehm leise



vollrotierendes 360° Handstück

Frequenz: 30 kHz
Maße + Gewicht:
H 9,4 x B 17,5 x T 27,2 cm,
ca. 2 kg

Cavitron® 300

Magnetostriktiver Ultraschall-Scaler für die sub- und supragingivale Prophylaxebehandlung

- 360° drehbares Handstück
- Ermüdungsfreies Arbeiten
- Schont das Handgelenk und sorgt für freifließende Bewegungen
- Federleichtes Kabel verringert den Widerstand am Handgelenk
- Vorgewärmtes Wasser im Handstück für sensible Patienten - NO PAIN
- Flaches, platzsparendes Design und extrem leise
- Kabelloser Fußschalter

Gerät inkl. 360° Steri-Mate Handstück,
1 kabelloser Fußschalter mit Tap-On-Technologie

___St. ~~4.494,00€~~ **3.990,00 €** 210329



Cavitron Katalog



Integra® Cart Smart

Preiswertes Einsteigermodell

- Zwei Universalsteckdosen
- Trays mit Abrollschutz
- Tragfähigkeit je Tray 10 kg
- Mit Spiralkabelnetzanschluss
- Farbe: Euro weiß (RAL 9003)
- Maße (B x H x T): 35 x 78 x 45 cm, Gewicht: 14,5 kg

Integra Cart Smart
___St. ~~451,59€~~ **399,00 €** 130025



Maße inkl. Becher (B x H x T):
17,5 x 23 x 25 cm
Gewicht mit (ohne) Becher:
3 kg (2,8 kg)

Algimix

Alginat-Anmischgerät

- Robustes Gehäuse, wartungsfrei
- Minimaler Zeitaufwand
- Elektronisch gesteuerte, gleichmäßige Rührbewegung
- Mischt Pulver und Flüssigkeit zu einer homogenen und blasenfreien Masse
- Rührgeschwindigkeit in zwei Stufen einstellbar
- Langlebiger Anmischbecher aus Silikon

Gerät inkl. Becher und Spatel
___St. ~~629,99€~~ **569,00 €** 211144



Bravo Portable II

Kräftiger, tragbarer Mikromotor

- Arbeiten ohne Steckdose, ideal bei Hausbesuchen
- Stufenlos regelbarer Motor mit Vor- u. Rückwärtslauf (0 – 30.000 U/min)
- Aufladbarer, langlebiger Akku, Aufladezeit 3 Std., bis zu 8 Std. reine Arbeitszeit
- Nur für extraorale Arbeiten
- Geeignet für Standardhand- und -winkelstück* mit planem Aufnahme-schaft ohne Intraspray und ohne Lichtleiter
- Lässt sich platzsparend am Gürtel befestigen

Gerät mit Tasche und Ladegerät
___St. ~~587,99€~~ **529,00 €** 12093

Stromversorgung:
NI-NH Akku
Batteriespannung: 15 V
Batteriespannung des Ladegerätes: 230 V



Dental-Union GmbH
Gutenbergring 7-9
63110 Rodgau
www.dental-union.de



>> BESTELLUNG

Bestellen Sie jetzt bei Ihrem Dental-Union Depot. Kontaktadressen für Ihre Bestellung finden Sie unter www.dental-union.de im Bereich „Depots“. Angebot solange der Vorrat reicht, gültig bis 30.11.2022. Druckfehler und Irrtum vorbehalten. Die Abbildungen können hinsichtlich der Farbgebung etc. Abweichungen vom Original-Produkt aufweisen. Die Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung der Dental-Union GmbH zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.



Dental-Union GmbH
Gutenbergring 7-9
63110 Rodgau
www.dental-union.de



>> BESTELLUNG

Bestellen Sie jetzt bei Ihrem Dental-Union Depot. Kontaktadressen für Ihre Bestellung finden Sie unter www.dental-union.de im Bereich „Depots“. Angebot solange der Vorrat reicht, gültig bis 30.11.2022. Druckfehler und Irrtum vorbehalten. Die Abbildungen können hinsichtlich der Farbgebung etc. Abweichungen vom Original-Produkt aufweisen. Die Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung der Dental-Union GmbH zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.