

get it!

NSK actie-aanbiedingen

NSK
Create it

LENTE / ZOMER

MAART TOT JUNI 2024



MONDHYGIENE
Varios Combi Pro



MONDHYGIENE
Prophy-Mate neo



VIVA ace



4+1



TANDTECHNIEK
PRESTO AQUA LUX



Ongeëvenaarde trekkracht

NIEUW

De **nieuwe** Ti-Max Z Turbine Z990 / Z890

Met vermogen tot 44 watt*

*Model Z990L bij luchtdruk 4,2 bar

Vermogen, veiligheid, comfort en gebruiksvriendelijkheid: de nieuwe Ti-Max Z turbine, ook verkrijgbaar met minikop, biedt echte meerwaarde bij de tandheelkundige behandeling – ook met het oog op de tevredenheid van patiënten.



1
Effectieve
snijprestaties –
kortere ingrepen



2
Maximale
veiligheid en
zekerheid



3
Meer comfort
en gebruikers-
vriendelijkheid



Alle voordelen
ontdekken:



Ti-Max Z

2 jaar garantie

- Titanium body met krasvaste DURACOAT®-coating • Keramische kogellagers • Clean-Head-System • Viervoudige spraykoeling
- Eenvoudige rotorwissel • 100° kop • Quick-Stop-functie • Z990L/Z890L: microfilter, DURAPOWERC HUCK®

Standaardkop (Ø 12,1 × H 12,7 mm)

Minikop (Ø 10,6 × H 10,8 mm)

Microkop (Ø 9,0 × H 10,8 mm)

4+1 MODEL **Z990L**
REF **PA23730001**
voor NSK PTL koppeling

MODEL **Z990KL**
REF **PA23750001**
voor KaVo® MULTiflex®
LUX koppeling

MODEL **Z990SL**
REF **PA23770001**
voor Sirona® snelkoppeling

MODEL **Z990WL**
REF **PA23870001**
voor W&H® Roto Quick®
koppeling

€ 1.245*
€1.345*

4+1 MODEL **Z890L**
REF **PA23720001**
voor NSK PTL koppeling

MODEL **Z890KL**
REF **PA23740001**
voor KaVo® MULTiflex®
LUX Kupplung

MODEL **Z890SL**
REF **PA23760001**
voor Sirona® snelkoppeling

MODEL **Z890WL**
REF **PA23860001**
voor W&H® Roto Quick®
koppeling

€ 1.245*
€1.345*

4+1 MODEL **Z micro**
REF **PA2357**
voor NSK PTL koppeling

€ 895*
€953*

MODEL **Z micro KL**
REF **PA2358**
voor KaVo® MULTiflex®
LUX Kupplung

MODEL **Z micro SL**
REF **PA2359**
voor Sirona®
snelkoppeling

€ 967*
€1.073*

Opmerking: Turbines van de Ti-Max Z990 / Z890-serie zijn ook voor Bien Air® turbinekoppelingen verkrijgbaar tegen de hierboven aangegeven speciale prijzen.

Hand- en hoekstukken

Ti-Max Z

- Titanium body met krasvaste DURAGRIP® coating • Lichtgeleiding via glasstaaf • Geïntegreerde microfilter
- Clean-Head-System • Extreem compacte afmetingen (bijvoorbeeld hoekstuk-kopmaat Ø 8,9 x H 13,4 mm)

 **3 jaar garantie**




4+1

MODEL **Z95L**
REF **C1034**

€ 1.276*
€1.366*

- Hoekstuk met licht
- 1:5 versnelling
- Viervoudige spraykoeling
- Keramische kogellagers
- Tweeweg-sprayfunctie



4+1

MODEL **Z25L**
REF **C1038**

€ 833*
€874*

- Hoekstuk met licht
- 1:1 overbrengingsverhouding
- Enkelvoudige spraykoeling
- Tweeweg-sprayfunctie



4+1

MODEL **Z15L**
REF **C1039**

€ 967*
€1.012*

- Hoekstuk met licht
- 4:1 vertraging
- Enkelvoudige spraykoeling
- Tweeweg-sprayfunctie



4+1

MODEL **Z45L**
REF **C1064**

€ 1.251*

- Hoekstuk met licht
- 1:4,2 versnelling
- Tweeweg-sprayfunctie
- Keramische kogellagers
- Superieure toegang dankzij 45° schuine kop

4+1 ACTIE

Stel uw individuele pakket samen uit 5 van de op de pagina's 2 t/m 4 afgebeelde instrumenten. De totaalprijs van het pakket wordt verminderd met de prijs van het goedkoopste instrument van het pakket. Aircalcers van de serie Ti-Max S970 doen ook mee met de 4+1 actie. Let op het teken 4+1.



Ti-Max X

- Titanium body met krasvaste DURACOAT® coating • Lichtgeleiding via glasstaaf

 **2 jaar garantie**



4+1

MODEL **X95L**
REF **C600**

€ 967*
€1.132*

- Hoekstuk met licht
- 1:5 versnelling
- Viervoudige-spraykoeling
- Keramische kogellagers



4+1

MODEL **X25L**
REF **C601**

€ 710*
€834*

- Hoekstuk met licht
- 1:1 overbrengingsverhouding
- Enkelvoudige spraykoeling



4+1

MODEL **X15L**
REF **C602**

€ 813*
€938*

- Hoekstuk met licht
- 4:1 vertraging
- Enkelvoudige spraykoeling



4+1

MODEL **X65L**
REF **H273**

€ 844*
€920*

- Handstuk met licht
- 1:1 overbrengingsverhouding
- Enkelvoudige spraykoeling

Hand- en hoekstukken / turbines

S-Max M

• Roestvrijstalen body • Lichtgeleiding via glasstaaf  **2 jaar garantie**

 <p>4+1 MODEL M95L REF C1023 € 854* €894*</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hoekstuk met licht • 1:5 versnelling • Viervoudige spraykoeling • Keramische kogellagers 	 <p>4+1 MODEL M25L REF C1024 € 607* €673*</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hoekstuk met licht • 1:1 overbrengingsverhouding • Enkelvoudige spraykoeling 	 <p>4+1 MODEL M15L REF C1025 € 679* €799*</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hoekstuk met licht • 4:1 vertraging • Enkelvoudige spraykoeling 	 <p>4+1 MODEL M65 REF H1008 € 462* €490*</p> <ul style="list-style-type: none"> • Handstuk zonder licht • 1:1 overbrengingsverhouding • Enkelvoudige spraykoeling
---	---	--	---

• Roestvrijstalen body • Lichtgeleiding via glasstaaf • Keramische kogellagers • Clean-Head-System • Viervoudige spraykoeling

 **2 jaar garantie**

 <p>4+1</p>	Turbine met licht en standaardkop (Ø 12,1 × H 13,3 mm)			
	<p>MODEL M900L REF P1254 voor NSK PTL koppeling € 648* €691*</p>	<p>MODEL M900KL REF P1258 voor KaVo®MULTiflex® LUX koppeling € 710* €776*</p>	<p>MODEL M900SL REF P1262 voor Sirona® snelkoppeling € 710* €776*</p>	<p>MODEL M900WL REF P1266 voor W&H® Roto Quick® koppeling € 710* €776*</p>
	Turbine met licht en minikop (Ø 10,6 × H 12,4 mm)			
	<p>MODEL M800L REF P1253 voor NSK PTL koppeling € 648* €691*</p>	<p>MODEL M800KL REF P1257 voor KaVo®MULTiflex® LUX koppeling € 710* €776*</p>	<p>MODEL M800SL REF P1261 voor Sirona® snelkoppeling € 710* €776*</p>	<p>MODEL M800WL REF P1265 voor W&H® Roto Quick® koppeling € 710* €776*</p>


Opmerking: Turbines van de S-Max-serie zijn ook voor Bien Air® turbinekoppelingen verkrijgbaar tegen de hierboven aangegeven speciale prijzen.

Ti-Max S970 Airscaler

- Titanium body met DURACOAT® coating
- Verhoogde trekkracht, constante prestaties
- Ringlichtgeleider
- Breed assortiment opzettips voor tandsteenverwijde ring, parodontologie, restauratie en endotoepassingen
- Trillingsfrequentie: 5800–6200 Hz
- Incl. 3 scaling-opzettips (S1, S2, S3)



Power Control-ring met 3 standen



Optimale toegang



4+1

MODEL **Ti-Max S970L**
REF **T1005**
Airscaler met licht voor NSK PTL koppeling

€ 1.073*

MODEL **Ti-Max S970KL**
REF **T1013**
Airscaler met licht voor KaVo® MULTiflex® LUX koppeling

€ 1.188*

MODEL **Ti-Max S970SL**
REF **T1015**
Airscaler met licht voor Sirona® snelkoppeling


€ 1.188*

Professionele Verzorging

De keuze van het juiste materiaal is zeer belangrijk in de professionele verzorgingssector

De professionele mondverzorging omvat behandelingen voor de preventie en genezing van tandvleesaandoeningen, subgingivale scaling, de verwijdering van pathogene bacteriën, de verwijdering van biofilm, de preventie van cariës door tandplakvorming tegen te gaan, en de verwijdering van

vlekken, nicotine en teer om de tanden hun natuurlijke glans terug te geven. Een volledige en professionele verzorging vereist kwaliteitsapparatuur om een geschikte en efficiënte tandheelkundige behandeling op maat van de patiënt te kunnen garanderen.



Varios Combi Pro

DE VARIABELE 2-IN-1 COMBINATIE VAN PROFYLAXE EN PERIO

2 IN 1
ULTRASOON × POEDERSTRAAL

De Varios Combi Pro Basisset bevat:

- Besturingsunit
- Ultrasonische unit incl. handstuk met led
- Supragingivale poederstraalkit
- Multifunctionele voetschakelaar
- Ultrasonische opzettips G4, G8 en G16
- Verdere accessoires



MODEL **Varios Combi Pro**
REF **Y1002843**

Basisset

€ 5.073*



Unboxing Varios
Combi Pro

Varios Combi Pro GIGAPAKKET P4+C

Basisset Varios Combi Pro
met ultrasoon en
supra-poederstraalkit



+ Perio-kit
(subgingivaal gebruik)



+ Extra ultrasoon
handstuk Varios2 LUX HP



+ iCart Prophy, handige
trolley voor Varios Combi Pro
REF **S9095**, 1.049€*



€ 7.365*
€ 7.913*

Bespaar **€ 548**

Varios Combi Pro GIGAPAKKET P4+

Basisset Varios Combi Pro
met ultrasoon en
supra-poederstraalkit



+ Extra Prophy-kit
(supragingivaal gebruik)



+ Perio-kit
(subgingivaal gebruik)



+ Extra ultrasoon handstuk
Varios2 LUX HP




€ 7.085*
€ 7.761*

Bespaar **€ 676**

MODEL **Varios2 LUX HP**
REF **E351050**

Ultrasonische
handstuk met led

€ 834*



MODEL **Prophy-Kit**
REF **Y1003771**

Poederstraalkit voor
supra-gebruik

€ 897*



MODEL **Perio-Kit**
REF **Y1003042**

Poederstraalkit voor
sub-gebruik

€ 957*

FOR THE ORAL HYGIENE HEROES.



Simple Action, Dual Performance

Varios Combi Pro

Ultrasoon x poederstraal

NSK Varios Combi Pro

The image shows a dental professional in a white coat, blue mask, and safety glasses, using the NSK Varios Combi Pro ultrasonic and powder jet device. The device is shown in the foreground, featuring a control panel with a digital display and various buttons. The background shows a blurred dental office setting.

Prophy-Mate neo

POEDERSTRAALINSTRUMENT
VOOR SUPRAGINGIVAAL
GEBRUIK



VOORDEELPAKKET P1

Prophy-Mate neo naar keuze



+ Extra Prophy-Mate neo
Handstuk - REF T797010, €328*



+ FLASH pearl 4 x 300g,
reinigingspoeder op calciumbasis
REF Y900698, 91€*



€ 1.143*
€ 1.443*

Bespaar **€ 300**

REF Y135029 voor NSK turbinekoppeling € 967*
REF Y135030 voor KaVo® MULTiflex® LUX koppeling € 1.014*
REF Y135031 voor Sirona® snelkoppeling € 1.014*
REF Y135032 voor W&H® Roto Quick® koppeling € 1.014*
REF Y135033 voor Bien-Air® Unifix® koppeling € 1.014*

MEGAPAKKET P3

VOORDEELPAKKET P1 & P2 IN COMBINATIE

Perio-Mate + Prophy-Mate neo

€ 2.297*
€ 3.106*

Bespaar **€ 809**

Perio-Mate

POEDERSTRAALINSTRUMENT
VOOR SUBGINGIVAAL
GEBRUIK



VOORDEELPAKKET P2

Perio-Mate naar keuze



+ Extra Perio-Mate handstuk
REF T1043010, € 385*



+ Perio Mate poeder, 2 x 160g,
glycinepoeder
REF Y900938, 73€*



€ 1.308*
€ 1.663*

Bespaar **€ 355**

REF Y1002654 voor NSK turbinekoppeling € 1.132*
REF Y1002655 voor KaVo® MULTiflex® LUX koppeling € 1.193*
REF Y1002656 voor Sirona® snelkoppeling € 1.193*
REF Y1002657 voor W&H® Roto Quick® koppeling € 1.193*
REF Y1002658 voor Bien-Air® Unifix® koppeling € 1.193*

SOFT pearl

PROFYLAXEPOEDER VOOR SUPRAGINGIVAAL GEBRUIK



NIEUW

Het nieuwe SOFT pearl profylaxepoeder verwijdert op milde wijze alle verkleuringen in het supragingivale gebied, met bijzonder sterke prestaties bij lichte en middelsterke verkleuringen. De glycinesmaak is aangenaam en daarom is afgezien van toevoegen van smaakstoffen. SOFT pearl is om deze reden uitstekend geschikt voor de behandeling van kinderen en voor allergische patiënten. SOFT pearl heeft een middelgrote korrelgrootte van 65µm. Het product is dus zeer geschikt voor het betrouwbaar verwijderen van aanslag en tandplak. Dankzij de homogene deeltjesgrootte wordt SOFT pearl met een constante stromingsenergie op het tandoppervlak aangebracht, wat resulteert in een mooi, gelijkmatig tandoppervlak.

- 4x 250g flesjes
- Ø korrelgrootte: 65µm
- Gebruik: supragingivaal

MODEL **SOFT pearl**
REF **Y1500721**

€ 122*

Varios 970

ULTRASOON APPARAAT MET IPIËZO-TECHNOLOGIE



iPiezo-besturingselektronica voor stabiele vermogensafgifte
• Vederlicht handstuk voor alle indicaties • Uitgebreid assortiment hulpstukken voor alle toepassingsgebieden: profylaxe, parodontologie, endodontie, restauratie & protheses • ledlichttechnologie • 2 koelvloeistoftanks à 400 ml + vaste wateraansluiting

De Varios 970 complete set omvat:

- Besturingsunit
- Handstuk incl. kabel
- Voetschakelaar
- 3 scaling-opzettips (G4, G8, G16)
- 2 koelvloeistoftanks
- Steribox met 3 draaimomentsleutels

MODEL **Varios 970 LUX**
Ultrasoon apparaat met licht
REF **Y1004161**

€ 2.924*

MODEL **Varios 970**
Ultrasoon apparaat zonder licht
REF **Y1004160**

€ 2.565*

VOORDEELPAKKET P5-A

Varios 970 LUX Complete set



Extra Varios LED Handstuk

€ 2.999*

€-3.758*

Bespaar **€ 759**

VOORDEELPAKKET P5-B

Varios 970 Complete set



Extra Varios Handstuk zonder licht

€ 2.699*

€-3.042*

Bespaar **€ 343**



MODEL **iProphy Kompletset**
met iFX57 kop
REF **Y1500015**

€ 999*

€-1.269*

Bespaar **€ 270**

- Snoerloos en ergonomisch
- Optioneel ook voor gebruik van disposable polijstkopjes (DPA) verkrijgbaar



MODEL **X57**
REF **C619**

€ 476*

- Titanium hoekstuk
- Zonder licht
- 16:1 Vertraging
- Ultrakleine kop voor schroefcups en -borsteltjes



MODEL **FX57m**
REF **C1054**

€ 286*

- Titanium hoekstuk
- Zonder licht
- 4:1 Vertraging
- Ultrakleine kop voor schroefcups en -borsteltjes

Mobiele tandheelkunde

Bij zorg aan huis, op scholen of op humanitaire missies zijn de mobiele tandheelkundige units van NSK heel eenvoudig te vervoeren en ze kunnen op elke plek met een stroomvoorziening ingezet worden.

VIVA ace

DE VEDERLICHTE DRAAGBARE TANDZORGUNIT

Gewicht slechts 8,5 kg

MODEL **VIVA ace**
REF **Y1003773**

€ 11.003*



Uitrusting:

- Borstelloze led-micromotor NLX plus met endofuncties
- Multifunctionele ultrasone scaler Varios 170 LUX
- 3-functie spuit zonder licht
- Speekselzuiger
- Voetschakelaar voor motor en scaler

VOORDEELPAKKET M2

- + VIVA ace
M95L (Licht-Hoekstuk 1:5)

11.011€*

€ 11.897*

Bespaar € 884



Dentalone

DE MOBIELE
TANDZORGUNIT

MODEL **Dentalone**
REF **S9070**

€ 12.740*



Uitrusting:

- Borstelloze micromotor NLX nano met ledverlichting
- Multifunctionele ultrasone scaler Varios 170 LED
- Multifunctionele spuit met led
- Speekselzuiger
- Grote verlichte besturings display
- Instrumentenpaneel met auto-select-functie
- Voetschakelaar
- Stroomvoorziening vereist led

VOORDEELPAKKET M1

- + Dentalone
M95L (Licht-Hoekstuk 1:5)

12.790€*

€ 13.634*

Bespaar € 844



VIVA MATE G5

DRAAGBARE MICROMOTOR VOOR
MOBIELE INZET

- Combinatie van besturingseenheid en micromotor
- Met ledlicht
- Geen stroomvoorziening nodig, want werkt tot 2 uur op accu.
- Toerentalbereik 3000 tot 30.000/min

MODEL **VIVA MATE G5 Set²⁾**
REF **Y1002801**

€ 1.716*



²⁾ Hand- of hoekstukken zijn niet inbegrepen in de VIVA MATE G5 Set.

PRESTO AQUA LUX

SMEERVRIJE LUCHTTURBINE
MET WATERSPRAYKOELING EN LED

- Ledlicht onthult de kleinste oneffenheden in het gebied van de volledig keramische frametechnologie, die niet zichtbaar worden onder normale werkverlichting.
- Geoptimaliseerde randvormgeving en oppervlaktbewerking
- Exacte afwerking van zirkoniumoxide, perskeramiek en keramiek.
- Eersteklas lichtomstandigheden bij slijpen in de freesunit vergemakkelijken de verwerking van primaire onderdelen van zirkoniumoxide.
- Nauwkeurige werk- en materiaalinspectie onder de microscoop.



MODEL
PRESTO AQUA LUX
REF **Y1001151**
Turbine met licht, met ledlicht

€ 2.111*
€ 2.261*

Bespaar **€ 150**

MODEL
PRESTO AQUA II
REF **Y150023**
Turbine zonder licht

€ 1.638*
€ 1.731*

Bespaar **€ 93**

ULTIMATE XL

BORSTELLOZE MICROMOTOR



Set met torque-handstuk
(8,7 Ncm)

€ 1.778*

Set met compact handstuk
(6,0 Ncm)

€ 1.489*

- Collectorloze micromotor
- Toerentalbereik: 1000 tot 50.000/min
- Licht, ergonomisch handstuk
- Excellente loopeigenschappen
- Gepatenteerd stofbeschermingssysteem
- Automatische snelheidsbewaking
- Auto-cruise-functie



Set met torque-handstuk

Knie-unit
REF **Y141495**

Voet-unit
REF **Y141513**

Tafelunit
REF **Y141471**

Torenunit
REF **Y141504**

Set met compact handstuk

Knie-unit
REF **Y141496**

Voet-unit
REF **Y141514**

Tafelunit
REF **Y141472**

Torenunit
REF **Y141505**

VOLVERE i7

KERNLOZE
MICROMOTOR

- Compact design
- Automatische snelheidsbewaking
- Naar keuze voet- of handbediening
- Loop stil en soepel
- Toerentalbereik: 1.000 tot 35.000/min
- Draaimoment: (4,1 Ncm)



MODEL
VOLVERE i7 RM
REF **Y1002890**

Laboratorium-micromotor
met laboratorium-handstuk

€ 1.158*



MODEL
VOLVERE i7 E
REF **Y1003523**

met micromotor type
ISO-E zonder handstuk

€ 1.038*



MODEL
VOLVERE i7 VR-EB
REF **Y1002891**

Type ISO-E
met handstuk

€ 1.214*

CONTACT



Ronald Fork

☎ +49 (0)174 9308752
✉ fork@nsk-europe.de



NSK Europe GmbH www.nsk-europe.de

Elly-Beinhorn-Straße 8 - 65760 Eschborn - Duitsland

Tel.: +49 (0)6196 77606-0 - fax: +49 (0)6196 77606-29 - e-mail: info@nsk-europe.de

