



OLS-2111
Bracket-Platzierpinzette, 13,5cm
- Tropezende zum Angulieren

45,70€
37,-€



OLS-2113
Bracket-Platzierpinzette, 14cm
- mit langer Setz- und Angulierungshilfe

45,70€
37,-€



OLS-2115
Bukkalaröhren-Platzierpinzette extra fein

45,70€
37,-€



OLS-4148
Distal Drahtbiegeinstrument universal
- doppelendig
- einfaches Biegen der distalen Enden aller typischen Drahtstärken

45,70€
37,45€




OLS-1281
Separierzange zum Platzieren elastischer Separatoren - einfach abgewinkelt

122,15€
97,45€



1149RH/14
14cm
Nadelhalter Lichtenberg - RH-Beschichtung
- leichtgängiges Modell

183,20€
119,75€



OLS-6101
Ligaturenzange
MATHIEU-Zange gerade

150,45€
je
112,55€

- Die feinen Arbeitsenden der Zangen sind optimal für die Bogen- und Ligaturen-Platzierung
- sehr leichtgängig für ein ermüdungsreduziertes Arbeiten



OLS-6101A
Ligaturenzange
MATHIEU-Zange gebogen lingual + Seitenzahnbereich

OLS-9200-018 für .018" Slots
OLS-9200-022 für .022" Slots
Bracket Navigator
nach Dr. S. Chhatwani/B. Chhatwani, BDS

BRACKET Navigator
nach Dr. Chhatwani/B. Chhatwani, BDS



weitere Informationen




93,25€
je
51,75€



Horizontale Ausrichtung des Brackets mit dem angepassten Spatelteil



Abstandskontrolle zur Inzisalfäche der Zahnkrone



Entfernung von Kompositresten mit dem Scaler



OLS-6110
12cm
Ligaturenpinzette - Schweizer Modell

99,65€
71,45€

"... erleichtert und beschleunigt das Ligieren von Brackets mit Ligaturengummi. Die grazil geformte Haltespitze vereinfacht das Ligieren von Gummiligaturen und funktioniert auch bei Brackets mit sehr kleinen Brackefflügelabständen. Der leichtgängige Verschluss ermöglicht ein zügiges, speditives Arbeiten am Patienten."


Dr. Luca Casella, Kieferorthopäde in Lugano (CH)



ausführender Erfahrungsbericht



hochwertiger THERMO Kunststoff - thermodesinfizierbar + autoklavierbar



485M
MANUSCAL Mundspiegelgriff

33,10€
26,25€



825
9cm
Kräftiges Modell, sehr grazile Spitze
speziell geeignet zum Schneiden von Tiefziehfolien

124,-€
93,75€



1598
Schieblehre ZÜRCHER Modell


152,80€
124,-€



OLS-1240A
Ersatz-Pads für Band-Entfernungszangen
OLS-1241 u. 1242 (Ø 5,3mm)

6,10€
4,70€

STERI-WASH-TRAY




3029-L-WE
Maße: 280x190x34mm
Passend für 15-20 Instrumente
Lieferung ohne Instrumente

247,95€
171,10€



478/4
FRONT SURFACE
Ø22mm

51,50€
Pack. à 12
24,95€



45,65€
16cm
34,70€

48,90€
20cm
37,40€

1495 - 16 cm - 1495L - 20cm
Zangenständer rostfrei, mit rutschfestem Silikon für einen sicheren Stand

Ölstifte 2er-Set 990

Erhöhen Sie die Lebenserwartung Ihrer Instrumente
- keine braunen Verfärbungen durch herkömmliches Öl oder Spray
- mit leichtem Druck punktgenau ölen und konservieren
- Synthetisches TOP Öl
- geeignet für alle Sterilisationsverfahren
- transparent + geruchlos, toxikologisch unbedenklich



36,55€
25,-€

KIEFERORTHOPÄDIE PROMOTION · Frühjahr 2024

gültig vom 01.04. bis 30.06.2024

Dental-Union GmbH · Gutenbergring 7-9 · 63110 Rodgau-Nieder-Roden · www.dental-union.de
Bitte senden Sie Ihre Bestellung direkt an Ihr zuständiges Dental-Union Depot.

Kontaktadressen für Ihre Bestellung finden Sie unter www.dental-union.de im Bereich „Depots“
Angebot solange der Vorrat reicht, gültig bis 30.06.2024. Druckfehler und Irrtum vorbehalten.
Die Abbildungen können hinsichtlich der Farbigkeit etc. Abweichungen vom Original-Produkt aufweisen.
Die Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung der Dental-Union GmbH zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Clear Aligner Zangen

Kaltverformung! Kein Erhitzen der Zangen notwendig!

Clear Aligner-SET

OLS-1500-SET6
Inhalt: OLS-1501, OLS-1502, OLS-1505,
OLS-1506, OLS-1510, OLS-1520



992,70€
SET
725,20€

special

Lochstanze

6mm, HM Einlagen

186,65€
133,85€

OLS-1501
Lochstanze zur Ausstanzung halbmondförmiger Aussparungen im Bereich von Brackets oder Knöpfchen. Auch zur Entfernung überstehender Kunststoffkanten um Verletzungen am Weichgewebe zu vermeiden.

Stanze tropfenform

HM Einlagen

186,65€
133,85€

OLS-1502
Spezialzange zum Ausstanzen einer tropfenförmigen Einkerbung am Rand des Aligners. Die Tropfenform ermöglicht das sichere Einhängen elastischer Gummzüge - auch für den Patienten.

Horizontal Zange

165,90€
133,85€

OLS-1505
Spezialzange zur Erzeugung von horizontalen Vertiefungen für individuellen Wurzeltorque. Ermöglicht auch die Verbesserung der Retention von Alignern oder Retainern.

Vertikal Zange

165,90€
133,85€

OLS-1506
Spezialzange zur Erzeugung einer Überkorrektur einer Rotation. Weiterhin können mit der Vertikal Zange In-Out-Diskrepanzen beseitigt werden.

Punkt Erhebungszange

1,5mm

165,90€
133,85€


OLS-1510
Spezialzange zur Erzeugung punktförmiger Erhebungen im Aligner. Ermöglicht die selektive Aktivierung, um den Druck auf die Einzelzähne zu erhöhen.

Reverse Zange

165,90€
133,85€

OLS-1520
Spezialzange zum Invertieren von Erhebungen im Aligner.

+++ L = langer Griff (15cm) +++ Standard Griff (13cm/14cm) +++ S = kurzer Griff (12cm) +++



HM = Premium High-End-Steel

OLS-1113
Flush-Cutter
13cm

165,90€
je 130,15€

- mit Hartmetalleinlagen
- mit Fangvorrichtung
- bündiges Schneiden zum Bracket oder Bukkalröhrchen

min.012"/max 0.021" x .025" ● .020"

OLS-1114
Distal-Schneider 13cm

165,90€
je 130,15€

OLS-1114-S
Distal-Schneider 12cm

- mit Hartmetalleinlagen
- mit Fangvorrichtung
- bündiges Schneiden zum Bracket oder Bukkalröhrchen

min.012"/max 0.021" x .025" ● .020"

OLS-1116-L HM
Distal-Schneider 15cm
(lange Variante) mit abnehmbarer Fangvorrichtung für optimale Reinigung

165,90€
je 130,15€

- durch den langen Griff, verbunden mit einem graziilen Zangenkopf ist eine gute distale Erreichbarkeit gegeben
- mit Fangvorrichtung
- bündiges Schneiden zum Bracket oder Bukkalröhrchen

min.012"/max 0.021" x .025" ● .020"

OLS-1115A-L
Distal-Schneider 10°
15cm mit langem gebogenem Griff
Identisch mit Modell OLS-1115-L, jedoch wurde der Griff gebogen um einen günstigeren Zugang nach Distal zu erreichen

153,10€
je 122,-€

- durch den langen Griff, verbunden mit einem graziilen Zangenkopf ist eine gute distale Erreichbarkeit gegeben
- mit Fangvorrichtung
- Schneiteinsätze aus Hartmetall

min.012"/max 0.021" x .025" ● .020"

OLS-1115-L
Distal-Schneider, graziiler Zangenkopf
15cm

165,90€
je 130,15€

OLS-1111
Distal-Schneider, graziiler Zangenkopf
13cm

165,90€
je 130,15€

OLS-1111-S
Distal-Schneider, graziiler Zangenkopf
12cm

- Schneiteinsätze aus Hartmetall
- mit Fangvorrichtung

min.012"/max 0.021" x .025" ● .020"

OLS-1122
Seitenschneider 15°
13cm

153,10€
je 122,-€

- Schneiteinsätze aus Hartmetall

min.012"/max 0.021" x .025" ● .020"

OLS-1133
Lock Pins & Ligaturschneider
MINI 15°
13cm

153,10€
je 122,-€

- mit Kreuzverzahnten Arbeitsenden

max.015" SOFT

OLS-1211-L
Weingart Universalzange standard
15cm

122,15€
je 97,45€

- mit Kreuzverzahnten Arbeitsenden

● - max.022" x .028"

OLS-1211
Weingart Universalzange standard
14cm

122,15€
je 97,45€

- mit Kreuzverzahnte Arbeitsenden

● - max.022" x .028"

OLS-1213
Weingart Universalzange
extra-schmal 14,5cm

153,10€
je 122,-€

- mit RockHard-Beschichtung
- - max.022" x .028"

OLS-1213-S
Weingart Universalzange
extra-schmal 13,5cm

OLS-1241
Band-/Bracket-Entfernungszange
posterior
14cm

137,70€
je 109,70€

- lange Schneide mittig zum okklusalen Pad

OLS-1262
Bracket-Entfernungszange
abgewinkelt
13,5cm

122,15€
je 97,45€

- für alle Bracketmaterialien geeignet

OLS-1316
ADERER MINI
Dreipunktzange
13cm

122,15€
je 97,45€

max. .020"

OLS-1311
Bogen- & Torquezange (1,3mm / 0,5"),
zum Formen von Biegungen erster,
zweiter und dritter Ordnung
13cm

122,15€
je 97,45€

max 0.021" x .025"

OLS-1265
Keramik-Bracket-
Entfernungszange mit
Schneiteinsätze aus
HartmetallSpeziell entwick-
kelt für die Entfernung von
Keramik-Brackets.
13cm

159,10€
je 122,-€

ein Inbusschlüssel für die Stellschraube wird mitgeliefert

OLS-1242
Band-/Bracket-Entfernungszange
posterior
14cm

137,70€
je 109,70€

- kurze Schneide zum Anfang des Pads

OLS-1263
Lingual Bracket-
Entfernungszange abgewinkelt
14cm

122,15€
je 97,45€

- durch die abgewinkelte Form eignet sich die Zange besonders zum Entfernen von Turbobites und lingualen Brackets ohne sie zu beschädigen

OLS-1326
JARABAK
Drahtbiegezange
14cm

137,70€
je 109,70€

max. ● .028"

OLS-1340
Bajonett Stufenbiegezange
0,5mm, 13cm

137,70€
je 110,55€

OLS-1341
Bajonett Stufenbiegezange
0,75mm, 13cm

OLS-1342
Bajonett Stufenbiegezange
1,0mm, 13cm

OLS-1292-L
Hammerhead
Cinch Back Biegezange - grazil
15cm

137,70€
je 109,70€

für NiTi Draht
min.012"/max 0.021" x .025" ● .020"

OLS-1292
Hammerhead
Cinch Back Biegezange
13cm

OLS-1261
Bracket-Entfernungszange
gerade
14cm

122,15€
je 97,45€

- für alle Bracketmaterialien geeignet

OLS-1314R
DE LA ROSA
12cm
Hollow Chop Bogenzange
- mit Rillen

122,15€
je 97,45€

max. .028"

OLS-1328
V-Stop Zange
13cm

137,70€
je 109,70€

max. .028"

- zum Formen von V-Biegungen in Bogenröhren (auch Nickel-Titan) um deren Verschiebung zu verhindern V-Stop Pliers

OLS-1340
Bajonett Stufenbiegezange
0,5mm, 13cm

OLS-1341
Bajonett Stufenbiegezange
0,75mm, 13cm

OLS-1342
Bajonett Stufenbiegezange
1,0mm, 13cm

max 0.022" x .028"

Zum Biegen von bajonettförmigen (0,5mm - 0,75mm - 1,0mm) Stufen in einem Arbeitsschritt. Die Spezielle T-Form ermöglicht den Einsatz rechts wie links für Step-Up/Step-down oder In/Out Biegungen - auch bei einligierten Bögen. Durch die graziile Kopfgröße ergibt sich ein leichterer Zugang an engeren Stellen zwischen Draht und Zahn - auch von okkusal. Die Zange kann intra- und extraoral eingesetzt werden.