



AUSGABE 01/26

Mehr Informationen unter:
duerrdental.com/dasbeste

DAS BESTE

AKTIONSANGEBOTE VON DÜRR DENTAL

Hello Yellow – Hygiene, die Freude macht



Orotol Basis-Set

Sauganlagen-
Desinfektion
und Reinigung



-30%

Orotol plus

Sauganlagen-
Desinfektion



System-Hygiene von Dürr Dental
Spezialbereiche


**DÜRR
DENTAL**
DAS BESTE HAT SYSTEM

Vermeiden Sie diesen Anblick: So bleibt Ihre Sauganlage sauber und leistungsfähig

Die Bilder sprechen für sich: Ablagerungen, Kalk, verkrustetes Prophylaxepulver – eine verschmutzte Sauganlage ist nicht nur unansehnlich, sondern führt auch zu echten Leistungsproblemen. Die tägliche Desinfektion allein reicht nicht aus. Denn während Orotol plus organische Rückstände entfernt, bleiben anorganische Ablagerungen wie Kalk und Pulver zurück. Genau hier kommt MD 555 cleaner ins Spiel: Der Spezialreiniger löst hartnäckige Rückstände, die sich sonst festsetzen und das System blockieren. Für eine Sauganlage, die so sauber arbeitet, wie sie soll – und nicht wie auf den Bildern.

Warum braucht es einen Spezialreiniger wie MD 555 cleaner?

Der zunehmende Einsatz von Prophylaxepulvern führt zu schwerlöslichen Ablagerungen in Sauganlagen, die Verstopfungen verursachen können. Zur regelmäßigen, gründlichen Entfernung dieser anorganischen Rückstände wird der saure Reiniger MD 555 cleaner von Dürr Dental dringend empfohlen, um die Hygiene und Funktionsfähigkeit der Systeme sicherzustellen.



Realität in der Sauganlage: Wenn die Reinigung fehlt (Dürr Dental)



Angela Lemke

Medizinprodukteberaterin bei DÜRR DENTAL SE

„Nutzen Sie ergänzend zur täglichen Sauganlagendesinfektion mit Orotol plus zweimal pro Woche MD 555 cleaner. Für ein Saugsystem, das nicht aussieht wie auf den Bildern.“

Orotol Combi Set zum Aktionspreis

2 x Orotol plus Sauganlagen-Desinfektion + 2 x MD 555 cleaner Spezialreiniger für Sauganlagen



Orotol plus Sauganlagen-Desinfektion

Schaumfreies, hochergiebiges Flüssigkonzentrat für die Reinigung, Desinfektion, Desodorierung und Pflege aller Sauganlagen und Amalgamabscheider.

MD 555 cleaner Spezialreiniger

Schaumfreies Reinigungskonzentrat für zahnärztliche Sauganlagen und Amalgamabscheider aller Art.



Videos zur Benutzung (How to use)
von Orotol plus und MD 555 cleaner
duerrdental.com/how-to-use



Scannen und
Videos starten:

180,00 €*
~~212,00 €*~~

-15%

AKTIONS-
PREIS!

Orotol Basis-Set mit 30% Rabatt

Orotol Basis-Set

Für die anwenderfreundliche Desinfektion und
Reinigung von zahnärztlichen Sauganlagen.



119,00 €*
~~171,00 €*~~

-30%

Das Basis-Set enthält:

- 1 x 2,5-Liter-Flasche Orotol plus
- 1 x 2,5-Liter-Flasche MD 555 cleaner
- 1 x 750-ml-Flasche MD 555
- 1 x OroCup

*Bei den Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen von Dürr Dental (gültig ab 15.02.2026). Diese verstehen sich zzgl. MwSt. Es gelten die Preise und allgemeinen Geschäftsbedingungen des jeweils die Bestellung annehmenden Depots. Diese Aktion ist nur in Deutschland und Österreich und bei teilnehmenden Fachhändlern gültig bis 31.07.2026.

Hersteller-Empfehlungen

zur Reinigung, Desinfektion und Pflege von Dental-Geräten
mit den Produkten der System-Hygiene von Dürr Dental



Absauganlage und Mundspülbecken



Hersteller	Ancar	Dentsply Sirona	GALIT	Heka Dental	Mikrona
Produkt					
MD 550	●	●	●	●	●
MD 555 cleaner	●	●	●	●	●
Orotol plus	●	●	●	●	●

Stand der Daten: 12/2025; Änderungen vorbehalten; Basis der Empfehlungen ist die Prüfung auf Materialverträglichkeit. Es ist immer die offizielle Freigabeliste des Herstellers zu beachten.

MD 555 cleaner Spezialreiniger für die Sauganlage 7+1 Aktion*

MD 555 cleaner Spezialreiniger

Schaumfreies Reinigungskonzentrat für Sauganlagen und
Amalgamabscheider aller Art.

- Hervorragende intensive Reinigungswirkung gegen Ablagerungen (z. B. Kalk)
- Besonders geeignet zur Beseitigung von Rückständen aus Prophylaxepulvern und Prophylaxe Pearl-Produkten.
- Geprüfte Materialverträglichkeit – von führenden Einheitenherstellern empfohlen
- Ideal in Kombination mit Orotol plus



Videos zur Benutzung (How to use)
von Orotol plus und MD 555 cleaner
duerrdental.com/how-to-use



Scannen und
Videos starten:



*Bei den Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen von Dürr Dental (gültig ab 15.02.2026). Diese verstehen sich zzgl. MwSt. Es gelten die Preise und allgemeinen Geschäftsbedingungen des jeweils die Bestellung annehmenden Depots. Diese Aktion ist nur in Deutschland und Österreich und bei teilnehmenden Fachhändlern gültig bis 31.07.2026.



Ihr Hersteller ist nicht gelistet?

Gerne beraten wir Sie zu den für Ihre Praxis passenden Produkten.

duerrdental.com/contact

Morita	Planmeca	Ritter Concept	Takara Belmont	Ultradent	XO CARE
		•		•	
	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	

Orotol plus Sauganlagen-Desinfektion 10+1 Aktion*

Orotol plus Sauganlagen-Desinfektion

Schaumfreies Flüssigkonzentrat für die gleichzeitige Desinfektion, Reinigung, Desodorierung und Pflege aller zahnärztlichen Sauganlagen und Amalgamabscheider.

- Die Lösung für kontaminierte Sauganlagen gewährt sicheren Infektionsschutz
- Beseitigt hartnäckigste Ablagerungen
- Geprüfte Materialverträglichkeit – von führenden Einheitenherstellern empfohlen



MD 520 Abdruck-Desinfektion 8+1 Aktion*

MD 520 Abdruck-Desinfektion

Alkoholfreie viruzide Gebrauchslösung zur wirksamen und materialfreundlichen Desinfektion und Reinigung von Abformungen, prothetischen Arbeiten etc.



Video zur Durchführung der Abdruckdesinfektion

duerrdental.com/abdruckdesinfektion



Scannen und Video starten:



*Bei den Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen von Dürr Dental (gültig ab 15.02.2026). Diese verstehen sich zzgl. MwSt. Es gelten die Preise und allgemeinen Geschäftsbedingungen des jeweils die Bestellung annehmenden Depots. Diese Aktion ist nur in Deutschland und Österreich und bei teilnehmenden Fachhändlern gültig bis 31.07.2026.

Dürr Dental Chirurgische Absaugkanüle

Chirurgische Absaugkanüle

Die chirurgischen Einwegkanülen sind einzeln steril verpackt. Zudem sind sie besonders leicht, haben einen Durchmesser von 2,5 mm und eine Kanülenlänge von ca. 17 cm

Als 20er Packung
zum Aktionspreis von

52,00 €*
~~65,90 €*~~
-21 %



Als 100er Packung
zum Aktionspreis von

220,00 €*
~~279,00 €*~~
-21 %

Dürr Dental Universalkanülen 5+1 Aktion*

Universalkanüle

Geprüft geräuscharme Absaugung von
Spraynebel bei maximalem Volumenstrom.

d = 16 mm, grau/blau/türkis (5 Stück)



Universalkanülen Protect

Universalkanülen Protect mit integrierten Nebenlufteinlässen
am Schaft zur Verhinderung eines Reflux aus dem Saugsystem,
sicherste Prävention vor Kreuzinfektion bei max. Volumenstrom.

d = 16 mm, grau, blau, türkis (5 Stück)



Universalkanülen Petito

Speziell für den Kindermund konzipiert zum bestmöglichen
Schutz vor Reflux aus dem Saugsystem.

d = 16 mm, grau/blau/türkis (5 Stück) inkl. Protect-Funktion
d = 11 mm, grau/blau (5 Stück)



*Bei den Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen von Dürr Dental (gültig ab 15.02.2026). Diese verstehen sich zzgl. MwSt. Es gelten die Preise und allgemeinen Geschäftsbedingungen des jeweils die Bestellung annehmenden Depots. Diese Aktion ist nur in Deutschland und Österreich und bei teilnehmenden Fachhändlern gültig bis 31.07.2026.



Wir identifizieren mit Ihnen die wichtigsten Handlungsbedarfe

Wenn die Behörde eine Praxisbegehung ankündigt, steigt oft der Puls. Wir unterstützen Sie mit dem kostenlosen 30-Minuten-Begehungs-Check von Dürr Dental. So wissen Sie vor dem Prüftermin, ob die wichtigsten Standards erfüllt sind. Und falls noch etwas fehlt, geben wir Ihnen die passenden Empfehlungen.

Nehmen Sie gleich Kontakt auf unter duerrdental.com/begehungs-check



01

Aufbereitung ZEG-Aufsätze



Wir checken, ob die Aufbereitung Ihrer ZEG-Aufsätze den aktuellen Hygienerichtlinien entspricht.

02

Kanülen-Check (Reflux)



Schützen Ihre Kanülen zuverlässig vor Aerosolen und Reflux aus dem Saugsystem? Wir überprüfen mögliche Rückflussrisiken und geben Ihnen klare Empfehlungen.

03

Aufbereitung thermolabiler Geräte



Nicht jedes Instrument hält der Sterilisation durch Hitze stand. Wir zeigen Ihnen, wie Sie thermolabile Geräte, wie z. B. Intraoralkameras, korrekt aufbereiten.

04

Sauganlagen-Check



Erreicht Ihre Sauganlage die empfohlene Saugleistung von 300 l/min? Der Sauganlagen-Check schafft Klarheit – im laufenden Praxisbetrieb.

Hygopac Rückkaufaktion*


500,00 €*

PREISERSPARNIS

auf das neue Gerät

Hygopac View Siegelgerät

Neues Gerät nach Einsendung des Typenschildes Ihres Altgeräts



Alt
gegen
Neu

Jetzt
informieren:



Weitere
attraktive
Angebote mit bis
zu 770 € Listen-
preisvorteil

Exklusiv in Ihrer Praxis: Kostenfreier Saugsystem-Check!



Von OBEN bis UNTEN

Nach dem kostenlosen Saugsystem-Check von DÜRR DENTAL wissen Sie, ob Ihre Sauganlage Aerosolbildung sicher unterbindet. Das geht fix, denn wir prüfen bei laufendem Betrieb!

Nehmen Sie gleich Kontakt auf unter duerrdental.com/saugsystem-check



Anmeldung zum Saugsystem-Check in Ihrer Praxis und **Orofant** erhalten:

Jetzt QR-Code scannen und die neusten Trends, Aktionen und Produktneuheiten direkt ins Postfach erhalten!

DENTAL SECRETS – NUR FÜR INSIDER



Mehr Know-how – News für **Dentalexperten!**

duerrdental.com/insider



Sie möchten mehr erfahren? Wir freuen uns über Ihren Kontakt.

E-mail: promotion@duerrdental.com

Telefon: **+49 (0)7142 705 119**

Follow us on:

