

Nadelhalter

20526 LUCHTENBERG, 17cm
37090 RYDER, 15cm
56724 CASTROVIEJO, 14cm
74901 CRILE-WOOD, 15cm
42473 CRILE-WOOD, 18cm
58471 14cm
66007 17cm
34810 CASTROVIEJO, 14cm
34834 CASTROVIEJO, 16cm
34873 CASTROVIEJO, 18cm
107095 CASTROVIEJO, gebogen, 18cm

• verschleißarm
• höhere Lebensdauer
• sichere Führung der Nadeln

CASTROVIEJO-Set 221875

221875
Nadelhalter 34810 14cm
Zahnfleischschere 39381 15cm

Nadelhalter

64121 MATTHEU, 14cm
64122 MATTHEU, 17cm

MIKRO-Nadelhalter

29488 innen diamantiert 18cm
399,- €
259,- €

BLACK Plasma

Mikro-SET 124943
ROCKHARD the power coating
Pinzette - 16cm
Mikro-Schere - 16cm
Mikro-Nadelhalter - 16cm

• Langlebige Beschichtung
• Blendfreies Arbeiten
• Ideal bei Lupenbrillen
• Kratzfreie Oberfläche

Zahnfleischscheren

64110 12cm gerade
64109 10,5cm gebogen, grazil
64114 16cm gebogen
123678 KELLY 16cm gebogen
49808 LA GRANGE 12cm
103507 CASTROVIEJO 12cm
29479 CASTROVIEJO 18cm

Zahnfleischscheren-Set

297730 Inhalt: 12cm gerade, 12cm gebogen
SET 133,25 €
79,- €

BLACK Plasma

Zahnfleischscheren-Set 221874
Inhalt: 12cm gerade, 12cm gebogen
SET 154,60 €
59,95 €

Sterile Einwegskalpelle *

10er-Pack 49354
61092 je Pack 17,75 €
6,70 €
202442 je Pack 29,50 €
19,90 €
215648 je Pack 29,50 €
19,90 €

Skalpelli-klingenhalter

64120
53504
215648 je Pack 15,10 €
6,90 €
48127 je Pack 29,50 €
19,90 €

Skalpellsklingen *

100er-Pack (steril) 215167
215168
215169
215171
215170
215172

MIKRO-Skalpellsklingen

29477 10er-Pack
29476 1 Stück
29476 1 Stück
29476 1 Stück

MIKRO-Skalpelli-klingenhalter

103504
passend für 103504

Skalpellsklingenbox *

48901
je Pack 19,90 €
9,80 €
je Pack 24,90 €
24,90 €

• Zum sicheren Entfernen von gebrauchten Skalpellsklingen
• Mit Depufffunktion
• Für 100 Klingen ausgelegt

Raspatorien

6mm 5mm 4mm 5mm 5mm 11mm 4mm
66964 WILLIGER
20527 WOLT
20528 GUCKMANN
64136 FREER
33868
83161
74496

Scharfe Löffel

217531 2,2mm
65815 2,0mm
65816 2,8mm
65817 3,5mm
20356 2,0mm
56891 2,8mm
102765
64134 FRIEDMANN
64131 MINI-FRIEDMANN

Implantat Reinigungskürrette

102765
mit Trans-Spitzen

Hohlmeißelzangen

64134 FRIEDMANN
64131 MINI-FRIEDMANN

Kieferhöhlensonde

66968 fein

Wundhaken

64254 LANGENBECK 4x10mm
64255 LANGENBECK 6x11mm

Wangenabhalter

50183 HILGER
20537 15,5cm GAWOOD MINNESOTA

Vestibulumabhalter

74510 15cm

Mundkeile-Set

210747
Silikon + Metallkern
Inhalt: L, M, S mit Kette
L für Erwachsene, groß
M für Erwachsene, mittel
S für Kinder

Chirurgische Pinzetten

64106 14,5cm
64107 14,5cm
20543 15cm, sehr fein
20544 15cm, sehr fein
54799 innen diamantiert
64143 COLLEGE
82691 kräftiges Modell
35640 COLLEGE kurze Spitze
64145 COLLEGE
88616 diamantierter UNIVERSAL Pinzette z.B. zum Halten von Keramik-inlays
59070 15cm, mit Schloss
64142 MILLER, 16cm gerade

Zahnpinzetten

45429
71155
36721
36722
56974
73715
49794
58788
58786
58787
14741
49795
58788
58786
58787
14741
49795

Zahnpinzetten 6er-SETS

297616 COLLEGE, 16cm
297620 COLLEGE mit Stoppsstift, 15cm
297623 AMSTERDAM, 15cm
297616
297620
297623

Prophylaxe-SET

200318
Inhalt: Universal Kurette SI-961/M23A-PK, Universal Scaler SI-961/M23-PK
Fig. M23A
Fig. M23
200318
HYGIENIST - H6-H7-HBL

Paro-SET

130618
Inhalt: GRACEY - SI-972/5-6-GE, 7-8-GR, 11-12-GR, 13-14-GR, HYGIENIST - H6-H7-HBL
Fig. 13-14
GRACEY
5-6
7-8
11-12
13-14
130618
HYGIENIST - H6-H7-HBL

Parodontalsonden

64175 n. WHO
56002
19329
49187
49192
48997
49124
48964
48979
49320

Küretten GRACEY

49187
48997
49124
48964
48979
49320

Scaler

217543

Parodontalsonden

64175 n. WHO
56002
19329
49187
49192
48997
49124
48964
48979
49320

Küretten GRACEY

49187
48997
49124
48964
48979
49320

Scaler

217543

Artikulationspapier-pinzetten

Spezialfräse und hohe Spannung für absolut sicheren Halt des Artikulationspapiers

Zahnzangen

45429
71155
36721
36722
56974
73715
49794
58788
58786
58787
14741
49795
58788
58786
58787
14741
49795

Formen/Oberkiefer

210549 Frontzähne
210559 Prämolaren
210553 Molaren, rechts
210554 Molaren, links
210558 Weisheitszähne

Formen/Unterkiefer

210549 Frontzähne + Prämolaren
210555 Molaren, rechts + links
210556 Molaren, links
210558 Weisheitszähne

Formen/Oberkiefer

210549 Frontzähne
210559 Prämolaren
210553 Molaren, rechts
210554 Molaren, links
210558 Weisheitszähne

Formen/Unterkiefer

210549 Frontzähne + Prämolaren
210555 Molaren, rechts + links
210556 Molaren, links
210558 Weisheitszähne

Wurzelsplitterheber

71927 1,8mm breit, sehr fein
29467 1,5mm breit, seitlich gezahnt
49807 1,6mm breit, diamantiert, sehr fein
31589 16cm CHOMPRET
203281

Syndesmotom

31589 16cm CHOMPRET

Periotom

203281

Wurzelheber

19344 ARROW n. BERNARD leicht gebogen
19343 ARROW n. BERNARD
64093 4,5mm BEIN
64094 3,5mm BEIN
64095 2,5mm BEIN

Wurzelheber-SET

127381
Inhalt: 547/1 - 2,8mm, 547/2 - 3,5mm, 547/3 - 4,0mm
SET 279,- €
189,- €

Luxationsinstrumente

sehr fein, flache Kehlung, leicht scharfe Arbeitsenden

Luxationsinstrumenten-SET

49797
Inhalt: 588/1, 2, 3, 4 + 993 (Schleifstein)*
SET 249,- €
149,90 €

Luxationsinstrumente

Instrumente zum Durchtrennen der zahnfixierenden Ligamente. Die sehr flache und scharfkantige Form der Arbeitsenden erlaubt ein schonendes Eindringen in den Parodontalspalt. Die Luxationsinstrumente gibt es in den acht abgebildeten Formen.

Luxationsinstrumenten-SET

49797
Inhalt: 588/1, 2, 3, 4 + 993 (Schleifstein)*
SET 249,- €
149,90 €