



# think smart

Alles was gut ist. Für Praxis und Patient.

*Es gelten die Zahlungs- und Lieferbedingungen des jeweils die Bestellung annehmenden Dental-Union Fachhandelspartner. Mit Erscheinen dieses Katalogs verlieren bisherige smartdent Kataloge ihre Gültigkeit. Produktänderungen, Abweichungen von Farben oder Designs sowie Irrtum bei Beschreibungen behalten wir uns vor.*

Copyright © 2014  
OMNIDENT Dental-  
handels-gesellschaft mbH  
Gutenbergring 7-9  
D-63110 Rodgau

konzept & gestaltung: dbj-design.de



gute Qualität



ist einfacher Natur

*Gute Qualität konzentriert sich aufs Wesentliche. Ganz wie in der Natur. Ganz nach dem Grundsatz: Nicht mehr – aber auch nicht weniger. Genau so funktioniert smartdent. Beste Qualität wie bei einem Markenprodukt bei gleichzeitig bestmöglichem Preis. Damit du dich auf das Wesentliche konzentrieren kannst: den Patienten. Dabei kannst du noch eine Menge Geld sparen. Das nennt man dann: einfach clever! Oder ab jetzt: **smartdent.***

gut



*Es gibt Dinge, die kann man nicht verbessern. Weil sie genau das tun, was man von ihnen erwartet. Effizient. Präzise. Ohne unnötiges Drumherum. Genau darauf kommt es auch bei der Versorgung deiner Patienten an. Jetzt bekommst du dafür einen neuen, cleveren Partner: smartdent. Sicher. Zuverlässig. Und zu konkurrenzlosen Preisen.*

*Dabei ist das smartdent Sortiment bewusst schlank gehalten. So kannst du ohne Bedenken die Dinge auswählen, die sich im Praxisalltag schnell und effizient bewähren müssen. Wir können dafür jeden Preisvorteil kurzfristig und direkt weitergeben. Mit anderen Worten: was immer du aus dem smartdent Sortiment verwendest – Du kannst dich immer auf das perfekte Ideal aus Qualität und Preis verlassen. Dafür steht smartdent. Clever Quality.*

**Think smart – lass dir also ein bisschen helfen. Von smartdent. Denn bei smartdent ist jedes einzelne Produkt so gut, wie es sein muss. Und dabei so preiswert, wie es nur sein kann. Ganz ehrlich: Mehr brauchst du nicht, um deine Welt ein gutes Stück cleverer zu machen.**



**BISSREGISTRIERUNG**

Herstellung von dauerhaft, mehrfach verwendbaren Bissregistratorn. Das Material zeichnet sich durch seine gute Fräsbarkeit aufgrund der hohen Endhärte aus. Durch ein ausgeprägtes thixotropes Verhalten ist ein einfaches Applizieren durch automatische Sicherheitskartuschensysteme möglich. Die hohe Standfestigkeit verhindert ein Einfließen in die Interdentalräume und ermöglicht eine leichte Mundentnahme. Die erstellten Bissregistrate sind dauerhaft dimensionsstabil. Gesamtabbindezeit 1 Min. 30 Sek. Endhärte Shore A85.



111365 2 x 50 ml  
inkl. 12 Mischkanülen



**ALGINAT BLAU**

Schnellabbindendes, staubfreies Alginat der Spitzenklasse. Besonders cremig, blasenfreies Anmischen, durch die satte blaue Farbe eine exzellente Lesbarkeit der Konturen, bis zu 100 Stunden formstabil.

111364 Flachbeutel 450 g  
111555 Karton 20 x 450 g  
112748 Messbesteck

➤ Qualität ist unverzichtbar. Alles andere schon. Das ist die Idee hinter smartdent: Einfach. Gut.





APPLIKATOREN

Micropinsel mit Fasern beflocht. Nicht absorbierend. Zum Auftragen von dentalmedizinischen Lösungen (applizieren). Dispenserdose mit 100 Stück.

111357	grün
111356	blau
111355	gelb

MUNDSPÜLBECHER PP

Inhalt 180 ml. Passend für alle standardisierten Becherspender. Aus lebensmittelechtem, sortenreinem Polypropylen. 100% recyclingfähig, rückstandsfrei verbrennbar. Packung mit 3.000 Stück.

111208	blau
111207	weiß
111209	freshgreen



EINMAL-MUNDSCHUTZ

Mundschutz 3-lagig. Latexfrei. Aus weichem Vliesstoff und glasfaserfreiem Filtermedium. Elastikbänder/Ohrschlaufen mit hoher Elastizität. Eingearbeiteter Nasenbügel. Filterleistung über 98 % (Melt Blown Filter). Optimale Passform. Sehr angenehmer Komfort, auch bei längerer Tragedauer. Packung mit 50 Stück.

111214	blau
111215	grün
111213	weiß

ZAHNWATTEROLLEN

Einmal-Zahnwatterollen aus reiner Baumwolle. Hochsaugfähig und fusselfrei. Beutel mit 300 g.

111177	Größe 1
111178	Größe 2
111179	Größe 3





**INJEKTIONSKANÜLEN**

Einmal-Injektionskanülen mit farbigem Kunststoffgewinde für Zylinderampullen-Spritzen. Auf allen gängigen Spritzenmodellen leicht und sicher zu fixieren. Besonders feiner Schliff, silikonüberzogen für einen schmerzarmen Einstich. Versiegelt und steril verpackt. Packung mit 100 Stück.

111203	0,4 x 42 mm
111204	0,4 x 23 mm
111205	0,3 x 23 mm
111206	0,3 x 13 mm



**EINWEGPINSEL**

Nylonhaarpinsel zum bequemen Applizieren von Flüssigkeiten und Gels. Im wiederverschließbaren Klarsichtbeutel mit je 100 Stück.

① 111353	kurz, fein, transparent, schwarz
② 111352	mittel, transparent, schwarz
③ 111354	weich, transparent, weiß

➤ Natürlich schöpfe ich gerne das maximale Potenzial aus dem, was ich tue. Aber am falschen Ende zu sparen – das kann ich mir einfach nicht leisten.





LATEXHANDSCHUHE PREMIUM

Puderfreier, unsteriler Einmalhandschuh der Spitzenklasse. Rutschfeste Oberfläche, innen polymerbeschichtet, ideale Materialstärke, stabil mit hohem Tragekomfort. Gewicht (Größe M) ca. 6 g. Packung mit 100 Stück.

110955	Größe XS
110956	Größe S
110957	Größe M
110958	Größe L

LATEX-UNTERSUCHUNGSHANDSCHUHE

Puderfreier, fast weißer Latexhandschuh. Unsteril, mit Rollrand. Hergestellt nach EN 455 T 1-3. AQL 1,5. Hochwertige Polybeschichtung innen. Mit microgerauhten Handflächen. Gewicht (Größe M) ca. 5 g. Packung mit 100 Stück.

110951	Größe XS
110952	Größe S
110953	Größe M
110954	Größe L



PATIENTENUMHANG

Einmalpatientenumhang aus dünner PE-Folie mit saugfähiger Zellstoffauflage. Mit Halsausschnitt und Bändern. Größe 54 x 60 cm. Rolle mit 80 Stück.

111128	blau
111127	weiß
111129	grün

UNTERSUCHUNGSHANDSCHUHE NITRIL

Unsteril, puderfrei, latexfrei. Reinweiß, mit Rollrand. Hergestellt nach EN 455. AQL 1,5. Mikrogeraute Handfläche. Eine spezielle Materialzusammensetzung gewährleistet einen Tragekomfort ähnlich eines Latexhandschuhs. Packung mit 100 Stück.

110961	Größe XS
110962	Größe S
110963	Größe M
110964	Größe L



SPEICHELSAUGER

Flexible, formstabile Einmal-Speichelsauger, passend für alle Geräte. Nur mit abnehmbarer Kappe. Länge 12,5 cm. Beutel mit 100 Stück oder Karton 1.000 Stück.

111202	grün, Beutel 100 Stück
111201	blau, Beutel 100 Stück
111200	transparent, Beutel 100 Stück
112642	grün, Karton 1.000 Stück
112641	blau, Karton 1.000 Stück
112643	transparent, Karton 1.000 Stück





› Die Qualität stimmt einfach. Und nichts kostet mehr, als es muss. Das ist irgendwie ehrlich. Und: smartdent sieht auch noch gut aus.



#### NORMTRAYEINLAGEN

Filterpapier für Normtray. Hochnassfester Krepp 70 g/m<sup>2</sup>. Größe 28 x 18 cm. Packung mit 250 Stück.

111212	freshgreen
111211	blau
111210	weiß





## MUNDSPIEGEL

**Standard:** Mit Silber Titan-Beschichtung für lange Haltbarkeit. Aus rostfreiem Edelstahl, sterilisierbar und desinfizierbar. Packung mit 12 Stück.

**Rhodium:** Absolut scharfes Spiegelbild und somit beste Bildwiedergabe durch Oberflächen-Versiegelung, da die Reflexion/Spiegelung direkt auf der Oberfläche stattfindet. Sterilisierbar und desinfizierbar. Rhodium als Edelmetall ist resistent auch gegenüber säurehaltigen Reinigungslösungen. Packung mit 12 Stück.


111367	Standard, Nr. 4 plan
111368	Standard, Nr. 5 plan
111552	Rhodium, Nr. 4 plan
111553	Rhodium, Nr. 5 plan

## MUNDSPIEGELGRIFFE

**Mundspiegelgriff Edelstahl**  
geriefte Grifffläche

**Mundspiegelgriff Ergo**  
Edelstahl, ergonomische Grifffläche

①	111366	Edelstahl, Stück
②	111554	Edelstahl Ergo, Stück



## SERVIETTENHALTER

Autoklavierbarer Serviettenhalter aus hochelastischem Kunststoff mit Metallklammern. Hoher Tragekomfort für den Patienten.

111951	weiß, Stück
111950	blau, Stück
111952	grün, Stück
111953	lila, Stück



## ABSAUGKANÜLEN

Absaugkanülen, sterilisierbar im Autoklav (max. 134° C). Nicht mit Edelstahlkontakt in den Autoklav einbringen. Packung 10 Stück.

111217	weiß
111219	grün
111218	blau





› smartdent ist auf gewisse Weise modern. Schlank, effizient – eben so, wie ein Produkt sein muss.

### INSTRUMENTENDESINFEKTION

Hochleistungskonzentrat der neuen Generation zur Desinfektion und Reinigung von Instrumenten. Wirkt bakterizid und fungizid in 15 Minuten in 2%iger Gebrauchslösung und in 30 Min. in 1%iger Gebrauchslösung. Getestet unter hoher organischer Belastung. Vollständige Virusinaktivierung (HBV, HCV, HIV, Papova, Vaccinia, Adeno, Polio) wird in 3%iger Gebrauchslösung in 15 Minuten erreicht. Auch wirksam gegenüber BVDV/ Rota/ und Noro-Viren. Frei von Aldehyden und Phenolen. Geeignet für die Verwendung im Ultraschallbad in 5 Minuten in 3%iger Gebrauchslösung. Ausgezeichnete Materialverträglichkeit. Vollviruzid!

111361	Kanister 10 l
111362	Dosierflasche 1 l



### GETRÄNKTE DESINFEKTIONSTÜCHER

Feuchttücher zur schnellen Desinfektion im dental-medizinischen Bereich. Wirkungsspektrum: Bakterizid, fungizid, HBV/HIV/ HCV/BVDV/Rota-/Adeno-/Vakzinia-Virus inaktivierend.

111358	Refill-Pckg., 100 Stück
103387	Spenderdose, leer



STERILISATIONSFOLIE

Einmal-Sterilisationsfolie. Für Dampf- und Gassterilisation mit Indikator. Rolle mit 200 m.

111349	Breite 55 mm
111350	Breite 75 mm
111351	Breite 100 mm

FLÄCHENDESINFEKTION

Für die hochwirksame, rückstandsfreie Schnelldesinfektion und Reinigung von medizinischem Inventar, Hand- und Winkelstücken. Wirkungsspektrum / Eigenschaften: wirkt bakterizid einschließlich Mycobacterium terrae und fungizid in 1 Minute. Getestet unter hoher organischer Belastung. Inaktiviert HBV/ HCV/HIV/Vaccinia-Viren in 30 Sekunden. Wirksam gegen H1N1-Viren (Schweinegrippe) in 30 Sekunden. Frei von Aldehyden und Phenolen. Geeignet für alle alkoholbeständigen Oberflächen. Korrosionssicher. Duftneutral.

111359	Kanister 10 l
111360	Sprühflasche 1 l



KÄLTESPRAY

Eignet sich zum Vereisen von Schaumstoffpallets und zum Abkühlen von Abdruckmaterialien. Mit Pfefferminzgeschmack. Dose mit 200 ml (Aerosole).

111363	Dose 200 ml
--------	-------------



# smart facts

- *Marktgerechte Preisanpassung in regelmäßigen Abständen*
- *Kleines Sortiment preissensibler Artikel*
- *Hohe und nachhaltige Qualitätsstandards durch langfristige Lieferantenbindung*
- *Dekra geprüfte Qualität, dadurch hohe Sicherheit gegenüber dem Patienten bei der Verwendung von smartdent Produkten*
- *Garantierte Verfügbarkeit durch effektive Lagerhaltung und schnelle Logistik*
- *smartdent Produkte sind nur über den der Dental-Union angebotenen Handel zu beziehen*

➤ Durch die laufenden Preis-  
anpassungen von smartdent  
profitiere ich direkt von den  
Aktionspreisen des Marktes –  
ohne mich ständig auf neue  
Anbieter oder eine andere  
Qualität einstellen zu müssen.

	ABFORMUNG	6
	EINWEGARTIKEL	8
	MEHRWEGARTIKEL	16
	REINIGUNG, DESINFEKTION STERILISATION	19
	MEDIKAMENTE	21