

Renfert

making work easy

Promo  
lab

# EASYview Innovative Dental Viewer 3D

Natürliche Hand- /Augen-Koordination bei filigranen Arbeiten durch 3D-Modus ■ Ermüdungsfreies, ergonomisches Arbeiten durch natürliche und gesunde Körperhaltung bei Betrachtung des Objekts am Monitor ■ Erstellung von hochauflösenden Fotos und Videosequenzen in Full HD-Qualität zur Dokumentation und Kommunikation via Netzwerk und integriertem USB Stick



NEU



#### HDMI-Video-Recorder

Ermöglicht einfache und unkomplizierte Aufnahme von Video-Sequenzen (mit Ton) auf einem angeschlossenen USB-Speicherstick

#### Weitere Informationen

[renfert.com/easy-view-3d](http://renfert.com/easy-view-3d)



EASY view 3D,  
Art. Nr. 2400 0500  
+ EASY view 3D  
HDMI-Video-Recorder  
Art. Nr. 2400 0502  
Regulärer Preis € 4.649,-

€ 4.390,-



gültig von 01.02.-30.04.2018


# AUTO spin

## Pinbohrgerät

Zeit- und Kostenersparnis durch reduzierte Verwendung von Dentalgips  
■ Sicheres Positionieren und Ausrichten bei anspruchsvollen Abdrucksituationen mit innovativem Renfert Level Controller. ■ Flexible Verwendung nahezu jeder Plattengeometrie durch Universal-Plattenträger mit sicherer Doppelfixierung

AUTO spin,  
Art. Nr. 18600000

€ 1.490,-



NEU



## AUTO spin

### Basisplatte Komfort

NEU

Sicherer Halt und leichtes Entformen der Pins durch formstabile Kunststoffsockelplatten mit Metallplatte

Set/100 Stück, Art. Nr. 18600200

€ 89,-



## AUTO spin

### Sekundärplatte

NEU

Passgenaue Abstimmung von Basis- und Sekundärplatte

Set/50 Stück, Art. Nr. 18600300

€ 120,-



## AUTO spin

### Basisplatte Standard

NEU

Sicherer Halt und leichtes Entformen der Pins durch formstabile Kunststoffsockelplatten ohne Metallplatte

Set/100 Stück, Art. Nr. 18600100

€ 59,-



## AUTO spin

### Silikonknetmasse

NEU

Silikonknetmasse zum Fixieren, Ausrichten und Ausblocken

1 kg, Art. Nr. 18600400

€ 45,-





Bestellen Sie gleich bei Ihrem Fachhändler:  
[www.renfert.com/haendler](http://www.renfert.com/haendler)

**Renfert**

## AUTO spin Universal Plattenhalter

NEU

Flexible Verwendung nahezu jeder Plattengeometrie mit sicherer Doppelfixierung

Stück, Art. Nr. 18600600

€ 145,-



## AUTO spin Konus-Pin

NEU

Konus-Pin mit einer Länge von 14 mm für das AUTO spin System, Giroform®, Zeiser® oder ähnliche Systeme

1 000 Stück, Art. Nr. 3692000

€ 30,-



## AUTO spin Universal Abdruckhalter

NEU

Formstabiler Abdruckhalter aus Edelstahl

Stück, Art. Nr. 18600700

€ 18,80




## AUTO spin Konus-Pinbohrer

NEU

Spezielle Schnittgeometrie für glatte Innenflächen und geringe Druckbelastung beim Bohren

Stück, Art. Nr. 18600500

€ 29,50



**Renfert**

**WORKFLOW  
GARANTIE**

3 Jahre Garantie  
10 Jahre Ersatzteilgarantie  
Aktivitätsgarantie

Die aufgeführten Service-Leistungen gelten  
beim Kauf von Renfert Geräten.

Gilt nur bei teilnehmenden Händlern. Änderungen, Irrtümer und Druckfehler unter Vorbehalt. Solange Vorrat reicht. Preise verstehen sich exkl. MwSt.

## Top spin

### Pinbohrgerät

Bohrgenauigkeit von  $\leq 0,01$  mm durch eine einzigartige Technologie zur Wellenlagerung ■ Durchzugsstarker Motor ohne Leistungsabfall beim Bohren (8000 1/min) ■ Extrem leichtes, widerstandsloses Bohren durch einzigartige Bohrergeometrie



Top spin,  
Art. Nr. 1840 0000  
Regulärer Preis € 1.071,50

€ **965,-**

## Bi-V-Pin

### Modellpin mit Kunststoffhülse

V-förmiges Profil ideal auch für enge Platzverhältnisse ■ Kurzer Friktionsweg von 1 mm zum sicheren Abheben von divergierenden Stümpfen ■ Gleiche Friktionsstärke bei allen Stümpfen durch den Entlastungsspalt



Bi-V-Pin  
mit Kunststoffhülse,  
1 000 Stück,  
Art. Nr. 329 2000  
Regulärer Preis € 159,-

€ **143,-**

## Pro-Fix

### Präzisionspin mit Kunststoffhülse

Spannungsfreies Abheben durch sanftes und ruckfreies Lösen der Stümpfe ■ Kurzer Friktionsweg von 1 mm zum sicheren Abheben von divergierenden Stümpfen ■ Garantiert gleiche Friktionsstärke bei allen Stümpfen



Pro-Fix  
mit Kunststoffhülse,  
1 000 Stück,  
Art. Nr. 367 2000  
Regulärer Preis € 115,-

€ **103,-**

## Smart-Pin

### Schmäler und kurzer Modellpin

Extrem schmale Pin-/Hülsenkombination ■ Für besonders enge Platzverhältnisse ■ Pinhöhe für niedrige Modellsöckel ermöglicht Gipseinsparung



Smart-Pin,  
1 000 Stück,  
Art. Nr. 366 2000  
Regulärer Preis € 49,50

€ **44,-**

Bestellen Sie gleich bei Ihrem Fachhändler:  
[www.renfert.com/haendler](http://www.renfert.com/haendler)

**Renfert**

## Basic eco

### 2-Tank-Feinstrahlgerät

Maximales Sichtfeld durch große Sichtscheibe mit innovativer LED-Beleuchtung ■ Prozesssicherheit durch langjährige Erfahrung in der dentalen Sandstrahltechnik ■ Strahlmitteleinsparung aufgrund eines optimalen Luft-Sandgemischs

Basic eco,  
Art. Nr. 2949 2025  
1 x 25 – 70 µm,  
1 x 70 – 250 µm  
Regulärer Preis € 918,-

€ **825,-**



## Basic classic

### 2-Tank-Feinstrahlgerät

Präzises Arbeiten mit der speziellen Mischkammertechnologie (Venturi-Prinzip) ■ Effizientes Arbeiten mittels Tankwahlschalter im Inneren der Strahlkammer ■ Findet Platz auf kleinstem Raum durch schlankes Design

Basic classic,  
Art. Nr. 2947 2025  
1 x 25 – 70 µm,  
1 x 70 – 250 µm  
Regulärer Preis € 998,-

€ **898,-**



## Basic quattro

### Feinstrahler mit 2–4 Tanks

Kinderleichte, werkzeuglose Tankerweiterung über Schnellkupplungen und Farbleitsystem ■ Präzises Arbeiten mit der speziellen Mischkammertechnik (Venturi-Prinzip) ■ Einfache Hand- und Objektreinigung durch integrierte Ausblasdüse

Basic quattro,  
1 x 25 – 70 µm,  
1 x 70 – 250 µm,  
Art. Nr. 2958 0000  
Regulärer Preis € 1.468,-

€ **1.320,-**



## Basic quattro IS

### Feinstrahler mit Schnellstopptechnik

Kontrolliertes und punktgenaues Abstrahlen von filigranen Objekten durch integrierte Schnellstopptechnik ‚IS‘ (Immediate Stop) ■ Präzises und prozesssicheres Arbeiten bei bester Kosteneffizienz dank einzigartiger Mischkammer-Technologie ■ Schnelles und sicheres Arbeiten mit Hilfe einer individuellen Druckeinstellung und -anzeige auf jedem Tank

Basic quattro IS,  
1 x 25 – 70 µm,  
1 x 70 – 250 µm,  
Art. Nr. 2959 0000  
Regulärer Preis € 1.894,50

€ **1.705,-**





# Twister

## Vakuum- anmischgerät

Homogene Mischergebnisse durch optimierte Vakuumanmischtechnik ■ Nahezu wartungsfreie Komponenten ■ Komfortable Einhandbedienung durch automatische Becherkopplung



Twister inkl. 500-ml-Becher und Rührwerk, Art. Nr. 18260000  
+ **zusätzlicher 500-ml-Becher mit Rührwerk**, Art. Nr. 18200500  
Regulärer Preis € 1.270,50

€ **999,-**



# Vibrax

## Rüttler

Blasenfreies Fließverhalten mittels zweier Wellenbereiche mit jeweils 4 Intensitätsstufen ■ Reduzierte Vibrationsübertragung auf die Arbeitsplatte dank schwingungsentkoppeltem Gehäuse ■ Hohe Langlebigkeit dank wartungsfreiem Schwingungsmagnet



Vibrax, Art. Nr. 18300000  
+ **Vibrationskugel** Art. Nr. 18300001  
Regulärer Preis € 517,-

€ **420,-**

# Millo pro

## Zahnkranzfräser

Schnelles und müheloses Beschleifen von Zahnkränzen dank kraftvollem, wartungsfreiem Motor ■ Funktionssicherheit und Passgenauigkeit werden durch das feine Schliffbild und die absolut gleichmäßige Konusfläche im Zahnkranz gewährleistet ■ Der Fräser des Millo pro bietet eine zusätzliche Höhenverstellbarkeit

Millo pro, Art. Nr. 18050000  
Regulärer Preis € 996,-

€ **895,-**



Bestellen Sie gleich bei Ihrem Fachhändler:  
[www.renfert.com/haendler](http://www.renfert.com/haendler)

Renfert

## SILENT compact

### Einzelplatzabsaugung

Einsparung des Staubbeutelwechsels durch eine beutellose Feinstfiltertechnik, inkl. mechanischer Filterabreinigung ■ Ansteuerung der Verbraucher mittels einer intelligenten Einschaltautomatik ■ Lärmreduzierung aufgrund einer vollgekapselten Turbineneinheit



SILENT compact,  
Art. Nr. 2934 0000  
Regulärer Preis € 1.039,50

€ 935,-

## SILENT EC2

### Zweiplatzabsaugung

Sorgloses Arbeiten durch eine wartungsarme EC-Motortechnologie (> 5000 Betriebsstunden) ■ Konstant hohe Saugleistung durch intelligente Saugleistungsregulierung für eine optimale Stauberfassung ■ Arbeiten ohne Unterbrechung durch einen unkomplizierten Motorwechsel innerhalb weniger Minuten



NEU

SILENT EC2  
Art. Nr. 2937 0000  
Regulärer Preis € 2.490,-

€ 2.239,-

## SILENT V4

### Vierplatzabsaugung

Platz- und Wartungskostensparnis durch eine Absaugung für vier Verbraucher ■ Saugleistung am Arbeitsplatz nur bei Bedarf mittels vier getrennt steuerbarer Quetschventile ■ Anpassung der Saugleistung an die Verbraucher durch automatische Nachregelung

SILENT V4,  
Art. Nr. 2933 0000  
+ 4 x 3 m Saugschlauch inkl. Endmuffen,  
Art. Nr. 90003 4240  
Regulärer Preis € 5.560,90

+ 4 x



€ 4.750,-



## Ceramicus

### Kunstharpinsel

Erhöhte Spannkraft der Haare ■ Sehr hohe Haardichte ■ Das Auffächern der Haare nach dem Keramikauftrag entfällt




Ceramicus Set  
mit 6 Pinselgrößen  
(1, 2, 4, 6, 8, 1/0),  
Art. Nr. 17160000  
+ Ceramicus Pinsel Gr. 6  
Art. Nr. 17160006  
Regulärer Preis € 85,-

€ 59,-

## Takanishi

### Kunstharpinsel

Formstabile Pinselspitze ■ Hohe Federkraft der Pinselhaare ■ Ideal zum Reduzieren der Keramik



Takanishi Set  
mit 6 Pinselgrößen  
(1/0, 2, 4, 6, 8,  
Opakerpinsel),  
Art. Nr. 17140000  
+ Takanishi Pinsel Gr. 6  
Art. Nr. 17140006 (2 St.)  
Regulärer Preis € 68,50

€ 41,-

## lay:art oasis

### Keramikplatte mit glasierter Oberfläche und perforiertem Muldenboden

Sehr lange verarbeitungsfähige Keramik mit Hilfe eines Mikroschaum-Befeuchtungspad ■ Sicheres Arbeiten aufgrund der permanent optimalen Konsistenz der Keramik ■ Schonend für den Pinsel durch eine komplett glasierte Oberfläche



lay:art oasis,  
Art. Nr. 1045 5000  
Regulärer Preis € 84,-

€ 75,-

## lay:art crystal aqua xl

### Anmischplatte mit Befeuchtungstreifen

Schonend für den Pinsel und absolut abrasionsfrei dank Floatglas ■ Homogene Befeuchtung und Konsistenz der Keramik durch formstabile, langlebige Befeuchtungstreifen



lay:art crystal aqua xl,  
Art. Nr. 1043 1000  
Regulärer Preis € 150,50

€ 135,-