

# Wilt u ook sneller en nauwkeuriger 3D-printen?

**DLP-projectie geeft zeer snelle en betrouwbare resultaten**

(print bijv. uw partiële frame in slechts 25 minuten)



€ 1.500,-  
**EXTRA**  
KORTING  
BIJ INRUIL

**READY 2 USE PAKKET**

**€ 17.850,-**

Adviesprijs € 20.085,-

**Ontvang extra € 1.500,- korting**

op de vermelde pakketprijs bij inlevering van uw SLA/DLP 3D-printer.

Het Ready 2 Use pakket bestaat uit:

carao Print 4.0 + HilitePower 3D polymerisatie apparaat + 5x dima Print naar keuze.



€ 1.500,-  
**EXTRA**  
KORTING  
BIJ INRUIL



## Cara Print 4.0

Snel, precies en economisch.

- Veruit de meeste werkstukken binnen 30 min. geprint
- DLP-technologie garandeert precisie en snelheid
- X en Y-as nauwkeurigheid 53,6 µm
- Werkt met open .stl
- Eenvoudig en flexibel refill systeem zonder cartridges
- Aansluiten via LAN, Wifi of USB

## HiLite Power 3D

Efficiënte polymerisatie.

- Voor 3D geprinte werkstukken én indirect composiet
- 6 polymerisatie tijden (6, 90, 180 sec. / 5, 10, 15 min.)
- Breed lichtspectrum (390 - 540 nm)
- Stroboscooplamp met zeer sterke output en lange levensduur
- Eenvoudige 1-knops bediening
- Efficiënte koeling

Actie loopt t/m 31.07.2018 • Alle vermelde prijzen zijn excl. BTW. • Prijswijzigingen voorbehouden.

**READY 2 USE PAKKET € 17.850,-**

Adviesprijs € 20.085,-

Met het cara Print 4.0 Ready 2 Use pakket bent u verzekerd van een complete, als medical device gecertificeerde, workflow!

Huidige en toekomstige indicaties:  
Splints, nachtbeugels, boormallen, individuele afdruklepels, modellen, CAD voor gieten, tijdelijk en definitief kroon- en brugwerk, protheses.

**Bestellen, meer informatie  
of een vrijblijvende demo?**

Bel of mail  
Harry de Groot 06 53 97 80 86  
harry.degroot@kulzer-dental.com

BCO dental 072 57 628 19  
info@bcdental.nl