



Süda bewijst zich opnieuw, als uw partner in ambulante werken. De ontwikkelingen van de Süda Mobility blijkt een schot in de roos. Je kunt gerust zeggen: dé oplossing voor de ambulante tandheelkunde.

## **Mobiliteit**

Het Süda mobility systeem biedt de keuze uit 2 verschillende transporters. Het systeem met aan elke kant drie wielen is speciaal bedoeld voor het nemen van trappen. De uitvoering met aan beide zijde 1 groter wiel is zeer robuust uitgevoerd en uitstekend geschikt voor de minder vlakke ondergrond die u onderweg kunt tegenkomen.

## **Functionaliteit**

Het koffersysteem bestaat in eerste instantie uit twee aparte eenheden, welke op elkaar gestapeld kunnen worden. Beide eenheden worden aan de transporter bevestigd. U kunt er eventueel voor kiezen om in bepaalde gevallen slechts één van beide eenheden bij de klant mee naar binnen te nemen. Wanneer u de Süda Mobility compleet gebruikt dan staat de eenheid waar uw machine in staat bovenaan en de verzorgingseenheid (met al uw materialen) onderop. Op deze manier heeft u de juiste werkhoogte voor uw machine.

Bij de ontwikkeling van de Süda Mobility is uiteraard ook rekening gehouden met alle hygiëne aspecten. De mobility is uitstekend te reinigen.



**1**      **8930.3      Süda Mobility Machine Eenheid      € 455,00**

Breedte 35 cm, diepte 35 cm, hoogte 25 cm. Voldoende ruimte voor uw machine. Houder voor lamp. Verschillende opbergvakken. Opvouwbaar buitenzakken voor extra opslag.

**2**      **8930.5      Süda Mobility Draaghulp      € 98,00**

Geschikt voor opbergen van Süda beensteun en ambulante krukje. Te gebruiken als de machine eenheid apart wordt gebruikt zonder transporter.

**3**      **8930.4      Süda Mobility Verzorgingseenheid      € 498,00**

Breedte 35 cm, diepte 35 cm, hoogte 48 cm. Laden eenheid met 3 laden. Opbergvakken voor instrumenten boxen. Voldoende extra bergruimte

**4**      **8930.6      Süda Mobility Koeltas      € 49,00**

De koeltas kan geplaatst worden in de Süda verzorgingseenheid.

**5**      **8930.7      Süda Mobility Ladenbox      € 36,00**

Afmeting B 19 x H 24 x D 27 cm. Overzichtelijk ladenblok kan in de Süda verzorgingseenheid geplaatst worden


**6**      **8930.1      Süda Mobility Trappen transporter      € 99,00**

Transporter voorzien van 3 wielen aan beide zijden.

**7**      **8930.2      Süda Mobility Trolley transporter      € 99,00**

Transporter voorzien van 1 wiel aan beide zijden.

**8919      Koffer lamp Flexilight      € 149,00**



# SÜDA BACKPACK



Om de ambulante tandheelkunde verder te ondersteunen, ontwikkelde Süda, naast de Süda Mobility, een praktische rugtas. Het bezoek aan uw cliënten zal in elk opzicht gemakkelijker zijn!

- ✓ Waterdicht textielmateriaal met moderne uitstraling
- ✓ Verlig vervoer van uw apparatuur, instrumentarium en toebehoren
- ✓ Stabiele inlay voor een perfecte bescherming van uw apparatuur
- ✓ Nog meer mobiliteit dan bij het praktische transport op de rug.



**Art.nr.**  
8930.50

**Omschrijving**  
Süda backpack

**Prijs €**  
259,00

## Ontdek de grenzeloze mogelijkheden van het Süda Mobility Trolley systeem

Made in  
GER

Een nieuw level in de ambulante praktijk

- Moeiteloos de trap op en af
- U werkt direct uit de trolley
- Flexibel stapel systeem
- Goed design, ergonomisch en goed te reinigen

Süda Mobility Machine eenheid

- Breedte 35 cm, diepte 35 cm, hoogte 25 cm
- Voldoende ruimte voor uw machine
- Houder voor LED lamp
- Verschillende opbergvakken
- Opvouwbare buitenzakken voor extra opslag

Süda Mobility Verzorgingseenheid

- Breedte 35 cm, diepte 35 cm, hoogte 48 cm
- Laden eenheid met 3 laden
- Opbergvakken voor instrumentboxen
- Voldoende extra bergruimte

Draaghulp

- Te gebruiken als de machine-eenheid apart wordt gebruikt.

