

# VOCO HIGHLIGHTS

## Labor

#1/21  
1.4.21 - 30.9.21



## Grandio® blocs / Grandio® disc

Nanokeramisches Hybrid-CAD / CAM-Material

- Zur Herstellung von definitiven Kronen, Inlays, Onlays, Veneers und implantatgetragenen Kronen
- Höchster Füllstoffgehalt (86 Gew.-%)
- Kein Brennen erforderlich



### Grandio blocs

5 × Gr. 12 LT / HT

Die Artikelnummern der unterschiedlichen Farbvarianten finden Sie unter [www.voco.dental](http://www.voco.dental) oder im Hauptkatalog.

### Grandio blocs

5 × Gr. 14L LT / HT

Die Artikelnummern der unterschiedlichen Farbvarianten finden Sie unter [www.voco.dental](http://www.voco.dental) oder im Hauptkatalog.

### Grandio disc

1 × 15 mm (ø 98 mm)

Die Artikelnummern der unterschiedlichen Farbvarianten finden Sie unter [www.voco.dental](http://www.voco.dental) oder im Hauptkatalog.

**22%**  
gespart\*\*

REF 6000 **Set Blöcke** 2 × Gr. 12 (A2 LT, A3 HT), 3 × Gr. 14L (A3 LT, A3 HT, A3.5 LT), Bifix QM QuickMix Spritze 10 g universal, Futurabond U SingleDose 5 Stk., Ceramic Bond Flasche 5 ml, Dimanto Set, Zubehör

**VOCO** TRUSTED PARTNER

Die Liste der Geräte wird ständig erweitert und ist zu finden unter [www.voco.dental/devicesgrandio](http://www.voco.dental/devicesgrandio)

## Structur CAD

CAD / CAM Composite für temporäre Versorgungen

- Schnelle und effiziente CAD / CAM Herstellung von passgenauen temporären Restaurationen
- Höchste Qualität und Ästhetik für eine lange, sichere Tragedauer – besonders geeignet für Langzeit-Provisorien und semi-permanente Restaurationen
- Exzellente Kantenstabilität
- Müheloses Polieren und Individualisieren – intra- und extraoral



### Blocks 5 × Gr. 40L

A1	A2	A3
REF 6076	REF 6077	REF 6078

### Disc 1 × 20 mm (ø 98 mm)

A1	A2	A3
REF 6071	REF 6072	REF 6073

**VOCO** TRUSTED PARTNER

Die Liste der Geräte wird ständig erweitert und ist zu finden unter [www.voco.dental/devicesstructurcad](http://www.voco.dental/devicesstructurcad)

# 3D-DRUCKER

## SolFlex 3D-Drucker

### Digitale, additive Zahnheilkunde

- DLP-Verfahren mit langlebiger 385 nm UV-LED-Lichtquelle für klar-transparenten Druck
- Patentiertes FlexVat-System – sehr materialsparend, da weniger und dünnwandigere Supportstrukturen notwendig sind
- Große Baufläche zum parallelen Druck von z.B. bis zu 24 Schienen, Druck über Nacht möglich
- Mit allen gängigen Labor-CAD-Programmen (.STL-Dateien) kompatibel
- Abgestimmte große Materialauswahl zum Druck von Modellen, Schienen, Bohrschablonen etc.

Kostenloser  
Musterdruck unter  
[www.voco.dental](http://www.voco.dental)



REF 9100 SolFlex 170 3D-Drucker

20%  
gespart



REF 9102 SolFlex 350 3D-Drucker

20%  
gespart



REF 9104 SolFlex 650 3D-Drucker

20%  
gespart

### PowerVat

Der SolFlex kann neben der Flex-Vat mit einer starren Wanne, der sogenannten **PowerVat** ausgestattet werden.

- Präzises Drucken von massiven Objekten z. B. Modellen
- Verarbeitung von hochviskosen Materialien
- Materiallagerung in PowerVat möglich
- Kostengünstige austauschbare Folie



	SolFlex 170	SolFlex 350	SolFlex 650
Bauplatzform	56 × 89 mm (1 Belichtungsfeld)	64 × 120 mm (3 Belichtungsfelder)	128 × 120 mm (6 Belichtungsfelder)
Max. Bauhöhe	120 mm	130 mm	130 mm
Schichtstärke	25 - 300 µm	25 - 200 µm	25 - 200 µm
Baugeschwindigkeit	bis zu 138 mm/h <sup>1</sup>	bis zu 138 mm/h <sup>1</sup>	bis zu 138 mm/h <sup>1</sup>
Pixelgröße	70 µm <sup>2</sup>	50 µm <sup>2</sup>	50 µm <sup>2</sup>
Genauigkeit	± 35 µm	± 25 µm	± 25 µm

<sup>1</sup> Abhängig von der Schichtdicke Material etc.

<sup>2</sup> Pixelgröße und Druckvolumen können variieren.

Max. Druckkapazität <sup>3</sup>	Modelle	2 / 4	3 / 6	6 / 12
	Bohrschablonen	2 / 4	3 / 6	6 / 12
	Schienen	3 / 6	6 / 12	12 / 24
	Prothesenbasen	2	3	6

<sup>3</sup> Ganzkieferschiene, -Modell oder -Bohrschablone. In einem bzw. zwei Stockwerken mit individuellen Supportstrukturen gedruckt.

# 3D-DRUCKMATERIALIEN

## V-Print®

### Material für 3D-Druck

- **Sofort ohne aufschütteln einsetzbar** – V-Print's sind sedimentationsstabil
- **Sichere Entnahme von der Bauplattform** – Hohe Grünfestigkeit
- **Schnell und kosteneffizient** – Nachbelichtung ohne Schutzgas
- **Sicher für Anwender und Patienten** – Dank biokompatibler Medizinprodukte



**VOCO** TRUSTED PARTNER

Alle Druckpartner finden Sie unter / All print partners can be found here  
[www.voco.dental/3dprintingpartners](http://www.voco.dental/3dprintingpartners)



**V-Print dentbase**  
Prothesenbasen für die abnehmbare Prothetik

Flasche 1000 g pink  
REF 6048 MP IIa

Beim Kauf von **4 Flaschen** erhalten Sie eine weitere **gratis** dazu

**4+1\***



**V-Print splint**  
Therapeutische Schienen, Hilfs- und Funktionsteile die Diagnose betreffend, Bleaching-Schienen (Home-Bleaching)

Flasche 1000 g clear  
REF 6044 MP IIa




**V-Print splint comfort\***  
Therapeutische Schienen, Hilfs- und Funktionsteile die Diagnose betreffend, Bleaching-Schienen (Home-Bleaching)

Flasche 1000 g clear  
REF 6126 MP IIa



**V-Print SG**  
Dentale Bohrschablonen

Flasche 1000 g clear  
REF 6043 MP IIa



**V-Print tray**  
Individuelle Löffel, Basisplatten und Bissregistrare

Flasche 1000 g blue  
REF 6047 MP I



**V-Print Try-In**  
Einprobekörper für die Prothetik

Flasche 1000 g beige  
REF 6049 MP I



**V-Print model**  
Gesamtes Modellspektrum der Zahntechnik

Flasche 1000 g beige  
REF 6042



**V-Print model fast**  
Schnelldruckbare Modelle, speziell für die dentale Tiefziehtechnik

Flasche 1000 g blue  
REF 6125



**V-Print cast**  
Rückstandslos verbrennbare Objekte für Gießprozesse und Presskeramik

Flasche 1000 g blue  
REF 6045



### Drucker- und Materialkompatibilitäten

VOCO / W2P	SoiFlex 170 / 170 HD / 350 / 650 / 163 FHD	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Asiga	Asiga Max UV	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Rapid Shape	D20 II / D30 II / D40 II / D10+ / D20+ / D30+	✓	✓	✓	✓					
Straumann	P20 / P30 / P40 / P10+ / P20+ / P30+	✓	✓	✓	✓					
Dentalwings	D20 II / D30 II / D40 II / D10+ / D20+ / D30+	✓	✓	✓	✓					



\*in Kombination mit PowerVat

## CediTEC® DT

### CAD / CAM Composite für Prothesenzähne

- Individuell, hochwertig & ästhetisch – für das perfekte Ergebnis
- Kompatibel mit allen handelsüblichen Composites – für weitere Individualisierungen
- Zeit- & kosteneffizient – jederzeit und schnell reproduzierbar



#### Disc 1 x 20 mm ø 98 mm

A1	REF 6085	A3	REF 6087
A2	REF 6086	BL	REF 6088

Ästhetisch, präzise,  
individuell –  
Prothesen mit dem CediTEC /  
V-Print dentbase System

## CediTEC®

### Befestigungssystem für Prothesenzähne in Prothesenbasen

- Punktgenaue & sparsame Applikation – direkt aus der Mischkanüle
- Saubere & wirtschaftliche Dosierung – dank praktischer Kartusche




REF 6082	Set Kartusche 80 g CediTEC Adhesive, Flasche 4 ml CediTEC Primer, Zubehör
----------	---

## Bifix® Hybrid Abutment

### Dualhärtendes, universelles Befestigungscomposite zur intra- und extraoralen Anwendung

- All-in-one – permanente Befestigung aller gängigen Dentalmaterialien
- Höchste Flexibilität – Einsatz intraoral in der Praxis und extraoral im Labor
- Hochästhetisch – die perfekte Maskierung dunkler Untergründe durch hochopake Farben
- Mit Try-In Pasten – präzise Farbsimulation für Hybrid-Abutments, Abutment-Kronen und die koronale Versorgung

NEU



30%  
gespart\*\*

REF 2995	Implant Set mixed – entspricht REF 2410 + 2412 + 2413 (3 x QuickMix Spritze 10 g, 3 x Try-In Spritze 2,5 g, Zubehör)
----------	--

REF 2411	QuickMix Spritze 10 g (universal HO)
REF 2412	QuickMix Spritze 10 g (weiß HO)
REF 2413	QuickMix Spritze 10 g (transluzent)
+ jeweils inkl. Try-In Spritze 2,5 g, Zubehör	

18%  
gespart\*\*

REF 2410	Implant Set QuickMix Spritze 10 g (universal HO), Try-In Spritze 2,5 g, Ceramic Bond Flasche 5 ml, Futurabond U SD 5 Stk., Zubehör
----------	--

\*Nach Bestellung und Lieferung von vier Packungen durch das von Ihnen gewählte Depot erhalten Sie eine weitere Packung direkt von VOCO als Rabatt geliefert. Gilt nur für gewerbliche Labore. \*\*Gegenüber Einzelkauf

### Ihre Bestellung

Zur Bestellung der gezeigten VOCO Highlights sprechen Sie bitte Ihr Dentaldepot oder Ihren VOCO-Außendienstmitarbeiter an. Angebote sind nur gültig bei teilnehmenden Handelspartnern. Sonderpreise Ihres Depots werden in jedem Fall berücksichtigt.

### VOCO-Kundenservice

Freecall: 00 800 44 444 555

Fax: +49 (0) 4721-719-2931 · E-Mail: [service@voco.de](mailto:service@voco.de)

Dieser Prospekt wurde überreicht durch: