

Besuchen Sie uns auf der IDS in Köln!

22.09. - 25.09.2021



Halle 10.2
Stand O30/P31

Schick's Erfolgsgeschichte
bekommt ein weiteres Kapitel.
... seien Sie gespannt...

Fragen Sie Ihren Fachhändler. *Unverbindliche Preisempfehlung Schick GmbH. **Aktion gültig vom 01.09.2021 bis 30.09.2021. Alle Preise zzgl. MwSt. und Versandkosten. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Abbildungen ähnlich. Die Preise gelten nicht in Verbindung mit anderen Aktionen.

TOP Angebot!



statt ~~3.183,- €*~~
IDS-Sonderpreis
2.599,- €**



20 JAHRE
G2 Concept
von Schick

G2 Concept Die zeitsparende Modellsäge

- ▶ Keine Beschädigung der Präparationsgrenze durch Sägeschnitte von unten
- ▶ Strichlaser für exakte Schnittpositionierung
- ▶ Schnellstopp und Sensortechnik für hohen Sicherheitsstandard
- ▶ Sauberes Arbeiten durch Anschluss an Absaugung
- ▶ Geeignet für Gips und Modellkunststoff

Art.-Nr. 1500/5



DIALOGPOST
Ein Service der Deutschen Post

ALLEMAGNE Port payé

SCHICK
DENTAL

Schick GmbH

Lehenkreuzweg 12
D-88433 Schemmerhofen
Telefon +49 7356 9500-0
Telefax +49 7356 9500-95
info@schick-dental.de
www.schick-dental.de

MADE
IN GERMANY
BY SCHICK

Seit über 55 Jahren:
Entwicklung, Fertigung und
Montage in unserem Haus.

21787 7/2021 d

IDS 2021



SCHICK
create the future

SONDERPREISE IDS 2021

statt ~~1.408,- €*~~
IDS-Sonderpreis
1.199,- €**



Basic

Effizient, vielseitig
und zuverlässig

- ▶ Die Einstiegsklasse für den universellen Einsatz z.B. für Kunststoff oder Keramik
- ▶ Einfache Handhabung
- ▶ Hochwertige und langlebige Qualität
- ▶ Erhältlich als Knie-, Fuß- und Tischversion
- ▶ 1.000-40.000 U/min, 6,7 Ncm

Kniestuerung Art.-Nr. 9405
Fußsteuerung Art.-Nr. 9408
Tischsteuerung Art.-Nr. 9413

Optionales Zubehör für Tischsteuerungen:
Fußtrittschalter (Ein/Aus) Art.-Nr. 6370/2
Dynamischer Fußanlasser Art.-Nr. 9440

statt ~~1.668,- €*~~
IDS-Sonderpreis
1.499,- €**



Profi

Für professionelles Arbeiten

- ▶ Leistungsstarke Technik, selbst für schwere Schleif-, Trenn- und Fräsarbeiten geeignet
- ▶ Motorhandstück mit Soft-Grip Oberfläche
- ▶ Einfache Handhabung
- ▶ Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
- ▶ 1.000-50.000 U/min (Knieversion, Tischversion), 8 Ncm
- ▶ 1.000-40.000 U/min (Fußversion), 8 Ncm

Kniestuerung Art.-Nr. 9340/6
Fußsteuerung Art.-Nr. 9350/6
Tischsteuerung Art.-Nr. 9550



statt ~~2.068,- €*~~
IDS-Sonderpreis
1.699,- €**

QUBE II

Leistungstark, modern, ergonomisch

- ▶ Perfekt für schwerste Schleif-, Trenn- und Fräsarbeiten
- ▶ Ultraleichtes und robustes Handstück
- ▶ Bediensatellit: Einstellung Drehzahl, Tempomat, Rechts-Linkslauf
- ▶ Integrierter Anschluss für elektrisches Wachsmesser von Schick
- ▶ 200-60.000 U/min, 9 Ncm (erhältlich als Knie-, Fuß- und Tischversion)

Kniestuerung Art.-Nr. 9505
Fußsteuerung Art.-Nr. 9508
Tischsteuerung Art.-Nr. 9513



statt ~~4.768,- €*~~
IDS-Sonderpreis
4.199,- €**

S2 Profi

Das Allround-Fräsergerät

- ▶ Kraftvolle Frässpindel mit höchster Laufruhe
- ▶ LED-Lichtkopf zur optimalen Ausleuchtung
- ▶ Magnetspannung für Modelltisch
- ▶ Äußerst stabile Bauform für vibrationsfreies Fräsen
- ▶ Keramik-Frässet zur Nassbearbeitung optional erhältlich
- ▶ Auf Wunsch Spannzange 2,35 mm bzw. 3,0 mm erhältlich
- ▶ 1.000-40.000 U/min, 7 Ncm

Art.-Nr. 2950



statt ~~8.186,- €*~~
IDS-Sonderpreis
6.999,- €**

S3 Master

Fräsergerät der Meisterklasse

- ▶ Kraftvolle Frässpindel mit höchster Laufruhe
- ▶ LED-Lichtkopf zur optimalen Ausleuchtung
- ▶ Magnetspannung für Modelltisch und 3D Fräsarm
- ▶ Höhenverstellbarer Frästisch
- ▶ Keramik-Frässet zur Nassbearbeitung optional erhältlich
- ▶ Auf Wunsch Spannzange 2,35 mm bzw. 3,0 mm erhältlich
- ▶ 1.000-50.000 U/min, 7,8 Ncm

Art.-Nr. 2500/5