

NexxZr® T Multi

Aanbieding!



NexxZr T Multi is een tandheelkundig multilayer zirkoniumoxide (3Y-TZP cervicaal, 5Y-TZP incisaal) van de nieuwste generatie. Het wordt gekenmerkt door een zeer hoge buigsterkte (1170 MPa cervicaal, 630 MPa incisaal) en een vloeiend verloop van kleur en translucentie. Het biedt een optimale oplossing voor het vervaardigen van monolithische en

anatomisch gereduceerde kroonen brugrestauraties. Het speciaal ontwikkelde gradiëntconcept verandert de mechanische en optische eigenschappen van het materiaal van cervicaal tot incisaal. Het hoogwaardige fabricageproces garandeert zelfs bij grote restauraties spanningsvrij sinteren en hoge pasnauwkeurigheid.

Highlights

- › Vloeiend kleur- en translucentieverloop - multifunctionele esthetiek
- › Hoge sterkte - breed spectrum van indicaties
- › Hoogwaardig productieproces - spanningsvrij sinteren zonder vervorming en hoge

Beschikbaar in

- › 20 kleuren: 16 A-D en 4 Bleach kleuren
- › 2 hoogtes: 16 en 20 mm
- › 2 geometrieën: W-98 (∅ 98,5 mm met trede) en Z-95 (voor Zirkonzahn®)

* Prijzen zijn excl. BTW. Aanbieding gelimiteerd tot 1 per klant. Geldig tot 31.12.2021.



630 MPa
49% Translucentie

1170 MPa
42% Translucentie

Bestel nu



BCO dental bv
W.M. Dudokweg 8a
1703 DB Heerhugowaard

T: 072 57 628 10
E: www.bcodental.nl

NexxZr T Multi

