

# DENTAL *smash*

## Palapress® vario

Bei mehreren, gegenüberliegenden Sätteln ist Palapress® vario die richtige Wahl. Der Vorteil dieses Prothesenkunststoffes ist der gesteuerte Polymerisationsverlauf. Durch eine Gießzeit von bis zu 3 Minuten können mehrere Sättel gleichzeitig gegossen werden.



**82410**  
Flasche 500 ml Flüssigkeit

Aktionspreis  
**63,90**

**62876**  
Packung 1 kg Pulver rosa



Aktionspreis  
**116,90**



**KULZER**  
MITSUI CHEMICALS GROUP

## MOLDANO®

Modell-Hartgips der Klasse III für vielfältige zahntechnische Arbeiten wie Gegenbiss-, Reparatur- und Situationsmodelle und Modellsockel. Cremige, gießfähige Konsistenz, schnelle Erhärtung und volumenbeständig.

**60834**  
Sack 25 kg Modellhartgips blau



Aktionspreis  
**46,50**

## VITA VIONIC® BASE DISC HI

Ein neues Qualitätslevel für Ihre digital gefertigte Prothese mit VITA VIONIC® BASE DISC HI. VITA VIONIC® BASE DISC HI sind vorgefärbte dentale Fräsrohlinge aus schlagzähem PMMA für die Herstellung von Prothesenbasen für herausnehmbaren Zahnersatz.

**218074**  
Disc Ø 98,5 mm, H 30 mm,  
classic pink translucent

**55,90**

### AKTIONSPAKET

6 x VITA VIONIC® BASE DISC HI  
nach Wahl



Paketpreis  
**275,-**

**VITA**



Paketpreis  
**599,-**

## VITA VIONIC® DENT DISC multiColor

Der Fräsrohling aus MRP-Komposit (anorganisch gefülltes PMMA) überzeugt durch seine Materialeigenschaften und die Qualität von VITA Premium-Konfektionszähnen. Weitere Vorteile sind die Abrasionsstabilität für langlebige Prothesen, eine hervorragende Polierbarkeit sowie anspruchsvolle Ästhetik dank integriertem Farbverlauf.

**218079**  
Disc Ø 98,4 mm, H 20 mm, A3

**121,90**

### AKTIONSPAKET

6 x VITA VIONIC® DENT DISC  
multiColor nach Wahl

## VITA VIONIC® WAX

Sind formstabile, temperaturbeständige Synthetikwachs-Rohlinge.

**131185**  
Disc Ø 98,4 mm, H 30 mm,  
pink

**43,90**

### AKTIONSPAKET

6 x VITA VIONIC® WAX DISC nach  
Wahl



Paketpreis  
**219,-**



IMPRIMO  
Care-Vertrag  
(Laufzeit 24 Monate)  
190 € monatlich

inkl.  
IMPRIMO-Harz  
im Wert von  
750 €

zuzüglich 450 €  
für Installation und  
Einweisung

Zu den  
Leistungen des  
Care-Vertrages  
beraten wir  
Sie gern!

Aktionspreis  
**14.990,-**

## Asiga Ultra™

Der Asiga Ultra™ als hochproduktive Lösung für 3D-Drucke in der Dental-industrie vereint erstmalig eine hohe Präzision von 50µm Auflösung mit einem großen Bauvolumen (192 x 108 x 147mm) und das als Desktop System. Skalieren Sie ihre Produktion so einfach wie nie: kalibrationsfreie Bauplattform nach einmaliger Ausrichtung des Sicherheitsbasins zur Aufnahme der Harzwanne, berührungsloses Öffnen der Haube, zusätzliche optionale Heizung des Harzes durch IR-Heizung unterhalb der Trayauflage.

**221697**  
3D-Drucker inklusive  
2 Liter Endurance Ultra Build Tray Box,  
Composer Software, Schutzbrille,  
Netzkabel/Netzwerkkabel, Spachtel,  
Service-Werkzeug

Hersteller-  
Listenpreis **14.990,-**



## IMPRIMO® LC Splint comfort MSI®

IMPRIMO® LC Splint comfort MSI® ist ein lichthärtendes, methacrylatbasiertes Harz zur Herstellung von hartelastischen Schienen. Es bietet eine höhere Flexibilität und geringere Bruchanfälligkeit im Vergleich zu harten Materialien. Die MSI® Technologie bewirkt nachweislich eine signifikante Reduktion von Biofilmen und Plaque-Ablagerungen an Oberflächen. Das Harz ist kompatibel mit DLP Systemen (<= 405 nm) und es sind optimierte Parameter für ASIGA Geräte vorhanden.

**220501**  
Flasche 1 kg Kunststoff ozean-blau



neu

Aktionspreis  
**315,-**

Präzision, Komfort,  
Langlebigkeit –  
die beste Wahl  
für hartelastische  
Schienen!

## DURASPLINT® comfort MSI

Die thermoelastische Ronde für Aufbissschienen gibt es nun auch als MSI® Variante (Multi Species Inhibition). Damit ist sie die weltweit erste biomimetische Fräsrunde ihrer Klasse, welche durch die einzigartige MSI® Technologie, die Adhäsion von Biofilmen im Mundmilieu auf natürliche Art und Weise verhindert. Es wird dabei ein natürlicher Prozess kopiert, wie er z. B. von der Rotalge *Delisea* genutzt wird.

**294930**  
Fräsrunde 16 mm

Aktionspreis  
**65,50**



neu

Aktionspreis  
**329,-**



## Grandio® disc multicolor

Zur Herstellung von definitiven Kronen, Inlays, Onlays, Veneers und implantatgetragenen Kronen. Die besondere Zusammensetzung des Materials erzeugt einen Farbverlauf der multicolor-Restauration wie bei dem natürlichen Zahn (Invisible Layer Technology). Weit überdurchschnittliche Materialfestigkeit - mit 86 % Füllstoffgehalt sind sie die höchstegefüllten ihrer Klasse. Kein Brennen erforderlich.

**295014**  
Disc H 12 mm, A3



## Cercon® yo ML

- Cercon® yo ML erfüllt nahezu jede Anforderung an Zirkonoxid und unterstützt Restaurationen, die ebenso funktional wie ästhetisch sind
- Cercon® yo ML, die Kraft von SMARTER Ästhetik, Produktion und Kontinuität
- Es bietet hervorragende Transluzenz, Farbsättigung und Farbtreue

neu

Paketpreis  
**209,-**

**295877**  
Disk Ø 98 mm H 14 mm, A3

**179,90**

### AKTIONSPAKET\*

2 x Cercon® yo ML Disk Ø 98 mm,  
H 14 mm nach Wahl

\*Das Angebot gilt einmalig pro Labor!

**295900**  
Disk Ø 98 mm H 18 mm, A3

**209,-**

### AKTIONSPAKET\*

2 x Cercon® yo ML Disk Ø 98 mm,  
H 18 mm nach Wahl

\*Das Angebot gilt einmalig pro Labor!



Paketpreis  
**179,90**

Dentsply  
Sirona

## Lucitone Digital Fuse™

Leicht verständliches System zur Verschmelzung digitaler Prothesenzähne mit einer Lucitone Digital Print 3D-Prothesenbasis.

**217614**  
Flasche 25 g Step 2 original



Aktionspreis  
**29,95**

## Lucitone Digital Value™

### 3D Economy Tooth & Trial Placement

Lucitone Digital Value™ 3D Economy Tooth & Trial Placement wurde unter Berücksichtigung von Volumen und Geschwindigkeit entwickelt und bietet gutes Aussehen und dauerhafte Haltbarkeit und eignet sich für alle Klassifizierungen von Full-over-Full- und Single-Arch-Gehäusen.

**217609**  
Flasche 1 kg A3



Aktionspreis  
**565,-**

## Lucitone Digital Print™

### 3D Denture Resin

Unsere 3D-Prothesenbasis umfasst alle subtilen Farbtöne von hellrosa bis dunkelrot und bietet eine komplette Suite von Lucitone-Gingiva-Farbtönen für jeden Patienten.

**217600**  
Flasche 1 kg original

Aktionspreis  
**599,-**



## Lucitone Digital IPN™

Lucitone Digital IPN™ hilft Laboren, die steigende Nachfrage nach Premium-Prothesenzähnen mit hoher Ästhetik zu erfüllen.

**292969**  
Flasche 500 ml Premium Tooth  
Shade A3

Aktionspreis  
**599,-**



Aktionspreis  
**43,90**



## DuraLay Inlay Pattern Resin

- Selbsthärtender Modellierkunststoff für die Pinseltechnik. Teleskopkronen, implantatgetragene Suprakonstruktionen und Tranferschablonen, Inlays, Galvanotechnik, etc.
- Hohe Festigkeit und Stabilität, auch bei dünnen Schichtstärken
- Rückstandslose, saubere Verbrennung
- Feinste Modellationen für detailgetreue Oberflächen und optimale Passung

**296013**  
Kit 56 g Pulver rot, 60 ml Flüssigkeit

## Dura Rely-A-Soft - Soft Denture Liner

- Für Labor und Praxis
- Weichbleibendes Unterfütterungsmaterial
- MMA frei
- Perfekter Haftverbund
- Hohe Farbstabilität

**296006**  
Set 112 g Pulver rosa, 120 ml Flüssigkeit



Aktionspreis  
**129,90**

## DuraLay Temporary Crown & Bridge

- Ideal für temporäre Kronen und Brücken
- Hoch belastbarer Kunststoff
- Leicht zu bearbeiten und polieren
- Minimale Schrumpfung
- Zahnfarben: #62 (A2) / #65 (D3) / #69 (C2) / #77 (B4)

**296012**  
Kit 4 x 56 g Pulver (A2, D3, C2, B4),  
2 x 60 ml Flüssigkeit



Aktionspreis  
**119,90**

## TRONADA

Eignet sich zum Reinigen von Kleinteilen, zahntechnischen Arbeiten und Instrumenten. Fette, Beizmittel und Verschmutzungen werden schonend und gründlich ohne chemische Zusätze entfernt. Dampfdruck 6 bar. Verfügt über eine integrierte Pumpe, die das Gerät automatisch befüllt.

**18099**  
Dampfstrahler inkl. Luer-Lock-Adapter und 2,5 mm-Düsenaufsatz

Hersteller-Listenpreis 3.490,-

REITEL

## STEAMY MINI

Der STEAMY MINI Dampfstrahler eignet sich zum Reinigen von Kleinteilen, zahntechnischen Arbeiten und Instrumenten sowie zum punktuellen Einsatz an größeren Objekten. 3,5 Liter Tankinhalt, 4,5 bar Druck, manuelle Befüllung. Langlebige Technik mit Edelstahl-Kessel.

**34494**  
Dampfstrahler

Hersteller-Listenpreis 1.490,-

Aktionspreis  
**2.879,-**



Aktionspreis  
**999,-**

## LED Arbeitsplatzleuchten

Einstellbare Helligkeit und Lichtfarbe (Farbechtheit RA>93) mit langlebigen LED (>50.000 Stunden). 3 Speicherplätze zur Sicherung der persönlichen Einstellungen und einfaches Umschalten.

**203857**  
LED COMFORT TABLE mit Gelenkarm zur Tischmontage

Hersteller-Listenpreis 1.220,-



Aktionspreis  
**1.059,90**



## GC Fujivest® Premium

Graphitfreie, phosphatgebundene Einbettmasse für Kronen und Brücken. Speziell geeignet für NEM und alle Dentallegierungen. Ringlos zu verarbeiten (konventionelles als auch schnelles Aufheizen). Breiter Expansionsbereich bis zu 3.5 % - auch komplizierte implantatgetragene Suprastrukturen aus NEM sind sicher und verlässlich herstellbar. Optimale Expansionskontrolle durch Flüssigkeitsverdünnung für eine perfekte Passung.

**57029**  
Karton 40 x 150 g Beutel

**57069**  
Flasche 900 ml Liquid



Aktionspreis  
**91,90**

Aktionspreis  
**22,50**



## GC Fujivest® Super

Graphitfreie, phosphatgebundene Einbettmasse für Präzisionsgüsse. Für Edelmetall-, Halbedelmetall- und Pd-Basis-Legierungen. Speziell für komplizierte Implantatsuprastrukturen entwickelt. Sowohl für konventionelles als auch schnelles Aufheizen geeignet. Optimale Expansionskontrolle durch Flüssigkeitsverdünnung für eine perfekte Passung.

**38376**  
Karton 40 x 150 g Beutel

**38377**  
Flasche 900 ml Liquid

Aktionspreis  
**113,90**

Aktionspreis  
**22,95**

## GC FUJIROCK® EP Classic Line

Superhartgips der Klasse IV. Classic Line für alle prothetischen Arbeiten, die hohe Präzision, hervorragende Kantenhärte und hohe Drucksensibilität erfordern. Die Premium Line wurde entwickelt für Hochpräzisionstechniken wie großspannige Implantat- und komplexe vollkeramische Arbeiten.

**57033**  
Eimer 12 kg Gips Goldbraun

## GC FUJIROCK® EP Premium Line

Superhartgips der Klasse IV. Classic Line für alle prothetischen Arbeiten, die hohe Präzision, hervorragende Kantenhärte und hohe Drucksensibilität erfordern. Die Premium Line wurde entwickelt für Hochpräzisionstechniken wie großspannige Implantat- und komplexe vollkeramische Arbeiten.

**123786**  
Eimer 11 kg Gips Pastellgelb

**123785**  
Eimer 4 kg Gips Polarweiß



Aktionspreis  
**65,90**

Aktionspreis  
**30,50**

Aktionspreis  
**64,90**

**GC**

## CERAMAGE

Natürliche Ästhetik mit ausgewogenen Materialeigenschaften. Dieses Mikrohybrid-Komposit ist zu mehr als 70 Gew.-% mit mikrofeiner Keramik gefüllt und setzt Maßstäbe für lichthärtende Verblendwerkstoffe.

**63560**  
**Spritze** 4,6 g Komposit  
 Inzisal 59

**63788**  
**Spritze** 4,6 g Komposit  
 dentin A2

Aktionspreis  
**32,90**

Aktionspreis  
**32,90**



**CERAMAGE**  
 meets digital

DAS  
 Mikrohybrid-  
 Verblendkonzept

## CERAMAGE UP

Lichthärtendes, fließfähiges Mikrohybrid-Komposit für die freie Schichttechnik. Überzeugend anders! Die Einzelmassen sind fließfähig, dennoch standfest, leicht modellier-, konturier- und polierbar. Für nahezu uneingeschränkte Individualisierungen untereinander mischbar.

**119653**  
**Spritze** 5 g Komposit inzisal, 59

Aktionspreis  
**37,90**



## Polymax 5

Druckpolymerisationsgerät zur Heiß- und Kaltpolymerisation dentaler Kunststoffe. Aufnahmefähig für 1 großen Artikulator, 3 Messingküvetten mit Bügel oder 4 Castdon Küvetten. Stufenlos regelbare Temperatur bis 95 °C, 90 Minuten Timer und variabel einstellbarer Druck für optimale Ergebnisse. Auch als Druckverdichter einsetzbar.

**36370**  
 Druckpolymerisationsgerät rot inklusive Druckschlauch und Wasserabflussschlauch

Hersteller-  
 Listenpreis 2.814,94

Aktionspreis  
**2.460,-**

Aktionspreis  
**43,90**



## Dublisil® Küvette

Höhenverstellbare Küvette für die sparsame Silikon-Dubliertechnik.

**55248**  
 Küvette



## Castdon Starter Kit

Umfassendes Komplettpaket mit allen benötigten Systemkomponenten für die Herstellung von totalen und partiellen Prothesen. Beinhaltet Material zur Erstellung von ca. acht Vollprothesen. Alle Set-Bestandteile sind auch separat erhältlich.

**218263**  
**Starter Kit** 750 g Pulver rosa-transparent, 1 Küvette transparent, 500 ml Flüssigkeit, 2 x 850 ml Siliform, 1 Liter Isolat film, 1 Kanalstechröhrchen Ø 8 mm, Dosierhilfen

Aktionspreis  
**295,-**





## Cercon® ht ML

Cercon® ht ML ist das Multilayer Zirkonoxid für alle Bedürfnisse und großspannige Brücken mit bis zu 14 Gliedern.

208408  
 Disk Ø 98 mm H 14 mm, A3

208439  
 Disk Ø 98 mm H 18 mm, A3

Aktionspreis  
**172,70**

Aktionspreis  
**201,50**



## Cercon® xt ML

Cercon® xt ML – Extra transluzentes Multilayer Zirkonoxid. Die neue Multilayer Klasse verspricht monolithische Restaurationen auf höchstem Niveau. Perfekter, naturgetreuer Farbverlauf: Entspricht der Ästhetik eines natürlichen Zahnes ganz ohne Verblenden oder Bemalen.



204631  
 Disk Ø 98 mm H 18 mm, A3

204632  
 Disk Ø 98 mm H 25 mm, A3



Aktionspreis  
**192,-**

Aktionspreis  
**240,-**

## Dentsply Sirona Multilayer PMMA Disc

Die Dentsply Sirona Multilayer PMMA Disc ist jetzt eine validierte Mehrfach-Materialkomponente für provisorische Kronen und Brücken sowie für hochwertige Prothesenzähne.

128760  
 Disk Ø 98 mm H 20 mm, A3, Multilayer



Aktionspreis  
**91,70**