

get it!

NSK actie-aanbiedingen

LENTE/ZOMER · 01 MAART TOT 30 JUNI 2026

NIEUW



Mondhygiëne

Varios Combi Pro2



Mobiele Tandheelkunde



VIVA ace



4+1 Actie



Mondhygiëne



Prophy Mate neo

Hoekstukken & Turbines

Hoekstuk

Ti-Max Z99L **NIEUW**

De ultiem gelijkmatige snede.
Ontwikkeld voor duurzaamheid.

4+1

met licht

1:5

1.235€*

~~1.487€*~~

Ti-Max Z99L

REF. CA13140001

- Kopafmetingen $\varnothing 8,9 \times H 13,4$ mm
- Titanium body met krasvaste DURAGRIP®-coating
- Keramische kogellagers
- Microfilter
- Tweeweg-koelfunctie
- Anti-verhittingssysteem
- 100°-kophoek

THE ONLY HANDPIECE EVER TO
EARN A PERFECT SCORE!

5.0
RATING



Dental Product Shopper Evaluation



DURAPOWER CHUCK® voor de krachtige grip van de boor



Viervoudige spraykoeling



100°-kophoek voor eenvoudige toegang



Geoptimaliseerd tandwielontwerp voor soepel snijden

Hoekstuk

S-Max M94L **NIEUW**

Snelle en soepele zirconiumbewerking

4+1

met licht

1:4

906€*

~~949€*~~

S-Max M94L

REF. CA13170001

- Max. snelheid: 160000 min⁻¹
- Kopafmetingen: $\varnothing 9,9 \times H 14,5$ mm
- Roestvrijstalen behuizing
- Keramische kogellagers
- Viervoudige sproeikoeling



Uitzonderlijke duurzaamheid

Verlenging van de levensduur met 2,7 keer en bijzondere weerstand bij de bewerking van extreem harde materialen



Ti-Max Z Turbines

- Titanium body met krasvaste DURAGRIP®-coating • Keramische kogellagers • Clean-Head-System
- Viervoudige spraykoeling • Eenvoudige rotorwissel • 100° kop • Quick-Stop-functie
- Z990/Z890: microfilter, DURAPOWER CHUCK®



2 Jaar Garantie

Standaardkop ($\varnothing 12,1 \times H 12,7$ mm)

met licht

4+1

Ti-Max Z990L

REF. PA23730001

- voor NSK PTL Koppeling

Ti-Max Z990KL

REF. PA23750001

- voor KaVo® MULTIflex® LUX Koppeling

Ti-Max Z990SL

REF. PA23770001

- voor Sirona® Snelkoppeling

Ti-Max Z990WL

REF. PA23870001

- voor W&H® Roto Quick® Koppeling

1.051€*

~~1.427€*~~

Minikop ($\varnothing 10,6 \times H 10,8$ mm)

met licht

4+1

Ti-Max Z890L

REF. PA23720001

- voor NSK PTL Koppeling

Ti-Max Z890KL

REF. PA23740001

- voor KaVo® MULTIflex® LUX Koppeling

Ti-Max Z890SL

REF. PA23760001

- voor Sirona® Snelkoppeling

Ti-Max Z890WL

REF. PA23860001

- voor W&H® Roto Quick® Koppeling

1.051€*

~~1.427€*~~

Microkop ($\varnothing 9,0 \times H 10,8$ mm)

met licht

4+1

Ti-Max Z micro

REF. PA2357

- voor NSK PTL Koppeling

950€*

~~1.011€*~~

Ti-Max Z micro KL

REF. PA2358

- voor KaVo® MULTIflex® LUX Koppeling

Ti-Max Z micro SL

REF. PA2359

- voor Sirona® Snelkoppeling

Ti-Max Z micro WL

REF. PA23610001

- voor W&H® Roto Quick® Koppeling

1.025€*

~~1.138€*~~

Opmerking: Turbines van de Ti-Max Z990 / Z890-serie zijn ook voor Bien Air® turbinekoppelingen verkrijgbaar tegen de hierboven aangegeven speciale prijzen.

Hand- en hoekstukken

Ti-Max Z

COMFORT IN UW HANDEN

- Titanium body met krasvaste DURAGRIP® coating • Lichtgeleiding via glasstaaf • Geïntegreerde microfilter
- Clean-Head-System • Extreem compacte afmetingen (bijvoorbeeld hoekstuk-kopmaat Ø 8,9 x H 13,4 mm)

 **3 Jaar Garantie**



4+1

met licht 1:5

Ti-Max Z95L

REF. C1034

- Hoekstuk met licht
- 1:5 versnelling
- Viervoudige spraykoeling
- Keramische kogellagers
- Tweeweg-sprayfunctie

1.221€*
~~1.449€*~~



4+1

met licht 1:1

Ti-Max Z25L

REF. C1038

- Hoekstuk met licht
- 1:1 overbrengingsverhouding
- Enkelvoudige spraykoeling
- Tweeweg-sprayfunctie

828€*
~~927€*~~



4+1

met licht 4:1

Ti-Max Z15L

REF. C1039

- Hoekstuk met licht
- 4:1 vertraging
- Enkelvoudige spraykoeling
- Tweeweg-sprayfunctie

945€*
~~1.073€*~~



4+1

met licht 1:4.2

Ti-Max Z45L

REF. C1064

- Hoekstuk met licht
- 1:4.2 versnelling
- Tweeweg-sprayfunctie
- Keramische kogellagers
- Superieure toegang dankzij 45° schuine kop

1.328€*

4+1 ACTIE

Stel uw individuele pakket samen uit 5 instrumenten zoals afgebeeld op pagina's 2 tot 4. De totaalprijs van het pakket wordt verlaagd met de prijs van het goedkoopste instrument in het pakket.

Airscaiers van de Ti-Max S970-serie zijn ook inbegrepen in de 4+1-actie. Let eenvoudig op het 4+1-teken.



Ti-Max X

- Titanium body met krasvaste DURAGRIP® coating • Lichtgeleiding via glasstaaf

 **2 Jaar Garantie**



4+1

met licht 1:5

Ti-Max X95L

REF. C600

- Hoekstuk met licht
- 1:5 versnelling
- Viervoudige spraykoeling
- Keramische kogellagers

1.027€*
~~1.201€*~~



4+1

met licht 1:1

Ti-Max X25L

REF. C601

- Hoekstuk met licht
- 1:1 overbrengingsverhouding
- Enkelvoudige spraykoeling

754€*
~~885€*~~



4+1

met licht 4:1

Ti-Max X15L

REF. C602

- Hoekstuk met licht
- 4:1 vertraging
- Enkelvoudige spraykoeling

863€*
~~995€*~~



4+1

met licht 1:1

Ti-Max X65L

REF. H273

- Handstuk met licht
- 1:1 overbrengingsverhouding
- Enkelvoudige spraykoeling

896€*
~~976€*~~

Hand- en hoekstukken / Turbines

S-Max M

• Roestvrijstalen body • Lichtgeleiding via glasstaaf

 **2 Jaar Garantie**

 4+1 met licht 1:5 S-Max M95L REF. C1023 • Hoekstuk met licht • 1:5 versnelling • Viervoudige spraykoeling • Keramische kogellagers 906€* 949€*	 4+1 met licht 1:1 S-Max M25L REF. C1024 • Hoekstuk met licht • 1:1 overbrengingsverhouding • Enkelvoudige spraykoeling 645€* 714€*	 4+1 met licht 4:1 S-Max M15L REF. C1025 • Hoekstuk met licht • 4:1 vertraging • Enkelvoudige spraykoeling 721€* 848€*	 4+1 zonder licht 1:1 S-Max M65 REF. H1008 • Handstuk zonder licht • 1:1 overbrengingsverhouding • Enkelvoudige spraykoeling 490€* 520€*
--	--	---	---

• Roestvrijstalen body • Lichtgeleiding via glasstaaf • Keramische kogellagers
• Clean-Head-System • Viervoudige spraykoeling

 **2 Jaar Garantie**

 4+1		Standaardkop (Ø 12,1 x H 13,3 mm) met licht S-Max M900L REF. P1254 • voor NSK PTL Koppeling 688€* 733€* S-Max M900KL REF. P1258 • voor KaVo®MULTiflex® LUX Koppeling 754€* 823€*	
---	--	--	--


Opmerking: Turbines van de S-Max-serie zijn ook voor Bien Air® turbinekoppelingen verkrijgbaar tegen de hierboven aangegeven speciale prijzen.

Ti-Max S970 Aircaler

- Titanium body met DURACOAT® coating
- Verhoogde trekkracht, constante prestaties
- Ringlichtgeleider
- Breed assortiment opzettips voor tandsteenverwijde ring, parodontologie, restauratie en endotoepassingen
- Trillingsfrequentie: 5800-6200 Hz
- Incl. 3 scaling-opzettips (S1, S2, S3)



Power Control-ring met 3 standen



Optimale toegang

4+1

 met licht Ti-Max S970L REF. T1005 • voor NSK PTL Koppeling 1.138€*	met licht Ti-Max S970KL REF. T1013 • voor KaVo®MULTiflex® LUX Koppeling 1.261€*	met licht Ti-Max S970SL REF. T1015 • voor Sirona® Snelkoppeling 1.261€*
---	---	---

Varios 970

ULTRASOON APPARAAT MET IPIËZO-TECHNOLOGIE

- iPiezo-besturingselektronica voor stabiele vermogensafgifte
- Vederlicht handstuk voor alle indicaties
- Uitgebreid assortiment hulpstukken voor alle toepassingsgebieden: profylaxe, parodontologie, endodontie, restauratie & protheses
- ledlichttechnologie
- 2 koelvloeistoftanks à 400 ml + vaste wateraansluiting

De Varios 970 complete set omvat:

- Besturingsunit
- Handstuk incl. kabel
- Voetschakelaar 3 scaling-opzettips (G4, G8, G16)
- 2 koelvloeistoftanks
- Steribox met 3 draaimomentsleutels

Ultrasoon apparaat **zonder licht**

Varios 970

REF. Y1004160

2.721€*

Ultrasoon apparaat **met licht**

Varios 970 LUX

REF. Y1004161

3.102€*



VOORDEELPAKKET P7

Ultrasoon apparaat met licht

met licht

Varios 970 LUX

REF. Y1004161

Luchtgedreven tandpolijstsysteem voor supragingivale toepassing



Prophy-Mate neo


3.089€*

~~4.177€*~~

Bespaar **1.088€**

Beschikbare aansluitingen voor Prophy-Mate neo:

Voor NSK turbinekoppeling	REF. Y135029	996€*
Voor KaVo® MULTIflex® LUX koppeling	REF. Y135030	1.044€*
Voor Sirona® snelkoppeling	REF. Y135031	1.044€*
Voor W&H® Roto Quick® koppeling	REF. Y135032	1.044€*
Voor Bien-Air® Unifix® Koppeling	REF. Y135033	1.044€*



NSK beschikt over een uitgebreid gamma van ultrasone tips voor klinische toepassingen. Er is een breed scala van tips voor de verschillende situaties en hoeveelheden tandplak.



iProphy Complete set

REF. Y1500015

- Draadloos Polijsthandstuk
- Met iFX57 kop
- Draadloos en ergonomisch
- Optioneel ook verkrijgbaar voor het gebruik van wegwerppolijstkoppen (DPA)

999€*

~~1.346€*~~

Bespaar **347€**



zonder licht **16:1**

Ti-Max X57

REF. C619

- Titanium hoekstuk
- Zonder licht
- 16:1 reductie
- Voor schroefbare kegeltjes en borstels

505€*



zonder licht **4:1**

FX57m

REF. C1054

- Titanium hoekstuk
- Zonder licht
- 4:1 reductie
- Voor schroefbare kegeltjes en borstels

304€*

32

redenen om de
Varios Combi Pro2
te kopen



Minimally Invasive Therapy



NIEUW

Varios Combi Pro2



CLM



CLM-modus voor de
veilige ontsmetting
van de waterkringloop



Slank titanium
scaler-handstuk



Jet Nozzle voor
Perio-handstuk



Efficiënte
waterverwarming



Draadloze
multifunctionele
voetbediening

Mondhygiëne



Varios Combi Pro2 Basisset

REF. Y1500505

6.129€*

De Varios Combi Pro2 Basisset bevat:

- Besturingsunit
- Titanium ultrasoonhandstuk
- PROPHY-poederkit (supragingivale toepassing)
- Draadloze multifunctionele voetbediening
- Verdere accessoires & 1 fles FLASHpearl (300 g)
- 3 ultrasone tips (G8, G16, P20)

Accessoires:



Jet Opzetstuk voor Perio gebruik

REF. TA10770106

116€*



Opzetstuk voor Perio gebruik

REF. T1077012

116€*



Opzetstuk voor Prophy gebruik

REF. T1074012

106€*



b.clean

6 x 1 l Fles

REF. BCL600

101€*



VOORDEELPAKKET P6 light

Varios Combi Pro2 Basisset

REF. Y1500505

Subgingivaal gebruik

+ Varios Combi Pro2 Perio Set

REF. Y1500470

6.480€*

7.414€*

Bespaar **934€**



VOORDEELPAKKET P6+C

Varios Combi Pro2 Basisset

REF. Y1500505

Subgingivaal gebruik

+ Varios Combi Pro2 Perio Set

REF. Y1500470

Apparatenwagen

+ iCart Prophy2

REF. S9098

7.200€*

8.206€*

Bespaar **1.006€**



VOORDEELPAKKET P6+

Varios Combi Pro2 Basisset

REF. Y1500505

Subgingivaal gebruik

+ Varios Combi Pro2 Perio Set

REF. Y1500470

Supragingivaal gebruik

+ Varios Combi Pro2 Prophy Set

REF. Y1500469

Ultrasoon-handstuk

+ VA2-LUX-HP-Ti

REF. EA1203X050

7.720€*

9.610€*

Bespaar **1.890€**



VOORDEELPAKKET P6+CW

Varios Combi Pro2 Basisset

REF. Y1500505

Subgingivaal gebruik

+ Varios Combi Pro2 Perio Set

REF. Y1500470

Apparatenwagen

+ iCart Prophy2

REF. S9098

Voor bevestiging aan de iCart Prophy2

+ Waterflessenset

REF. Y1500719

7.820€*

8.850€*

Bespaar **1.030€**



Prophy-Mate neo

POEDERSTRAALINSTRUMENT VOOR SUPRAGINGIVAAL GEBRUIK



VOORDEELPAKKET P1

Poederstraalinstrument

Prophy-Mate neo

DIVERSE AANSLUITINGEN, ZIE OVERZICHT



Extra handstuk

+ PMN-HP

REF. T797010



Reinigingspoeder op calciumbasis

+ FLASH pearl 4 x 300g

REF. Y900698



1.215€*

1.530€*

Bespaar **315€**



Beschikbare aansluitingen voor Prophy-Mate neo:

Voor NSK turbinekoppeling	REF. Y135029	1.026€*
Voor KaVo® MULTIflex® LUX koppeling	REF. Y135030	1.075€*
Voor Sirona® snelkoppeling	REF. Y135031	1.075€*
Voor W&H® Roto Quick® koppeling	REF. Y135032	1.075€*
Voor Bien-Air® Unifix® koppeling	REF. Y135033	1.075€*

MEGAPAKKET P3

Perio-Mate + Prophy-Mate neo

VOORDEELPAKKET P1 & P2 IN COMBINATIE

2.437€*

3.294€*

Bespaar **857€**



Perio-Mate

POEDERSTRAALINSTRUMENT VOOR SUBGINGIVAAL GEBRUIK



VOORDEELPAKKET P2

Biofilm Eraser

Perio-Mate

DIVERSE AANSLUITINGEN, ZIE OVERZICHT



Extra handstuk

+ PER-HP

REF. T1043010



Glycinepoeder

+ Perio Mate Powder 2 x 160g

REF. Y900938



1.388€*

1.764€*

Bespaar **376€**



Beschikbare aansluitingen voor Perio-Mate:

Voor NSK turbinekoppeling	REF. Y1002654	1.201€*
Voor KaVo® MULTIflex® LUX koppeling	REF. Y1002655	1.266€*
Voor Sirona® snelkoppeling	REF. Y1002656	1.266€*
Voor W&H® Roto Quick® koppeling	REF. Y1002657	1.266€*
Voor Bien-Air® Unifix® Koppeling	REF. Y1002658	1.266€*

Profylaxepoeder

VORR HET LANGDURIG BEHOUD VAN MOOIE EN GEZONDE TANDEN

Het behoud van gezonde en mooie glimlachen

Poedertherapie verwijdt effectief subgingivale en supragingivale vlekken en biofilm. Door gebruik te maken van de voordelen en protocollen van de Varios Combi Pro2, kunt u een nieuw tijdperk van professionele zorg ontsluiten – met uitzonderlijke resultaten. Zorgeloos voor u en geruststellend voor uw patiënten.

FLASH pearl

Polijstpoeder voor supragingivale toepassing, met sferische deeltjes die zacht zijn voor het tandoppervlak.

Toepassing: verwijdering van hardnekkige vlekken

Hoofdingrediënt: Calciumcarbonaat

- Bevat geen natriumchloride (geen zoute smaak)
- Geschikt voor patiënten met een natriumbepoort dieet

Gemiddelde deeltjesgrootte: **54µm**



Reinigingspoeder op basis van calcium

FLASH pearl

REF. Y900698

- 4 x 300g Fles
- Ø Korrelgrootte: 54µm
- Gebruik: supragingivaal

97€*

SOFT pearl

Polijstpoeder voor supragingivale toepassing met een lage oppervlakte-invasiviteit. Geschikt voor gebruik zelfs bij sommige prothetische voorzieningen.

Toepassing: verwijdering van biofilm en matige vlekken

Hoofdingrediënt: Glycine

- Ongeflavoured (zonder smaak)
- Zoete smaak

Gemiddelde deeltjesgrootte: **65µm**



Poeder op basis van glycine

SOFT pearl

REF. Y1500721

- 4 x 250g Fles
- Ø Korrelgrootte: 65µm
- Gebruik: supragingivaal

130€*

Perio Mate Powder


Polijstpoeder voor gebruik bij de tandvleesrand en subgingivaal.

Toepassing: verwijdering van biofilm en lichte verkleuringen

Hoofdingrediënt: Glycine

- Ongeflavoured (zonder toegevoegde smaak)
- Zoete smaak
- Zeer wateroplosbaar, waardoor het zich niet ophoopt, zelfs niet bij subgingivaal gebruik

Gemiddelde deeltjesgrootte: **25µm**



Poeder op basis van glycine

Perio Mate Powder

REF. Y900938

- 2 x 160g Fles
- Ø Korrelgrootte: 25µm
- Gebruik: supragingivaal, subgingivaal

77€*

Mobiele tandheelkunde

VIVA ace

DE VEDERLICHTE DRAAGBARE TANDZORGUNIT

Bij zorg aan huis, op scholen of op humanitaire missies zijn de mobiele tandheelkundige unit van NSK heel eenvoudig te vervoeren en ze kunnen op elke plek met een stroomvoorziening ingezet worden

VIVA ace

REF. Y1003773

Uitrusting:

- Borstelloze led-micromotor NLX plus met endofuncties
- Multifunctionele ultrasone scaler Varios 170 LUX
- 3-functie spuit zonder licht
- Speekselzuiger
- Voetschakelaar voor motor en scaler

11.673€*

Gewicht slechts 8,5 kg



VOORDEELPAKKET M2

De draagbare tandzorgunit

VIVA ace

REF. Y1003773



Licht-Hoekstuk (1:5)

+ S-Max M95L met licht

REF. C1023



11.679€*

12.622€*

Bespaar **943€**



VIVA MATE G5

DRAAGBARE MICROMOTOR VOOR MOBIELE INZET

- Combinatie van besturingseenheid en micromotor
- Met ledlicht
- Geen stroomvoorziening nodig, want werkt tot 2 uur op accu.
- Toerentalbereik 3000 tot 30.000/min

met licht

VIVA MATE G5 Set⁽²⁾

REF. Y1002801

1.820€*



⁽²⁾ Hand- of hoekstukken zijn niet inbegrepen in de VIVA MATE G5 set.

PRESTO AQUA LUX

SMEERVRIJE LUCHTTURBINE MET WATERSPRAYKOELING EN LED

- Ledlicht onthult de kleinste oneffenheden in het gebied van de volledig keramische frametechnologie, die niet zichtbaar worden onder normale werkverlichting.
- Geoptimaliseerde randvormgeving en oppervlaktbewerking
- Exacte afwerking van zirkoniumoxide, perskeramiek en keramiek.
- Eersteklas lichtomstandigheden bij slijpen in de freesunit vergemakkelijken de verwerking van primaire onderdelen van zirkoniumoxide.
- Nauwkeurige werk- en materiaalinspectie onder de microscoop.

met licht

PRESTO AQUA LUX

REF. Y1001151

- Turbine met licht

2.240€*

2.399€*

Bespaar **159€**

zonder licht

PRESTO AQUA II

REF. Y150023

- Turbine zonder licht

1.735€*


1.836€*

Bespaar **101€**



ULTIMATE XL

BORSTELLOZE MICROMOTOR



Set met torque-handstuk

- (8,7 Ncm)

1.886€*

Set met compact handstuk

- (6,0 Ncm)

1.580€*

- Collectorloze micromotor
- Toerentalbereik: 1000 tot 50.000/min
- Licht, ergonomisch handstuk
- Excellente loopeigenschappen
- Gepatenteerd stofbeschermingssysteem
- Automatische snelheidsbewaking
- Auto-cruise-functie



Set met torque-handstuk

Knie-unit	Voet-unit	Tafelunit	Torenunit
REF Y141495	REF Y141513	REF Y141471	REF Y141504

Set met compact handstuk

Knie-unit	Voet-unit	Tafelunit	Torenunit
REF Y141496	REF Y141514	REF Y141472	REF Y141505

VOLVERE i7

KERNLOZE MICROMOTOR

- Compact design
- Automatische snelheidsbewaking
- Naar keuze voet- of handbediening
- Loop stil en soepel
- Toerentalbereik: 1.000 tot 35.000/min
- Draaimoment: (4,1 Ncm)

VOLVERE i7 RM

REF. Y1002890

- Laboratorium-micromotor met laboratorium-handstuk

1.229€*



VOLVERE i7 E

REF. Y1003523

- met micromotor type ISO-E zonder handstuk

1.101€*



VOLVERE i7 VR-EB

REF. Y1002891

- Type ISO-E met handstuk

1.288€*

UW NSK EUROPE CONTACTPERSOON IN NEDERLAND



Ronald Fork

✉ fork@nsk-europe.de
☎ +49 (0)174 9308752




* Alle prijzen excl. wet. btw. Alle prijzen geldig tot 30 Juni 2026. Wijzigingen, vergissingen, drukfouten etc. voorbehouden.
Vraag bij uw gespecialiseerde dealer naar het aantrekkelijke NSK-assortiment en aanbiedingen.




nskdentaleurope



nsk-dental-europe



NSKDentalEurope



nskdentaleurope

NSK Europe GmbH www.nsk-dental.com

Elly-Beinhorn-Str. 8 - 65760 Eschborn - Duitsland - Tel: +49 (0)6196 77606-0 - e-mail: info@nsk-europe.de