

DENTAL *smash*

Venus® Diamond PURE

Venus® Diamond PURE Shades in fester Konsistenz für Front- und Seitenzahnrestaurationen in monochromatischer Schichtung. Die reduzierte Farbauswahl (LIGHT, MEDIUM, DARK, BLEACH), mit ihrem breiten Farbspektrum (A1-D4) erfüllt die Anforderungen Ihrer Patienten und vereinfachen gleichzeitig Ihren Arbeitsablauf maximal.

220278
Packung 20 x 0,25 g PLT medium

Aktionspreis
91,90



Venus® PURE Bulk Flow ONE

Fließfähige Bulk-Filling-Lösung für eine Kavitätentiefe bis 4 mm (mit einer Schicht), die eine außergewöhnliche Farbanpassung in einem einzigen Farbton bietet (Farbspektrum A1-D4). Venus® Bulk Flow ONE legt den Fokus auf Schnelligkeit und maximale Effizienz im Seitenzahnbereich - dies auch zu einer deutlich optimierten Lagerhaltung / Warenwirtschaft führt. Eine zusätzliche Deckschicht ist nicht notwendig.

214499
Packung 20 x 0,2 g PLT



Aktionspreis
71,90

iBOND® Universal

iBOND® Universal ist das universelle, lichthärtende Adhäsiv für alle Bonding-Techniken und Indikationen. Der Allrounder für zuverlässige Haftfestigkeit – dank MDP-Monomer – kompatibel mit licht-, dual- und selbsthärtenden dentalen Materialien.

118526
Value Pack 3 x 4 ml iBOND Universal

Aktionspreis
219,-



Flexitime® unlimited

Mit Flexitime® unlimited setzen Sie auf ein innovatives Abformmaterial, das alle Indikationen abdeckt. Es wurde entwickelt, um den gesamten Abformprozess zu vereinfachen und zu standardisieren – speziell für die Implantat- und Teleskop-Abformtechnik in der Monophasentechnik. Darüber hinaus kann es sowohl in Kombination mit Flow-Materialien als auch für alle weiteren Abformverfahren eingesetzt werden.

296660
Refillpackung Dynamix 2 x 380 ml
Flexitime unlimited Kartusche,
2 Dynamix 5:1 Mixing Tips,
1 Fixationsring, 1 Gebrauchsinformation

Aktionspreis
189,-



neu

RetraXil®

Die Retraktionspaste RetraXil sorgt für einen sauber geöffneten Gingivaskulus und gewährleistet perfekt freigelegte, blutungsfreie Präparationsgrenzen und damit für eine präzise Abdrucknahme.

292915
Starterpackung 4 x 1 g Spritze Retraktionspaste

Aktionspreis
56,90



GLUMA® Desensitizer

Ein Tropfen GLUMA® reicht aus, um Überempfindlichkeit zu reduzieren und zu verhindern. Das Ergebnis stellt sich schnell und effektiv ein, ohne Mischen, Aushärten oder mehrfaches Auftragen.

55853
Flasche 5 ml Flüssigkeit

Aktionspreis
93,90



Zahnlager Dental-Union

Wir bieten Ihnen Europas größtes Zahnlager mit über 17.000 verschiedenen Zahngarnituren der führenden Hersteller wie Dentsply Sirona, Ivoclar Vivadent, Shofu und VITA.

Hohe Qualität. Schnelle Lieferung. Komfortabler Service.



 Dentsply
Sirona

 ivoclar
vivadent



VITA

Identium® Heavy

Das Präzisionsabformmaterial Identium® vereint die Vorteile von Polyäther und A-Silikon. Identium® Heavy liefert aufgrund des optimalen Druckaufbaus in Kombination mit Identium Light hervorragende Ergebnisse in der Doppelmischtechnik.

292660
Refill Packung 2 x 380 ml Doppelkartusche

Aktionspreis
209,-



Identium® Light

Identium® Light ist ein dünnfließendes Präzisionsabformmaterial aus Vinylsiloxanether, das aufgrund seiner ausgeprägten Fließfähigkeit auch engste Sulci erfasst und durch die besonders hohe Hydrophilie auch in Extremsituationen zeichnungsscharf abformt.

220985
Packung 2 x 50 ml Doppelkartusche, 8 Mischkanülen

Aktionspreis
62,90



Identium® Medium

Das Präzisionsabformmaterial Identium® vereint die Vorteile von Polyäther und A-Silikon. Identium® Medium eignet sich aufgrund der hohen Endhärte hervorragend für die Monophasenabformung/Implantatabformung.

292666
Refill Packung 2 x 380 ml Doppelkartusche

Aktionspreis
209,-



Quad-Teilmatrizensystem Keile

Der Quad Wedge verwendet ein revolutionäres Split-Tip-Design. Die gesplittene Spitze passt die Bänder leicht an beide Halsrand an! Gleitet sanft entlang der Papille und dichtet tiefer ab, um ein natürlicheres Austrittsprofil auch bei nicht übereinstimmenden Tiefen zu erzielen.

295505
Packung 200 Keile sortiert (grün, orange, blau, lila)

Aktionspreis
95,90



Garrison
Dental Solutions

Quad-Teilmatrizensystem Ringe

Das völlig neue asymmetrische Ringdesign mit spezieller „Treiberspitze“ maximiert die Quad Wedge-Adaption und die zervikale Abdichtung. Unsere einzigartigen Banddesigns wurden entwickelt, um eine optimale Unterstützung und Anpassung zu bieten und vorhersehbare und effiziente Wiederherstellungsverfahren zu gewährleisten.

295499
Packung 2 Ringe orange / hoch, 1 je Ausrichtung



Aktionspreis
219,90



Quad-Teilmatrizensystem

Das neue Quad System mit den asymmetrischen Quad Ringen und Keilen mit gesplittener Spitze ist ideal für schwierige Fälle wie Back-to-back-Restaurationen von nebeneinanderliegender Karies, tiefe Läsionen und Mehrfachrestaurationen geeignet. Probieren Sie das Quad System mit der 60-Tage-Geld-zurück-Garantie aus.

296100
Quad Sectional Matrix System Intro Kit 2 Quad Ringe blau / Universal, 1 je Ausrichtung, 100 Firm Matrizenbänder in 5 Größen, 80 Keile (blau, grün, orange, lila)

Aktionspreis
439,90

3M™ Scotchbond™ Universal Plus Adhäsiv

Das erste röntgenopake Universaladhäsiv ist für alle direkten und indirekten Indikationen und alle Ätztechniken geeignet. Es haftet an allen Restaurationsmaterialien ohne zusätzlichen Primer. Vollständige Dual- und Selbsthärtungskompatibilität und die Formulierung ist frei von BPA-Derivaten wie Bis-GMA.

209291
Flasche 5 ml
99,90



 solventum

3M™ RelyX™ Universal Befestigungskomposit

Das Universal Befestigungskomposit kann alleine als selbstadhäsiver Befestigungszement und in Kombination mit 3M™ Scotchbond™ Universal Plus Adhäsiv für die adhäsive Befestigung eingesetzt werden. Durch die gemeinsame Verwendung entfällt das aufwendige und umständliche Arbeiten mit mehreren Befestigungskompositen, Primern und Adhäsiven. Durchschnittlich 15 Applikationen aus 3,4g Zement.

209284
Spritze 3,4 g transluzent
159,90



3M™ RelyX™ Unicem 2 Automix

Weltweit der klinisch am besten erprobte selbstadhäsive Composite Befestigungszement. Jegliche Vorbehandlung des Zahns entfällt – Ätzen, Primern, Bonden.

95927
Packung 8,5 g Automix-Spritze,
10 Mischkanülen Standard, 5
Mischkanülen Breit, 5 Endo Tips
(Aufsätze für Breite Mischkanülen),
A3 opak

119,90



3M™ Filtek™ Bulk Fill Flowable

Das 3M™ Filtek™ Bulk Fill Flowable ist ein fließfähiges, lichthärtendes, röntgenopaques Composite niedriger Viskosität. Das Spritzdesign hilft Blasen im Material zu reduzieren und unnötigen Materialverwurf zu vermeiden.

102908
Packung 2 x 2 g Spritze,
20 Einwegkanülen, A3
63,90



3M™ Imprint™ 4 Preliminary Penta™

Wo Alginate zahlreiche langwierige und staubige Arbeitsschritte erfordern, liefert 3M™ Imprint™ 4 Preliminary ganz bequem eine genaue und dimensionsstabile Abformung, die mehrmals ausgegossen werden kann.

114478
Refill Packung 2 x 300 ml Basis,
2 x 60 ml Katalysator

85,90



3M™ Imprint™ 4 Bite

Das scanbare VPS Bissregistriermaterial von 3M für alle okklusalen Bissregistrierungen. Die hohe Endhärte (Shore-Härte A 90) gewährleistet hohe Stabilität und einfache Beschneidbarkeit. Hohe Genauigkeit und Dimensionsstabilität. Kurze Abbindezeit: 60 Sekunden für Patienten-Komfort und Praxis-Effizienz (20 Sekunden max. Verarbeitungszeit im Mund, 60 Sekunden Mundverweildauer).

114482
Refill Packung 2 x 50 ml Garant
Kartusche, 5 Garant Mischkanülen
grün, 5 Garant Applikationsdüsen

51,90



Futurabond® U

Ein Bond für alle Fälle! Jedes weitere Adhäsiv in einer Praxis ist überflüssig! Dualhärtendes Universal-Adhäsiv. Direkte und indirekte Restaurationen mit allen licht-, selbst- oder dualhärtenden Füllungs-, Stumpfaufbau- und Befestigungscomposites auf Methacrylatbasis.

106364
Packung 50 SingleDose, Zubehör

VOCO

Aktionspreis

93,90



BEAUTIFIL II LS

Niedrig schrumpfendes pastöses Komposit (< 1%) für Front- und Seitenzahnfüllungen. Exzellente Polierbarkeit und lang anhaltender Glanz. Hohe Abrasionsstabilität und antagonistenfremdliche Oberflächenhärte. Natürliche Lichtleitung und -streuung. Fluoridabgabe und -aufnahme.

297093
Spritze 4 g Komposit A1

Aktionspreis

49,90



SHOFU



Aktionspreis

52,90



HyFlex EDM NiTi-Feilen

Hohe Flexibilität und Bruchsicherheit durch spezielles Herstellungsverfahren. Zentrierte Kanalaufbereitung. Ein System für alle Fälle (gerade bis stark gekrümmte Kanäle). Mehrfache Verwendbarkeit durch Regeneration nach Thermobehandlung.

118634
Packung 3 Glidepath Feilen 25 mm,
Taper.05 ISO 010

40,90

COLTENE



3+1



Super-Snap

Für die Politur von mikrogefüllten und Hybridkompositen. Extrem dünn und hochflexibel. Durchgängiges System: von der Konturierung zum Hochglanz in vier Schritten. Kein Metallzentrum, verhindert das Risiko von Beschädigungen und Verfärbungen von Komposit und Zahnschmelz. Stabiler Halt der Scheibe auf Mandrell (maximale Kontrolle während der Politur).

30626
Nachfüllpackung 50 Scheiben
schwarz, L507

Aktionspreis

11,90



BeautiSealant

Selbstätzender Fissurenversiegler mit Fluoridfreigabe. Präventive Versiegelung von Fissuren und Grübchen im Milchzahn- und bleibenden Gebiss. Ideale Handhabung und Viskosität. Keine Lufteinschlüsse dank blasenfreier Konsistenz. Dentinähnliche Röntgenopazität von 0,92 mm Al. Hohe Scherverbundfestigkeit ohne Etch & Rinse-Technik. Applikation in vier einfachen Schritten, Gesamtdauer 30 Sekunden.

104013
Kit 1,2 g Paste, 3 ml Primer, 15 Kanülen,
50 Microbrush fine pink, 25 V-Dish

Prime&Bond active™

Universaladhäsiv mit patentierter Active-Guard™ Technologie -So erhalten Sie selbst auf zu feuchtem oder zu trockenem Dentin einen sicheren und zuverlässigen Haftverbund. Für alle Ätztechniken und Indikationen geeignet.

125125

Eco Nachfüllpackung 3 x 4 ml Flasche



Aktionspreis
219,-

Palodent® V3

Mit dem Palodent® V3 Teilmatrizen-System gelangen anatomisch korrekte Kontaktpunkte in Klasse II Restaurationen sicher und schnell. Dank dichter gingivaler Versiegelung gibt es weniger Überschuss und damit weniger Finieraufwand.

119725

Komplettsystem 100 Matrizen,
75 Keile, 30 WedgeGuards,
1 Universalring, 1 kleiner Ring,
1 Applikationszange,
1 Spezialpinzette



Aktionspreis
445,-

Calibra® Abutment Resin Zement

Calibra® Universal ist ein selbsthärtender, selbstadhäsiver Kompositzement zur extraoralen Zementierung von Abutments und Ti-Basen. Er bietet exzellente Scherhaftwerte auf Zirkoniumdioxid, ist für die Autoklavierung der Restauration entwickelt und getestet und verhindert dank ultra-opaker Farbe das Durchscheinen von Metall.

295796

Set 4,5 g Spritze Zement,
10 Mischkanülen



Aktionspreis
89,90

SDR® flow+

Aufgrund seiner Vielseitigkeit ist SDR® flow+, das original fließfähige Bulk-Fill-Komposit, auch zu einem festen Bestandteil bei Füllungen der Klassen I, II, III und V, im Rahmen von Stumpfaufbauten und post-endodontischer Behandlung, Milchzahnersatz im Seitenzahnbereich ohne Überkappung und Fissurenversiegelung geworden. Workflows mit SDR® flow+ fließfähigem Bulk-Fill-Komposit bieten Effizienz und zuverlässige Ergebnisse.

128558

Komplettsystem Collector's Edition
110 x 0,25 g Compula Tip (70 x
universal, 10 x A1, 15 x A2, 15 x A3)



Aktionspreis
329,-

CEREC Cercon 4D™ Abutment Block

Der CEREC Cercon 4D™ Abutment Block ist der weltweit erste hochästhetische CAD/CAM-Zirkonoxidblock für Hybrid-Abutments und Hybrid-Abutment-Kronen. Durch seine mehrdimensionale Schichtung vereint er hohe Festigkeit mit ausgezeichneter Ästhetik. Er bietet eine Festigkeit von über 1.100 MPa, eine minimale Wandstärke von 0,5 mm für maximale Flexibilität bei begrenztem Platz. Sowohl für Seitenzahn- als auch für Frontzahnrestaurationen geeignet.

295802

Packung 3 Blöcke Größe L, A3



Aktionspreis
147,90

Dentsply
Sirona

Oraqix® Parodontal-Gel

Arzneimittel

13551

Packung 20 x 1,7 g Lokalanästhesie
ohne Spritze



Aktionspreis
149,95

Hydrogum 5

Hydrogum 5 ist ein leistungsstarkes, schnellabbindendes Alginat. Hydrogum 5 besitzt eine hohe Elastizität und Reißfestigkeit.

222063
Packung 453 g Beutel Alginat
Waldfruchtaroma

Aktionspreis
9,95

Für optimale
Ergebnisse bitte nur
mit lila Meßbesteck
verwenden!



Zhermack
Dental

Occlufast Rock

Occlufast Rock ist das erste A-Silikon- Bissregistrat in der Geschichte von Zhermack, bekannt und weltweit im Einsatz. Die Konsistenz von Occlufast Rock ist so entwickelt, dass sie vom Patienten bei der Bissnahme nicht spürbar ist. Somit wird eine falsche Positionierung vermieden. Die Thixotropie lässt das Material nicht verlaufen, sondern leicht über die Okklusionsfläche fließen. Die Dimensionsstabilität für bis zu 7 Tage ermöglicht die Beibehaltung der Genauigkeit der Bissregistrierung.

222031
Packung 2 x 50 ml Doppelkartusche,
12 Mischkanülen



Aktionspreis
33,90

Tropicalgin

Tropicalgin ist ein Alginat mit Farbwechsel, um auf einfache und unmittelbare Weise die verschiedenen Arbeitsphasen durch Farbänderungen hervorzuheben. Das Tropicaroma begünstigt den Patientenkomfort. Abbindezeit 25 Sekunden. Auch als "fast" mit einer Abbindezeit von 60 Sekunden erhältlich.

222067
Packung 453 g Alginat Tropical, orange/
gelb, extra fast

Aktionspreis
8,90



Für optimale
Ergebnisse bitte nur
mit grünem Meßbesteck
verwenden!

RECIPROC® blue

VDW RECIPROC® blue – ein flexibles Universalinstrument für die meisten klinischen Fälle.

125427
Packung 6 Feilen 25 mm, ISO 025

Aktionspreis
102,90



RECIPROC® Instrumente

Das Instrument für besonders gründliche Revisionen. Einfach. Sicher. Zeitsparend.

21895
Packung 6 Instrumente 25 mm, ISO 025



Aktionspreis
102,90

WaveOne® Gold

WaveOne® Gold: Reziprokes endodontisches Behandlungskonzept - für zeitsparendes und einfaches Arbeiten.

118245
Packung 6 Feilen PRIMARY, 25 mm, Taper.07 ISO 025



Aktionspreis
98,90



Alginat rosa

Alginat rosa ist ein qualitativ hochwertiges und staubfreies Alginatdruckmaterial. Es ist sowohl für die normale Zahnarztpraxis als auch für die orthodontische Praxis geeignet. Es besitzt eine härtere Konsistenz und gewährleistet Abdrücke mit glatter Oberfläche und guten Elastizitätseigenschaften.

88087
Beutel 500 g Alginat NH Pfefferminz, rosa

Aktionspreis
6,90



Omniwipes wet & easy

Getränkte Desinfektionstücher ideal für die Lagerung in der Schublade. 2 Min. begrenzt viruzid plus inkl. HBV/HCV/HIV gem. RKI-Empfehlung 1 Min* VAH gelistet.

* kürzeste Einwirkzeit für Flächendesinfektionsmittel in VAH/DGHM-Liste: 5 Min.

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

212070
Packung 80 Tücher neutral, 25 x 25 cm
BAuA-Nr. N-72848



Aktionspreis
8,90

OMNI DENT[®]
We care. You smile.

OmniStar

Formschöner Design-Armhebelspender für die anspruchsvolle Praxis in klassischem weiß oder eleganter Chromoptik. Für Flüssigseifen und Gels. Maße (B x H): 105 mm x 320 mm.

94427
Set Spender weiß inklusive 1 Tropfschale, 1 Sichtblende montiert, 1 Wandhalterung und 1 Platzhalter-Einsatz für 500 ml Eurospenderflasche

Aktionspreis
54,90



Desinfektionswanne

OmniDent Desinfektionswanne mit Siebeinsatz und Deckel. 3 Liter Fassungsvermögen. Maße (B x H x T): außen 35,4 x 11,4 x 24 cm.

49501
Desinfektionswanne



Aktionspreis
44,90

OmniCeram Bulk Fill SDC

OmniCeram Bulk Fill SDC ist ein fließfähiges Bulkcomposite mit bioceramic Füllstoffen für Füllungen im Dentin. Bei einer Schicht bis 4 mm lichthärtbar.

211468
Packung 15 x 0,25 g
Singedose



Aktionspreis
55,90

Omnitemp KB

Omnitemp KB ist das höchästhetische provisorische Kronen- und Brückenmaterial für die direkte Applikation in die Abformung.

85424
Packung 50 ml Kartusche 4:1
Automix A3, 10 Mischkanülen

OmniCite All`N`One

Lichthärtendes, selbststärzendes Einkomponenten-Adhäsiv für die adhäsive Füllungstherapie in Kombination mit lichthärtenden Composites und Compomeren.

95488
Flasche 5 ml

OMNI
DENT®
We care. You smile.

Aktionspreis
45,90



Aktionspreis
68,90

PANAVIA™ SA Cement Universal

PANAVIA™ SA Cement Universal - selbstadhäsives Befestigungskomposit.

- Wirklich universal – für alle indirekten Restaurationen.
- So einfach – Reduzierung der Arbeitsschritte und somit Materialreduzierung, hohe Fehlertoleranz und einfache Überschussentfernung.
- Ohne primen – Kein Primer erforderlich, dank unserer integrierten Silanhaftvermittler LCSi & MDP.

205942
Valuepackung 3 x 8,2 g/4,6 ml Spritze A2,
40 Mixing Tips, 10 Endo Tips



Aktionspreis
245,-

kuraray Noritake

CLEARFIL™ Universal Bond Quick 2

CLEARFIL™ Universal Bond Quick 2 enthält das ursprüngliche MDP in Kombination mit dem einzigartigen AMIDE und den neuen UTM-Monomeren, die eine dünne, starke Klebeschicht ohne Wartezeit bilden, was zu einer fortschrittlichen Rapid Bond-Technologie führt. Diese Kombination verbessert die Festigkeit der Haftschrift, um die Zuverlässigkeit für die einstufige Verklebung zu erhöhen und keine Kühlung für die Lagerung zu erfordern.

295003
Value Packung 3 x 5 ml Flasche
Bonding

Aktionspreis
209,-



KATANA™ Zirconia Block

Der KATANA™ Zirconia Block vereint seine starken mechanischen Eigenschaften mit hoher natürlicher Ästhetik. Die hohe Transluzenz und hohe Biegefestigkeit führen zu einer außergewöhnlichen Ästhetik und zu besseren mechanischen Eigenschaften als Lithiumdisilikat-Glaskeramik.

205932
Packung 3 Blöcke 14Z L, A3,5

219,-



4+1

GC G-aenial® Universal Injectable

- Universelles, injizierbares Restaurationsmaterial für alle Kavitätenklassen (I-V)
- Thixotrope Viskosität, perfekte Adaptierbarkeit
- Hervorragende Abriebfestigkeit
- Hervorragende Ästhetik, leicht auf Hochglanz zu polieren

201629

Refill Packung 1,7 g / 1 ml Spritze A3



Aktionspreis*
31,90

*Aktion gilt nur in Deutschland!

GC G-aenial® A'CHORD

Das hochentwickelte Universal-Komposit mit der Einfachheit des Unishade-Systems. G-aenial A'CHORD ist ein vielseitiges Universal-Komposit für Front- und Seitenzahnrestaurationen. Dank seines einfachen Unishade-Systems erreichen 5 Core-Farben die Ästhetik der 16 klassischen VITA®-Farben.

209073

Packung 15 x 0,16 ml / 0,3 g
Unitip A3



Aktionspreis*
50,90

*Aktion gilt nur in Deutschland!



GC G-Premio BOND

Lichthärtendes Einkomponenten-Universaladhäsiv

- Kompatibel in allen Ätztechniken (selbstätzend, selektives Ätzen oder Total-Etch)
- Geeignet für direktes Bonding, aber auch für die Behandlung von Hypersensitivitäten und Reparaturen

203165

Flasche 5 ml



Aktionspreis*
80,90

*Aktion gilt nur in Deutschland!

GC Tooth Mousse™

- Remineralisierende, zuckerfreie Zahnschutzcreme mit Recaldent® CPP-ACP
- Stärkt den Zahnschmelz vor und nach dem Bleachen
- Hervorragende Zahngesundheit: schützt, stärkt und pflegt dauerhaft
- Bei empfindlichen Zahnhälsen

75735

Promopackung 5 x 40 g Tooth Mousse
(Melone, Erdbeere, Tutti-Frutti, Minze, Vanille) plus 1 Tube extra



Aktionspreis
84,90

GC MI Paste Plus™

- MI Paste Plus™ ist eine remineralisierende, zuckerfreie Zahnschutzcreme mit RECALDENT™ (CPP-ACP)
- Stärkt den Zahnschmelz vor und nach dem Bleachen
- Enthält Fluorid (900 ppm)
- Verringert Überempfindlichkeiten
- Hervorragende Zahngesundheit: schützt, stärkt und pflegt dauerhaft

200126

Promopackung 5 x 35 ml Paste
(Melone, Erdbeere, Tutti-Frutti, Vanille, Minze), plus 1 Tube extra



Aktionspreis
90,90

GC FUJIROCK® EP Classic Line

Superhartgips der Klasse IV. Classic Line für alle prothetischen Arbeiten, die hohe Präzision, hervorragende Kantenhärte und hohe Druckfestigkeit erfordern.

56925

Eimer 5 kg Gips goldbraun



Aktionspreis
32,50

TORK® PREMIUM extra weiche Zickzack Handtücher (V-Falz)

Geeignet für den Einsatz in herkömmlichen Falthandtuchspendern. Verbrauchssparende und hygienische Einzeltuchentnahme. TORK® extra weiche Zickzack (V-Falz) Handtücher. TORK® Easy-Handling Verpackung für leichteres Tragen, einfacheres Öffnen und Entsorgen. Papierhandtücher Premium, saugfähig. EU Ecolabel und ISEGA Zertifikat.

103927

Karton 15 x 200 Tücher = 3.000 Premium Tücher hochweiß 23 x 23 cm, 2-lagig, extra weich

Aktionspreis
34,90



TORK® Advanced Handtuch Zickzackfalz (V-Falz), weich

Geeignet für den Einsatz in herkömmlichen Falthandtuchspendern. 2-lagiges, weiches Tissue mit Dekorprägung. EU Ecolabel / ISEGA Zertifizierung und FSC- Zertifikat.

103924

Karton 15 x 250 Tücher = 3.750 Advanced Tücher grün
24,8 x 23 cm, 2-lagig, Zickzackfalzung (V-Falz)

Aktionspreis
32,95



Aktionspreis
35,90

Tork Xpress® Multifold Handtücher, extra weich

Verbrauchssparende und hygienische Einzeltuchentnahme, Funktionaler, ergonomischer und platzsparender Tork Carry Pack. Tuch wird bereits voll entfaltet entnommen. Extrem weich, saugstark und nassreißfest, aufgrund 2 Lagen Tissue-Plus mit Quick-Dry - Effekt. EU Ecolabel, FSC-Zertifiziert, ISEGA Zertifikat.

87553

Karton 21 x 100 Tücher = 2.100 Premium Tücher hochweiß
21 x 34 cm, 2-lagig, extra weich

RISKONTROL®

Einwegkanülen für Multifunktions-Wasser-Luftspritzen. Der flexible, biegsame Einmalansatz aus hochwertigem Kunststoff erleichtert den Zugang an schwer erreichbaren Stellen. Mit Adapter an allen gängigen Behandlungseinheiten zu verwenden.

104140

Packung 250 Einwegansätze weiß



Aktionspreis
27,90



GUM® SOFT-PICKS® PRO

GUM® SOFT-PICKS® PRO – Inspiriert von einer Interdentalbürste.

- 152 Elastomerfilamente für eine ultrasofte und gründliche Reinigung
- Einfache Erreichbarkeit der hinteren Bereiche durch die gebogene Form
- In 3 verschiedenen Größen erhältlich.

218795

Blisterpackung 30 Bürsten medium



Aktionspreis
3,50



meridol® med CHX 0,2%

Arzneimittel

220471

Flasche 1 Liter Mundspüllösung
inklusive Pumpspender



Aktionspreis
6,50

elmex® Sensitive

Professional Duraphat

Zur Behandlung von überempfindlichen Zahnhälsen. Die Anwendung erfolgt in praktisch und hygienischen Einzeldosen mit Pinsel. Hohe Fluoridaufnahme für den Verschluss der Dentinkanälchen schmerzempfindlicher Zähne.

294718

Packung 50 x 0,4 ml Single Dose



Aktionspreis
84,50



elmex® gelée

Arzneimittel

53620

Tube 215 g Gelée



Aktionspreis
18,50

desderman®

Arzneimittel

213165

Flasche 500 ml Händedesinfektion

Aktionspreis
3,90

schülke →



mikroqid® universal p wipes premium

Gebrauchsfertige Tücher zur gering alkoholischen und materialschonenden Desinfektion und Reinigung von Medizinprodukten und Flächen

Bioidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

297418

Packung 80 Tücher maxi 25 x 25 cm
BAuA-Nr. N-117825



Aktionspreis
10,90

dentavon® ID

Aldehydfreies Desinfektionsmittel auf Basis von Aktivsauerstoff für die Desinfektion von zahnmedizinischen Abformungen.

295840

Dose 900 g Desinfektion

Aktionspreis
79,90



Artinestol® Lokalanästhetikum

Arzneimittel

47002

Packung 100 x 1,7 ml Zylinder-
ampulle 1:200.000



Aktionspreis

59,90



Pursept® UniSprint Wipes

Gebrauchsfertige, gering alkoholische Tücher zur Desinfektion von Medizin-
produkten und Flächen aller Art, mit sehr guter Materialverträglichkeit.

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und
Produktinformation lesen.

128335

Packung 100 Tücher
BAuA-Nr. N-68268



Aktionspreis

10,50

CronMix® K plus

Herstellung provisorischer Inlays und Onlays. Herstellung provisorischer
Kronen und Brücken. Langzeitprovisorien. Speziell für größere provisorische
Versorgungen mit längerer Verarbeitungszeit. Verarbeitungszeit: 1 Minute.
Mundverweildauer: 2-3 Minuten. Aushärtezeit ab Mischbeginn: 8 Minuten.

29202

Packung 2 x 50 ml Doppelkartusche 4:1
A2, 20 Feinmischkanülen



Aktionspreis

119,-



Xylonor Spray N 15%

Arzneimittel

75383

Packung 36 g Flasche



Aktionspreis

42,50

BioRoot Flow

BioRoot Flow ist der neue bioaktive mineralische Wurzelkanal-Sealer in
einer Ready-to-use-Spritze, der die Obturation bei kalten oder warmen
Obturationstechniken einfach und erfolgreich macht.

292678

Set 2 g Spritze Sealer, 1 Fingergriff,
20 intra-orale Spitzen



Aktionspreis

98,90

GenENDO Revo-S+

Rotierende Feilen zur Öffnung und effizienten Kanalaufbereitung. Effiziente
Reinigung und Abformung: dank symmetrischer und asymmetrischer Quer-
schnitte. Mit dreieckigen symmetrischen und asymmetrischen Querschnit-
ten für optimale Performance.

296326

Packung 5 Feilen steril 21 mm, SC1



Aktionspreis

38,90

Fixtemp® C&B



Automatisch anmischaarbares Komposit im Mischverhältnis 4:1 zur Anfertigung von provisorischen Kronen und Brücken sowie In- und Onlays in überragender Qualität.

36760
Packung 50 ml Doppelkartusche A2,
10 Mischkanülen hellblau

Aktionspreis
59,90

Mischkanülen hellblau 4:1

Mischkanülen für Fixtemp C&B.

14894
Packung 100 Mischkanülen
hellblau 4:1



Aktionspreis
67,50

DS 50 Injector

Zur Applikation von dentalen C&B Materialien aus S 50 Doppelkartuschen.

80786
Injector 4:1



Aktionspreis
75,90



VITABLOCS® Mark II for CEREC®/inLab®

Monochromatische, zahnfarbene Feldspatkeramik-Rohlinge integrieren sich farblich sehr gut in die Restzahnschubstanz. Exzellent zur CAD/CAM-Fertigung kleinerer, ästhetischer Rekonstruktionen.

106191
Packung 5 Blöcke Größe I-12,
2M2C

68,90



4+1

VITABLOCS® TriLuxe forte for CEREC®/inLab®

Polychrome, zahnfarbene Feldspat-Rohlinge mit integriertem Farbverlauf zur Reproduktion des natürlichen Farbspiels.

105523
Packung 5 Blöcke Größe TF-12,
2M2C

85,90

4+1

126688
Packung 5 Blöcke UNIVERSAL,
Größe TF-14, A3C

91,90

4+1



VITA





Aktionspreis
81,50

Opalescence™ Endo

- Opalescence™ Zahnaufhellungsgel für devitale Zähne wurde speziell zur medizinischen Aufhellung endodontisch behandelter, devitaler Zähne nach der Walking-Bleach-Technik formuliert. 35 % Wasserstoffperoxid
- Einfaches Einbringen in die Pulpakammer
- 1 – 5-tägige Behandlung

48250

Set 2 x 1,2 ml Spritze, 20 Black Mini Tips



Transcend™ Universalkomposit

Dank seiner einzigartigen Farbanpassung ermöglicht Transcend™ die Erstellung hochwertiger ästhetischer Restaurationen mit nur einer einzigen Farbe und ganz ohne Opaker zur Abdeckung dunkler Verfärbungen. Für ästhetisch anspruchsvollere Fälle im Frontzahnbereich, welche den Einsatz der Schichttechnik erfordern, bietet Transcend™ ein zusätzliches Farbsystem mit Dentin- und Schmelzfarben.

220321

Spritze 4 g universal body

Aktionspreis

39,95



Pro-Tip® Turbo Einwegansätze

Die Pro-Tip® Turbo Einwegansätze überzeugen durch ihr innovatives Zwei-Kammer-System, welches Luft und Wasser vollständig voneinander trennt. So erhalten Sie jederzeit trockene Luft sowie einen präzisen und gleichmäßig benetzten Sprühstrahl. Der sicher verriegelnde Bajonettverschluss garantiert einen festen Sitz am Adapter, während das robuste Design ein effektives Abhalten der Wange ermöglicht. Für maximale Effizienz sorgt der leistungsstarke Luftstrahl.

209454

Packung 250 Ansätze



Aktionspreis

39,90

Pro-Tip® TURBO

Titan Implantat Küretten

Die Implantatküretten sind in einem für medizinische Anwendungen entwickelten Titan gefertigt. Titanimplantat-Oberflächen werden nicht verkratzt oder beschädigt. Besonders leichte und ergonomische EagleLite™ Handgriffe aus Kunststoff reduzieren die Handermüdung.

104521

Implantatkürette Barnhard B5-6 für den Seitenzahnbereich, Kunststoffgriff



Aktionspreis

67,90

Titan Implantat Scaler

Die Implantatscaler sind in einem für medizinische Anwendungen entwickelten Titan gefertigt. Titanimplantat-Oberflächen werden nicht verkratzt oder beschädigt. Besonders leichte und ergonomische EagleLite™ Handgriffe aus Kunststoff reduzieren die Handermüdung.

112954

Implantatscaler 204S für den Seitenzahnbereich, Kunststoffgriff



Aktionspreis

67,90



AlproZyme

Alkalisch-enzymatisches Reinigungsgranulat zur Vorreinigung und Vordesinfektion für die Aufbereitung von ärztlichen und zahnärztlichen Instrumenten, rotierenden Präzisionsinstrumenten und starren Endoskopen. Verwendbar im Tauchbadverfahren sowie in Ultraschall-, Reinigungs- und Desinfektionsgeräten.

55927
Klinikpackung 100 Beutel

Aktionspreis
65,90



BIB forte eco

Aldehyd-/phenol- und QAV-freies Flüssigkonzentrat zur nicht proteinfixierenden Reinigung und Desinfektion von ärztlichen und zahnärztlichen Instrumenten, rotierenden Präzisionsinstrumenten und starren Endoskopen.

107427
Kanister 5 Liter

Aktionspreis
133,90



neodisher® MediClean dental

Mildalkalischer, enzymatischer Reiniger – Flüssigkonzentrat. Entfernt wirkungsvoll Blut- und Eiweißrückstände. Besonders materialverträglich. Auch zur maschinellen Aufbereitung von Übertragungsinstrumenten geeignet. Zudem für die manuelle Reinigung von Dentalinstrumenten im Tauch- und Ultraschallbad geeignet. NEU – kennzeichnungsfrei: kein Gefahrstoff, kein Gefahrgut.

71066
Kanister 5 Liter

Aktionspreis
37,90



neodisher® PreStop

Korrosionsschutzmittel zum Aufsprühen auf chirurgische Instrumente direkt nach der Anwendung. Die eingesprühten Instrumente können bis zu 72 Stunden vor der weiteren Aufbereitung gelagert werden.

125152
Flasche 750 ml

Aktionspreis
19,90



neodisher® Septo Plus

Für die manuelle Reinigung und Desinfektion sowie für die desinfizierende Vorreinigung im Tauch- bzw. Ultraschallbad vor der maschinellen Aufbereitung. Sehr gute Reinigungswirkung, nicht proteinfixierend. Ausgezeichnete Materialverträglichkeit. Frei von Aldehyden und Aminen. Kompatibel mit aldehyd- und peressigsäurehaltigen Desinfektionsmitteln. VAH1-gelistet und in der IHO2-Desinfektionsmittelliste eingetragen.

202796
Flasche 1 Liter

Aktionspreis
12,50

